



INSTELLEN U15 PLAS- MEDICIJNHORLOGE

Belangrijk

- › Druk altijd maar één knop tegelijk in
- › Wanneer er bij het instellen binnen 5 seconden geen actie plaats vindt, zal de verlichting dimmen. De laatste instelling die is bevestigd blijft opgeslagen. Valt het horloge in stand-by? Zoek dan de betreffende instelling weer opnieuw op.

TIP: lees een aantal stappen vooruit zodat u wellicht in één keer de instelling(en) kunt invoeren.

Tijd & datum instellen

1. Druk op de rechter display knop; de tijd verschijnt (wanneer er géén tijd verschijnt maar ondersteboven de letters AL, dient het horloge gedraaid te worden).
2. Met de tijd in beeld drukt u op de rechterknop en houdt deze ingedrukt tot alleen de uren zichtbaar zijn. Doormiddel van de linker- (telt af) en de rechterknop (telt op) kunt u het juiste uur instellen.
3. Bevestig het uur door de rechterknop kort ingedrukt te houden, totdat het verspringt naar de minuten. Stel de juiste minuten in, wederom met de linker- (telt af) en rechterknop (telt op).
4. Bevestig de minuten door de rechterknop kort ingedrukt te houden, totdat het verspringt naar de maanden (1-12) en stel deze in.
5. Bevestig het maandnummer weer door de rechterknop kort ingedrukt te

1. houden en vervolgens verschijnt de dag (1-7). Voor het dagnummer ziet u het teken [] Selecteer het juiste getal waarbij geldt: maandag =1 en zondag = 7.
2. Nadat u deze weer bevestigt met de rechterknop verschijnt tot slot het jaartal welke u wederom op dezelfde wijze als alle voorgaande gegevens selecteert en bevestigt.

Alarm instellen

Voordat de alarmen ingesteld worden dient u eerst tijd en datum in te voeren!

1. Druk op de linkerknop in het display en de letters AL en een klein wekkertje verschijnen.
2. Vervolgens houdt u de linkerknop ingedrukt en verschijnt; 1 - - Dit betekent dat Alarm 1 "uit" staat. U kunt dit alarm activeren door de rechterknop ingedrukt te houden (streepjes gaan knippen) en met de linker- of rechterknop wijzigt u naar ON (alarm "aan"). Om dit te bevestigen houdt u de rechterknop ingedrukt.
Een alarm werkt alleen als deze op ON staat.
3. Vervolgens verschijnt de alarmtijd in beeld. Eerst knippen de uren en kunt u door middel van de linker- (telt af) en de rechterknop (telt op) het gewenste uur instellen. Deze bevestigt u door de rechterknop ingedrukt te houden.
4. Daarna beginnen de minuten te knippen en kunt u de gewenste stand van de minuten instellen. Bevestig door de rechterknop ingedrukt te houden, waarmee Alarm 1 is ingesteld.
5. Nu verschijnt Alarm 2 welke ook kan worden ingesteld. Herhaal stappen 2, 3 & 4.
In totaal kunt u maximaal 15 alarmen instellen.

Alarm wijzigen of uitzetten

Wanneer u de alarmtijd (uren of minuten) gaat instellen werkt de linkerknop aflopend en de rechterknop oplopend. Als u alle alarmen wilt doorlopen kan dit ook door een enkele druk op zowel de linker- als rechterknop, maar is dit altijd oplopend.

1. Om de ingestelde alarmen af te lezen drukt u op de linker knop waarna "AL" en het wekkertje verschijnen. Houd vervolgens de linkerknop ingedrukt en u ziet het 'Alarmnummer' met de status (aan- of uitgeschakeld). Bijvoorbeeld: 1 ON.
2. Met zowel de linker- als de rechterknop kunt u door alle 15 alarmen lopen. Wanneer een alarm is ingesteld ziet u na bijv. 1 ON ook de bijbehorende tijd dat het alarm afgaat. Als er geen alarm is ingesteld (bijv. 2 - -) is het volgende beeld Alarm 3.
3. Alarmtijd wijzigen?

- a. Zoek de betreffende tijd van een ingesteld 'Alarmnummer' op en houd de linker- of rechterknop ingedrukt. Gaat u bijvoorbeeld Alarm 3 wijzigen; dan moet niet '3 ON' in beeld zijn, maar de tijd die bij dit alarm hoort (het beeld ná '3 ON')
 - b. De uren knipperen waarbij u de gewenste tijd kunt wijzigen.
 - c. Heeft u dit aangepast of moet de uurwaarde hetzelfde blijven, houdt dan de rechterknop ingedrukt.
 - d. Vervolgens knipperen de minuten en kunt u deze wijzigen.
 - e. Bevestig door de rechterknop ingedrukt te houden. De alarmtijd is gewijzigd en het beeld versprongen naar het volgende 'Alarmnummer'.
1. Alarm uitzetten?
- a. Zoek het betreffende 'Alarmnummer' op. Bijvoorbeeld '4 ON'.
 - b. Houdt de rechterknop ingedrukt waarna "ON" begint te knipperen.
 - c. Druk éénmaal op de linker- of rechterknop waarna het beeld verspringt naar '4 - - '.
 - d. Bevestig dit door de rechterknop ingedrukt te houden en Alarm 4 is uitgezet. Het beeld is versprongen naar het volgende 'Alarmnummer'.

Overige functies

Rechterknop (het cijfer hieronder staat voor het aantal drukken op de rechterknop. Achter het nummer staat de beschrijving van hetgeen wordt weergegeven in uw U15 horloge)

1x Actuele tijd.

2x Datum (maand/dag). Na 2 seconden verschijnt ook het dagnummer.

3x STEP: aantal gezette stappen die dag (stappenteller).

4x CALO: aantal verbrande calorieën die dag.

5x dist: gelopen aantal km die dag.

6x Batterij status (1 – 100%).

Linkerknop (het cijfer hieronder staat voor het aantal drukken op de linkerknop. Achter het nummer staat de beschrijving van hetgeen wordt weergegeven in uw U15 horloge).

1x Menu voor alarm.

2x Tijdsnotatie aanpassen (12 of 24 uren klokweergave). Houd linkerknop in om te wijzigen (cijfer gaat knipperen) of houd ingedrukt om te bevestigen.

3x -H: Door deze functionaliteit op "on" te zetten, komt de tijd ook in beeld als u met uw pols draait (dit kan natuurlijk ook door op het rechter knopje te drukken).

- Houd de linker knop ingedrukt als u de H in beeld heeft. De – gaan knipperen.
- Met de rechter knop verandert u de – in "on".

- Door de rechter knop ingedrukt te houden is deze functionaliteit ingesteld.

4x Cd: Count down functie

- Houd linkerknop ingedrukt. Naast “Cd” verschijnen dan twee horizontale streepjes.
- Middels een druk op de rechterknop verschijnt er “OF” in beeld, wat inhoudt dat de timer uitstaat.
- Druk je meerdere malen op de rechterknop* dan komt er een 1, 2, etc. Dit staat voor het aantal minuten vanwaar de timer zal aflopen.
- Kom je bij de gewenste tijd, dan bevestig je deze door de rechterknop ingedrukt te houden. De Timer zal dan direct beginnen met aflopen, wat ook zichtbaar is in het display.
- Wanneer het horloge op stand-by stand springt kun je de timer oproepen door éénmaal op de linkerknop te drukken. *Druk je op de linkerknop dan verschijnen de getallen/minuten 99, 98, 97 etc.
- Wanneer de timer bij 00'00 is geeft het horloge een trilalarm af. Door op een willekeurige knop te drukken stopt deze, maar begint het aftellen weer opnieuw. Door de timer uit te zetten (stap 4.2) schakel je de timerfunctie uit.

Onderhoud

- Laad het horloge op tijd op, zodat alle instellingen bewaard blijven.

DISCLAIMER

In geen geval zal Urifoon aansprakelijk worden gesteld voor enige bijzondere, incidentele of indirecte gevolgschade, met inbegrip van het bezit, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor verlies van eigendom, persoonlijk letsel, verlies van privacy, nalatigheid en enige andere schade, hoe dan ook veroorzaakt, zelfs als Urifoon op de hoogte is gesteld van de kans op mogelijke schade. Deze disclaimer van aansprakelijkheid geldt voor eventuele schade of letsel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die wordt veroorzaakt door een falen van de prestaties van het product. De verantwoordelijkheid voor de selectie, de veiligheid en geschiktheid van een product ligt bij de consument. Omstandigheden van de gevolgen die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van onze producten is de verantwoordelijkheid van de consument. Urifoon kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.



Urifoon BV

Mennonietenbuurt 29
1427 AX Amstelhoek

Telefoon: 0297 760 001
Mail: info@urifoon.nl



EINSTELLEN U15 ERINNERUNGS UHR

Wichtig

- Drücken Sie immer nur eine Taste zur gleichen Zeit.
- Wenn innerhalb von 5 Sekunden nach der Einstellung keine Aktion erfolgt, wird die Beleuchtung gedimmt. Die zuletzt bestätigte Einstellung wird gespeichert. Geht die Uhr in den Standby-Modus? Schlagen Sie dann die entsprechende Einstellung erneut nach.

TIPP: Lesen Sie ein paar Schritte voraus, damit Sie die Einstellung(en) in einem Rutsch eingeben können.

Einstellen der Uhrzeit und des Datums

1. Drücken Sie die rechte Display-Taste; die Uhrzeit erscheint. Wenn keine Uhrzeit angezeigt wird, sondern die Buchstaben AL auf dem Kopf stehen, müssen Sie die Uhr drehen.
2. Halten Sie bei angezeigter Uhrzeit die rechte Taste gedrückt, bis nur noch die Stunden angezeigt werden. Wenn die Uhrzeit angezeigt wird, halten Sie die rechte Taste so lange gedrückt, bis nur noch die Stunden angezeigt werden.
3. Bestätigen Sie die Stunde, indem Sie die rechte Taste so lange gedrückt halten, bis sie auf die Minuten umschaltet. Stellen Sie mit der linken (abwärts zählen) und rechten (aufwärts zählen) Taste wieder die richtigen Minuten ein.
4. Bestätigen Sie die Minuten, indem Sie die rechte Taste kurz drücken und halten, bis sie zu den Monaten (1-12) springt und stellen Sie diese ein.

1. Bestätigen Sie die Monatsnummer erneut durch langes Drücken der rechten Taste, dann erscheint der Tag (1-7). Vor der Tagesnummer sehen Sie das Zeichen [] Wählen Sie die entsprechende Zahl, wobei: Montag =1 und Sonntag = 7.
2. Nachdem Sie dies mit der rechten Taste bestätigt haben, erscheint die Jahreszahl die Sie auf die gleiche Weise wie alle vorherigen Daten auswählen und bestätigen.

Alarmeinrichtung

Bevor Sie die Alarme einstellen, müssen Sie zuerst die Uhrzeit und das Datum eingeben!

1. Drücken Sie die linke Taste und es erscheinen die Buchstaben AL und ein kleiner Wecker.
2. Halten Sie die linke Taste gedrückt, auf dem Display erscheint; 1 - - Dies bedeutet, dass Alarm 1 "aus" ist. Sie können diesen Alarm aktivieren, indem Sie die rechte Taste gedrückt halten (Striche blinken) und mit der linken oder rechten Taste auf ON (Alarm "an") umschalten. Zum Bestätigen halten Sie die rechte Taste gedrückt. Ein Alarm funktioniert nur, wenn er auf ON gestellt ist.
3. Die Alarmzeit erscheint dann auf dem Display. Zuerst blinken die Stunden und dann können Sie mit den Tasten links (abwärts zählen) und rechts (aufwärts zählen) die gewünschte Stunde einstellen. Bestätigen Sie die Einstellung durch langes Drücken der rechten Taste.
4. Dann beginnen die Minuten zu blinken und Sie können die gewünschte Position der Minuten einstellen. Bestätigen Sie durch langes Drücken der rechten Taste und der Alarm 1 ist eingestellt.
5. Nun erscheint Alarm 2, der ebenfalls eingestellt werden kann. Wiederholen Sie die Schritte 2, 3 und 4. Insgesamt können Sie bis zu 15 Alarme einstellen.

Ändern oder Löschen des Alarms

Wenn Sie die Alarmzeit (Stunden oder Minuten) einstellen, arbeitet die linke Taste in abnehmender und die rechte Taste in aufsteigender Richtung. Wenn Sie alle Alarme durchlaufen wollen, können Sie dies auch durch einmaliges Drücken der linken und rechten Taste tun, allerdings immer in aufsteigender Reihenfolge.

1. Um die eingestellten Alarme zu sehen, drücken Sie die linke Taste und "AL" und der Wecker wird angezeigt. Halten Sie dann die linke Taste gedrückt und Sie sehen die 'Alarmnummer' mit dem Status (ein oder aus). Zum Beispiel: 1 EIN.
2. Mit der linken und rechten Taste können Sie durch alle 15 Alarme blättern. Wenn ein Alarm eingestellt ist, sehen Sie auch die Zeit, nach der der Alarm ertönt, z. B. 1 ON. Wenn kein Alarm eingestellt ist (z. B. 2 - -), ist das nächste Bild Alarm 3.

1. Alarmzeit ändern?

- a. Schlagen Sie die entsprechende Zeit einer eingestellten 'Alarmnummer' nach und halten Sie die linke oder rechte Taste gedrückt. Wenn Sie z.B. den Alarm 3 ändern wollen; dann darf das Bild nicht '3 ON' zeigen, sondern die Zeit, die zu diesem Alarm gehört (das Bild nach '3 ON')
 - b. Die Stunden blinken und Sie können die gewünschte Zeit ändern.
 - c. Wenn Sie die Stunde geändert haben oder wenn der Stundenwert gleich bleiben soll, halten Sie die rechte Taste gedrückt.
 - d. Dann blinken die Minuten und Sie können sie ändern.
 - e. Bestätigen Sie durch langes Drücken der rechten Taste. Die Alarmzeit wird geändert und die Anzeige springt zur nächsten 'Alarmnummer'.
- ## 4. Den Alarm ausschalten?
- a. Suchen Sie nach der entsprechenden 'Alarmnummer'. z.B.'4 ON'.
 - b. Halten Sie die rechte Taste gedrückt, und "ON" beginnt zu blinken.
 - c. Drücken Sie einmal die linke oder rechte Taste und die Anzeige springt auf '4 - - '.
 - d. Bestätigen Sie durch langes Drücken der rechten Taste und der Alarm 4 ist ausgeschaltet. Die Anzeige springt zur nächsten 'Alarmnummer'.

Andere Funktionen

Rechte Taste (die Zahl darunter gibt die Anzahl der Betätigungen der rechten Taste an. Hinter der Nummer steht die Beschreibung dessen, was in Ihrer U15-Uhr angezeigt wird).

1x Aktuelle Uhrzeit

2x Datum (Monat/Tag). Nach 2 Sekunden wird auch die Tagesnummer angezeigt.

3x STEP: Anzahl der an diesem Tag zurückgelegten Schritte (Schrittzähler)

4x CALO: Anzahl der an diesem Tag verbrannten Kalorien

5x DIST: Anzahl der am Tag gelaufenen Kilometer

6x Batteriestatus (1 - 100 %)

Linke Taste (Die Zahl unten steht für die Anzahl der Betätigungen der linken Taste. Hinter der Nummer steht die Beschreibung dessen, was in Ihrer U15-Uhr angezeigt wird)

1x Menu Alarm

2x Zeitformat ändern (12- oder 24-Stunden-Uhranzeige). Drücken und halten Sie die linke Taste zum Ändern (Ziffer blinkt) oder drücken und halten Sie zum Bestätigen.

3x H: Wenn Sie diese Funktion auf "ein" stellen, wird die Uhrzeit auch dann angezeigt, wenn Sie Ihr Handgelenk drehen (dies kann auch durch Drücken der rechten Taste erfolgen).

➤ Halten Sie die linke Taste gedrückt, wenn Sie das H im Display haben. Die -- beginnt zu blinken.

➤ Mit der rechten Taste ändern Sie das -- in "on".

➤ Durch Gedrückthalten der rechten Taste wird diese Funktionalität eingestellt.

4x Cd: Countdown-Funktion

- Drücken und halten Sie die linke Taste. Neben "Cd" erscheinen zwei horizontale Streifen.
- Durch Drücken der rechten Taste wird "OR" angezeigt, was bedeutet, dass der Timer ausgeschaltet ist.
- Wenn Sie die rechte Taste mehrmals* drücken, wird eine 1, 2 usw. angezeigt. Dies steht für die Anzahl der Minuten, ab denen der Timer abläuft.
- Wenn Sie die gewünschte Zeit erreicht haben, bestätigen Sie diese durch langes Drücken der rechten Taste. Der Timer beginnt dann sofort abzulaufen, was auch im Display sichtbar ist.
- Wenn sich die Uhr im Standby-Modus befindet, können Sie den Timer durch einmaliges Drücken der linken Taste aufrufen. *Wenn Sie die linke Taste drücken, werden die Zahlen/Minuten 99, 98, 97 usw. angezeigt.
- Wenn der Timer auf 00'00 steht, vibriert die Uhr. Durch Drücken einer beliebigen Taste wird der Alarm gestoppt, aber der Countdown neu gestartet. Wenn Sie den Timer ausschalten (Schritt 4.2), wird die Timerfunktion deaktiviert.

Wartung

- Laden Sie die Uhr rechtzeitig auf, damit alle Einstellungen erhalten bleiben.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Uriflex ist in keinem Fall haftbar für besondere, zufällige oder indirekte Folgeschäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden für den Verlust von Eigentum Personenschäden, Verlust der Privatsphäre, Fahrlässigkeit und alle anderen Schäden, die in irgendeiner Weise verursacht wurden, selbst wenn Uriflex auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. Dieser Haftungsausschluss gilt für alle Schäden oder Verletzungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die verursacht werden durch ein Versagen der Leistung des Produkts. Die Verantwortung für die Auswahl, die Sicherheit und Eignung eines Produkts liegt beim Verbraucher. Umstände von Bedeutung, die aus der Nutzung oder der Unmöglichkeit der Nutzung resultieren oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen unserer Produkte liegt in der Verantwortung des Verbrauchers. Uriflex kann in keiner Weise haftbar gemacht werden.



Seit 1954

Uriflex

Windmühlenstraße 18a
58332 Schwelm

Telefon: 02336 4084678

Mail: info@uriflex.de