

MONTAGE HANDLEIDING  
Zit-sta hulp serie 235

WAARSCHUWING: HET NIET NALEVEN VAN ALLE MONTAGE-, VEILIGHEIDS-, BEDIENINGSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT KAN LEIDEN TOT ERNSTIG LICHAAMELIJK LETSEL.

## Belangrijke informatie

Lees de volledige handleiding voordat u met installatie en montage begint.

Dit product is niet bedoeld voor jonge kinderen zonder toezicht.

Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat alle onderdelen aanwezig zijn voordat u met de installatie begint. Als er onderdelen ontbreken of defect zijn, bel dan uw dealer voor vervanging.


Dit artikel is geen barkruk en mag niet als zodanig worden gebruikt.

Zit-sta hulp kan worden gekanteld. Zorg er echter voor dat beide voeten op de grond staan terwijl u de zit-sta hulp bij het zitten kantelt. Zorg ervoor dat de kantelhoek niet meer dan 15 graden is.


Ga niet op deze zit-sta hulp staan, gebruik deze stoel niet als opstapladder.

Gebruik dit product alleen voor het plaatsen van één persoon tegelijk.

Gebruik deze zit-sta hulp alleen als alle bouten, schroeven en knoppen stevig vastzitten. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen kan ernstig letsel tot gevolg hebben.




## ONDERDELEN




## 1- Zitkussen monteren

- Zet het zitkussen (A) ondersteboven.
- Druk de kap van de gaslift (B) in de gaten aan de onderkant van het zitkussen
- Draai naar links om de gasliftkap (B) met zitkussen (A) te bevestigen.




## 2- Gaslift monteren

- Verwijder de beschermhuls voordat u het zitkussen monteert




## 3- Basis monteren

- Steek de gaslift (C) in het middelste gat van de basis (D).



## 4- Laatste montage handeling

- Plaats het zitkussen (A) over de gaslift (C) en duw deze stevig omlaag totdat de verbinding veilig is. Uw zit-sta hulp is nu compleet en klaar voor gebruik



## 5- Zithoogte aanpassen

- Terwijl u zit, tilt u uw lichaamsgewicht van de stoel. Trek de riem langzaam omhoog zodat de kruk de gewenste hoogte bereikt.
- Om de zithoogte te verlagen, trekt u langzaam aan de riem terwijl u zit.

