



Fen activity tracker - Hartslagmeter -
Bloeddrukmeter - Slaaptracker - Kleurenscherm
- zwart



Systeembenodigdheden

De Fen activity tracker werkt op zowel iOS als Androidsystemen, daarnaast dient u over een bluetooth verbinden te beschikken.


- iOS 9.0 en hoger
- Android 4.4 en hoger
- Bluetooth 4.2



Snel start


Om snel te kunnen genieten van uw aankoop maakt u gebruik van ons snel start menu van slechts drie stappen.

1. Download de “Heyband” app, vanuit de Google playstore of uit de Appstore van uw iOS device. U kunt dit doen middels de zoekfunctie of via de QR code die hiernaast gegeven is. Zodra de download compleet is kunt u de app openen en het bandje met uw smartphone/app verbinden.
2. Zodra u de app gedownload heeft kan het zo zijn dat uw bandje even opgeladen moet worden voordat het verbonden kan worden met de app. U kunt het apparaat gemakkelijk via USB opladen door de kabel aan te sluiten op de activity tracker (zie hiernaast). Eenmaal opgeladen kunt u doormiddel van de “homebutton” lang indrukken het horloge opstarten.
3. Als de app gedownload is en uw activity tracker volledig opgeladen is kunt u de activity tracker koppelen aan de app op uw smartphone. Hiervoor vraagt de app je te registreren, dit kan je doen door op “meer login” te drukken, kies één van de opties. Het makkelijkst werkt de Wechat login. Om de activity tracker te koppelen kiest u voor “pair device”, zorg dat bluetooth aan staat! Zolang de app aan het zoeken is naar uw activity tracker, zorg er dan voor dat u het schermje van de activity tracker zolang aanraakt zodat deze licht blijft geven. Zolang u dit blijft doen zal de activity tracker uit zichzelf verbinden met de app van uw smartphone.




Hoe te gebruiken

Het touchscreen slechts 2 functionaliteiten; tap en tap lang, dit maakt het ook voor ouderen erg gemakkelijk te begrijpen. Zie hieronder.



De draagwijze van het horloge is erg belangrijk, om de juiste informatie van uw gezondheid te verkrijgen. Besteed er dus zorg aan dat het horloge altijd juist gedragen wordt, omdat de metingen anders kunnen afwijken. De beste draagwijze is circa 2 cm vanaf de knobbel op uw pols, zie ook hieronder.



Wanneer u niet kijkt op de activity tracker gaat het scherm automatisch uit, dit is om batterij te besparen. Zodra u weer informatie op uw activity tracker wilt bekijken zijn er drie manieren om het scherm weer aan te zetten; tap het scherm, je arm omhoog tillen (alsof je op je horloge kijkt) of je pols draaien.



De activity tracker maakt gebruik van een touchscreen, waar u meer door het menu kan scrollen, 1 tap op het scherm zorgt ervoor dat u naar het volgende menu gaat. De activity tracker kent de volgende menu onderdelen:

Tijd modus		hartslagmodus		stappen modus	
Caloriemodus		slaapmodus		afstandmodus	
bloeddrukmodus		Fotomodus		berichtenmodus	

Telkens wanneer u een onderdeel wilt activeren houdt u de homebutton enkele seconden vast dit zorgt ervoor dat er per functionaliteit het volgende gebeurt:

Tijd modus: U kunt hier kiezen voor 3 soorten interfaces, kies degene die u het prettigst vindt:



Hartslagmodus: u kunt hier u hartslagmeting aan zetten

Stappenmodus: Hier ziet u het aantal stappen wat u heeft gezet vandaag

Caloriemodus: Hier ziet u het aantal verbrande calorieën vandaag

Afstandmodus: hier ziet u de afstand die u heeft afgelegd vandaag

Bloeddrukmodus: U kunt hier uw bloeddrukmeting aan zetten

Fotomodus: Hiermee kunt u op afstand een foto maken met uw activity tracker

Berichtenmodus: hier ziet u de laatste berichten die u heeft ontvangen

Functie instructie

Activiteiten meting: De activity tracker meet uw dagelijkse activiteiten zoals; stappen, afstand en calorieën, maar u kunt ook andere activiteiten meten zoals; diverse crossfit activiteiten en fietsen.

Slaap monitor: De activity tracker meet uw slaapproces, zodat u altijd kunt zien in de app of u diep geslapen heeft of juist heel licht.

Notificatie: De activity tracker meet alerts bij inkomende oproepen, tekst notificatie en eventuele sociale media notificaties.

Hartslagmeter: De activity tracker helpt om uw hartslag te meten zodat u uw fitness plan hierop kunt aanpassen.

Dataopslag: alle data wordt uit de activity tracker gehaald om 00:00, echter kunt u tot 7 dagen aan data op uw activity tracker laten staan voordat u deze weer verbindt met uw smartphone.

Meest gestelde vragen

De app kan de activity tracker niet vinden tijdens “pairing”: Zorg ervoor dat de bluetooth altijd aan is en uw smartphone Android 4.4 en hoger, of iOS 9.0 en hoger ondersteund. Daarnaast is het belangrijk dat tijdens het koppelen de activity tracker vlak bij de smartphone in de buurt is (maximaal 0.5m), zodra het gekoppeld is kan de afstand tot de smartphone tot 10m zijn. Als laatste is het belangrijk dat de activity tracker voldoende is opgeladen, voordat u de activity tracker gaat koppelen met de smartphone maar ook dat de smartphone niet verbonden is met andere bluetooth apparaten.

Komt u er hierna niet uit? Neemt u dan contact met ons op

De app verbindt niet met de activity tracker: Wanneer de app niet verbindt met de activity tracker voer dan een reboot uit, door de activity tracker terug te zetten naar fabrieksinstellingen.

Komt u er hierna niet uit? Neemt u dan contact met ons op

Hoe voer ik een update uit op de activity tracker: zorg dat de activity tracker verbonden is met de app en kies dan voor; i.) device, ii.) device update. Wacht enkele minuten voordat u de activity tracker weer gaat gebruiken en het product is voorzien van de nieuwste updates.

Moet de activity tracker altijd verbonden blijven met bluetooth?

Nee, dit is niet nodig houdt er echter wel rekening mee dat het horloge slechts voor 7 dagen aan data kan opslaan en dan notificaties van uw telefoon niet binnen komen op uw activity tracker.

Ik zie dat de app andere gegevens weergeeft dan de activity tracker

Elk persoon is verschillend in fysieke bouw, we gaan in de app en op het horloge uit van een “gemiddeld persoon” het kan dus zijn dat er afwijking in zit. Echter zal de data wel 90-95% correct moeten zijn. Komt u er hierna niet uit? Neemt u dan contact met ons op

De activity tracker laad niet meer op

Kijk altijd of u de USB aansluiting op de juiste manier heeft aangesloten, het kan zo zijn dat u deze moet draaien. Het kan 3-5 minuten duren voordat het horloge start met opladen.

De activity tracker blijft steeds fibreren

Het kan zo zijn dat het anti-lost systeem aan staat maar het kan ook zo zijn dat de bluetooth verbinding slecht is. De activity tracker gaat trillen om u hierover te informeren.

De slaaptracker werkt niet

Het is belangrijk dat u de activity tracker niet te los draagt, het kan voorkomen dat de tracker de data dan niet goed op slaat. Daarnaast is het belangrijk dat wanneer u wakker bent, zo snel mogelijk 30 stappen op uw activity tracker krijgt, anders denkt het horloge dat u nog steeds slaapt. Tot slot is het belangrijk dat u de app niet abrupt sluit, hierdoor kan dataverlies ontstaan.

Basis specificities

Battery type: built-in rechargeable lithium battery

Data sync: Bluetooth 4.2

Werkende temperatuur : 0C-40C

Stofvrij en waterproof level: IP67

Batterij duur: 5-7 dagen

Dit product is uitgerust met professionele Bluetooth RF signalen en zelf ontwikkelende algoritmes, de nauwkeurigheid van de stappenmeter is circa 90%-95%.

Klantenservice

Telefoon: +31 85 78 21 763

(Alleen Nederlands)

e-mail: klantenservice@fen-company.com

(Nederland's + International)