




PRECİ-CLIX RC-ZAHNARZTSATZ # 1297

2 x 1293	radikuläre PRECI-CLIX RCT-Kugelattachments
1 x 1226	Satz mit 3 Bohrern
1 x 1222	Eindrückstift
1 x 1201 D	Patrizenanalog (2 St.)
1 x 1234	Ersatzmatrizen (3 x 2 St.)

PRECİ-CLIX RCT # 1293

Matrizengehäuse zum Einpolymerisieren in den Kunststoff. Zementierbarer Titanstift mit Titanpatrize.

1 x 1235	Matrizengehäuse
1 x 1231	gelbe Kunststoffmatrize
1 x 1293 C	Titanstift
1 x 1251 B	elastischer Platzhalter
1 x RA 0055	großer Platzhalter aus Zinnfolie (nur zur Verwendung im Labor)



PRECİ-CLIX-MATRIZE

Polyacetal. Höhe: 2,65 mm - ø 3,55 mm

# 1231	6 st.	gelb	normale Retention
# 1231B	50 st.		
# 1232	6 st.	weiß	reduzierte Retention
# 1232B	50 st.		
# 1233	6 st.	rot	starke Retention
# 1233B	50 st.		
# 1234	2 + 2 + 2 st.		Kombinationspackung



PRECİ-CLIX-GEHÄUSE

Matrizengehäuse in einer anodisierten Titanlegierung zum Einpolymerisieren in den Kunststoff. Nicht erhitzen. Höhe: 2,65 mm - ø 4 mm

# 1235	6 st.
# 1235B	50 st.



PRECİ-CLIX RC-WURZELSTIFT

Zementierbarer Wurzelstift in Titanlegierung. Nicht erhitzen. Stifflänge: 7 mm ø 1,35 mm - ø Basis: 3,4 mm ø Kugel: 2,25 mm



# 1222	1 st.
--------	-------

PRECİ-CLIX-ANALOG

Nur zur Verwendung im Labor.

# 1201 D	2 st.
----------	-------



PRECİ-CLIX RC-BOHRER



# 1226	1+1+1 st.	Bohrersatz
# 1227	1 st.	Vorbohrer
# 1228	1 st.	Kavitätenbohrer
# 1229	1 st.	Präzisionserweiterer

PRECİ-CLIX-EINDRÜCKSTIFT

# 1222	1 st.
--------	-------



AXIALE ATTACHMENTS

CEKA AXIAL
PRECİ-CLIX AXIAL
PRECİ-CLIX RADIKULÄR
PRECİ-BALL

EXTRAKORONALE ATTACHMENTS

CEKA EXTRAKORONAL
PRECİ-VERTIX
PRECİ-CLIX EXTRAKORONAL
PRECİ-SAGIX
PRECİ-52

PROFIL ATTACHMENTS

PRECİ-BAR
PRECİ-HORIX
PRECİ-CLIP

DIGITALE BIBLIOTHEKEN

SPEZIALITÄTEN

PRECİ-PROFILE
PRECİ-POST
CEKA SOL
CEKA SITE
CEKA BOND
3C-BOND
CEKA Multi - CEKA Multi O
PERMA-RET
PRECİ-SEP
PLASTICWAX
EXPANDO
MESSINSTRUMENT

CEKA
PRECİ-LINE

WWW.CKPL.EU

NEBENWIRKUNGEN, WARN- UND VORSICHTSHINWEISE

- Die Attachments sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
 - Die Produkte sind nicht steril.
 - Es besteht die Gefahr einer mangelnden Passung, wenn sich der Zustand des Patienten ändert.
 - Bakterienadhäsion kann durch Hygienemaßnahmen vermieden werden.
 - Unsachgemäße Verwendung oder mangelhafte Herstellung kann zur vorzeitigen Abnutzung der Attachments führen.
 - Die Funktionalität der Attachments wird von Traumen wie Zähneknirschen (Bruxismus) negativ beeinflusst.
 - Zum Zweck der Rückverfolgbarkeit raten wir Ihnen, die Chargennummer der verwendeten Produkte in die Patientenakte aufzunehmen.
 - Titan enthaltende Produkte nicht erhitzen.
- Keine nickelhaltigen Produkte benutzen im Falle einer Nickelallergie.
Die Hilfstelle RE H 79 und H 35 müssen außerhalb des Mundes verwendet werden.

CE0197

Prospekt. Nr. 279.DE-ed.D
© Copyright ALPHADENT NV 02/2019
BTW BE 0414.789.321 RPR Kortrijk



ALPHADENT NV
Mannebeekstraat 33,
8790 Waregem, Belgium
T +32 56 629 531
E info@ckpl.eu

CEKA
PRECİ-LINE

AXIALE ATTACHMENTS PRECİ-CLIX RADIKULÄR RC

DEUTSCH



WWW.CKPL.EU

PRECI-CLIX RADIKULÄR RC

LEICHT UND SCHNELL EINZUARBEITEN

PRECI-CLIX RADIKULÄR wird vom Zahnarzt selbst in einer einzigen Sitzung eingearbeitet. Der Patient erhält dabei eine dauerhafte Verankerung für seine Hybridprothese. Die Kunststoffmatrizen sind im Handumdrehen zu ersetzen. Das hörbare Einrasten gibt dem Patienten Sicherheit beim Eingliedern seiner Prothese.



- ✓ **Patientenkomfort**
PRECI-CLIX RADIKULÄR bietet eine Lösung für das Restgebiss mit einer schwachen Prognose.
- ✓ **Schnell und vorteilhaft**
Vom Zahnarzt leicht und schnell einzuarbeiten; weitaus preisgünstiger als herkömmliche Kugelattachments.
- ✓ **Einfache Nachsorge**
Die Kunststoffmatrizen werden auf einfache Weise ersetzt.

ANBRINGEN DES PRECI-CLIX RC-ATTACHMENTS

Der Zahnarzt kann die Patrize im aufbereiteten Wurzelkanal fixieren und die Matrize selbst einpolymerisieren bzw. im Labor in die Prothese einarbeiten lassen.




Einfach 1, 2, 3, CLIX!



Präparieren Sie den Wurzelkanal zunächst mit dem Vorbohrer, dann mit dem Diamantbohrer für die Basis des PRECI-CLIX-Wurzelstiftes und schließlich mit dem Erweiterer, damit der Stift passgenau sitzt.



Wird die Matrize im Labor in die Prothese eingearbeitet, so nehmen Sie eine Abformung der Kugel und schicken Sie sie zusammen mit dem Analog ins Labor.




Legen Sie das Gehäuse auf eine ebene Fläche. Setzen Sie die gelbe Kunststoffmatrize auf den Eindrückstift und drücken Sie sie in das Gehäuse.



Verarbeitung im Mund: Legen Sie den schwarzen Platzhalter über die Patrize und setzen Sie die Matrize über die Patrize. Blocken Sie den untersichgehenden Bereich aus. Tragen Sie im Mund Kaltpolymerisat auf die Prothesenbasis auf.



Verarbeitung im Labor: Legen Sie den schwarzen Platzhalter über die Patrize. Blocken Sie den untersichgehenden Bereich aus. Die Oberfläche der Stiftwurzelkappe kann ggf. auch mit dem mitgelieferten Platzhalter aus Zinnfolie abgedeckt werden.



Entfernen Sie nach dem Aushärten das überschüssige Material.

NACHSORGE

Verwenden Sie zum Entfernen einer Kunststoffmatrize ein heißes und scharfes Instrument. Setzen Sie eine neue Matrize auf den Eindrückstift und drücken Sie sie in das Gehäuse.

Gelbe Matrizen haben eine normale Retention.
Weiße Matrizen haben weniger Retention.
Rote Matrizen haben mehr Retention.

