

## Natuurlijke medische suspensie (Medisch Hulpmiddel, Klasse 1) voor de lokale binding van histamine aan de huidoppervlakte.

*Beste gebruiker,*

*Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u, die u bij het gebruik van dit medisch zelfzorgmiddel in ogenschouw dient te nemen. Neem bij vragen contact op met uw arts of therapeut.*

### Toepassing

Natuurlijke medische suspensie voor de lokale binding van histamine en ontstekingsvocht aan de huidoppervlakte, in het bijzonder bij:

- huidirritaties
- niet-specifieke jeuk evenals bij rode huid
- insectenbeten/-steken (geen vervanging voor een anti-allergeen!)
- niet-specifieke oppervlakkige huidproblemen waarbij de huid niet diep open is
- gewrichts-of spierpijn

### Dosering en duur van het gebruik

Assistentie van een ander persoon kan nodig zijn voor de juiste toepassing van de suspensie. Met name voor de plekken die voor uzelf moeilijk te bereiken zijn.

Tenzij anders voorgeschreven door uw arts of therapeut

- breng de suspensie, in een laagje van ongeveer 2mm, aan op het aangetaste gebied van de huid en dek deze af met de meegeleverde medische folie wat groot genoeg is om dit gebied mee af te dekken
- gebruik alleen de medische folie om het gebied af te dekken. Andere soorten folie kunnen huidirritaties veroorzaken
- laat de suspensie niet langer dan twee uur op uw huid zitten
- verwijder de suspensie na gebruik met schoon, helder water
- de suspensie kan tot twee keer daags worden aangebracht. Zorg er voor dat de huid goed schoon is voordat u de suspensie aanbrengt
- tenzij anders voorgeschreven, dient na een onafgebroken gebruiksduur van 14 dagen een pauze van minstens 5 dagen in acht genomen te worden, voordat de behandeling mag worden herhaald

### Let op

- deze suspensie is geen vervanging voor een anti-allergeen!
- de suspensie mag alleen worden gebruikt voor de toepassingen beschreven in deze gebruiksaanwijzing
- de suspensie niet aanbrengen op open wonden
- stop met het gebruik van de suspensie wanneer u een ongebruikelijk effect bemerkt. Indien nodig, raadpleeg dan een arts of apotheker.
- laat de suspensie niet in de ogen of andere lichaamsopeningen zoals mond, neus en oren komen. Let er daarom op bij, bij gebruik van de suspensie, dat deze niet in de buurt van lichaamsopeningen komt
- wanneer u de suspensie in het gezicht wil aanbrengen, zorg er dan voor dat u gaten knipt in de medische folie voor mond, ogen en neus
- na het gebruik van medicinale crèmes, zalven, etc. wacht ten minste 60 minuten voor het aanbrengen van deze suspensie. In geval van twijfel neemt u contact op met uw arts of apotheker over het gebruik van deze natuurlijke medische suspensie samen met andere medicijnen
- vermijd contact met de reeds gebruikte suspensie en de wond
- open de tube met suspensie wanneer u klaar bent voor gebruik
- nadat u de suspensie uit de tube heeft gehaald, kan deze slechts één keer worden gebruikt
- de folie en suspensie kunnen na gebruik worden gedeponneerd in de daarvoor bestemde afvalbak

### Bewaring en houdbaarheid

- Buiten bereik van kinderen bewaren!
- Bewaar op een droge plaats bij een temperatuur onder de 30°C
- Beschermen tegen rechtstreeks zonlicht
- Zie voor de houdbaarheid de opdruk aan de rand van het etiket

### Ingrediënten

MANC (=geactiveerd natuurlijk Clinoptiloliet Zeoliet), colloïdaal water

#### Fabrikant van dit medische zelfzorgmiddel:

Froximun AG  
Neue Straße 2a, 38838 Schlanstedt, Duitsland  
Telefoon: +49 39401 632-0, fax: +49 39401 632-199

E-mail: [info@froximun.de](mailto:info@froximun.de)

Web: [www.froximun.de](http://www.froximun.de)

#### Importeur voor Nederland, België, Luxemburg:

Zeodetox B.V.  
Lireweg 5, 7051 HW Varsseveld, Nederland  
Tel: +31 (0)315 76 90 29

E-mail: [info@zeodetox.com](mailto:info@zeodetox.com)

Web: [www.zeodetox.com](http://www.zeodetox.com)

FROXIMUN TOXAPREVENT SKIN is een Europees gecertificeerd Medisch Hulpmiddel, voorzien van een CE-markering.



**Deze gebruiksinformatie werd voor het laatst bijgewerkt op: 16-09-2015**