

Inhoud van de test-kit:



- 1) Smartphone houder
- 3) Zout oplossing
- 5) Transport container
- 7) Houder gat voor 2)

- 2) Monsterbuis
- 4) Rietje
- 6) 2 x Verzegelingssticker
- 8) Test Barcode (bewaren, niet mee terugsturen!)



CORONA TEST-KIT Gebruiksaanwijzing

Voor monsterafname en testen in het laboratorium via de gepatenteerde Lead-Horizon testprocedure.

Hartelijk dank voor het kiezen van de LEAD Horizon Test-Kit.

Open de pagina: <https://homekit.lead-horizon.nl> via de WebApp of scan de QR code aan de binnenkant van de verpakking.

Hier kunt u uw gegevens invullen en het verificatieproces doorlopen. Er wordt hier ook om een selfie foto met ID gevraagd.

Nadat u uw e-mail adres heeft geverifieerd gaat u naar stap 1 op de volgende pagina en volgt het stappenplan.

Stappenplan:

1) Voorbereiding van het spoelproces

Steek de monsterbuis (2) in de aangewezen houder en draai het rode sluitingsdopje eraf (7) en open de zoutoplossing (3). Doe de zoutoplossing in uw mond en spoel grondig gedurende minstens één minuut. Vul de monsterbuis (2) met uw speeksel door het rietje (4) tot ca. 1-2 cm onder de rand.

2) Sluiten van de monsterbuis en transportcontainer

Sluit de monsterbuis (2) met het rode sluitingsdopje en plak een van de 2 sealstickers (6) zijwaarts over de sluiting (let op: het barcodenummer moet zichtbaar blijven). Plaats de gesloten en verzegelde monsterbuis (2) in de transportcontainer (5).

3) Test-Kit verpakken en verzendklaar maken

Sluit de transportcontainer (5) goed, plaats deze terug in de test-kit en gooi de zoutoplossing (3) en het rietje (4) weg. Bewaar het test-barcode kaartje (8) veilig zodat u later met deze barcode en uw e-mail adres uw testresultaat kunt downloaden. U ontvangt de e-mail met resultaat-link als het laboratorium uw monster heeft getest. Sluit de doos af met de tweede verzegelingssticker.

4) Test Kit op laten halen:

Belt u met onze klantenservice 010-2456039 om een pick-up af te spreken, of stuurt u een e-mail naar pickup@lead-horizon.nl.

5) Reisdocument op verzoek:

Indien u een reisdocument bij een negatieve uitslag nodig heeft kunt u dit bestellen in onze webshop <https://online.lead-horizon.nl/>
Letop: er bestaat op dit moment geen officieel internationaal erkend format van een reis-document. Lead-Horizon is niet verantwoordelijk of dit document geaccepteerd zal worden.

MOGELIJKE TESTRESULTATEN:

1. Positief (geïnficeerd met Corona)
2. Negatief (NIET geïnficeerd met Corona)
3. Neutraal (Er kon geen test resultaat worden bepaald)

In het geval van een positief resultaat is het laboratorium verplicht dit onmiddellijk te melden aan de autoriteiten.

Inhoud van de monsterbuis en de zoutoplossing:

- 2,5 ml 0,9% NaCl-oplossing (3)
- 2 ml transportbuffer (2)

Bewaren:

Bewaar bij 4°- 25°C.

Tenminste te gebruiken tot: zie verpakking.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

De bemonstering wordt uitgevoerd door de gebruiker, het testen op aanwezigheid van Corona virus wordt in het laboratorium gedaan.

Deze test-kit is als een in-vitro diagnose geclassificeerd.

Rest producten weggooien

De rest van de zoutoplossing kan in de wasbak worden weggespoeld, het rietje kan in de vuilnisbak worden weggegooid,

Fabrikant:



LEAD Horizon GmbH, Sandwirtgasse 12/1, 1060 Wien, Austria
office@lead-horizon.nl www.lead-horizon.nl