

HU
BAPSCARCARE gél

Termékleírás
A BAPSCARCARE gél E-vitaminjal dírtott szíkkengel rendellenes hegek (bőrpír, heghúzérsézs, viszketés, a bőrön és különösen alkalmazható a bőrön, a nyak, az izületek és a bőrökön) kezelésére.

Összetétel
Polisziloxánok, E-vitamin.

Tulajdonságok

- A BAPSCARCARE gél biztosítja, hogy a hegek laposabbak, rugalmasabbak és vékonyabbak legyenek, és hogy a panaszok (bőrpír, heghúzérsézs, viszketés, a bőrön és különösen alkalmazható a bőrön, a nyak, az izületek és a bőrökön) kezelésére.
- A BAPSCARCARE gél minden száradás, nem zsíros és ragasztós, láthatatlan és könnyen felhelyezhető egyetlen simítással. A BAPSCARCARE gél teljesen puha tapintású és bőrön alkalmazható a bőrön. A gélfel elszáradása (fagy) réteget képezi a bőr tetején, amiől fokozza a bőr (epidermiz) hidratálását. A fokozott hidratálásra biztosítja, hogy a sérült bőr gyorsan száradjanak le, és csökkenjenek a panaszok.

Jelzések/alkalmazási területek
A BAPSCARCARE gél régi és új hegekre egyaránt használható:

- Körök (hipertrofias és keloid) hegek kezelésére és megelőzésére.
- Előző hegek kezelésére.
- Műtét utáni kezelésre.
- A heg által okozott tartós funkcionális problémák kezelésére (tartós bőrpír, heghúzás, érzézs, viszketés, az izületek mozgásának korlátozása, kellemetlen érzés és közvetlen kifogás).

Használat előtt
- Cavarja le a kápot a tubusról.
- A hőszárító ütőpárolt függőleges használatát előtt távolítsa el a fóliát a kápról, vagy olvral le a tubus felé kis darabját.
- Használt után cavarja vissza a kápot a tubusra.

Használati utasítás
- Az optimalizált eredmény érdekében kezdje a kezelést a BAPSCARCARE géllel, lehetőleg közvetlenül a sebzárás után (ezáltal a sebzárás és az esetleges maradékanyok elkerülése) a raktári időtől lecsökkenő időig. A BAPSCARCARE géllel, lehetőleg közvetlenül a sebzárás után (ezáltal a sebzárás és az esetleges maradékanyok elkerülése) a raktári időtől lecsökkenő időig. - Használat előtt tisztítás meg a bőr és hagyja megszáradni. - Az optimalis terápia használata a BAPSCARCARE gél naponta kétszor (reggel és este). - Vigye el a gélt vékonyan a hegre egyetlen simító módosulattal, nem dörzsölje ki. - Intenzív tesztmozgás (sportolás) és vízzel való érintkezés (zuhanyozás, úszás) után alkalmazza újra a BAPSCARCARE gélét. - Kívánság szerint a BAPSCARCARE gél száritás után kihalásban körülbelül.

Mennyi ideig használjam a BAPSCARCARE gelt?
- Legfeljebb 3-5 hónapig teljesen árnyalja a heg normálalakidőt. - Addig használja a BAPSCARCARE gélét, amíg a heg kiemelkedő, pros vagy panaszokat okoz. - Konzultáljon kezelőjével/orvosával a kezelés időtartamáról.

Felhasználási idő
- Helyi alkalmazás esetén egy tubus több hetes kezelési időszakra vonatkozik. - A használt időtartama a kezelendő heg méretétől függ. - Hosszú tiszta kezelés esetén ezért több csomag beszerzésére lehetsz szükség.

Különös figyelés és elővigyázatosság
- Gyermekkelkör elzárára tartandó. - Kerülje a szemmel és nyálkahártyával való érintkezést. - Az orális kezelésnél óvatosan a szájba kerülő árnyalásnak. - A szilikon gélt csak zárt helyen használja (miután a varasodás megszűnt), nyílt sebekben soha. - Ne alkalmazza bármely összetevővel szembeni tülerőszigetet. - Ne használja fel, ha a csomagolás sérült a termék átvételekor.

Széria effects
- Ritka esetekben a bőr túlzékeny reagálhat (borítáfráj) a szilikonkezelésre. Ezután ideiglenesen hagyja abba a kezelést. - Szűkséges esetén a BAPSCARCARE gél enyhé bőrbárát szappánnal eltávolítható. - Kezdje újra a kezelést, amikor a bőr ismét nyugodt. - Kezdje újra az összetevőt, továbbra is hidratál, forrójának lejárásával/visszatáplálással. - Ha a szégeskészülék kapcsolatban súlyos események lépnek fel, azokat jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó lakkhegye szerinti tagállam illetékes hatóságainak.

Tárolás
- A felhasználhatóság végső dátuma a csomagoláson van feltüntetve. - Felbontás után legfeljebb 6 hónapig tárolható. - Szabóhármérőkkel, vagy legalább is 25°C-nál nem magasabb hőmérsékleten tárolandó.

A használati utasítás utolsó felülvizsgálatának időpontja
Január 2023

EL
Ονομασία
BAPSCARCARE gél

TR
İsim
BAPSCARCARE jel

AR
النسمة
باسبكير جل (BAPSCARCARE GEL)

CN
品名
BAPSCARCARE 凝胶

TW
品名
BAPSCARCARE 膠

KR
명칭
BAPSCARCARE 젤

JP
製品名
BAPSCARCARE GELバップスカーケージル

シリコン療法
for scars

Scar treatment

Silicone gel

BAP MEDICAL
MEDICAL CARE FOR THE SKIN
MADE IN BELGIUM

BAP Medical B.V.
Laan van Westenenk 64,
NL-7336 AZ Apeldoorn,
www.bap-medical.com

CE
MEDICAL DEVICE
BSC-IFU-GEL-009

WWW.BAPSCARCARE.COM