

blue[®]m Sonic+ Tandeborstel – Nederlandse Gebruikershandleiding

Inleiding

Bedankt dat u heeft gekozen voor de blue[®]m sonic+ tandeborstel. Deze sonische tandeborstel is ontwikkeld voor effectieve dagelijkse mondverzorging en helpt tanden, kiezen en tandvlees grondig te reinigen. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Versie: V1.3

Ontwikkeld door: BlueM International

Geassembleerd in: China

Inhoud van de verpakking

Controleer na ontvangst of alle onderdelen aanwezig zijn.

Nr.	Onderdeel	Aantal
1	Handvat	1
2	Beschermkap voor borstelkop	2
3	Inductieve oplader	1
4	Borstelkop	2

Neem contact op met de klantenservice wanneer onderdelen ontbreken.

Belangrijke veiligheidsinstructies

Bij gebruik van elektrische producten dienen altijd basisveiligheidsmaatregelen in acht te worden genomen.

Gevaar

Om het risico op een elektrische schok te verminderen:

- Plaats en bewaar de oplader altijd uit de buurt van water.
- Trek direct de stekker uit het stopcontact wanneer de oplader in water terechtkomt.

- Gebruik geen beschadigde oplader, stekker of kabel.
- Dompel de oplader nooit onder in water.
- Gebruik uitsluitend accessoires die door de fabrikant zijn aanbevolen.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het beschadigd is of niet correct functioneert.

Waarschuwingen

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens zonder toezicht.
- Kinderen mogen het apparaat uitsluitend onder toezicht gebruiken.
- Raadpleeg uw tandarts wanneer u in de afgelopen twee maanden een mond- of tandvleesoperatie heeft ondergaan.
- Neem contact op met uw tandarts wanneer overmatig bloeden langer dan één week aanhoudt.
- Raadpleeg uw arts of tandarts wanneer u een pacemaker of ander medisch implantaat heeft.
- Stop met het gebruik wanneer u pijn, irritatie of ongemak ervaart.

Montage

Borstelkop plaatsen

1. Plaats de borstelkop op het handvat.
2. Druk deze stevig vast.
3. Zorg ervoor dat de borstelkop correct bevestigd is voordat u het apparaat inschakelt.

Hoe gebruik je de blue[®]m sonic+?

blue[®]m adviseert de **BASS-poetsmethode**.

Stap 1

Breng een kleine hoeveelheid tandpasta aan op de borstelkop.

Stap 2

Plaats de borstel onder een hoek van ongeveer 45 graden tegen de overgang van tand en tandvlees.

Stap 3

Schakel de tandenborstel in.

Stap 4

Gebruik minimale druk en beweeg langzaam van tand naar tand.

Stap 5

Laat de sonische technologie het werk doen. Schrob niet zoals met een handtandenborstel.

Belangrijk

- Poets minimaal 2 keer per dag.
- Poets telkens minimaal 2 minuten.
- De ingebouwde timer helpt u de aanbevolen poetstijd aan te houden.
- Het apparaat geeft een signaal wanneer u naar een ander deel van het gebit kunt gaan.

Extra tandvleesmassage

Na het poetsen kunt u de Massage-stand gebruiken voor extra verzorging van het tandvlees.

1. Druk tweemaal op de knop om de Massage-stand te selecteren.
2. Beweeg de borstel rustig langs de tandvleesrand.
3. Laat de tandenborstel het werk doen zonder extra druk uit te oefenen.

Poetsstanden

Clean

- Ongeveer 31.000 bewegingen per minuut
- Voor dagelijkse reiniging

- Helpt tandplak effectief verwijderen
- Aanbevolen voor dagelijks gebruik

Massage

- Ongeveer 28.000 – 31.000 bewegingen per minuut
- Variërende trillingsfrequentie
- Ondersteunt een zachte massage van het tandvlees
- Ideaal als aanvulling na het poetsen

White

- Ongeveer 35.000 – 38.000 bewegingen per minuut
- Hogere intensiteit
- Helpt oppervlakkige aanslag los te maken
- Ondersteunt een glad en schoon tandoppervlak

Werking

De blue®m sonic+ maakt gebruik van sonische technologie voor een effectieve dagelijkse reiniging van tanden en tandvlees.

Timerfunctie

De tandenborstel beschikt over een ingebouwde timer die helpt om de aanbevolen poetstijd van twee minuten aan te houden.

Quadranttimer

Tijdens het poetsen geeft het apparaat korte signalen om aan te geven wanneer u naar een ander deel van het gebit kunt gaan.

Automatische uitschakeling

Na twee minuten schakelt de tandenborstel automatisch uit.

Geheugenfunctie

De tandenborstel onthoudt automatisch de laatst gebruikte poetsstand.

Opladen

Eerste gebruik

Laad de tandenborstel vóór het eerste gebruik volledig op.

Oplaadtijd

Een lege batterij wordt doorgaans binnen 3 tot 4 uur volledig opgeladen.

Indicatie

Status	Lampje
Opladen	Rood
Volledig opgeladen	Groen
Batterij bijna leeg	3 korte trillingen

Onderhoud

Borstelkop reinigen

- Spoel de borstelkop na ieder gebruik af onder stromend water.
- Laat de borstelkop aan de lucht drogen.
- Trek geen haren uit de borstelkop.

Handvat reinigen

- Reinig het handvat met een zachte vochtige doek.
- Dompel het handvat niet onder in water.
- Gebruik geen water of reinigingsmiddelen warmer dan 40°C.

Oplader reinigen

- Reinig de oplader met een zachte doek.
 - Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de oplader reinigt.
-

Borstelkop vervangen

Voor optimale prestaties wordt aanbevolen de borstelkop iedere 3 maanden te vervangen.

Vervang de borstelkop eerder wanneer:

- De borstelharen versleten zijn.
 - De borstelkop beschadigd is.
 - De reinigingsprestaties verminderen.
-

Storingsdiagnose

De tandenborstel werkt niet

Mogelijke oorzaken

- Batterij leeg
- Niet opgeladen
- Oplader niet aangesloten

Oplossing

Laad het apparaat volledig op en controleer de aansluiting van de oplader.

Verminderde trillingen

Mogelijke oorzaken

- Lage batterijspanning
- Borstelkop niet goed bevestigd
- Versleten borstelkop

Oplossing

Laad de tandenborstel op en controleer de bevestiging van de borstelkop. Vervang indien nodig de borstelkop.

Technische specificaties

Eigenschap	Specificatie
Model	LBT-203542B

Eigenschap	Specificatie
Producttype	Sonische tandenborstel
Waterdichtheid	IPX7
Accuspanning	3,7V
Vermogen handvat	1,8W
Vermogen oplader	1,6W
Oplaadspanning	5V DC
Productielocatie	Dongguan, Guangdong, China

Garantie en ondersteuning

Op de blue®m sonic+ tandenborstel geldt een garantie van **2 jaar** op materiaal- en fabricagefouten.

De garantie dekt geen schade veroorzaakt door:

- Verkeerd gebruik
- Vallen of stoten
- Onjuist onderhoud
- Gebruik van niet-originele onderdelen

Contact

E-mail: info@bluemcare.com

Test op gevaarlijke stoffen

Volgens de fabrikant voldoet dit product aan de geldende eisen voor elektrische consumentenproducten met betrekking tot veiligheid en gevaarlijke stoffen.

Milieubescherming

De blue®m sonic+ tandenborstel bevat een ingebouwde oplaadbare batterij.

Afvoer van het product

- Gooi het apparaat niet weg bij het huishoudelijk afval.
- Lever het apparaat in bij een erkend inzamelpunt voor elektrische apparaten.
- Lever gebruikte batterijen in bij een daarvoor bestemd inzamelpunt.

Door het product op de juiste wijze af te voeren draagt u bij aan de bescherming van het milieu en verantwoord hergebruik van materialen.

blue[®]m sonic+ tandenborstel

Gebruikershandleiding Nederlands – Versie V1.3

© BlueM International. Alle rechten voorbehouden.