



Infrared Thermometer

User Manual

Index

English	4
Nederlands	8
Deutsch	12
Français	16
Español	20
Italiano	24
Polski	28

1. PACKAGE CONTENTS

- 1. Infrared Thermometer
- 2. Manual

2. TECHNICAL SPECIFICATIONS

2.1 Product specifications

- Display accurate digits: 0.1°C (0.1°F)
- Storage temperature: -20°C -55°C
- Operating environment temperature: 16°C~35°C
- Relative humidity: 585%
- Power: DC 3V (2 AAA battery)
- Size: 160*100*40mm
- Weight: 100g



- Toggle key > Toggle button
- LED > LCD Display
- Backlight
- Memory key > Memory button

2.2 Measuring range

- Measures temperatures between: 32.0-42.9°C
- Range of measuring distance: 5-8 cm
- Automatically turns off after 20 seconds.

2.3 Measuring accuracy

32.0°C ~ 34.9°C	±0.3°C
35.0°C ~ 42.0°C	±0.2°C
42.1°C ~ 42.9°C	±0.3°C

3. INSTRUCTIONS FOR USE

This infrared thermometer is specialized in measuring the temperature of the human body by aiming at the forehead area. The temperature will be shown at the LCD display. Please note that this thermometer does not replace the doctor's diagnosis/advice.

3.1 Features

- Non-contact and high-precision body thermometer.
- The temperature can be displayed in °C or °F. Press the “°C/F” button for 8 seconds to switch.
- An alert value can be set. The default value is set at 38°.
- When measuring temperatures above the alert value, the thermometer will give a “buzzer” sound.
- The LCD display has backlight for clear readings in the dark. Press the “Backlight” button once to turn on the backlight. Press and hold the button for 8 seconds to turn the backlight off.
- Up to 32 measurements can be stored in the memory log. Press the up and down buttons to view stored measurements.
- The thermometer automatically saves measurements

3.2 Notes before use

Make sure to do a test measure before measuring the temperature of yourself or another person. Aim the thermometer at the area of the forehead and press the “measuring” button. A confirmation sound will be heard, indicating that the test has been completed. The measured temperature will be displayed on the LCD screen.

3.3 Explanation of the LCD display



Figure 2

Body temperature mode (BODY)
Measured temperature
Memory log
Temperature °C/F

4. OPERATING THE TEMPERATURE GUN

4.1 Measuring body temperature

Aim the thermometer at the area around the forehead above the eyebrows. Hold the thermometer at about 5-10 cm and press the "measure" button to measure the body temperature.

The measured temperature is shown on the LCD display and will automatically be stored in the memory log. Measures can be saved up to 32 times in the memory log.

4.2 Battery instructions

The battery cover is indicated by an arrow at the bottom of the thermometer handle. Push the cover lightly towards the direction the arrow is pointing to, to open the cover. You can now insert the batteries.

4.2 Notes of battery installation and replacement

Pay attention at how the battery needs to be placed according to the "+" and "-"-symbols.

When a new battery has been placed it can take up to 10 minutes for the thermometer to power on.

When the battery capacity is insufficient, a low battery symbol will appear on the display.

Please take out the battery when the product is not being used for a long time to prevent damage like leakage of battery liquids.

5. SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not charge non-rechargeable batteries
- Do not expose the product to water
- Keep the product away from heating sources.

6. CLEANING

- Clean the product with a dry cloth.
Do not use any (chemical) liquids or oil!

7. PROBLEMS AND SOLUTIONS

7.1 LCD cannot display numerical values.

If the measured temperature is lower than 32°C or higher than 42.9°C, the LCD will display "LO" or "HI".

Reasons for 'LO' or 'HI' notification	Solution
The temperature value is affected by hair and sweat.	Make sure there are no obstacles when measuring the temperature.
The temperature is affected by airflow change.	Ensure stable air during temperature measurement.
The measuring distance is too far.	Make sure that the measuring distance is in the 5-10 cm range.

1. INHOUD

1. Infrarood thermometer
2. Gebruiksaanwijzing

2. TECHNISCHE SPECIFICATIES

2.1 Productspecificaties

Nauwkeurige weergave: 0,1°C (0,1°F)

Opslagtemperatuur: -20°C -55°C

Temperatuur van de bedrijfsmoggeving: 16°C~35°C

Relatieve vochtigheid: 585%

Stroomvoorziening: DC 3V (2 AAA-batterij)

Grootte: 160*100*40mm

Gewicht: 100g



LED – LCD Scherm

Toggle Key – Schakelknop

C/F

Backlight – Backlight

Memory Key – Geheugenknop

2.2 Meetbereik

Meet temperaturen tussen: 32.0-42.9°C

Bereik van de meetafstand: 5-8 cm

Schakelt automatisch uit na 20 seconden.

2.3 Meetnauwkeurigheid

32.0°C – 34.9°C	±0.3°C
35.0°C – 42.0°C	±0.2°C
42.1°C – 42.9°C	±0.3°C

3. GEBRUIKSAANWIJZING

Deze infraroodthermometer is gespecialiseerd in het meten van de temperatuur van het menselijk lichaam door te richten op het voorhoofd. De temperatuur wordt weergegeven op het LCD-scherm. Belangrijk is dat deze thermometer niet de diagnose/het advies van de arts vervangt.

3.1 Eigenschappen

Contactloze en zeer nauwkeurige lichaamsthermometer.

De temperatuur kan worden weergegeven in °C of °F. Druk op de knop °C/°F voor 8 seconden om dit te veranderen.

Er kan een waarschuwingswaarde worden ingesteld. De standaard waarschuwingswaarde is ingesteld op 38°.

Bij het meten van temperaturen boven de waarschuwingswaarde geeft de thermometer een "buzzer" geluid.

Het LCD-display heeft achtergrondverlichting voor metingen in het donker. Druk éénmaal op de "Backlight" knop om de achtergrondverlichting in te schakelen. Houd de knop 8 seconden ingedrukt om de achtergrondverlichting uit te schakelen.

Er kunnen maximaal 32 metingen worden opgeslagen in het logboek. Druk op de omhoog en omlaag knoppen om de opgeslagen metingen te bekijken.

De thermometer slaat automatisch metingen op

3.2 Opmerkingen voor gebruik

Zorg ervoor dat u een testmeting doet voordat u de temperatuur van uzelf of een andere persoon meet. Richt de thermometer op het gebied van het voorhoofd en druk op de meetknop. Er klinkt een bevestigingsgeluid dat aangeeft dat de test is voltooid. De gemeten temperatuur zal worden weergegeven op het LCD-scherm.

3.3 Uitleg van het LCD-scherm



Figure 2

Lichaamstemperatuurmodus (BODY)

Gemeten temperatuur

Logboek

Temperatuur °C/F

4. GEBRUIK VAN DE INFRAROOD TERMOMETER

4.1 Lichaamstemperatuur meten

Richt de thermometer rond het voorhoofd boven de wenkbrauwen. Houd de thermometer ongeveer op 5-10 cm afstand van het voorhoofd en druk op de "meet"-knop om de lichaamstemperatuur te meten.

De gemeten temperatuur wordt weergegeven op het LCD-display en wordt automatisch opgeslagen in het logboek. De metingen kunnen tot 32 keer worden opgeslagen in het logboek.

4.2 Instructies voor de batterij

Het batterijklepje wordt aangegeven met een pijl aan de onderkant van de thermometer. Duw het deksel lichtjes in de richting van de pijl om de deksel te openen en om de batterijen plaatsen.

4.2 Opmerkingen over de installatie en vervanging van de batterij

Let op hoe de batterij moet worden geplaatst volgens de "+" en "-" symbolen.

Wanneer een nieuwe batterij is geplaatst kan het tot 10 minuten duren voordat de thermometer opstart.

Als de batterij bijna leeg is verschijnt er een batterij symbool op het display.

Haal de batterij uit de thermometer als deze voor een lange tijd niet gebruikt wordt. Op deze manier wordt schade door toedoen van het lekken van batterijvloeistoffen voorkomen.

5. VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

- Laad geen niet-oplaadbare batterijen op
- Stel het product niet bloot aan water
- Houd het product uit de buurt van verwarmingsbronnen.

6. CLEANING

- Reinig het product met een droge doek. Gebruik geen (chemische) vloeistoffen of olie!

7. PROBLEEMEN EN OPLOSSINGEN

7.1 Het LCD-scherm kan geen numerieke waarde weergeven.

Als de gemeten temperatuur lager dan 32°C of hoger dan 42,9°C is, zal het LCD-scherm "LO" of "HI" weergeven.

Redenen voor een 'LO' of 'HI' melding	Oplossing
De temperatuur waarde wordt beïnvloed door haar en/of zweet	Zorg ervoor dat erg een obstakels zijn die invloed kunnen hebben op de temperatuur meting.
De temperatuur wordt beïnvloed door een verandering van de omgevingstemperatuur.	Zorg ervoor dat de temperatuur stabiel is tijdens de temperatuurmeting.
De afstand tussen de thermometer en voorhoofd is te groot	Zorg ervoor dat de meetafstand niet groter is dan 10 cm.

1. LIEFERUMFANG

1. Infrarot-Thermometer
2. Bedienungsanleitung

2. TECHNISCHE ANGABEN

2.1 Produktspezifikationen

Genaue Messwerte: bis auf 0,1 °C (0,1 °F)
Lagertemperatur: -20 °C – 55 °C
Betriebsumgebungstemperatur: 16 °C ~ 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 585 %
Leistung: DC 3 V (zwei AAA-Batterien)
Größe: 160 x 100 x 40 mm
Gewicht: 100 g



Toggle Key > Umschalttaste
LED > LCD-Anzeige
Backlight > Hintergrundbeleuchtung
Memory Key > Speichertaste

2.2 Messbereich

Misst Temperaturen zwischen 32,0 °C und 42,9 °C.
Bereich der Messentfernung: fünf bis acht Zentimeter
Schaltet sich nach 20 Sekunden automatisch aus.

2.3 Messgenauigkeit

32,0°C – 34,9°C	±0,3°C
35,0°C – 42,0°C	±0,2°C
42,1°C – 42,9°C	±0,3°C

3. GEBRAUCHSANWEISUNG

Dieses Infrarot-Thermometer ist darauf spezialisiert, die Temperatur des menschlichen Körpers zu messen, wenn es auf den Stirnbereich gerichtet ist. Die Temperatur wird auf der LCD-Anzeige dargestellt. Bitte beachten Sie, dass dieses Thermometer die Diagnose/Ratschläge eines Arztes nicht ersetzen kann.

3.1 Eigenschaften

Kontaktfreies und hochpräzises Körperthermometer.
Die Temperatur kann in °C oder °F angezeigt werden. Zum Umschalten drücken Sie acht Sekunden lang die Taste „°C/°F“. Ein Alarmwert kann eingestellt werden. Der Standardwert ist auf 38 ° festgelegt.
Wenn Temperaturen über dem Alarmwert gemessen werden, ertönt vom Thermometer ein „Summen“. Die LCD-Anzeige ist hintergrundbeleuchtet, sodass sie auch im Dunkeln gut ablesbar ist. Drücken Sie die Taste „Hintergrundbeleuchtung“ einmal, um sie einzuschalten. Halten Sie die Taste acht Sekunden lang gedrückt, um die Hintergrundbeleuchtung auszuschalten.
Bis zu 32 Messungen können im Speicherprotokoll gespeichert werden. Drücken Sie die Auf- und Ab-Tasten, um die gespeicherten Messungen anzuzeigen.
Das Thermometer speichert Messungen automatisch.

3.2 Hinweise vor der Anwendung

Vergewissern Sie sich, eine Testmessung durchzuführen, bevor Sie die Temperatur von sich selbst oder einer anderen Person messen. Richten Sie das Thermometer auf Ihre Stirn und drücken Sie die Taste „Messen“. Daraufhin hören Sie einen Bestätigungston, der signalisiert, dass der Test abgeschlossen ist. Die gemessene Temperatur wird auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.

3.3 Erläuterung der LCD-Anzeige



Figure 2

Körpertemperaturmodus (BODY)
Gemessene Temperatur

Speicherprotokoll
Temperatur °C/F

4. BEDIENEN DER TEMPERATURPISTOLE

4.1 Messen der Körpertemperatur

Richten Sie das Thermometer auf den Bereich um die Stirn oberhalb der Augenbrauen. Halten Sie das Thermometer auf etwa fünf bis zehn Zentimeter Abstand und drücken Sie die „Messen“-Taste, um die Körpertemperatur zu messen.

Die gemessene Temperatur wird auf der LCD-Anzeige dargestellt und automatisch im Speicherprotokoll festgehalten. Messungen können bis zu 32 Mal im Speicherprotokoll gespeichert werden.

4.2 Batterieanweisungen

Der Batteriedeckel ist durch einen Pfeil am unteren Ende des Thermometergriffs gekennzeichnet. Drücken Sie den Deckel leicht in die Richtung, in die der Pfeil zeigt, um ihn zu öffnen. Sie können nun die Batterien einlegen.

4.2 Hinweise zum Einlegen und Austauschen der Batterien

Achten Sie darauf, wie die Batterie entsprechend den Symbolen „+“ und „-“ platziert werden muss.

Wenn eine neue Batterie eingelegt wird, kann es bis zu zehn Minuten dauern, bis sich das Thermometer einschaltet.

Wenn die Batteriekapazität nicht ausreicht, erscheint ein Symbol für eine schwache Batterie auf der Anzeige.

Bitte nehmen Sie die Batterie heraus, wenn das Produkt für längere Zeit nicht benutzt wird, um Schäden wie das Auslaufen von Batterieflüssigkeit zu vermeiden.

5. SICHERHEITSHINWEISE

- Laden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien auf.
- Bringen Sie das Produkt nicht mit Wasser in Kontakt.
- Halten Sie das Produkt von Wärmequellen fern.

6. REINIGUNG

- Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine (chemischen) Flüssigkeiten oder Öl!

7. PROBLEME UND LÖSUNGEN

7.1 LCD kann keine numerischen Werte anzeigen.

Wenn die gemessene Temperatur niedriger als 32 °C oder höher als 42,9 °C ist, zeigt die LCD-Anzeige „LO“ oder „HI“ an.

Gründe für die Meldung „LO“ oder „HI“	Lösung
Der Temperaturwert wird durch Haare und Schweiß beeinflusst.	Achten Sie darauf, dass es bei der Temperaturnessung keine Hürden gibt.
Die Temperatur wird durch Luftveränderung beeinflusst.	Sorgen Sie während der Temperaturnessung für eine beständige Luft.
Der Messabstand ist zu groß.	Stellen Sie sicher, dass die Messdistanz im Bereich von fünf bis zehn Zentimetern liegt.

1. CONTENU

1. Thermomètre Infrarouge
2. Manuel

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2.1 Caractéristiques du produit

Affiche des données précises : 0,1°C (0,1°F)
Température de stockage : -20°C -55°C
Température ambiante de fonctionnement : 16°C~35°C
Humidité relative : 585 %
Alimentation : DC 3V (2 piles AAA)
Dimensions : 160*100*40 mm
Poids : 100 g



Toggle Key > Bouton de défilement

LED > Écran LCD

Backlight > Rétroéclairage

Memory Key > Bouton de mémoire

2.2 Amplitude de mesures

Mesures des températures entre : 32,0-42,9°C

Distance de prise de température : 5-8 cm

S'éteint automatiquement après 20 secondes.

2.3 Exactitude des mesures

32.0°C ~ 34.9°C	±0.3°C
35.0°C ~ 42.0°C	±0.2°C
42.1°C ~ 42.9°C	±0.3°C

3. MODE D'EMPLOI

Ce thermomètre infrarouge est spécialement conçu pour la mesure de la température du corps humain en visant le front. La température sera affichée sur l'écran LCD. Veuillez noter que ce thermomètre ne remplace pas le diagnostic / conseil du médecin.

3.1 Caractéristiques

Thermomètre corporel sans contact et haute précision.

La température peut être affichée en °C ou °F. Veuillez appuyer sur le bouton « °C/F » pendant 8 secondes pour changer le réglage.

Il est possible de régler une valeur d'alerte. La valeur par défaut est de 38°.

Lorsqu'il mesure une température supérieure à la valeur d'alerte, le thermomètre émet un son d'alarme.

L'écran LCD est pourvu d'un rétroéclairage, afin de permettre la lecture des valeurs dans le noir. Appuyez une fois sur le bouton « Rétroéclairage » pour l'allumer. Appuyez et maintenez le bouton pendant 8 secondes pour l'éteindre.

Il est possible d'enregistrer jusqu'à 32 mesures dans la mémoire. Appuyez sur les touches haut et bas pour visualiser les mesures enregistrées.

Le thermomètre enregistre les mesures automatiquement

3.2 Remarques préalables

Veuillez réaliser une mesure test avant de prendre votre température ou celle d'une autre personne. Placez le thermomètre face au front puis appuyez sur le bouton « mesure ». Vous entendrez un son de confirmation, vous indiquant que le test a été réalisé. La température mesurée sera affichée sur l'écran LCD.

3.3 Présentation de l'écran LCD



Figure 2
Mode température corporelle (BODY)

Température mesurée

Mémoire

Température °C/F

4. UTILISATION DU THERMOMÈTRE

4.1 Prise de la température corporelle

Maintenez le thermomètre en face du front, au-dessus des sourcils, à une distance de 5 à 10 cm. Appuyez sur le bouton « mesure » afin de prendre la température corporelle.

La température mesurée est affichée sur l'écran LCD et sera automatiquement stockée dans la mémoire. La mémoire peut contenir jusqu'à 32 mesures.

4.2 Instructions pour les piles

Le couvercle des piles est indiqué par une flèche située au bas de la poignée du thermomètre. Poussez légèrement le couvercle dans le sens de la flèche afin de l'ouvrir. Vous pouvez maintenant insérer les piles.

4.2 Remarques pour le changement des piles

Faites attention au sens dans lequel les piles doivent être placées, en veillant aux symboles « + » et « - ».

Lorsqu'une pile neuve a été insérée, le thermomètre peut mettre jusqu'à 10 minutes pour pouvoir s'allumer.

Lorsque le niveau de batterie est trop faible, un symbole batterie faible apparaîtra à l'écran.

Veuillez sortir les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant longtemps, afin d'éviter tout dégât tel que la fuite de liquides des piles.

5. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne tentez pas de recharger des piles non-rechargeables
- N'exposez pas le produit à l'eau
- Gardez le produit à l'abri de toute source de chaleur.

6. CLEANING

- Nettoyez le produit avec un chiffon sec. N'utilisez aucun liquide ou huile (pas de produit chimique) !

7. PROBLÈMES ET SOLUTIONS

7.1 L'écran LCD n'affiche pas les valeurs numériques.

Si la température mesurée est inférieure à 32°C ou supérieure à 42.9°C, l'écran affichera « LO » ou « HI ».

Causes de l'affichage « LO » ou « HI »	Solution
La valeur de la température est modifiée par la présence de poils / cheveux ou de transpiration.	Achten Sie darauf, dass es bei der Temperaturmessung keine Hürden gibt.
La valeur de la température est modifiée par les courants d'air.	Faites en sorte qu'il n'y ait pas de mouvement d'air durant la prise de température.
La distance de prise de température est trop élevée.	Assurez-vous que la distance de prise de température soit comprise entre 5 et 10 cm.

1. CONTENIDO DEL PAQUETE

1. Termómetro infrarrojo
2. Manual

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1 Especificaciones del producto

Precisión: 0,1°C (0,1°F)

Temperatura de almacenamiento: -20°C - 55°C

Temperatura de funcionamiento: 16°C~35°C

Humedad relativa: <85%

Alimentación: DC 3V (2 pilas AAA)

Tamaño: 160 x 100 x 40 mm

Peso: 100 g



Toggle Key > Botón de acción

LED > Pantalla LCD

Backlight > Retroiluminación

Memory Key > Botón de memoria

2.2 Rango de medición

Mide temperaturas entre 32,0 - 42,9°C

Rango de distancia de medición: 5-8 cm

Se apaga automáticamente después de 20 segundos.

2.3 Precisión de medida

32,0°C - 34,9°C	±0,3°C
35,0°C - 42,0°C	±0,2°C
42,1°C - 42,9°C	±0,3°C

3. INSTRUCCIONES DE USO

El termómetro infrarrojo está especializado en la medición de la temperatura del cuerpo humano apuntando a la zona de la frente. La temperatura se mostrará en la pantalla LCD. Por favor, tenga en cuenta que este termómetro no sustituye en ningún caso el diagnóstico o el asesoramiento por parte de un médico.

3.1 Características

Termómetro corporal sin contacto y de alta precisión.

La temperatura puede mostrarse en °C o en °F. Pulse el botón “°C/°F” durante 8 segundos para cambiar.

Se puede configurar un valor de alerta. Por defecto, este valor está establecido en 38°.

Al medir temperaturas por encima del valor de alerta, el termómetro emitirá un zumbido.

La pantalla LCD está retroiluminada para una lectura más cómoda en la oscuridad. Pulse el botón “Retroiluminación” una vez para encender la retroiluminación. Mantenga pulsado el mismo botón durante 8 segundos para apagar la retroiluminación.

Se pueden almacenar hasta 32 mediciones en la memoria del dispositivo. Pulse los botones hacia arriba y hacia abajo para ver las mediciones almacenadas.

El termómetro guarda automáticamente las mediciones

3.2 Indicaciones antes de su uso

Asegúrese de realizar una medición de prueba antes de medir su temperatura o la de otra persona. Apunte el termómetro a la zona de la frente y pulse el botón de medición. Se escuchará un sonido de confirmación indicando que la prueba ha sido completada. La temperatura medida se mostrará en la pantalla LCD.

3.3 Descripción de la pantalla LCD



Figure 2

Modo de temperatura corporal (BODY)
Temperatura medida

Memoria
Temperatura °C/F

4. FUNCIONAMIENTO DE LA PISTOLA TERMÓMETRO

4.1 Medición de la temperatura corporal

Apunte el termómetro a la zona de la frente, por encima de las cejas. Sostenga el termómetro a unos 5-10 cm y pulse el botón de medición para medir la temperatura corporal.

La temperatura medida se mostrará en la pantalla LCD y se almacenará automáticamente en la memoria del dispositivo. Se pueden almacenar hasta 32 mediciones en la memoria.

4.2 Indicaciones sobre las pilas

La tapa de las pilas está señalada por una flecha en la parte inferior del mango del termómetro. Empuje la tapa ligeramente hacia la dirección a la que apunta la flecha para abrir la tapa e introducir las pilas.

4.2 Indicaciones sobre la colocación y el cambio de las pilas

Preste atención a la posición en la que debe colocar las pilas según los símbolos "+" y "-".

Cuando se coloca una pila nueva, el termómetro puede tardar hasta 10 minutos en encenderse.

Cuando la capacidad de la batería se esté agotando, aparecerá un símbolo de batería baja en la pantalla.

Por favor, retire las pilas cuando el producto no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo para evitar daños como la sulfatación de las pilas.

5. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No cargue las pilas no recargables
- No exponga el producto al agua
- Mantenga el producto alejado de fuentes de calor.

6. LIMPIEZA

- Limpie el producto con un paño seco. ¡No utilice ningún producto químico o aceite!

7. PROBLEMAS Y SOLUCIONES

7.1 La pantalla LCD no muestra valores numéricos.

Si la temperatura medida es inferior a 32°C o superior a 42,9°C, aparecerán las letras "LO" o "HI" en la pantalla.

Motivos para la aparición del mensaje 'LO' o 'HI'	Solución
El valor de la temperatura se ve afectado por el pelo y el sudor.	Asegúrese de que no haya ningún obstáculo al medir la temperatura.
La temperatura se ve afectada por cambios en las corrientes de aire.	Asegúrese de que no haya corrientes de aire durante la medición de la temperatura.
La distancia de medida es demasiado grande.	Asegúrese de que la distancia de medición se encuentre en el rango de 5 a 10 cm.

1. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1. Termometro a Infrarossi
2. Manuale

2. SPECIFICHE TECNICHE

2.1 Specifiche del prodotto

Precisione numerica del display : 0.1°C (0.1°F)
Temperatura di stoccaggio: -20°C~55°C
Temperatura ambientale di funzionamento: 16°C~35°C
Umidità relativa: 58.5%
Alimentazione: DC 3V(2 batterie AAA)
Dimensioni: 160*100*40mm
Peso: 100g



Toggle Key > Tasto di commutazione

LED > Display LCD

Backlight > Retroilluminazione

Memory Key > Tasto di memorizzazione

2.2 Intervallo di misurazione

Misurazione di temperature comprese tra: 32.0-42.9°C

Intervallo di distanza di misurazione: 5-8 cm

Spegnimento automatico dopo 20 secondi.

2.3 Precisione di misurazione

32.0°C ~ 34.9°C	±0.3°C
35.0°C ~ 42.0°C	±0.2°C
42.1°C ~ 42.9°C	±0.3°C

3. ISTRUZIONI D'USO

Questo termometro a infrarossi è specializzato nella misurazione della temperatura corporea con puntamento alla zona della fronte. La temperatura è visualizzata sul display LCD. Attenzione: il termometro non sostituisce la diagnosi o la consulenza del medico.

3.1 Caratteristiche

Termometro corporeo di alta precisione senza contatto.

La temperatura può essere visualizzata in °C o °F. Premi il tasto °C/F per 8 secondi per passare da una modalità all'altra.

Può essere impostato un valore di avviso. Il valore preimpostato è di 38°. Quando viene misurata una temperatura superiore al valore di avviso, il termometro emette un segnale acustico.

Il display LCD è dotato di retroilluminazione per una lettura nitida al buio. Premi il tasto "Retroilluminazione" una volta per attivare la retroilluminazione. Tieni premuto il tasto per 8 secondi per disattivare la retroilluminazione.

Nel registro di memoria possono essere salvate fino a 32 misurazioni. Premi i tasti su e giù per vedere le temperature salvate. Il termometro salva automaticamente le misurazioni.

3.2 Avvertenze prima dell'uso

Effettua una misurazione di prova prima di misurare la temperatura a te stesso o ad altra persona. Punta il termometro alla zona della fronte e premi il tasto di "misurazione". Sentirai un segnale acustico di conferma che indicherà il completamento della prova. La temperatura verrà visualizzata sullo schermo LCD.

3.3 Descrizione del display LCD



Figure 2

Modalità temperatura corporea (CORPO)

Temperatura misurata

Registro di memoria

Temperatura °C/F

4. FUNZIONAMENTO DELLA PISTOLA DI MISURAZIONE

4.1 Misurazione della temperatura corporea

Punta il termometro alla zona della fronte sopra le sopracciglia. Tieni il termometro a una distanza di circa 5-10 cm e premi il tasto di "misurazione" per misurare la temperatura corporea.

La temperatura misurata è visualizzata sul display LCD e viene salvata automaticamente nel registro di memoria. Le misurazioni possono essere salvate nel registro di memoria fino a 32 volte.

4.2 Istruzioni sulla batteria

Il coperchio della batteria è indicato con una freccia alla base dell'impugnatura del termometro. Per aprire il coperchio, spingilo leggermente nella direzione verso cui punta la freccia. A questo punto puoi inserire le batterie.

4.2 Avvertenze sull'installazione e la sostituzione della batteria

Fai attenzione al verso in cui va inserita la batteria basandoti sui simboli "+" e "-".

Dopo aver inserito una nuova batteria, possono essere necessari fino a 10 minuti per l'accensione del termometro.

Quando la capacità della batteria è insufficiente, sul display appare un simbolo indicante la batteria scarica.

Togliere la batteria in caso il prodotto non venga utilizzato per molto tempo, per prevenire danni come la fuoriuscita di liquidi dalla batteria.

5. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Non ricaricare batterie non ricaricabili
- Non far venire a contatto il prodotto con l'acqua
- Tieni il prodotto al riparo da fonti di calore.

6. PULIZIA

- Pulisci il prodotto con un panno asciutto. Non utilizzare sostanze (chimiche) liquide o oli!

7. PROBLEMI E SOLUZIONI

7.1 Il display LCD non visualizza i valori numerici.

Se la temperatura misurata è inferiore a 32°C o superiore a 42.9°C, il display LCD visualizzerà le scritte "LO" o "HI".

Motivo della notifica "LO" o "HI"	Soluzione
Il valore della temperatura è modificato da capelli e sudore	Assicurati che non ci siano ostacoli durante la misurazione della temperatura.
La temperatura è modificata dal cambiamento di corrente d'aria.	Assicurati che l'aria sia ferma durante la misurazione della temperatura.
La temperatura è modificata dal cambiamento di corrente d'aria.	Assicurati che la distanza di misurazione sia compresa tra i 5 e i 10 cm.

1. ZAWARTOŚĆ

1. Termometro a Infrarossi
2. Instrukcja obsługi

2. PARAMETRY TECHNICZNE

2.1 Parametry urządzenia

Dokładność co do 0,1°C (0,1°F)

Temperatura przetrzymywania: -20°C -55°C

Działa w temperaturze: 16°C~35°C

Względna wilgotność: 585%

Moc: DC 3V (2 baterie AAA)

Wymiary: 160*100*40mm

Waga: 100g



Toggle Key > Przycisk przełączania

LED > Wyświetlacz LCD

Backlight > Podświetlenie

Memory key > Przycisk pamięci

2.2 Zakres pomiarów

Pomiar temperatury pomiędzy: 32.0-42.9°C

Odległość podczas pomiaru: 5-8 cm

Automatyczne wyłączanie po 20 sekundach.

2.3 Dokładność pomiarów

32.0°C ~ 34.9°C	±0.3°C
35.0°C ~ 42.0°C	±0.2°C
42.1°C ~ 42.9°C	±0.3°C

3. INSTRUKCJA OBSŁUGI

Termometr na podczerwień służy do pomiaru temperatury ciała człowieka poprzez skierowanie termometru w kierunku czoła. Temperatura zostanie wyświetlona na wyświetlaczu LCD. Pamiętaj, termometr nie zastępuje diagnozy bądź porady lekarskiej.

3.1 Funkcje

Bezkontaktowy termometr z wysoką precyzją pomiaru.

Temperatura może być wyświetlona zarówno w stopniach Celsjusza bądź Fahrenheita. Aby zmienić jednostkę przytrzymaj przycisk "°C/F" przez 8 sekund.

Możliwość ustawienia progu alarmowego. Domyslna wartość wynosi 38°C.

Gdy temperatura przekroczy tą wartość zabrzmi sygnał dźwiękowy.

Wyświetlacz LCD jest podświetlany co ułatwia użytkowanie w ciemności. Aby włączyć podświetlenie wcisnij przycisk z napisem "Backlight". Aby wyłączyć przytrzymaj przez 8 sekund.

Pamięć pozwala na przechowywanie do 32 pomiarów. Aby sprawdzić zapisane pomiary używaj przycisków dół i góra.

Pomiary zapisywane są automatycznie.

3.2 Przed użyciem

Przed użyciem termometru na siebie bądź inniej osobie przeprowadź test. Skieruj termometr na czoło i wcisnij przycisk pomiaru. Usłyszysz dźwięk potwierdzający zakończenie pomiaru testowego. Temperatura pojawi się na wyświetlaczu LCD.

3.3 Wyświetlacz LCD



Figure 2

Ekran pomiaru temperatury (BODY)

Wartość pomiaru temperatury

Zapisane pomiary

Jednostka temperatury °C/F

4. SPOSÓB UŻYCIA

4.1 Pomiar temperatury

Skieruj termometr na czoło tuż ponad brwiami. Przytrzymaj termometr na odległość od 5 do 10 centymetrów i naciśnij przycisk pomiaru.

Pomiar zostanie pokazany na wyświetlaczu LCD i zostanie automatycznie zapisany w pamięci urządzenia. Urządzenie zapisuje do 32 pomiarów

4.2 Bateria

Klapka baterii wskazana jest za pomocą strzałki na dole urządzenia. Aby otworzyć delikatnie naciśnij w kierunku na który wskazuje strzałka, po czym włożyć baterie.

4.2 Wkładanie i wymiana baterii

Zwróć uwagę na poprawne włożenie baterii zgodnie z symbolami "+" and "-".

Po włożeniu nowej baterii włączenie termometru może potrwać nawet do 10 minut.

Przy niskim poziomie baterii na ekranie pojawi się symbol wskazujący konieczność wymiany.

W przypadku dłuższego nie korzystania z urządzenia wyjmij baterie aby zapobiec zniszczeniom spowodowanym m.in. przez wyciek płynów znajdujących się w bateriach.

5. BEZPIECZEŃSTWO

- Nie ładuj jednorazowych baterii
- Trzymaj z dala od wody
- Przechowuj z dala od źródła ciepła.

6. CZYSZCZENIE

- Wyczyść produkt przy użyciu suchej ścieżeczki. Nie używaj środków chemicznych ani oleju!

7. PROBLEMY I ROZWIAZANIA

7.1 Wyświetlacz nie pokazuje pomiarów.

W przypadku gdy temperatura jest niższa niż 32 stopnie bądź przekracza 42.9 stopnia ekran pokaże "LO" lub "HI".

Przyczyny wyświetlenia komunikatu "LO" lub "HI".	Rozwiążanie
Włosy bądź pot uniemożliwiają pomiar.	Upewnij się, że przy wykonywaniu pomiaru nie ma żadnych przeszkód.
Przepływ powietrza uniemożliwia pomiar.	Wyeliminuj przepływ powietrza podczas pomiaru.
Za duga odległość podczas pomiaru.	Odległość podczas wymiaru musi wynosić od 5 do 10 cm.

