



HORIGEN

USER MANUAL

Hands-Free Double Electric Breast Pump

Model: D6

Decent Go



★ **Caution:**

To avoid injury caused by misuse, please read the manual carefully before using the product, and use the product in strict conformity with instruction manual.

CONTENTS

1	Intended For Use	01
1.1	Indications For Use	01
1.2	Operating Life	01
2	Product Description	02
2.1	Features	02
2.2	Mode Description	02
2.3	Parts	03
2.4	Buttons Control	04
3	Safety Precautions	05
3.1	Warnings	05
3.2	Precautions	06
4	Getting Started	08
4.1	Cleaning And Sterilizing	08
4.2	Charging	11
4.3	Assembling The Breast Pump	12
4.4	Disassembling The Breast Pump	14
5	Using Your Breast Pump	15
5.1	Flange Sizing	15
5.2	Aligning Your Nipple	16
5.3	Placing Collection Cup within your bra	16
5.4	Starting Your Session	17
5.5	Handling And Storing Of Breast Milk	19
6	Maintenance	20
6.1	Battery Maintenance	20
6.2	Breast Pump Maintenance	20
7	Technical Specifications	21
8	Trouble Shooting	22

INTENDED FOR USE

1.1 Indications For Use

The "Decent GO Series" hands-free breast pump is a powered breast pump intended for lactating women to express and collect milk from their breasts.

The breast pump alleviate engorgement of the breast, maintain the ability of lactation, and provide mother's milk for future feedings when separation of mother and baby occurs.

The device is intended for a single user to be used in a home environment, and is capable of single and double pumping.

1.2 Operating Life

- The operating life of the Device is defined to be not less than 500 hours.
- The expected operating life of the replaceable washable components is 3-6 months. It also depends on how frequently the parts are used and washed.
- It's recommended to replace the washable components after long-term storage or before pumping for your next child.

PRODUCT DESCRIPTION

2.1 Features

- LED panel, clear and intuitive.
- 3 modes with 9 levels each mode.
- Auto-timer & Memory suction level.
- Safety Childlock function.
- Ultra quiet noise reduce design.
- Back housing belt clip design.
- Each cup holds up to 6 oz.
- 1400mAh large capacity battery.
- Freedom tubing direction.


2.2 Mode Description

3-Phase Expression

- **Stimulation Mode**
There are 9 levels in the Stimulation Mode, you can find the right massage levels by personal need.
- **Expression Mode**
There are 9 levels in the Expression Mode, you can find the right suction levels by personal need.
- **2 in 1 Mode**
There are 9 levels in 2-in-1 Mode, you can find the right suction levels by personal need.

PRODUCT DESCRIPTION

2.3 Parts




01	Pump Motor		1	09	21mm Flange Insert		2
02	Diaphragm Cover		2	10	19mm Flange Insert		2
03	180ml Collection Cup		2	11	17mm Flange Insert		2
04	Diaphragm		2	12	15mm Flange Insert		2
05	Flange		2	13	Bra Adjuster		2
06	Valve		2	14	Type-C Cable		1
07	25mm Cushion		2				
08	Tubing Kit		1				

*Spare part: Spare Silicone Valve *2

PRODUCT DESCRIPTION

2.4 Buttons Control



TIP:

- This product has a built-in lithium-ion battery. When the battery indicator light shows only 1 bar, we recommend you that use a certified 5V 1A Power Adapter to charge the pump motor till it's fully charged.
- When the battery indicator light flashes during the working process, indicates that the pump motor should be charged as soon as possible.

SAFETY PRECAUTIONS

Please read the "Safety Precautions" carefully before using the product, use it in the correct way to avoid damage or danger caused by improper use.

3.1 Warnings

- This is a single-user product, use by more than one person may present a health risk and voids the warranty.
- Do not drop or immerse the Pump Motor in water or other liquids.
- Do not place or store the device where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not use the breast pump while bathing or sleeping or overly drowsy.
- Do not inhale or swallow small parts. Keep out of reach of children.
- Do not sanitize the kit in microwave oven.
- Do not store wet or damp parts, as mold may develop.
- Do not place the pump motor in the fridge or freezer.
- Do not use detergents containing alcohol, ammonia, benzene, or abrasives.
- Do not leave the device unattended when plugged into an electrical outlet.
- Do not use flammable materials while using or connecting the breast pump to a charger.
- Do not unplug power adapter/charger by pulling on the cord.
- Only use the manufactured parts with this breast pump, including the charging cable, do not substitute.
- It's recommended to use an adaptor compatible with both IEC60601-1 and your regional power source.

SAFETY PRECAUTIONS

- Never operate the device if it has a damaged cord or plug, or it has been dropped into water, or if any parts are broken or missing.
- Do not disassemble or modify the pump motor. When disassembled by unauthorized person, it voids warranty.
- Do not expose this breast pump or the build-in battery to direct sunlight, fire or excessive heat.
- The device and its components are not heat-resistant. Keep away from heat sources.

3.2 Precautions

- Always inspect all parts before use for damage or cleanliness.
- Sanitize and disinfect all washable components before the first and each use.
- After using the breast pump, remove and clean the parts that come into contact with your breast and breast milk ASAP to avoid bacterial growth and odor caused by breast milk residue.
- The Tubing Kit should not be soaked in water for cleaning. If accidentally drops into water, it must be completely dried before use.
- Always ensure all parts are completely dry before assembling.
- If tubing becomes moldy, discontinue use and replace tubing.
- Check whether the silicone flange and other parts are assembled in place before using the breast pump, to avoid the phenomenon of no suction or low suction in the process of use.
- Close supervision is necessary when the breast pump is used near infants, children or persons with disabilities.

SAFETY PRECAUTIONS

- It's recommended you consult with a licensed healthcare professional before using the breast pump if you have an active implanted device that would be affected by a magnetic field (e.g. pacemaker, implantable cardioverter defibrillator).
- Using a breast pump should not cause pain. Do not try to express with an intensity setting that is too high or uncomfortable. If excessive discomfort or pain is felt during pumping, turn the pump off and remove from your nipple immediately and discontinue the session.
- Contact your healthcare professional if you express minimal or no milk, or if pumping is painful.
- For assistance with correct flange sizing and comfort, pls see section 5.1 or talk to a lactation consultant or breastfeeding specialist.
- The breast pump should not be used while lying down, or engaging in strenuous exercise or activities with risk of harm
- When using this breast pump, frequency or level should be selected due to the actual situation of the individual. Started with lower level from beginning.

GETTING STARTED

4.1 Cleaning And Sterilizing

Cleaning The Pump Motor

- The Pump Motor contains electronics that should be kept dry.
- Never wash or sterilize the pump motor, wipe with a clean, damp soft cloth.
- Unplug and switch off the breast pump before cleaning the pump motor.
- Any other cleaning method will be classed as misuse under the warranty.




Do not get wet!



GETTING STARTED

Cleaning The Washable Parts

- For the first time and after each use, you must disassemble, wash and sterilize all the parts that come into contact with breast milk.
- Take care when cleaning the silicone cushion and diaphragm and valve, if it gets damaged, your breast pump will not function properly.




WARNINGS: Please take care of it during washing and sterilizing.

Clean washable components		Sterilize washable components
1. Rinse in cold, clear water (approx +20°C / +68°F).	+	Boil in water for not more than five minutes
2. Wash in warm water (approx +30°C / +86°F) using milk dish washing soap and wipe afterwards with a clean cloth.v		
3. Rinse with cold, clear water (approx +20°C / +68°F) for 10 to 15 seconds.		Suitable for steam or cold water sterilizing methods. We do not recommend to sterilize in steam sterilizer, microwave or dishwasher directly.
OR Place on the top shelf of the dishwasher		

GETTING STARTED

Cleaning The Tubing

- Normally, cleaning of the tubing is not necessary.
- If you find condensation or breast milk residue in the tubing or tubing connector, wash and dry it immediately or replace the tubing.
- Remove the tubing from the pump motor before cleaning the tubing.
- Rinse the tubing by pouring cool water into both short tubing ends until it flows out of the long tubing end.
- Wash the tubing in warm, soapy water. Rinse with clear water.
- Shake out any water droplets and hand to air dry.



WARNINGS:

1. Do not run the breast pump with wet tubing and make sure it is completely dry before using.
2. If the tubing becomes moldy, discontinue use and replace new.

GETTING STARTED

4.2 Charging

- When the battery is low in working process, the battery display will flash.
- When charging, the battery display will light up.
- Use the charging cable provided to connect the pump motor to a USB power source (5V 1A).
- The battery display shows all four bars when charging is complete.
- It takes approximately 2 hours to fully charge the battery, which provides approximately 2 hours usage time at standard settings.



TIP:



1. Charge immediately after finishing your pumping session if lower battery is indicated.
2. You can use the breast pump while charging the battery. However, when the pump is running it will charge in a slower mode.

GETTING STARTED

4.3 Assembling The Breast Pump

01 Assemble diaphragm and valve

Place the Diaphragm (04) into Flange (05), align the disc of Diaphragm (04) on the designated circular slot and ensure it is at the right place. Assembly Valve (06) with Flange (05), press around the edges to ensure it is compatible with the Flange (05).




02 Assemble 180ml Collection Cup


First insert the pouring spout into the opening on the flange. Secondly push the Collection Cup (03) and Part (A) together tightly, ensuring the edge is fully sealed all the way around until you hear a snapping sound.

03 Assemble Silicone Cushion with Part B

Insert 25mm Standard Cushion (07) into Part (B), press tightly to ensure sealing correctly. Assemble the Diaphragm Cover (02) tightly with the Collection Cup (03).



GETTING STARTED




04 Assemble Flange Insert with standard Silicone Cushion

In case that the standard silicone cushion in 25mm (07) were too big, you may choose the 21mm (09) or 19mm (10) or 17mm (11) or 15mm (12) flange insert, to be placed in the center of Cushion (07).

05 Assemble Tubing Kit with Collection Cup


Connect the short ends of the Tubing (08) into the Diaphragm Cover (02) connection port. Make sure the tubing to be straight without any squeezing or bending.



06 Assemble Collection Cup with Pump Motor


• Double Pumping

After both Correction Cup assemble with Tubing Kit, connect the long end of Tubing (with connector) to the Pump motor for double pumping.



• Single Pumping

Block the unused tubing end on the Y-shaped tubing connector for single pumping.





07 Clip the pump motor on your belt or pocket to pump on the go.



GETTING STARTED



4.4 Disassembling The Breast Pump

- 01 Remove the tubing from the diaphragm cover and pump motor.



- 02 Remove the diaphragm cover from the front shell.

- 03 Open the collection cup(03) using the tabs at the bottom.



- 04 Remove the valve(06) and diaphragm(04) from the flange.

USING YOUR BREAST PUMP

5.1 Flange Sizing

This hands-free breast pump comes with preassembled silicone cushion in 25mm and four additional flange inserts in size of 21mm/19mm/17mm/15mm, so you can find a flange that fits comfortable for you.



- Select the flange size by measuring the diameter of your nipple

Nipple Diameter	Recommended Flange Insert Size
11-13mm	15mm
13-15mm	17mm
15-17mm	19mm
17-20mm	21mm
21mm+above	25mm

Too Small


Correct size

Too Large

USING YOUR BREAST PUMP

5.2 Aligning Your Nipple

- Correct nipple alignment in the Breast Shield is key to comfort, expression and performance.
- Your nipple must be positioned correctly in the flange tunnel before pumping to avoid discomfort.
- Based on your personal preference, The tubing can be connected facing inwards (towards the breasts) or outwards (towards the arms). Ensure that the tubing is not pinched or bent during use and always placed outside your bra.
- The scale on the collection cup indicated you an approximate volume during pumping.




5.3 Placing Collection Cup within your bra

- This Hands-free Breast Pump is designed to be worn with your standard nursing bra and you can use it in either a vertical or slightly tilted position.
- Getting the right compression could impact milk volumes.

USING YOUR BREAST PUMP

- This Hands-free Breast Pump needs to be firmly pressed against your breast, there should be no gaps between the collection cup and your breast.
- Every bra has a different level of support, so make sure to get the compression right before each session. If you are using a particularly structured and inflexible bra, the included Bra Adjuster may be used to create more room.
- Once the buckle of each end is hung on the nursing bra, adjust the length of bra adjuster to make more comfortable.



5.4 Starting Your Session

Using Guide

Long press "⏻" button for 1 second when the breast pump at off state to turn it on;

Long press "⏻" button for 1 second when the breast pump at working state to turn it off.

Short press during work to Pause / Start, Long press again to turn off.

USING YOUR BREAST PUMP

Stimulation Mode

Long press "⏻" button for 1 second, the breast pump turns on and enters the Stimulation Mode by default, "⌘" indicator light is on, and the suction level and frequency used in the last time are maintained.

- Press "—", "+" button can adjust the levels of Stimulation Mode, total 9 levels.

Expression Mode

Press "⌘" button when the breast pump is in Stimulation Mode, "⌘" indicator light will light up and switch to the Expression Mode.

- Press "—", "+" button can adjust the levels of Expression Mode, total 9 levels.

2 in 1 Mode

Press "⌘" button when the breast pump is in Expression Mode, "⌘" indicator light will be on and switch to the 2 in 1 mode.

- Press "—", "+" button can adjust the levels of 2 in 1 mode, total 9 levels.

Memory Function

This product comes with memory function, automatic memory of the last used parameters, and the level of all the Stimulation Mode, Expression Mode, 2 in 1 mode can be recorded.

- The level of the Stimulation Mode used last time will be automatically set when the breast pump is turned on.
- The level of the Expression Mode used last time will be automatically set when switching to suction mode.

USING YOUR BREAST PUMP


Child lock



To activate the child lock function, press the “—” and “+” at the same time for 3 seconds, the lock icon will display on the screen. Press again to deactivate.

5.5 Handling And Storing Of Breast Milk


- Carefully remove the collection cups from your bra.
- Handle with care and place on flat surface in an upright position to avoid spilled.
- Collected milk volume can be read by the volume scale markings on the shell.
- Detach the tubing from the collection cup.
- When pouring milk make sure the rounded outer shell to be facing down.
- Pour your expressed milk through the pouring spout on top into a bottle or a container of your choice for storage or feeding.
- When storing milk, always follow the guidance of your lactation consultant or health professional.



Upright Removing



Carefully Take Out



Pouring into Bottle

MAINTENANCE

6.1 Battery Maintenance

- The breast pump cannot switch on in case of a completely discharged battery, allow the battery to be charged for at least 15 minutes before power on.
- Make sure that the voltage of the power adaptor(not included) is compatible with the power source.
- Only use the provided charging cable with this breast pump, do not substitute.
- Recharge the battery before it completely discharge.
- Fully charge the battery before storing your breast pump.
- Store your breast pump in a cool place to preserve the battery cycle.

6.2 Breast Pump Maintenance

- Switch the breast pump off when cleaning and maintaining.
When not in use for an extended amount of time, recharge the battery first before use.
- Do not store collection cups in assembled state over an extended period of time.
- Clean the Collection Cups and Pump Motor before storing your breast pump

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product	Hands-Free Double Electric Breast Pump
Dimension	75*118*49mm
Levels	9 Adjustable Levels
Modes	Stimulation / Expression / Mix
Max Suction	36 Kpa
Rated Input	AC 100-240V, 50/60Hz
Rated Output	DC 5V --- 1A, 5W
Display	LED Digital
Timer	30 minutes
Power Supply	DC 3.7V
Battery type /capacity	Li-ion Polymer Battery / 1400mAh
Charging Time	150min
Using Time	Approx. 180min
Charging Port	USB-Type C
Operation Conditions	0-40°C, 15-90%RH, 70-106kPa
Transportation & Storage Conditions	-20-60°C, 15-90%RH, 70-106kPa
Noise	≤50dB(A) (+/-2dB)

**Specification may change without notice by manufacturer for product enhancement.*

TROUBLE SHOOTING

1. No suction power

- a. Check that diaphragm, valve, cover and Tubing Kit are properly assembled;
- b. Inspect the parts for an breakage;
- c. Check whether the power is energized if you can not turn it on.

2. Less suction power

Check that diaphragm, valve, cover and Tubing Kit are properly assembled.

Suggestion: Please adjust suction power from low to high gradually according to the individual actual situation when using the breast pump, the most suitable suction power is that the milk comes out without feeling pain.

Stronger suction is not always better, it might harm the breast tissue, cause breast pain or other discomfort for the user. Therefore, the suction power that suitable for yourself is the best.

3. Milk comes out low

The speed of producing milk is different from person to person, will be affected by the structure of the mammary gland, the patency of the mammary gland, the degree of pleasure and other factors; sometimes the slowness of milking is not a problem with the suction of the breast pump, but may also be related to the user's current health or mood.

Using warm cloth to hot compress the breasts before pumping, and then massage the breast for 5 minutes in the Stimulation Mode, and then switch to the Expression Mode for sucking. You can also massage the breasts by hands to dredge the mammary glands.

TROUBLE SHOOTING

4. Failure to pump milk or breast pain

- a. Distending pain in breast, but no milk comes out after suction, it might causes by mammary gland block;
- b. Mammary gland obstruction will cause mastitis, should go to the hospital in time for examination and medical treatment;
- c. Feeling pain during suction may also be caused by milk mastitis, so timely emptying the breast is beneficial to preventing the occurrence of mastitis.

5. Breast pain during using

Because different people accept different degrees of suction, if you feel pain when using the breast pump, you can relieve it through the following methods:

- a. Adjust the position of the breast shield on the suction kit to ensure that the nipple is right with the mouth of the suction kit, so that the breast shield can massage breasts in a better way to relieve the pain of sucking;
- b. Lower suction level in Expression Mode;
- c. As the body gets used to the suction power and uses the breast pump more often, the pain will decrease gradually.

6. Still have milk can be squeezed by hand after sucking

Because the structure of the human mammary gland is reticulated, and the lactation mother is affected by the increase of prolactin, the mammary gland will keep secreting milk, the existing ways of sucking are difficult to completely suck it clean, so it is normal to use hand to squeeze and still have milk comes out after sucking.



Guangdong Horigen Mother & Baby Products Co.,Ltd.

Add: No. 18, Pingnan Industrial Zone, Mianbei Street, Chaoyang District,
515100 Shantou, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel: +86 754 83613668

Website: www.horigen.cn

Fax: +86 754 83843338

Made in China

All pictures shown in the instructions are for illustration only. The actual product may vary due to local differences or product enhancement. HORIGEN reserves the right to substitute any component or accessory with a replacement of equivalent performance.



HORIGEN

HANDLEIDING

Handsfree elektrische dubbele borstkolf

Model: D6

Decent Go



• **Let op:**

Om letsel veroorzaakt door verkeerd gebruik te voorkomen, dien je de handleiding aandachtig te lezen voordat je dit product gebruikt en het product strikt in overeenstemming met de handleiding te gebruiken.

INHOUD

1	Bedoeld Gebruik	01
1.1	Gebruiksindicatie	01
1.2	Levensduur	01
2	Product Beschrijving	02
2.1	Functies	02
2.2	Programma's	02
2.3	Onderdelen	03
2.4	Besturing	04
3	Veiligheid	05
3.1	Waarschuwing	05
3.2	Voorzorgsmaatregelen	06
4	Aan de slag	08
4.1	Schoonmaaken Desinfectie	08
4.2	Opladen	11
4.3	Montage van de kolf	12
4.4	Hoe uit elkaar te halen?	14
5	Gebruik van de borstkolf	15
5.1	Borstschildmaten	15
5.2	Tepel centreren	16
5.3	Cup in de BH plaatsen	16
5.4	Kolfsessie starten	17
5.5	Verwerken van gekolfde moedermelk	19
6	Onderhoud	20
6.1	Accu onderhouden	20
6.2	Kolf onderhouden	20
7	Technische specificaties	21
8	Probleemoplossing	22

BEDOELD GEBRUIK

1.1 Gebruiks indicatie

De handsfree borstkolf uit de "Decent GO Series" is een elektrische borstkolf bedoeld voor vrouwen die borstvoeding geven om melk uit hun borsten af te kolven en op te vangen. De borstkolf verlicht stuwning van de borst, handhaaft het vermogen tot borstvoeden en levert moedermelk voor toekomstige voedingen wanneer moeder en baby gescheiden raken. Het apparaat is bedoeld voor gebruik door één gebruiker in een thuisomgeving en kan enkel- en dubbelzijdig kolven.

1.2 Levensduur

- De levensduur van het apparaat is gedefinieerd als niet minder dan 500 uur.
- De verwachte levensduur van de vervangbare, wasbare componenten bedraagt 90 dagen. Het hangt af van hoe vaak de onderdelen worden gebruikt en gewassen. Het is mogelijk dat FT kolvers vanaf 2 weken ventielen moeten vervangen.
- Het wordt aanbevolen om de wasbare onderdelen minstens te vervangen na langdurige opslag of vóór het afkolven voor uw volgende kind.

PRODUCT BESCHRIJVING

2.1 Functies

- LED scherm, duidelijk en intuïtief.
- 3 programma's met 9 kracht levels.
- Auto-timer & Geheugenfunctie.
- Kinderslot functie.
- Ultraslil met ruisonderdrukking.
- Inclusief motor riemclip.
- Cup inhoud van 150ml.
- 1400mAh accu.
- Luchtslang verloop aanpasbaar.


2.2 Programma's

3-Phase Expression

- **Stimulatie Modus**
Er zijn 9 niveaus in de stimulatiemodus; kies het juiste massageniveau op basis van je persoonlijke behoefte.
- **Afkolf Modus**
Er zijn 9 niveaus in de afkolfmodus; kies de juiste kracht op basis van je persoonlijke behoefte.
- **2-in-1 Modus**
Er zijn 9 niveaus in de 2-in-1-modus, kies een krachtige combi tussen stimulatie en afkolven op basis van je persoonlijke behoefte.

PRODUCT OMSCHRIJVING

2.3 Onderdelen




01	Kolf Motor		1	08	Slangenset		1
02	Diafragmakap		2	09	21mm Verkleiner		2
03	180ml Collection Cup		2	10	19mm Verkleiner		2
04	Diafragma		2	11	17mm Verkleiner		2
05	Connector		2	12	15mm Verkleiner		2
06	Ventiel		2	13	BH band verlenger		2
07	25mm schild		2	14	USB-C Kabel		1

*Reserve onderdeel: Silicone Ventiel *2

PRODUCT BESCHRIJVING

2.4 BESTURING



TIP:

- Dit product heeft een ingebouwde lithium-ionbatterij. Wanneer het batterij-indicatielampje 1 streepje aangeeft, raden wij je aan een gecertificeerde 5V 1A voedingsadapter te gebruiken om de kolfmotor op te laden totdat deze volledig is opgeladen.
- Wanneer het accu-indicatielampje tijdens het werkproces knippert, geeft dit aan dat de kolfmotor zo snel mogelijk moet worden opgeladen.

VEILIGHEID

Lees de "Veiligheidsmaatregelen" aandachtig door voordat je het product gebruikt. Gebruik het op de juiste manier om schade of gevaar veroorzaakt door oneigenlijk gebruik te voorkomen.

3.1 Waarschuwing

- Dit product is geschikt voor slechts één gebruiker: gebruik door meer dan één persoon kan een gezondheidsrisico met zich meebrengen en maakt de garantie ongeldig.
- Laat de kolfmotor niet vallen en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik de borstkolf niet tijdens het baden, slapen of wanneer je erg slaperig bent.
- Kleine onderdelen niet inademen of inslikken. Buiten bereik van kinderen houden.
- Reinig de borstkolf en kolfset niet in de magnetron.
- Bewaar geen natte of vochtige onderdelen, om schimmelvorming te voorkomen.
- Plaats de pompmotor niet in de koelkast of vriezer.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het op een stopcontact is aangesloten.
- Gebruik geen brandbare materialen wanneer je de borstkolf gebruikt of aansluit op een oplader.
- Koppel de stroomadapter/oplader niet los door aan het snoer te trekken.
- Gebruik bij deze borstkolf alleen de bijgeleverde onderdelen, inclusief de oplaadkabel, en vervang deze niet.
- Het wordt aanbevolen om een adapter te gebruiken die compatibel is met zowel IEC60601-1 als de regionale stroombron.

VEILIGHEID

- Gebruik het apparaat nooit als het snoer of de stekker beschadigd is, als het in het water is gevallen of als er onderdelen kapot zijn of ontbreken.
- Demonteer of wijzig de pompmotor niet. Bij demontage door onbevoegden vervalt de garantie.
- Stel deze borstkolf en de ingebouwde batterij niet bloot aan direct zonlicht, vuur of overmatige hitte.
- Het apparaat en zijn componenten zijn niet hittebestendig. Verwijderd houden van warmtebronnen.

3.2 VOORZORGSMATREGELEN

- Inspecteer vóór gebruik altijd alle onderdelen op schade of reinheid.
- Ontsmet en desinfecteer alle wasbare onderdelen vóór het eerste en elk gebruik.
- Na gebruik van de borstkolf dien je de onderdelen die in contact komen met de borst en moedermelk zo snel mogelijk schoon te maken om bacteriegroei en geur veroorzaakt door moedermelkresten te voorkomen.
- De slangenset mag niet in water worden ondergedompeld. Als het per ongeluk in water valt, moet het vóór gebruik volledig worden gedroogd.
- Zorg er altijd voor dat alle onderdelen volledig droog zijn voordat je ze monteert.
- Vervang de slang als deze niet meer proper is.
- Controleer of het borstschild en andere onderdelen op hun plaats zijn gemonteerd voordat je de borstkolf gebruikt om goed vacuüm te garanderen.
- Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer de borstkolf wordt gebruikt in de buurt van zuigelingen, kinderen of onbevoegden.

VOORZORGSMATREGELEN

- Raadpleeg een bevoegde zorgverlener voordat je de borstkolf gebruikt als je een actief geïmplantiseerd apparaat hebt dat wordt beïnvloed door een magnetisch veld (bijv. pacemaker, implanterbare cardioverter-defibrillator).
- Het gebruik van een borstkolf mag geen pijn veroorzaken. Probeer niet te kolven meteen intensiteitsinstelling die te hoog of oncomfortabel is. Als je tijdens het kolven overmatig ongemak of pijn voelt, schakel dan de pomp uit, verwijder deze onmiddellijk van de borst en beëindig de sessie.
- Neem contact op met je zorgverlener als je weinig of geen melk afkolft of als het kolven pijnlijk is.
- Voor hulp bij de juiste schildmaat en comfort, zie rubriek 5.1 of neem contact op met een lactatiekundige of borstvoedingsspecialist.
- De borstkolf mag niet liggend worden gebruikt of tijdens deelname aan zware lichamelijke inspanning of activiteiten met risico op schade.
- Bij gebruik van deze borstkolf moet de frequentie of het niveau worden gekozen op basis van de feitelijke situatie van het individu. Kies het maximaal comfortabel niveau.

AAN DE SLAG

4.1 SCHOONMAAK EN DESINFECTIE

SCHOONMAKEN VAN DE KOLFMOTOR

- De kolfmotor bevat elektronica die droog moet worden gehouden.
- Was of desinfecteer de kolfmotor nooit; veeg deze af met een schone, vochtige, zachte doek.
- Haal de stekker uit het stopcontact en schakel de borstkolf uit voordat je de kolfmotor reinigt. Elke andere reinigingsmethode wordt onder de garantie aangemerkt als misbruik.




Niet nat maken !



AAN DE SLAG

Schoonmaken van de wasbare onderdelen

Demonteer, was en desinfecteer alle onderdelen die in contact komen met moedermelk voor het eerste gebruik en elk volgend gebruik daarna. Wees voorzichtig bij het reinigen van het siliconen schild, het membraan en het ventiel. Als deze beschadigd raken, zal de borstkolf niet goed functioneren.




LET OP: Voorzichtig schoonmaken

Wasbare onderdelen reinigen		Wasbare onderdelen desinfecteren
1. In koud, helder water spoelen (ong. +20°C / +68°F).	+	Niet langer dan 5 minuten uitkoken in pan met ruim kokend water of UVC Led.
2. In warm water wassen (ong. +30°C / +86°F) met goed ontvettend afwasmiddel.		OF
3. 10 tot 15 seconden spoelen met heet, helder water (ong. +45°C / +113°F).		Niet geschikt voor desinfectie in: Magnetron Stoomsterilisator.
4. Aan de lucht laten drogen.		RAADPLEEG LOKALE AANBEVELINGEN BETREFFENDE MICROPLASTICS
OF Plaats op bovenste rek van de vaatwasser.		

AAN DE SLAG

Reinigen luchtslangen

- Normaal gesproken is het reinigen van de luchtslang niet nodig.
- Als je condens of moedermelkresten in de slang of slangconnector aantreft, was en droog deze dan onmiddellijk of vervang de slang.
- Verwijder de slang van de pompmotor voordat je de slang reinigt.
- Spoel de slang door koud water in beide korte slanguiteinden te gieten totdat het uit het lange slanguiteinden stroomt.
- Was de slang in warm zeepsop. Spoel af met helder water.
- Zwiep eventuele waterdruppels eruit en laat de hand aan de lucht drogen.



Om condens in de luchtslang te voorkomen, is het raadzaam het diafragma kurkdroog in de kolfset te zetten.

LET OP:

1. Kolf niet met natte slangen of diafragma's en zorg ervoor dat dezen volledig droog zijn voordat je ze gebruikt.
2. Als een slang beschimmelt, stop dan met het gebruik en vervang voor een nieuwe.

AAN DE SLAG

4.2 Opladen

- Wanneer de batterij bijna leeg is, gaat het batterijdisplay knipperen.
- Tijdens het opladen licht het batterijdisplay op.
- Gebruik de meegeleverde oplaadkabel om de pompmotor aan te sluiten op een USB-voedingsbron (5V 1A).
- Het batterijdisplay toont alle vier de balken wanneer het opladen voltooid is.
- Het duurt ongeveer 2 uur om de batterij volledig op te laden.
- Bij standaardinstellingen levert een geladen batterij ongeveer 2 uur continue gebruikstijd op.



TIP:



1. Laad de batterij onmiddellijk op nadat je de kolfsessie hebt beëindigd als er een lagere batterijlading wordt aangegeven.
2. Je kunt de borstkolf gebruiken terwijl je de batterij oplaadt. Wanneer de kolf echter in gebruik is, laadt deze langzamer op.

AAN DE SLAG

4.3 Montage van de kolf

01 Monteer het membraan en ventiel.

Plaats het membraan (04) op het schild (05), lijn het membraan (04) uit met de daarvoor bestemde ronde sleuf en zorg ervoor dat deze zich op de juiste plaats bevindt. Bevestig het ventiel (06) op het uiteinde van de tunnel van het schild (05), druk rond de randen om ervoor te zorgen dat deze precies aansluit.




02 Monteer de 180ml opvangcup


Steek de schenkuit in de opening van het schild. Duw vervolgens de opvangcup(03) en het schild(A) stevig tegen elkaar, waarbij je ervoor zorgt dat de rand rondom volledig is afgedicht totdat je een klik hoort

03 Monteer het siliconen schild in de opvangcup

Plaats het 25mm standaard schild (07) in de opvangcup (B). Druk stevig aan om een goede afdichting te garanderen. Monteer de membraankap (02) stevig op de opvangcup (03).



AAN DE SLAG




04 Borstschild maat kiezen

Als het standaard siliconen 25mm schild (07) geen goed vacuüm geeft en te groot voor je is, kun je kiezen voor een siliconen borstschildverkleiner van 21, 19, 17 of 15mm. Plaats de verkleiner in het midden van het borstschild.

05 Monteer de slangenset aan opvangcup


Sluit de korte uiteinden van de slang(08) aan op de verbindingspoort van het membraankap(02). Zorg ervoor dat de luchtslang nergens geknikt of afgeklemd is.




- Monteer de opvangcup aan de kolfmotor

06 Dubbel kolven

Om dubbelzijdig te kolven, sluit je de lange uiteinden aan de opvangcups en de korte slang aan de motor



- Enkel kolven: Sluit het ongebruikte slanguiteinde aan de Y-vormige slangconnector af om enkelzijdig te kolven.





07 Gebruik de riemclip om de kolfmotor aan je kleding te bevestigen.



AAN DE SLAG



4.4 Hoe uit elkaar te halen

- 01 Verwijder de slang van de membraankap en de kolfmotor.



- 02 Verwijder de diafragmkap(02) van de opvangcup.

- 03 Opende opvangcup(03) met behulp van de lipjes aan de onderkant.



- 04 Verwijder het ventiel (06) en het membraan (04) van het borstschild.

GEBRUIK VAN DE KOLF

5.1 Borstschildmaten

Deze handsfree borstkolf wordt geleverd met een standaard 25mm siliconen borstschild en vier extra verkleiners in de maten 21mm, 19mm, 17mm en 15 mm zodat je een borstschild kunt gebruiken wat het meest comfortabel is.



standaard schild beschikbare meegeleverde accessoires.


- Kies een schildmaat door de diameter van de tepel te meten.

TepelDiameter	11-13mm	13-15mm	15-17mm	17-19mm	21mm-groter
Aanbevolen maat	15mm	17mm	19mm	21mm	25mm

GEBRUIK VAN DE KOLF

5.2 Tepel plaatsen

- Het centreren van de tepel in het borstschild is de sleutel tot comfort en melkopbrengst.
- De tepel moet vóór het kolven in het midden van de tunnel van het borstschild zijn geplaatst om ongemak en slecht vacuüm te voorkomen.
- Afhankelijk van je persoonlijke voorkeur kan de slang naar binnen (richting de borsten) of naar buiten (richting de armen) worden aangesloten. Zorg ervoor dat het slangetje tijdens het gebruik niet bekneld of verbogen raakt en draag het altijd buiten je BH.
- De schaalverdeling op de opvangcup geeft tijdens het kolven bij benadering het volume aan.




5.3 Opvangcup in de BH plaatsen

- Deze handsfree kolf is ontworpen om gedragen te worden in je standaard voedingsBH. Je kunt de kolf zowel zittend als staand gebruiken.
- De juiste pasvorm en compressie is van invloed op de melkopbrengst.

GEBRUIK VAN DE KOLF

- De handsfree kolfcup moet stevig tegen je borst worden gedrukt; er mogen geen openingen zijn tussen de kolfcup en de borst.
- Elke BH heeft een ander ondersteuningsniveau; zorg er voor dat je de compressie goed krijgt voor elke sessie. Als je een bijzonder stevige BH gebruikt, kan de meegeleverde BH-bandverlenger meer ruimte creëren. Wanneer te strak, kan de melkstroom belemmerd worden.
- Verstel de BH-bandverlenger nadat die is vastgeklit naar de gewenste lengte.



5.4 Kolfsessie starten

— Bediening

Druk lang op de AAN/UIT knop om de borstkolf AAN te zetten.
Druk lang op de AAN/UIT knop om de borstkolf UIT te zetten.
Druk kort op de AAN/UIT knop om de borstkolf te PAUZEREN.

GEBRUIK VAN DE KOLF

Stimulatie modus

Houd de AAN/UIT knop gedurende 1 seconde ingedrukt. De borstkolf wordt ingeschakeld en gaat standaard naar de stimulatiemodus. Het indicatielampje "☰" brandt en de kolfmotor kiest de laatst gebruikte vacuüminstelling. Druk op de + of - knop om de kracht van de stimulatiemodus aan te passen. Kies uit 9 vacuüminstellingen.

Afkolf Modus

Druk op de knop "☰" om de borstkolf van stimulatiemodus naar afkolfmodus te wisselen. Het "☰" -indicatielampje gaat branden en schakelt over naar de afkolfmodus. Druk op de + of - knop om de kracht van de afkolfmodus aan te passen. Kies uit 9 vacuüminstellingen.

2-in-1 Modus

Druk op de knop "☰" om de borstkolf van afkolfmodus naar 2-in-1 modus te wisselen. Het "☰" -indicatielampje gaat branden en schakelt over naar de 2-in-1 modus. Druk op de + of - knop om de kracht van de 2-in-1 modus aan te passen. Kies uit 9 vacuüminstellingen.

Geheugen Functie

Deze borstkolf heeft een geheugenfunctie en zal de laatst gebruikte parameters en het niveau van stimulatiemodus, expressiemodus en 2-in-1 modus onthouden.

- Het vacuümniveau van de laatst gebruikte stimulatie modus wordt automatisch ingesteld wanneer de borstkolf wordt ingeschakeld.
- Het vacuümniveau van de laatst gebruikte afkolfmodus wordt automatisch ingesteld bij het overschakelen naar de afkolfmodus.

GEBRUIK VAN DE KOLF

Kinderslot



Om het kinderslot te activeren, drukt je gedurende 3 seconden tegelijkertijd op de + en -. Het slotpictogram verschijnt op het scherm. Druk nogmaals om te deactiveren.

5.5 MELK BEWAREN

- Maak de slang los van de opvangcups.
- Haal de opvangcups voorzichtig uit je BH.
- Plaats de cups op een vlakke ondergrond in een rechtopstaande positie om morsen te voorkomen.
- De hoeveelheid gekolfde melk kan worden afgelezen aan de hand van de volumeschaalmarkeringen op de cups.
- Zorg er bij het schenken van melk voor dat de ronde buitenschaal naar beneden wijst.
- Giet de afgekolfde melk via de schenktuit bovenaan in een fles of bakje naar keuze om te bewaren of te voeren.
- Volg bij het bewaren van melk altijd de richtlijnen van uw lactatiekundige of zorgverlener.



ONDERHOUD

6.1 Accu onderhoud

- De borstkolf werkt niet als de batterij volledig leeg is. Laat de batterij minimaal 15 minuten opladen voordat je deze inschakelt.
- Zorg ervoor dat de spanning van de voedingsadapter (niet meegeleverd) compatibel is met de voedingsbron.
- Gebruik bij deze borstkolf uitsluitend de meegeleverde oplaadkabel, geen vervanging.
- Laad de batterij op voordat deze volledig leeg raakt.
- Laad de batterij volledig op voordat je de borstkolf langdurig opbergt.
- Bewaar de borstkolf op een koele plaats om de batterijcyclus te behouden.

6.2 Borstkolf onderhoud

- Schakel de borstkolf uit tijdens het reinigen en onderhoud.
- Als je de borstkolf langere tijd niet hebt gebruikt, dien je de batterij eerst op te laden voordat je het apparaat gaat gebruiken.
- Bewaar de opvangcups gedurende langere tijd niet in gemonteerde toestand.
- Maak de opvangcups en de kolfmotor schoon voordat je borstkolf opbergt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Product	Hands-Free Dubbele Elektrische kolf
Grootte	75*118*49mm
Levels	9 Instelbare Levels
Modi	Stimulatie / Afkolven /2-in-1
Max Vacuüm	270 mmHg
Invoer	AC 100-240V, 50/60Hz
Uitvoer	DC 5V $\pm$ 1A, 5W
Display	LED Digitaal
Timer	30 minuten
Voeding	DC 3,7V
Batterij type /capaciteit	Li-ion Polymeer Batterij / 1400mAh
Oplaadtijd	150min
Accuduur	Ong. 180min
Oplaadpoort	USB-Type C
Werkvoorwaarden	0-40°C, 15-90%RH, 70-106kPa
Transport & Opslag Voorwaarden	-20-60°C, 15-90%RH, 70-106kPa
Geluid	≤50dB(A) (+/-2dB)

* specificaties kunnen zonder kennisgeving door de fabrikant worden gewijzigd vanwege productverbeteringen

PROBLEEMOPLOSSING

1. Geen vacuüm

- a. Controleer of het membraan, het ventiel, de diafragmakap en de slangenset correct zijn gemonteerd.
- b. Inspecteer de onderdelen op breuk;
- c. Controleer of de kolfmotor stroom pakt.

2. Laag vacuüm

Controleer of het membraan, het ventiel, de diafragmakap en de slangenset correct zijn gemonteerd.

Pas het vacuüm geleidelijk aan van laag naar hoog, afhankelijk van de individuele behoefte. De meest geschikte zuigkracht is de kracht die de melkstroom onderhoud op een comfortabel niveau. Sterkere zuigkracht is niet altijd beter of sneller; het kan borstweefsel beschadigen, pijn of ander ongemak veroorzaken. Gebruik het maximaal comfortabel niveau.

3. Lage Melkopbrengst

Controleer of het membraan, het ventiel, de diafragmakap en de slangenset niet beschadigd zijn en correct zijn gemonteerd.

Controleer of het borstschild de juiste tunnelmaat heeft passend bij de tepeldiameter.

4. Pijn tijdens het kolven

- a. Controleer of het borstschild van de kolfset goed op de borst aansluit en de tepel gecentreerd in de tunnel zit. Herpositioneer het borstschild en centreer de tepel opnieuw.
- b. Controleer of de maat van het borstschild passend is voor jouw tepelmaat.
- c. Verlaag het vacuüm van de borstkolf.



HORIGEN

Guangdong Horigen Mother & Baby Products Co.,Ltd.

Distributie Nederland - België
MoM&e, Weth. vd Wildenbergstraat 13, 5126TK, Gilze, Nederland

Tel: +31 6 24585483
info@moedermelknetwerk.nl

Website: www.horigen.cn
Made in China

*Alle afbeeldingen in de handleiding zijn uitsluitend ter illustratie. Het daadwerkelijke product kan variëren als gevolg van lokale verschillen of productverbetering.
HORIGEN behoudt zich het recht voor om een onderdeel of accessoire te vervangen door een vervanging met gelijkwaardige prestaties.*