



R15 PLAS- EN MEDICIJNHORLOGE

Opladen

1. Haal de klok uit het bandje en de USB poort komt tevoorschijn.
2. Steek de USB poort in de PC of oplader. Een blauw knipperend lampje geeft aan dat het horloge oplaadt. Zie je geen blauw lampje? Draai de USB poort om en steek het opnieuw in de oplader.
3. Het volledig opladen duurt +/- 1 uur.
4. Een volledig opgeladen batterij gaat tussen de 5 en 15 dagen mee (afhankelijk van gebruik).
5. Laad op tijd op om de Instellingen te bewaren. Bij een volledig lege batterij verdwijnen de tijd en de countdown. De ingestelde alarmtijden blijven wel bewaard.
6. Wilt u weten of het trillen bij alarm nog goed werkt? Druk op 1 van de knoppen tijdens het opladen.

Instellen van de tijd

1. Klik kort op de bovenste knop als het scherm helemaal zwart is. U ziet nu de tijd.
2. Houdt direct daarna de bovenste knop ingedrukt. De uren gaan knipperen. Met de bovenste knop gaan de uren naar voren. Met de onderste knop naar achteren.
3. Juiste uur zichtbaar? Houd de bovenste knop weer ingedrukt totdat de minuten gaan knipperen. Gebruik de knopjes om de minuten aan te passen.

4. Juiste minuten zichtbaar? Houd bovenste knop ingedrukt totdat u 12 Hof 24 H ziet. Gebruik de knop Jes om de gewenste 12 of 24 uur notatie in te stellen. Bevestig de gewenste instelling door de bovenste knop ingedrukt te houden.

Standaard acties

1. Tijd aflezen: Klik 1x op bovenste knop.
2. Check niveau batterij; Klik 2x op bovenste knop (100 is vol).
3. Alarm instelling: Klik 3x op bovenste knop (ALM).
4. Countdown timer instelling: Klik bij zwart scherm 1x op de onderste knop (Cdn).
5. Stilte modus: Druk beide knopjes tegelijkertijd in totdat u SIL ziet. Het horloge zal niet meer trillen. Door daarna beide knopjes weer tegelijkertijd in te drukken zet u het trillen weer aan (Vib).

Instellen tot 15 alarmmomenten

Druk de bovenste knop 3x in en u ziet ALM. Door daarna op de bovenste knop te blijven drukken loopt u door de 15 alarm momenten heen (alarmtijd 1, AIOF, alarmtijd 2, A20F, alarmtijd 3, A30F, ... , alarmtijd 15, 150F).

Druk meerdere keren kort op de bovenste knop totdat alarmtijd 1 zichtbaar is. Houdt dan direct de bovenste knop Ingedrukt totdat de uren knipperen. Gebruik de knopjes om de uren aan te passen. Als de uren juist zijn, houd u de bovenste knop ingedrukt totdat de minuten knipperen. Gebruik de knopjes om de minuten aan te passen. Bevestig door de bovenste knop ingedrukt te houden.

Nu ziet u Al OF staan. Houd de bovenste knop ingedrukt totdat er Al ON staat (horloge trilt dan ook). Het alarm uitschakelen kan door bij AION weer de bovenste knop ingedrukt te houden totdat er Al OF staat.

Om meerdere alarmmomenten in te schakelen herhaalt u bovenstaande door per gewenst alarmmoment eerst de tijd en daarna de status van het alarm (ON/OFF) aan te passen tot een maximum van 15 in te stellen alarmmomenten is bereikt.

Instellen Countdown

Klik bij een zwart scherm op de onderste knop. Door dit te herhalen ziet u achtereenvolgens Cdn, 1, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 min.

Houd de onderste knop ingedrukt totdat ON zichtbaar is (horloge trilt

dan ook) als de gewenste duur van de timer is bereikt. De countdown is direct gestart.

Druk 1x op de onderste knop om de resterende tijd te zien. Bij 2x drukken op de onderste knop komt de tijd en bij 3x de batterij level.

Uitschakelen Countdown

Klik bij een zwart scherm 1x op de onderste knop. De resterende tijd van de timer is zichtbaar. Houdt dan direct de onderste knop ingedrukt totdat OFF zichtbaar is (het horloge trilt dan ook kort).

Schermblokkade vergrendelen

Klik bij een zwart scherm op de bovenste knop en de tijd wordt zichtbaar. Houd dan de onderste knop minimaal 5 seconden ingedrukt en de display is vergrendeld.

Om het scherm te ontgrendelen moeten de bovenste stappen worden herhaald.

Belangrijk

Tijd en alarmmomenten kunnen alleen worden aangepast als de countdown is uitgeschakeld.

Het alarm kan direct worden uitgeschakeld door 1 van de knopjes in te drukken. Anders stopt het alarm automatisch. Alarm 1 na 60 seconden en de andere alarmen na 30 seconden.

Zolang het alarm is ingeschakeld, zal het elke dag af gaan.

Het horloge is spatwaterdicht (douchen en handen wassen kan, zwemmen niet).



Urifoon BV

Mennonietenbuurt 29
1427 AX Amstelhoek

Telefoon: 0297 760 001
Mail: info@urifoon.nl

ERINNERUNGSUHR



R15 ERINNERUNGSUHR

Aufladen

1. Nehmen Sie die Uhr vom Armband ab und der USB-Anschluss kommt zum Vorschein.
2. Schließen Sie den USB-Anschluss an Ihren PC oder 1hr Ladegerät an. Ein blaues Licht zeigt an, dass die Uhr geladen wird. Wenn Sie kein blaues Licht sehen, drehen Sie den USB-Anschluss um und schließen Sie ihn erneut an das Ladegerät an.
3. Das vollständige Aufladen dauert +/- 1 Stunde.
4. Eine vollständig geladene Batterie hält zwischen 5 und 15 Tagen (je nach Gebrauch).
5. Rechtzeitig aufladen ist wichtig, um die Einstellungen zu erhalten. Wenn die Batterie vollständig entladen ist, werden die Uhrzeit und der Countdown nicht mehr angezeigt. Die eingestellten Alarmzeiten bleiben jedoch erhalten.
6. Möchten Sie wissen ob die Alarmvibration noch richtig funktioniert? Orücken Sie während des Ladevorgangs eine der Tasten..

Einstellen der Uhrzeit

1. Klicken Sie kurz auf dem oberen Knopf, wenn der Bildschirm vollständig schwarz ist. Sie sehen nun die Uhrzeit.
2. Halten Sie unmittelbar danach den obersten Knopf gedrückt. Die Stunden beginnen zu blinken. Mit dem oberen Knopf werden die Stunden vorwärts gezählt. Mit dem unteren Knopf nach hinten.

3. Korrekte Uhrzeit sichtbar? Halten Sie den oberen Knopf erneut gedrückt, bis die Minuten zu blinken beginnen. Verwenden Sie die Knöpfe um die Minuten einzustellen.
4. Korrekte Minuten sichtbar? Halten Sie den oberen Knopf gedrückt bis Sie 12 H oder 24 H sehen. Verwenden Sie die Knöpfe um die gewünschte 12- oder 24-Stunden-Notation einzustellen. Bestätigen Sie die gewünschte Einstellung durch langes Drücken des oberen Knopfe.

Standaard-Aktionen

1. Zeit lesen: Klieken Sie einmal auf dem obersten Knopf.
2. Batteriestand prüfen: 2x auf dem oberen Knopf klieken (100 ist voll).
3. Alarmeinsetzung: Klieken Sie 3x auf dem oberen Knopf (ALM).
4. Einstellung des Countdown-licht: Klieken Sie bei schwarzem Bildschirm einmal auf dem unteren Knopf (Cdn).
5. Stiller Modus: Orücken Sie beide Knöpfe gleichzeitig bis Sie SIL sehen. Die Uhr wird nicht mehr vibrieren. Durch erneutes gleichzeitiges Drücken beider Knöpfe wird die Vibration wieder eingeschaltet (Vib).

Bis zu 15 Alarme einstellen

Drücken Sie dem oberen Knopf 3x und Sie sehen ALM. Wenn Sie dann dem oberen Knopf weiter drücken, durchlaufen Sie die 15 Alarmzeitpunkte (Alarmzeit 1, A1OF, Alarmzeit 2, A2OF, Alarmzeit 3, A3OF, ... , Alarmzeit 15, 15OF).

Drücken Sie dem oberen Knopf mehrmals kurz bis die Alarmzeit 1 sichtbar ist. Halten Sie dann sofort den oberen Knopf gedrückt bis die Stunden blinken. Verwenden Sie die Knöpfe um die Stunden einzustellen. Wenn die Stunden richtig eingestellt sind, halten Sie den oberen Knopf gedrückt, bis die Minuten blinken. Verwenden Sie die Knöpfe um die Minuten einzustellen. Bestätigen kann beim oberen Knopf drücken und gedrückt halten.

Jetzt werden Sie A1OF sehen. Halten Sie den oberen Knopf gedrückt, bis A1ON angezeigt wird (die Uhr vibriert ebenfalls). Sie können den Alarm ausschalten, indem Sie den oberen Knopf bei A10N erneut drücken und gedrückt halten, bis A1OF angezeigt wird. Um mehrere Alarmzeitpunkte zu aktivieren, wieder holen Sie die obigen Schritte, indem Sie zuerst die Zeit für jeden gewünschten Alarmzeitpunkt und dann den Alarmstatus (ON/OFF) einstellen. Bis die maximale Anzahl von 15 einstellbaren Alarmzeitpunkten erreicht ist.

Einstellung Countdown

Klicken Sie bei einem schwarzen Bildschirm auf dem unteren Knopf. Wenn Sie dies wiederholen, sehen Sie nacheinander Cdn, 1, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120 und 180 Minuten.

Ist die gewünschte Countdown Zeit erreicht? Drücken Sie den unteren Knopf und halten Sie ihn gedrückt, bis ON sichtbar ist (die Uhr vibriert ebenfalls). Der Countdown wird sofort gestartet.

Drücken Sie einmal auf dem unteren Knopf um die verbleibende Zeit anzugeben. Wenn Sie dem unteren Knopf 2x drücken, wird die Uhrzeit und bei 3x der Batteriestand angezeigt.

Countdown deaktivieren

Klicken Sie bei einem schwarzen Bildschirm einmal auf dem unteren Knopf. Die verbleibende Zeit des Timers ist sichtbar. Drücken Sie dann sofort den unteren Knopf und halten Sie ihn gedrückt, bis OFF sichtbar ist (die Uhr vibriert auch kurz).

Bildschirm sperren

Wenn der Bildschirm schwarz ist, klicken Sie auf die obere Taste und die Zeit wird angezeigt. Halten Sie dann die untere Taste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt und das Display ist gesperrt.

Um den Bildschirm zu entsperren, wiederholen Sie die oberen Schritte.

Wichtig

Uhrzeit und Alarmzeiten können nur eingestellt werden wenn der Countdown deaktiviert ist. Der Alarm kann durch Drücken einer der Knöpfe sofort abgeschaltet werden. Sonst wird der Alarm automatisch beendet.

Alarm 1 nach 60 Sekunden und die anderen Alarme nach 30 Sekunden. Solange der Alarm aktiviert ist, wird er jeden Tag ausgelöst.

Die Uhr ist spritzwassergeschützt (Duschen und Händewaschen ist möglich, Schwimmen ist nicht möglich).



Seit 1954

Uriflex

Windmühlenstraße 18a
58332 Schwelm

Telefon: 02336 4084678
Mail: info@uriflex.de



MONTRE DE RAPPEL ET MÉDICALE R15

Recharger

1. Retirez la montre du bracelet pour faire apparaître le port USB.
2. Insérez le port USB dans votre PC ou chargeur. Un témoin bleu indique que la montre se recharge. Vous ne voyez pas de témoin bleu ? Retournez le port USB et insérez-le à nouveau dans le chargeur.
3. La recharge complète dure environ 1 heure.
4. Une pile à pleine charge a une autonomie de 5 à 15 jours (selon l'utilisation).
5. Rechargez-la en temps utile pour conserver les réglages. Avec une pile complètement déchargée, l'heure et le Compte à rebours disparaissent. Cependant, les heures réglées de l'alarme sont conservées.
6. Vous voulez savoir si l'alarme vibrante fonctionne encore correctement? Appuyez sur 1 des boutons pendant la Recharge.

Régler l'heure

1. Cliquez brièvement sur le bouton supérieur lorsque l'écran est totalement noir. L'heure s'affiche.
2. Juste après, maintenez enfoncé le bouton supérieur. Les heures clignotent. Appuyez sur le bouton supérieur pour avancer les heures. Utilisez le bouton inférieur pour les reculer.

3. L'heure correcte est affichée ? Maintenez à nouveau enfoncé le bouton supérieur jusqu'à ce que les minutes clignotent. Utilisez les boutons pour modifier les minutes.
4. Les minutes correctes sont affichées ? Maintenez enfoncé le bouton supérieur jusqu'à afficher 12 H ou 24 H. Utilisez les boutons pour régler le format souhaité, 12 ou 24 heures. Confirmez le réglage souhaité en maintenant enfoncé le bouton supérieur.

Actions standard

1. Lecture de l'heure : cliquez 1x sur le bouton supérieur.
2. Contrôle du niveau de la pile : cliquez 2x sur le bouton supérieur (100 correspond à pleine charge).
3. Réglage de l'alarme : cliquez 3x sur le bouton supérieur (ALM).
4. Réglage de la minuterie à rebours : sur un écran noir, cliquez 1x sur le bouton inférieur (Cdn).
5. Mode sourdine : appuyez simultanément sur les deux boutons jusqu'à voir SIL. La montre ne vibrera plus. En appuyant ensuite simultanément sur les deux boutons, vous réactivez le mode vibration (Vib).

Régler jusqu'à 15 moments d'alarme

Appuyez 3x sur le bouton supérieur. ALM s'affiche. En continuant ensuite à appuyer sur le bouton supérieur, vous parcourez les 15 moments d'alarme (heure d'alarme 1, A1OF, heure d'alarme 2, A2OF, heure d'alarme 3, A3OF, etc., heure d'alarme 15, 15OF).

Appuyez plusieurs fois brièvement sur le bouton supérieur jusqu'à ce que l'heure d'alarme 1 s'affiche. Juste après, maintenez enfoncé le bouton supérieur jusqu'à ce que les heures clignotent. Utilisez les boutons pour modifier les heures. Lorsque les heures sont correctes, maintenez le bouton supérieur enfoncé jusqu'à ce que les minutes clignotent. Utilisez les boutons pour modifier les minutes. Confirmez en maintenant enfoncé le bouton supérieur.

A1OF s'affiche. Maintenez enfoncé le bouton supérieur jusqu'à ce que A1ON s'affiche (la montre vibre également). L'alarme peut être désactivée en maintenant à nouveau enfoncé le bouton supérieur jusqu'à ce que A1OF s'affiche.

Pour activer plusieurs moments d'alarme, répétez ce qui précède en modifiant pour chaque moment d'alarme souhaité d'abord l'heure, puis l'état de l'alarme (ON/OF) jusqu'à atteindre un maximum de 15 moments d'alarme réglés.

Régler le Compte à rebours

Sur un écran noir, cliquez 1x sur le bouton inférieur. En répétant cela, vous voyez successivement Cdn, 1, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 min.

Maintenez enfoncé le bouton inférieur jusqu'à afficher ON (la montre vibre également) si la durée souhaitée de la minuterie est atteinte. Le compte à rebours commence immédiatement.

Appuyez 1x sur le bouton inférieur pour afficher le temps restant. Appuyez 2x sur le bouton inférieur pour afficher l'heure et 3x pour afficher le niveau de la pile.

Désactiver le Compte à rebours

Sur un écran noir, cliquez 1x sur le bouton inférieur. Le temps restant de la minuterie s'affiche. Juste après, maintenez enfoncé le bouton inférieur jusqu'à ce que OFF s'affiche (la montre vibre également brièvement)..

Verrouiller l'écran

Lorsque l'écran est noir, cliquez sur le bouton supérieur et l'heure s'affiche. Maintenez ensuite le bouton inférieur enfoncé pendant au moins 5 secondes et l'écran est verrouillé.

Pour déverrouiller l'écran, répétez les étapes ci-dessus.

Important

L'heure et les moments d'alarme ne peuvent être modifiés que si le compte à rebours est désactivé.

L'alarme peut être désactivée immédiatement en appuyant sur 1 des boutons. Sinon, l'alarme s'arrête automatiquement. L'alarme 1 après 60 secondes, les autres alarmes après 30 secondes.

Tant que l'alarme est activée, elle se déclenchera chaque jour. La montre est étanche aux projections d'eau (il est possible de se doucher et de se laver les mains, mais pas de nager).



Urifoon BV

Mennonietenbuurt 29
1427 AX Amstelhoek

Telefoon: 0297 760 001

Mail: info@urifoon.nl

HANDLEIDING



R15 PLAS- EN MEDICIJNHORLOGE

Opladen

1. Haal de klok uit het bandje en de USB poort komt tevoorschijn.
2. Steek de USB poort in de PC of oplader. Een blauw knipperend lampje geeft aan dat het horloge oplaadt. Zie je geen blauw lampje? Draai de USB poort om en steek het opnieuw in de oplader.
3. Het volledig opladen duurt +/- 1 uur.
4. Een volledig opgeladen batterij gaat tussen de 5 en 15 dagen mee (afhankelijk van gebruik).
5. Laad op tijd op om de Instellingen te bewaren. Bij een volledig lege batterij verdwijnen de tijd en de countdown. De ingestelde alarmtijden blijven wel bewaard.
6. Wilt u weten of het trillen bij alarm nog goed werkt? Druk op 1 van de knoppen tijdens het opladen.

Instellen van de tijd

1. Klik kort op de bovenste knop als het scherm helemaal zwart is. U ziet nu de tijd.
2. Houdt direct daarna de bovenste knop ingedrukt. De uren gaan knipperen. Met de bovenste knop gaan de uren naar voren. Met de onderste knop naar achteren.
3. Juiste uur zichtbaar? Houd de bovenste knop weer ingedrukt totdat de minuten gaan knipperen. Gebruik de knopjes om de minuten aan te passen.

1. Juiste minuten zichtbaar? Houd bovenste knop ingedrukt totdat u 12 Hof 24 H ziet. Gebruik de knop Jes om de gewenste 12 of 24 uur notatie in te stellen. Bevestig de gewenste instelling door de bovenste knop ingedrukt te houden.

Standaard acties

1. Tijd aflezen: Klik 1x op bovenste knop.
2. Check niveau batterij: Klik 2x op bovenste knop (100 is vol).
3. Alarm instelling: Klik 3x op bovenste knop (ALM).
4. Countdown timer instelling: Klik bij zwart scherm 1x op de onderste knop (Cdn).
5. Stilte modus: Druk beide knopjes tegelijkertijd in totdat u SIL ziet. Het horloge zal niet meer trillen. Door daarna beide knopjes weer tegelijkertijd in te drukken zet u het trillen weer aan (Vib).

Instellen tot 15 alarmmomenten

Druk de bovenste knop 3x in en u ziet ALM. Door daarna op de bovenste knop te blijven drukken loopt u door de 15 alarm momenten heen (alarmtijd 1, AIOF, alarmtijd 2, A2OF, alarmtijd 3, A3OF, ... , alarmtijd 15, 15OF).

Druk meerdere keren kort op de bovenste knop totdat alarmtijd 1 zichtbaar is. Houdt dan direct de bovenste knop ingedrukt totdat de uren knipperen. Gebruik de knopjes om de uren aan te passen. Als de uren juist zijn, houd u de bovenste knop ingedrukt totdat de minuten knipperen. Gebruik de knopjes om de minuten aan te passen. Bevestig door de bovenste knop ingedrukt te houden.

Nu ziet u AI OF staan. Houd de bovenste knop ingedrukt totdat er AI ON staat (horloge trilt dan ook). Het alarm uitschakelen kan door bij AION weer de bovenste knop ingedrukt te houden totdat er AI OF staat.

Om meerdere alarmmomenten in te schakelen herhaalt u bovenstaande door per gewenst alarmmoment eerst de tijd en daarna de status van het alarm (ON/OFF) aan te passen tot een maximum van 15 in te stellen alarmmomenten is bereikt.

Instellen Countdown

Klik bij een zwart scherm op de onderste knop. Door dit te herhalen ziet u achtereenvolgens Cdn, 1, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 min.

Houd de onderste knop ingedrukt totdat ON zichtbaar is (horloge trilt

dan ook) als de gewenste duur van de timer is bereikt. De countdown is direct gestart.

Druk 1x op de onderste knop om de resterende tijd te zien. Bij 2x drukken op de onderste knop komt de tijd en bij 3x de batterij level.

Uitschakelen Countdown

Klik bij een zwart scherm 1x op de onderste knop. De resterende tijd van de timer is zichtbaar. Houdt dan direct de onderste knop ingedrukt totdat OFF zichtbaar is (het horloge trilt dan ook kort).

Schermscherm vergrendelen

Klik bij een zwart scherm op de bovenste knop en de tijd wordt zichtbaar. Houd dan de onderste knop minimaal 5 seconden ingedrukt en de display is vergrendeld. Om het scherm te ontgrendelen moeten de bovenste stappen worden herhaald.

Belangrijk

Tijd en alarmmomenten kunnen alleen worden aangepast als de countdown is uitgeschakeld.

Het alarm kan direct worden uitgeschakeld door 1 van de knopjes in te drukken. Anders stopt het alarm automatisch. Alarm 1 na 60 seconden en de andere alarmen na 30 seconden.

Zolang het alarm is ingeschakeld, zal het elke dag af gaan. Het horloge is spatwaterdicht (douchen en handen wassen kan, zwemmen niet).



Urifoon BV
Mennonietenbuurt 29 Telefoon: 0297 760 001
1427 AX Amstelhoek Mail: info@urifoon.nl



R15 Plas- en medicijnhorloge



Opladen

1. Haal de klok uit het bandje en de USB poort komt tevoorschijn.
2. Steek de USB poort in de PC of oplader. Een blauw knipperend lampje geeft aan dat het horloge oplaadt. Zie je geen blauw lampje? Draai de USB poort om en steek het opnieuw in de oplader.
3. Het volledig opladen duurt +/- 1 uur.
4. Een volledig opgeladen batterij gaat tussen de 5 en 15 dagen mee (afhankelijk van gebruik).
5. Laad op tijd op om de instellingen te bewaren. Bij een volledig lege batterij verdwijnen de tijd en de countdown. De ingestelde alarmtijden blijven wel bewaard.
6. Wil je weten of het trillen bij alarm nog goed werkt? Druk op 1 van de knoppen tijdens het opladen.

Instellen van de tijd

1. Klik kort op de bovenste knop als het scherm helemaal zwart is. Je ziet nu de tijd.
2. Houdt direct daarna de bovenste knop ingedrukt. De uren gaan knipperen. Met de bovenste knop gaan de uren naar voren. Met de ondersten knop naar achteren.
3. Juiste uur zichtbaar? Houd de bovenste knop weer ingedrukt totdat de minuten gaan knipperen. Gebruik de knopjes om de minuten aan te passen.
4. Juiste minuten zichtbaar? Houd bovenste knop ingedrukt totdat je 12 H of 24 H ziet. Gebruik de knopjes om de gewenste 12 of 24 uur notatie in te stellen. Bevestig de gewenste instelling door de bovenste knop ingedrukt te houden.

Standaard acties

1. Tijd aflezen: Klik 1x op bovenste knop.
2. Check niveau batterij: Klik 2x op bovenste knop (100 is vol).
3. Alarm instelling: Klik 3x op bovenste knop (ALM).
4. Countdown timer instelling: Klik bij zwart scherm 1x op de onderste knop (Cdn).
5. Stilte modus: Druk beide knopjes tegelijkertijd in totdat je SIL ziet. Het horloge zal niet meer trillen. Door daarna beide knopjes weer tegelijkertijd in te drukken zet je het trillen weer aan (Vib).

Instellen tot 15 alarmmomenten

Druk de bovenste knop 3x in en je ziet ALM. Door daarna op de bovenste knop te blijven drukken loop je door de 15 alarm momenten heen (alarmtijd 1, A1OF, alarmtijd 2, A2OF, alarmtijd 3, A3OF, ..., alarmtijd 15, 15OF).

Druk meerdere keren kort op de bovenste knop totdat alarmtijd 1 zichtbaar is. Houdt dan direct de bovenste knop ingedrukt totdat de uren knipperen. Gebruik de knopjes om de uren aan te passen. Als de uren juist zijn, houd je de bovenste knop ingedrukt totdat de minuten knipperen. Gebruik de knopjes om de minuten aan te passen. Bevestig door de bovenste knop ingedrukt te houden.

Nu zie je A1OF staan. Houd de bovenste knop ingedrukt totdat er A1ON staat (horloge trilt dan ook). Het alarm uitschakelen kan door bij A1ON weer de bovenste knop ingedrukt te houden totdat er A1OF staat.

Om meerdere alarmmomenten in te schakelen herhaal je bovenstaande

door per gewenst alarmmoment eerst de tijd en daarna de status van het alarm (ON/OFF) aan te passen tot een maximum van 15 in te stellen alarmmomenten is bereikt.

Instellen Countdown

Klik bij een zwart scherm op de onderste knop. Door dit te herhalen zie je achtereenvolgens Cdn, 1, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 min.

Houd de onderste knop ingedrukt totdat ON zichtbaar is (horloge trilt dan ook) als de gewenste duur van de timer is bereikt. De countdown is direct gestart.

Druk 1x op de onderste knop om de resterende tijd te zien. Bij 2x drukken op de onderste knop komt de tijd en bij 3x de batterij level.

Uitschakelen countdown

Klik bij een zwart scherm 1x op de onderste knop. De resterende tijd van de timer is zichtbaar. Houdt dan direct de onderste knop ingedrukt totdat OFF zichtbaar is (het horloge trilt dan ook kort).

Scherm vergrendelen

Klik bij een zwart scherm op de bovenste knop en de tijd wordt zichtbaar. Houd dan de onderste knop minimaal 5 seconden ingedrukt en de display is vergrendeld. Om het scherm te ontgrendelen moeten de bovenste stappen worden herhaald.

Belangrijk

Tijd en alarmmomenten kunnen alleen worden aangepast als de countdown is uitgeschakeld.

Het alarm kan direct worden uitgeschakeld door 1 van de knopjes in te drukken. Anders stopt het alarm automatisch. Alarm 1 na 60 seconden, de andere alarmen na 30 seconden.

Zolang het alarm is ingeschakeld, zal het elke dag af gaan.

Het horloge is spatwaterdicht (douchen en handen wassen kan, zwemmen niet).

Developed in The Netherlands - Made in China

