

**DK: Brugsanvisning for bade-/toiletstol M2 Multi-Tip**

Beregnet til brug ved badning/brusning og toiletbesøg

**EN: User guide for shower/commode chair M2 Multi-Tip**

Intended for use at bathing/showering and toilet visit

**DE: Gebrauchsanweisung für dusch-/toilettenstuhl M2 Multi-Tip**

Stuhl für Dusch/Toiletten Gebrauch

**SV: Bruksanvisning för dusch-/toalettstol M2 Multi-Tip**

Avsedd att användas vid bad/ dusch och toalettbesök

**NO: Brukarveiledning for dusj-/toalettstol M2 Multi-Tip**

Designet for bruk når badning/ dusjing og toalettbesøk

**FI: Käyttöohje suihku-/wc-tuoli M2 Multi-Tip**

Suunniteltu käytettäväksi peseytymisen ja wc-käynnin aikana

**NL: Aanwijzingen voor douche/toiletstoel M2 Multi-Tip**

Ontworpen voor gebruik bij het baden/douchen en toiletbezoek



**DK: Betjeningsvejledning**

|          |            |                            |
|----------|------------|----------------------------|
| <b>A</b> | Side 6     | Generel information / Mål  |
| <b>B</b> | Side 7     | Montering                  |
| <b>C</b> | Side 7 -13 | Håndbetjeningen og batteri |
| <b>D</b> | Side 14    | Brug af stolen             |
| <b>E</b> | Side 15    | Generelt                   |
| <b>F</b> | Side 15-16 | Sikkerhed                  |
| <b>G</b> | Side 17-20 | Elektrisk system           |

**SV: Användarguide**

|          |            |                                |
|----------|------------|--------------------------------|
| <b>A</b> | Sida 6     | Produktinformation / mätningar |
| <b>B</b> | Sida 7     | Monteringsanvisning            |
| <b>C</b> | Sida 7-13  | Fjärrkontroll och batteri      |
| <b>D</b> | Sida 14    | Användning av stolen           |
| <b>E</b> | Sida 15    | Allmänhet                      |
| <b>F</b> | Sida 15-16 | Säkerhet                       |
| <b>G</b> | Sida 17-20 | Elektriskt system              |

**EN: User guide**

|          |            |                                      |
|----------|------------|--------------------------------------|
| <b>A</b> | Page 6     | Product information/<br>measurements |
| <b>B</b> | Page 7     | Assembling instruction               |
| <b>C</b> | Page 7 -13 | Hand control and battery             |
| <b>D</b> | Page 14    | Use of the chair                     |
| <b>E</b> | Page 15    | General                              |
| <b>F</b> | Page 15-16 | Security                             |
| <b>G</b> | Page 17-20 | Electrical system                    |

**NO: Brukerhåndboken**

|          |            |                               |
|----------|------------|-------------------------------|
| <b>A</b> | Side 6     | Produktinformasjon / målinger |
| <b>B</b> | Side 7     | Monteringsanvisning           |
| <b>C</b> | Side 7-13  | Fjernkontroll og batteri      |
| <b>D</b> | Side 14    | Bruk av stolen                |
| <b>E</b> | Side 15    | Generelt                      |
| <b>F</b> | Side 15-16 | Sikkerhet                     |
| <b>G</b> | Side 17-20 | Elektrisk system              |

**DE: Bedienungsanleitung**

|          |             |                          |
|----------|-------------|--------------------------|
| <b>A</b> | Seite 6     | Allgemeine Information   |
| <b>B</b> | Seite 7     | Montageanleitung         |
| <b>C</b> | Seite 7-13  | Fernbedienung / batterie |
| <b>D</b> | Seite 14    | Gebrauch des Stuhls      |
| <b>E</b> | Seite 15    | Generelles               |
| <b>F</b> | Seite 15-16 | Sicherheit               |
| <b>G</b> | Seite 17-20 | Elektrisches System      |

**FI: Käyttöohje**

|          |            |                    |
|----------|------------|--------------------|
| <b>A</b> | Sivu 6     | Tuotekuvaus        |
| <b>B</b> | Sive 7     | Kokoamisohje       |
| <b>C</b> | Sivu 7-13  | Käsiohjain ja akku |
| <b>D</b> | Sivu 14    | Käyttö             |
| <b>E</b> | Sivu 15    | Yleistä            |
| <b>F</b> | Sivu 15-16 | Turvallisuus       |
| <b>G</b> | Sivu 17-20 | Sähköjärjestelmä   |

**NL:** Gebruikershandleiding

|          |              |                               |
|----------|--------------|-------------------------------|
| <b>A</b> | Pagina 6     | Productinformatie / metingen  |
| <b>B</b> | Pagina 7     | Montage instructie            |
| <b>C</b> | Pagina 7-13  | Afstandsbediening en batterij |
| <b>D</b> | Pagina 14    | Gebruik van de stoel          |
| <b>E</b> | Pagina 15    | Algemeen                      |
| <b>F</b> | Pagina 15-16 | Veiligheid                    |
| <b>G</b> | Pagina 17-20 | Elektrisch systeem            |

**DK: VIGTIGT!**

Når du modtager den nye stol, skal du gøre følgende:

1. Lad batterierne helt op

2. Nulstil systemet (se brugervejledning for, hvordan du nulstiller)

(Litiumbatterier er følsomme over for kolde omgivelser, så hvis du opbevarer stolen på et koldt sted, så følg også ovennævnte vejledning før brug)

Strømtikket findes under den hvide dækplade foran på stolen. Sæt stikket i stikkontakten for opladning. Den hvide dækplade skal altid være påmonteret ved badning! Dækpladen tages af og på uden brug af værktøj.

Vær opmærksom på at hvis strømtikket er vådt ved badning og rengøring, skal det aftørres fuldstændigt inden opladning må finde sted. Ved vådt stik i kontakten er der risiko for at HFI relæet slår fra!

Hvis motorerne til højdejustering ikke kører i takt, kan det beskadige stolen. Aktiver nødfiret (se side 17) og sænk stolen til laveste højde! Sørg for at begge motorer kører helt i bund.

Brug ikke de elektriske funktioner på stolen medens der sprøjtes vand på!

**NB! Må ikke anvendes i sauna!**

## **EN: IMPORTANT!**

When receiving a new chair do the following:

1. Fully charge the batteries
2. Reset the system (see users guide for how to reset)

(Lithium batteries are sensitive regarding cold surroundings so if you keep the chair in a cold place then please follow the above instruction as well before use)

The power plug is under the white cover on the front of the chair. Insert the plug in the power socket for charging. The white cover must always be mounted when bathing. The cover plate is taken on and off without the use of tools.

If the height adjustable engines does not run simultaneous, it can damage the chair. Activate the emergency lowering (see page 17) and lower the chair to the lowest point before releasing the button.

**NB! Do not use the electrical functions on the chair while spraying with water!**

**NB! Please note that if the power plug is wet when bathing and cleaning, wipe it completely before charging! If the power plug is wet, there is a possibility that the relay will switch off.**

**NB! Do not use in sauna!**

---

## **DE: WICHTIG!**

Wenn Sie einen neuen Stuhl erhalten, machen Sie Folgendes:

1. Laden Sie die Batterien vollständig auf
2. Setzen Sie das System zurück (Informationen zum Zurücksetzen finden Sie im handbuch)

(Lithiumbatterien reagieren empfindlich auf kalte Umgebung, wenn Sie den Stuhl an einem kalten Ort aufbewahren dann folge bitte den obigen Anweisungen vor Gebrauch)

Der Netzstecker befindet sich unter der weißen Abdeckung an der Vorderseite des Stuhls. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose, um den Stuhl aufzuladen. Die weiße Abdeckung muss beim baden immer befestigt werden. Die Abdeckung wird werkzeuglos an- und abgenommen.

Wenn die höhenverstellbaren Motoren nicht gleichzeitig laufen, kann der Stuhl beschädigt werden. Aktivieren Sie die Notabsenkung (siehe Seite 17) und lassen Sie den Stuhl auf den niedrigsten Punkt herunter, bevor Sie die Taste loslassen.

**NB! Verwenden Sie die elektrischen Funktionen des Stuhls nicht während des Spritzens mit Wasser!**

**NB! Bitte beachten Sie: Wenn der Netzstecker beim Baden und Reinigen nass ist, wischen Sie ihn vor dem Laden vollständig ab! Wenn der Netzstecker nass ist, besteht die Möglichkeit, dass sich das Relais ausschaltet.**

**NB! Nicht in der Sauna verwenden!**

**SV: VIKTIGT!**

När du tar emot en ny stol gör du följande:

1. Ladda batterierna helt
  2. Återställ systemet (se användarhandboken för hur du återställer)
- (Litiumbatterier är känsliga för kalla omgivningar, så om du håller stolen på ett kallt ställe vänligen följ ovanstående instruktioner också före användning)

Stickkontakten ligger under den vita panelen på stolens framsida. Sätt i kontakten i eluttaget för laddning av stolen. Den vita panelen måste alltid monteras när du badar. Panelen tas på och av utan verktyg.

Om höjden justerade motorer kör inte liknande, kan det skada stolen. akuta tillgångar sänka (se sidan 17) och sänka stolen till den lägsta höjd. se till att båda motorerna är helt intryckt innan nödsänkning kopplad igen.

Observera om strömsticket är våt, torka av det helt innan laddningen sker.  
Om strömkontakten är våt finns det möjlighet att reläet stängs av.

Använd inte elektriska funktioner på stolen medan vatten sprutas på.  
Använd inte i sauna.

---

**NO: VIKTIG!**

Når du mottar en ny stol, gjør du følgende:

1. Lad batteriene helt opp
  2. Tilbakestill systemet (se brukerhåndbok for hvordan du tilbakestiller)
- (Litiumbatterier er sensitive når det gjelder kalde omgivelser, så hvis du holder stolen på et kaldt sted så følg også instruksjonene ovenfor før bruk)

Stikkkontakten er under det hvite panelet på forsiden av stolen. Sett støpselet i stikkkontakten for å lade stolen. Den hvite dekk må alltid monteres når du er på badet. Panelet tas på og av uten bruk av verktøy.

Hvis motorene for høydejustering ikke kjører samtidig, kan det skade stolen. Eiendeler nødsenking (se side 17) og senke stolen til laveste høyde. sørge for at begge motorene er fullt deprimert før nødlåring frakoblet igjen.

Vær oppmerksom på om stikkkontakten er våt, tørk det helt før ladingen finner sted.  
Hvis stikkkontakten er våt, er det mulig at reléet slår av.

Ikke bruk de elektriske funksjonene av stolen mens vannet sprøytes på.

Ikke bruk i badstuen.

## **FI: TÄRKEÄÄ!**

Kun saat uuden tuolin, toimi seuraavasti:

1. Lataa akut täyteen
2. Nollaa järjestelmä (katso käyttöohjeet nollausta varten)

(Litiumparistot ovat herkkiä kylmässä ympäristössä, joten jos pidät tuolin kylmässä paikassa noudata edellä mainittuja ohjeita myös ennen käyttöä)

Virtapistoke on tuolin edessä olevan valkoisen kannen alla. Työnnä pistoke pistorasiaan latausta varten. Valkoinen kansi on aina asennettava uimiseen. Peitelevy otetaan päälle ja pois ilman työkaluja.

Jos korkeussäädettävät moottorit eivät toimi samanaikaisesti, se voi vahingoittaa tuolia. Aktivoi hätäpysäytys (ks. Sivu 17) ja laske tuoli alimpaan kohtaan ennen kuin painat painiketta.

**HUOM! Älä käytä sähkötoimintoja tuolissa ruiskutettaessa vedellä!**

**HUOM! Huomaa, että jos virtapistoke on märkä, pyyhi se kokonaan ennen latausta! Jos virtapistoke on märkä, on mahdollista, että rele kytkeytyy pois päältä.**

**HUOM! Älä käytä saunassa!**

---

## **NL: BELANGRIJKE AANWIJZINGEN!**

Bij het ontvangen van een nieuwe stoel doet u het volgende:

1. Laad de batterijen volledig op
2. Stel het systeem opnieuw in (raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het opnieuw instellen)

(Lithiumbatterijen zijn gevoelig met betrekking tot een koude omgeving, dus als u de stoel op een koude plaats bewaart volg dan ook de bovenstaande instructies voordat je het gebruikt)

De stekker zit onder de witte kap aan de voorkant van de stoel. Steek de stekker in het stopcontact om op te laden. De witte kap moet altijd worden gemonteerd tijdens het baden. De afdekplaat wordt aan- en uitgetrokken zonder gereedschap.

Als de in hoogte verstelbare motoren niet tegelijkertijd lopen, kan deze de stoel beschadigen. Activeer de nooddaalfunctie (zie pagina 17) en laat de stoel zakken tot het laagste punt voordat u de knop loslaat.

**NB! Gebruik de elektrische functies van de stoel niet tijdens het spuiten met water!**

**NB! Houd er rekening mee dat als de stekker nat is, deze volledig veeg voordat u hem oplaadt! Als de stekker nat is, bestaat de mogelijkheid dat het relais wordt uitgeschakeld.**


**NB! Niet gebruiken in de sauna!**

A

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Class I Equipment               |
| IPX6                                                                              | Ingress Protection Rating<br>X6 |
|  | Patient part of type B          |

- DK:** Forventet levetid: 10-15 år. Gælder ikke batterier. Se reklamationsbetingelser side 21.
- EN:** Life expectancy: 10-15 years. Not applicable to batteries. See Terms and Conditions on page 21.
- DE:** Lebenserwartung: 10-15 Jahre. Gilt nicht für Batterien. Siehe Geschäftsbedingungen auf Seite 21.
- SV:** Förväntad livslängd: 10-15 år. Ej tillämbart på batterier. Se Villkor och bestämmelser på sidan 21.
- NO:** Forventet levetid: 10-15 år. Ikke aktuelt for batterier. Se Vilkår og betingelser på side 22.
- FI:** Elinaika: 10-15 vuotta. Ei koske paristoja. Katso Käyttöehdot sivulla 22.
- NL:** Levensverwachting: 10-15 jaar. Niet van toepassing op batterijen. Zie de Algemene voorwaarden op pagina 22.

Voltage and current information i.e. 100-240 Vac 50-60 Hz 400 mA/ Out: 24Vdc, 250 VA





Min. 49 cm/Max. 95 cm




# HMN a/s


**B**




**C**









- DK: Dioder på håndbetjening - NB!** 1. Alle dioder (1-6) blinker - PAS PÅ - fejl! Nulstil stolen, hvis muligt (se side 18). Hvis den kører skævt - stop og søg teknisk hjælp. 2. Hvis dioderne (5) og (6) lyser, så er stop-knappen aktiveret (se side 13). 3. Opladning med strømstik tilkoblet. Hvis diode (4) lyser konstant er stolen fuldt opladet, hvis den blinker er den ikke fuldt opladet. 4. Strømsparetilstand. Hvis stolen/håndbetjeningen ikke anvendes, slukkes dioderne på håndbetjeningen.
- EN: Diodes on the hand control - NB!** 1. All diodes (1-6) flash - CAUTION - Error! Reset the chair if possible (see page 18). If it runs crooked - stop and seek technical help. 2. If there is light in diode (5) and (6), then the stop button is activated (see page 13). 3. Charging with power plug connected. If the diode (4) lights solid, the chair is fully charged, if it blinks, it is not fully charged. 4. Power save mode. If the chair / hand control is not used, the diodes are switched off on the hand control.
- DE: Dioden auf der Handbedienung - ACHTUNG!** 1. Alle Dioden (1-6) blinken - ACHTUNG - Fehler! Setzen Sie den Stuhl wenn möglich zurück (siehe Seite 18). Wenn es schief läuft, stoppen Sie und suchen Sie technische Hilfe. 2. Wenn die Dioden (5) und (6) leuchten, ist die Stopptaste aktiviert (siehe Seite 13). 3. Laden mit angeschlossenem Netzstecker. Wenn die Diode (4) konstant leuchtet, ist der Stuhl vollständig aufgeladen. Wenn er blinkt, ist er nicht vollständig aufgeladen. 4. Energiesparmodus. Wird die Stuhl- / Handsteuerung nicht verwendet, werden die Dioden an der Handsteuerung ausgeschaltet.
- SV: Dioder på handkontrollen - OBS!** 1. Alla dioder (1-6) blinkar - VARNING - Fel! Återställ stolen om möjligt (se sidan 18). Om den går snett - stanna och sök teknisk hjälp. 2. Om det finns ljus i dioden (5) och (6), är stoppknappen aktiverad (se sidan 13). 3. Laddning med strömkontakt ansluten. Om dioden (4) lyser fast är stolen fulladdad, om den blinkar är den inte helt laddad. 4. Energisparläge. Om stolen / handkontrollen inte används, stängs dioderna på handkontrollen.
- NO: Dioder på håndkontrollen - NB!** 1. Alle dioder (1-6) blinker - FORSIKTIG - Feil! Tilbakestill stolen om mulig (se side 18). Hvis den går skråt, stopp og søk teknisk hjelp. 2. Hvis det er lys i diode (5) og (6), er stoppknappen aktivert (se side 13). 3. Lading med strømkontakt tilkoblet. Hvis dioden (4) lyser solid, er stolen fulladet, hvis den blinker, er den ikke fulladet. 4. Strømsparingsmodus. Hvis stolen / håndkontrollen ikke er brukt, er diodene slått av på håndkontrollen.
- FI: Käsikäyttöiset diodit - Huom!** 1. Kaikki diodit (1-6) vilkkuvat - VAROITUS - Virhe! Nollaa tuoli jos mahdollista (katso sivu 18). Jos se on vino - pysähdy ja pyydä teknistä apua. 2. Jos diodissa (5) ja (6) on valo, pysäytyspainike aktivoituu (katso sivu 13). 3. Lataaminen verkkovirtapistokkeella. Jos diodi (4) palaa tukevasti, tuoli on täyteen ladattu, jos se vilkkuu, se ei ole täyteen ladattu. 4. Virransäästötila. Jos tuoli / käsiohjaus ei ole käytössä, diodit on kytketty pois päältä käsiohjaimesta.
- NL: Diodes op de handbediening - NB!** 1. Alle diodes (1-6) knipperen - LET OP - Fout! Reset de stoel indien mogelijk (zie pagina 18). Als het scheef loopt, stop dan en zoek technische hulp. 2. Als er licht in de diode (5) en (6) zit, dan is de stopknop geactiveerd (zie pagina 13). 3. Opladen met stekker aangesloten. Als de diode (4) oplicht, is de stoel volledig opgeladen. Als hij knippert, is deze niet volledig opgeladen. 4. Energiebesparende modus. Als de stoel / handbediening niet wordt gebruikt, worden de diodes op de handbediening uitgeschakeld.



- DK:** Det er muligt at tjekke tilbageværende strøm ved batteri-symbolerne (1, 2, 3) i toppen af håndbetjeningen.  
**Tilbageværende strøm:** (1) = 10 - 20 %, (2) = 21 - 40 %, (3) = 41 - 100 %. Når den når til (2) eller (1), skal stolen oplades. Ved opladning lyser lade-dioden (4) konstant efterfulgt af blink i en kort periode. En fuld opladning tager ca. 12 timer. NB! Stolen kan ikke bruges ved ladning.
- EN:** It is possible to check the remaining power at the battery symbols (1, 2, 3) at the top of the hand control.  
**Remaining power:** (1) = 10 - 20 %, (2) = 21 - 40 %, (3) = 41 - 100 %. When it reaches (2) or (1) the chair must be charged. When charging, the charging diode (4) lights continuously followed by flashing for a short period of time. A full charge takes approx. 12 hours. NB! The chair can't be used when charging.
- DE:** Die verbleibende Leistung kann an den Batteriesymbolen (1, 2, 3) oben auf der Handsteuerung überprüft werden. **Restleistung:** (1) = 10 - 20 %, (2) = 21 - 40 %, (3) = 41 - 100 %. Wenn er (2) oder (1) erreicht, muss der Stuhl aufgeladen werden. Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladediode (4) kontinuierlich und blinkt für kurze Zeit. Eine volle Ladung dauert ca. 12 Stunden. NB! Der Stuhl kann beim Laden nicht verwendet werden.
- SV:** Det är möjligt att kontrollera den återstående effekten på batterisymbolerna (1, 2, 3) överst på handkontrollen. **Återstående kraft:** (1) = 10 - 20 %, (2) = 21 - 40 %, (3) = 41 - 100 %. När den når (2) eller (1) måste stolen laddas. Vid laddning lyser laddningsdioden (4) kontinuerligt följt av blinkning under en kort tidsperiod. En full laddning tar ca. 12 timmar. OBS! Stolen kan inte användas vid laddning.
- NO:** Det er mulig å sjekke gjenværende strøm på batterisymbolene (1, 2, 3) øverst på håndkontrollen.  
**Resterende kraft:** (1) = 10 - 20 %, (2) = 21 - 40 %, (3) = 41 - 100 %. Når den når (2) eller (1), må stolen lades opp. Ved lading lyser ladedioden (4) kontinuerlig etterfulgt av blinking i kort tid. En full kostnad tar ca. 12 timer. NB! Stolen kan ikke brukes når du lader.
- FI:** Voit tarkistaa jäljellä olevan virran akun symboleista (1, 2, 3) kädensijan yläosassa.  
**Jäljellä oleva teho:** (1) = 10 - 20 %, (2) = 21 - 40 %, (3) = 41 - 100 %. Kun se saavuttaa (2) tai (1), tuoli on laskutettava. Latauksen aikana latausdiodi (4) syttyy jatkuvasti ja seuraa vilkkuminen lyhyeksi ajaksi. Täysi lataus kestää noin. 12 tuntia. HUOM! Tuolia ei voida käyttää latauksen aikana.
- NL:** Het is mogelijk om het resterende vermogen te controleren op het batterijsymbool (1, 2, 3) bovenaan de handbediening. **Resterend vermogen:** (1) = 10 - 20 %, (2) = 21 - 40 %, (3) = 41 - 100 %. Wanneer deze de (2) of (1) bereikt, moet de stoel worden opgeladen. Tijdens het opladen brandt de laaddiode (4) continu, gevolgd door een korte tijd knipperen. Een volledige lading duurt ongeveer. 12 uren. NB! De stoel kan niet worden gebruikt tijdens het opladen.



- DK: Mangel på strøm.** Når diode og lys i strøm-symbol (3) forsvinder, og der kun er lys i diode (2) og/ eller (1) begynder stolen at bippe. Stolen mangler strøm og skal oplades. Strømsstikket findes uden den hvide dækplade foran på stolen.
- EN: Lack of power.** When the diode and the light in the power symbol (3) disappears and there is only light in diode (2) and / or (1) the chair begins to beep. The chair is missing power and needs charging. The power plug is located without the white cover on the front of the chair.
- DE: Mangel an Macht.** Wenn die Diode und das Licht im Energiesymbol (3) erlöschen und nur die Diode (2) oder (1) leuchtet, beginnt der Stuhl zu piepen. Der Stuhl hat keine Kraft und muss aufgeladen werden. Der Netzstecker befindet sich ohne die weiße Abdeckung an der Vorderseite des Stuhls.
- SV: Brist på makt.** När dioden och ljuset i energisymbolen (3) försvinner och det bara finns ljus i dioden (2) och /eller (1) börjar stolen pipa. Stolen saknar strøm och behöver laddas. Strömkontakten är placerad utan det vita panelen på stolens framsida.
- NO: Mangel på strøm.** Når dioden og lyset i effektsymbolet (3) forsvinner og det bare er lys i diode (2) og/eller (1), begynner stolen å pipe. Stolen mangler strøm og trenger lading. Stikkontakten er plassert uten det hvite paneelet på stolen.
- FI: Tehon puute.** Kun diodi ja merkkivalon (3) valo häviävät ja diodi (2) on vain valoa ja / tai (1), tuoli alkaa piippaa. Tuoli puuttuu teholtaan ja tarvitsee latausta. Virtapistoke sijaitsee ilman tuolin edessä olevaa valkoista suojusta.
- NL: Tekort aan kracht.** Wanneer de diode en het lampje in het krachtsymbool (3) verdwijnen en er alleen licht in diode (2) en / of (1) is, begint de stoel te piepen. De stoel mist stroom en moet worden opgeladen. De stekker zit zonder de witte kap aan de voorkant van de stoel.



**DK: Om batteri.** Ved modtagelse af en ny stol: Stolen er fuldt opladet i forbindelse med produktionen, men da der kan være strømtab under opbevaring / transport, bør stolen ikke forventes at fungere før fuld opladning (= 12 timer eller indtil batteriets lys stopper belysning).

**Med hensyn til effekttab.** Hvis stolen ikke er i brug: Ved temperaturer fra ca. +10 grader Celsius til +30 grader Celsius: Forvent et elforbrug pr. dag på ca. 1½ til 2½ %. Ved temperaturer under 10 grader Celsius: Forvent at batteriet kan aflades på mindre end en dag.

**EN: About battery.** Upon receipt of a new chair: The chair is fully charged in connection with production, but since there may be a power loss during storage / transport, the chair should not be expected to work before a full charge (= 12 hours or until the battery light stops lighting).

**Regarding power loss.** If the chair is not in use: At temperatures from about +10 degrees Celsius to +30 degrees Celsius: Expect a power loss per day of approx. 1½ to 2½ %. At temperatures below 10 degrees Celsius: Expect that the battery can be discharged in less than a day.

**DE: Über die Batterie.** Bei Erhalt eines neuen Stuhls: Der Stuhl ist im Zusammenhang mit der Produktion voll aufgeladen. Da jedoch während der Lagerung / des Transports Stromausfälle auftreten können, sollte nicht erwartet werden, dass der Stuhl vor einer vollen Ladung (= 12 Stunden oder bis zum Akku) funktioniert Licht hört auf zu leuchten).

**In Bezug auf Stromausfall.** Wenn der Stuhl nicht verwendet wird: Bei Temperaturen von etwa +10 °C bis +30 °C: Erwarten Sie einen Leistungsverlust pro Tag von ca. 1½ bis 2½%. Bei Temperaturen unter 10 Grad Celsius: Erwarten Sie, dass die Batterie in weniger als einem Tag entladen werden kann.

**SV: Om batteriet.** Vid mottagande av en ny stol: Stolen är fulladad i samband med tillverkningen, men eftersom det kan finnas strömförlust under lagring / transport, bör stolen inte förväntas fungera innan full laddning (= 12 timmar eller tills batteriets ljus slutar belysning).





**När det gäller strömförlust.** Om stolen inte används: Vid temperaturer från ca +10 grader Celsius till +30 grader Celsius: Förvänta en strömförlust per dag på ca. 1½ till 2½%. Vid temperaturer under 10 grader Celsius: Förvänta att batteriet kan släppas ut på mindre än en dag.

- NO: Om batteriet.** Ved mottak av ny stol: Stolen er fullt oppladet i forbindelse med produksjonen, men siden det kan oppstå strømbrudd under oppbevaring / transport, bør stolen ikke forventes å fungere før full ladning (= 12 timer eller til batterietlyset stopper lys).
- Når det gjelder strømbrudd.** Hvis stolen ikke er i bruk: Ved temperaturer fra ca +10 grader Celsius til +30 grader Celsius: Forvent et strømtap per dag på ca. 1½ til 2½%. Ved temperaturer under 10 grader Celsius: Forvent at batteriet kan slippes ut på mindre enn en dag.
- FI: Tietoja akusta.** Saatuaan uuden tuolin: Tuoli on täynnä tuotannon yhteydessä, mutta sähkönen menetyksen varastointi / kuljetuksen aikana tuolin ei pitäisi odottaa toimivan ennen täyden latauksen (= 12 tuntia tai kunnes akku valo pysäyttää valaistuksen).
- Mitä tulee tehohäviöön.** Jos tuoli ei ole käytössä: lämpötiloissa noin +10 astetta - +30 celsiusastetta: odottaa tehohäviötä päivässä noin. 1½ - 2½%. Alle 10 asteen lämpötiloissa: Odota, että akku voidaan tyhjentää alle päivässä.
- NL: Over de batterij.** Na ontvangst van een nieuwe stoel: de stoel is volledig opgeladen in verband met de productie, maar aangezien er mogelijk een vermogensverlies optreedt tijdens opslag / transport, mag van de stoel niet worden verwacht dat deze werkt voordat deze volledig is opgeladen (= 12 uur of totdat de batterij leeg is). licht stopt met verlichting).
- Wat betreft vermogensverlies.** Als de stoel niet in gebruik is: bij temperaturen van ongeveer +10 graden Celsius tot +30 graden Celsius: verwacht een vermogensverlies per dag van ongeveer. 1½ tot 2½%. Bij temperaturen onder de 10 graden Celsius: verwacht dat de batterij in minder dan een dag kan worden ontladen.




- DK:** Stop-knap. Ved nødstilfælde kan stolens elektriske system frakobles ved at holde røde "Stop"-knap på håndbetjeningen inde til den bipper, hvorefter to lamper (5) + (6) lyser. Stoppet deaktiveres ved at trykke 1 gang på nødfir-knappen (7) (se s. 17).
- EN:** Stop button. In case of emergency, the electrical system of the chair can be switched off by pressing the red "Stop" button on the hand control until it beeps and two lamps (5) + (6) lights up. The stop button is deactivated by pressing the emergency lowering button (7) once (see page 17).
- DE:** Stop-taste. Im Notfall kann die elektrische Anlage des Stuhls durch Drücken der roten "Stop" -Taste an der Handbedienung ausgeschaltet werden, bis es piept und zwei Lampen (5) + (6) leuchten. Der Stop-taste wird durch einmaliges Drücken der Notruftaste (7) deaktiviert (siehe Seite 17).
- SV:** Stoppknapp. Vid nödsituation kan stolens elektriska system stängas av genom att trycka på den röda "Stopp"-knappen på handkontrollen tills den piper och två lampor (5) + (6) tänds. Stoppknappen avaktiveras genom att trycka på nödknappen till nedsänkning (7) en gång (se sidan 17).
- NO:** Stoppknapp. I nødstilfeller kan stolens elektriske system slås av ved å trykke på den røde "Stopp" knappen på håndkontrollen til den piper og to lamper (5) + (6) lyser. Stoppknappen deaktiveres ved å trykke en gang på knappen til nødsenkning (7) (se side 17).
- FI:** Pysäytä painike. Hätätilanteessa istuimen sähköjärjestelmä voidaan kytkeä pois päältä painamalla käsiohjauksen punaista "Stop" -painiketta, kunnes se antaa äänimerkin ja kaksi valoa (5) + (6) syttyy. Pysäytä painike on pois päältä painamalla hätäpainiketta (7) kerran (katso sivu 17).
- NL:** Stop knop. In geval van nood kan het elektrische systeem van de stoel uitgeschakeld worden door op de rode knop "Stop" op de handbediening te drukken totdat er piept en twee lampjes (5) + (6) oplichten. De stop knop is gedeactiveerd door eenmaal op de noodtoets (7) te drukken (zie pagina 17).

D




HMN a/s

E





Max 150 kg.



Min 5 - Max 9

F



HMN a/s





**DK:** Ved betjening af stolen skal brugerens hænder placeres i skødet, såfremt brugeren ikke selv kan holde fast i armlænene.

**EN:** If the user cannot hold on to the armrests, the hands must be placed in the lap while operating the chair.


**DE:** Beim Betrieb des Stuhls müssen die Hände des Benutzers im Schoß platziert sein, falls der Benutzer seine Hände nicht aus eigener Kraft auf den Armlehnen halten kann.

**SV:** Vid drift stolen är att vara användarens händer är placerade i knät, om användaren inte kan hålla fast vid armstöden.


**NO:** Når du bruker stolen skal være brukers hender er plassert i fanget, hvis brukeren ikke kan holde på armlenene.

**FI:** Mikäli asiakas ei kykene pitämään käsivarsiaan käsituilla, avustajan tulee siirtää käsivarret reisien päälle ennen tuolin istuinkulman kallistusta.


**NL:** Bij gebruik van de stoel is om de handen van de gebruiker worden geplaatst in de schoot, als de gebruiker niet kan vasthouden aan de armleuningen.

**G**


- DK:** Nødfir. Hvis fjernbetjeningen ikke kan sænke stolen. Hold knappen på bagsiden af kontrolboksen inde til stolen automatisk er sænket. NB! Der går ca. 5 sekunder før stolen sænkes, efter den har ”bippet” 5 gange. NB! Når nødfir-knappen holdes nede blinker strøm-dioden.
- EN:** Emergency lowering. If the remote control can not lower the chair. Hold the button down on the back of the control box until the chair is automatically lowered. NB! It takes approx. 5 seconds before the chair is lowered, after it has given a beep 5 times. NB! When the emergency button is held down the power symbol diode flashes.
- DE:** Notabsenkung. Wenn die Fernbedienung den Stuhl nicht absenken kann. Halten Sie die Taste auf der Rückseite des Steuergeräts gedrückt, bis der Stuhl automatisch abgesenkt wird. NB! Es dauert ca. 5 Sekunden bevor der Stuhl abgesenkt wird, nachdem er 5 Mal einen Signalton gegeben hat. NB! Wenn die Notruftaste gedrückt wird, blinkt die Power-Symbol-Diode.
- SV:** Nedsänkning. Om fjärrkontrollen inte kan sänka stolen. Håll knappen nere på kontrollpanelens baksida tills stolen sänks automatiskt. OBS! Det tar ca. 5 sekunder innan stolen sänks, efter att den har fått ett pip 5 gånger. OBS! När nödknappen hålls nere blinkar strömdisplaydioden.
- NO:** Nødsænkning. Hvis fjernkontrollen ikke kan senke stolen. Hold knappen nede på baksiden av kontrollboksen til stolen senkes automatisk. NB! Det tar ca. 5 sekunder før stolen senkes, etter at den har gitt et pip 5 ganger. NB! Når nødknappen holdes nede, blinker strømdisplaydioden.
- FI:** Häätälasku. Jos tuolin alaslaskeminen ei onnistu käsiohjaimen painikkeilla, pidä ohjausyksikön hätälaskupainiketta alas painettuna, kunnes tuoli laskeutuu automaattisesti. Huom! Kuluu noin 5 sekuntia (5 merkkiääntä) ennen kuin tuoli alkaa laskeutua, ensin kuuluu piippaus 5 kertaa. HUOM! Kun hätäpainiketta pidetään alhaalla, virta-symbolin diodi vilkkuu.
- NL:** Nooddaling. Als de afstandsbediening de stoel niet kan laten zakken. Houd de knop op de achterkant van de bedieningskast ingedrukt totdat de stoel automatisch wordt neergelaten. NB! Het duurt ongeveer 5 seconden voordat de stoel wordt neergelaten, nadat deze 5 keer een piepje heeft gegeven. NB! Wanneer de noodknop ingedrukt wordt gehouden, knippert de voedingssymbooldiode.



- DK:** Nulstilling af systemet. Hvis alle lamperne på håndbetjeningen blinker, kan det skyldes en system fejl. Hold først "stop"-knappen nede på håndbetjeningen til de to lamper ved piletasterne på håndbetjeningen lyser (se side 13), og hold dernæst nødfirknappen på bagsiden af kontrolboksen inde til stolen automatisk er sænket helt i bund og ryggen er tilet helt tilbage. Nu virker stolen igen. NB! Der går ca. 5 sekunder før stolen sænkes, efter den har "bippet" 5 gange.
- EN:** Resetting the system. If all lights on the hand control blink, it may be due to a system error. First, hold down the "stop" button on the hand control until the two lights on the hand control arrows light up (see page 13), then hold the emergency button on the back of the control box until the seat is automatically lowered to the bottom and the back is tilted backwards. Now the chair works again. NB! Approx. 5 seconds before the chair is lowered after it has "bipped" 5 times.
- DE:** Zurücksetzen des Systems. Wenn alle Anzeigen der Handsteuerung blinken, kann dies an einem Systemfehler liegen, liegt das möglicherweise an einem Fehler. Halten Sie zuerst die "Stop" -Taste auf der Handbedienung gedrückt, bis die beiden Lichter auf den Handsteuerpfeilen aufleuchten (siehe Seite 13), und halten Sie dann die Notruftaste an der Rückseite der Kontrollbox, bis der Sitz automatisch nach unten abgesenkt wird und der Rücken zurück gekippt. Jetzt funktioniert der Stuhl wieder. NB! Ca.. 5 Sekunden bevor der Stuhl abgesenkt wird, nachdem er 5 Mal "aufgedrückt" wurde.
- SV:** Återställning av systemet. Om alla lampor på handkontrollen blinkar kan det bero på ett systemfel. Först håll ner knappen "stopp" på handkontrollen tills de två lamporna på handkontrollpilene lyser (se sidan 13) och håll sedan nödknappen på baksidan av kontrollboxen tills sätet sänks automatiskt till botten och baksidan är lutat tillbaka. Nu fungerar stolen igen. OBS! Ung. 5 sekunder innan stolen sänks efter att den har "bippat" 5 gånger.
- NO:** Tilbakestille systemet. Hvis alle lysene på håndkontrollen blinker, kan det skyldes en systemfeil. Først, hold nede "stopp"-knappen på håndkontrollen til de to lysene på håndkontrollpilene lyser (se side 13) og hold nødknappen på baksiden av kontrollboksen til setet automatisk senkes ned til bunnen og baksiden er vippet tilbake. Nå fungerer stolen igjen. NB! Ca. 5 sekunder før stolen senkes etter at den har "bippet" 5 ganger.
- FI:** Järjestelmän nollaus. Jos kaikki ohjaimen valot vilkkuvat, se saattaa johtua järjestelmävirheestä. Pidä kädensäätimen "stop" -näppäintä alhaalla, kunnes käsisäätimen nuolet syttyvät (katso sivu 13), pidä sitten hätäpainiketta ohjauspaneelin takana, kunnes istuin alas lasketaan automaattisesti pohjaan ja taakse kallellaan taaksepäin. Nyt tuoli toimii uudelleen. HUOM! N. 5 sekuntia ennen tuolin alentamista sen jälkeen, kun se on "kopioitu" 5 kertaa.
- NL:** Het systeem resetten. Als alle lampjes op de handschakelaar knipperen, kan dit te wijten zijn aan een systeemfout. Houd eerst de knop "stop" op de afstandsbediening ingedrukt totdat de twee lampjes op de pijlen op de handbesturing branden (zie pagina 13) en houd de noodknop op de achterkant van de bedieningskast ingedrukt totdat de stoel automatisch wordt neergelaten naar de bodem en de achterkant is naar achteren gekanteld. Nu werkt de stoel opnieuw. NB! Ong. 5 seconden voordat de stoel wordt neergelaten nadat deze 5 keer is "bipped".



- DK: Dioder på batteri- og kontrolboks - findes under hvid dækplade.** (1) er dioden på kontrolboks. Grønt lys = strømstik er tilkoblet. Intet lys = Ikke tilkoblet strøm. (2) er dioden på batteriboks. Lyser kun hvis strømstik er tilkoblet. Gult lys = stolen oplader. Intet lys = stolen er fuldt opladet.
- EN: Diodes on battery and control box - found under white cover plate.** (1) is the diode on the control box. Green light = power plug is connected. No light = Not connected to power. (2) is the diode on the battery box. Only lights if power plug is connected. Yellow light = the chair is charging. No light = the chair is fully charged.
- DE: Dioden an Batterie und Steuerbox - unter weißer Abdeckplatte.** (1) ist die Diode in der Steuerbox. Grünes Licht = Netzstecker ist angeschlossen. Kein Licht = Nicht an die Stromversorgung angeschlossen. (2) ist die Diode im Batteriekasten. Leuchtet nur, wenn der Netzstecker angeschlossen ist. Gelbes Licht = Der Stuhl lädt sich auf. Kein Licht = Der Stuhl ist voll aufgeladen.
- SV: Dioder på batteri och kontrollbox - finns under vit panelen.** (1) är dioden på kontrollboxen. Grönt ljus = strömkontakten är ansluten. Ingen ljus = Ej ansluten till ström. (2) är dioden på batterilådan. Lyser endast om strömkontakten är ansluten. Gult ljus = stolen laddas. Ingen ljus = stolen är fulladdat.
- NO: Dioder på batteri og kontrollboks - funnet under hvit dekselplate.** (1) er dioden på kontrollboksen. Grønt lys = strømkontakten er tilkoblet. Ingen lys = Ikke tilkoblet strøm. (2) er dioden på batterirommet. Lyser bare hvis stikkkontakten er tilkoblet. Gul lys = stolen lades. Ingen lys = stolen er fulladet.
- FI: Akun ja ohjauskotelon diodit - löytyy valkoisesta peitelevystä.** (1) on ohjausyksikön diodi. Vihreä valo = virtapistoke on kytketty. Ei valoa = Ei kytketty virtalähteeseen. (2) on paristokotelon diodi. Vain valot, jos virtapistoke on kytketty. Keltainen valo = tuoli latautuu. Ei valoa = tuoli on täysin ladattu.
- NL: Diodes op batterij en controlebox - te vinden onder de witte afdekplaat.** (1) is de diode op de schakelkast. Groen licht = stekker is aangesloten. Geen licht = Niet verbonden met stroom. (2) is de diode op de accubak. Licht alleen op als de stekker in het stopcontact zit. Geel licht = de stoel laadt op. Geen licht = de stoel is volledig opgeladen.



- DK:** 1. Kabel til rygaktuator 2. Kabel til højre højdeaktuator 3. Kabel til batteriboks 4. Kabel til venstre højdeaktuator 5. Kabel til samledåse 6. Kabel til håndbetjening 7. Kabel til nødfir-knap 8. Blindprop
- EN:** 1. Cable to back actuator 2. Cable to right height actuator 3. Cable to battery box 4. Cable to left height actuator 5. Cable to junction box 6. Cable to hand controller 7. Cable to Emergency lowering 8. Blind plug
- DE:** 1. Kabel zum Rücksteller 2. Kabel zum recht Höhenantrieb 3. Kabel zum Batteriekasten 4. Kabel zum links Höhenantrieb 5. Kabel zum Anschlussdose 6. Kabel zum Handbediengerät 7. Kabel zum Notabsenknopf 8. Blindstopfen
- SV:** 1. Kabel till bakre aktuator 2. Kabel till höger höjdaktuator 3. Kabel till batterilådan 4. Kabel till vänster höjd-aktuator 5. Kabel till korsningslåda 6. Kabel till handkontrollen 7. Kabel till nödsänkknapp 8. Blindprop
- NO:** 1. Kabel til bak-aktuatoren 2. Kabel til høyre høyde aktuator 3. Kabel til batteriboks 4. Kabel til venstre høyde aktuator 5. Kabel til koblingsboks 6. Kabel til håndkontroll 7. Kabel til Nød senkningsknapp 8. Blindplugg
- FI:** 1. Johto kallistusmoottoriin 2. Johto oikeanpuoleiseen nostomoottoriin 3. Johto akkukoteloon 4. Johto vasemmanpuoleiseen nostomoottoriin 5. Johto jakorasiaan 6. Johto käsiohjaimen 7. Johto hätälaskupainikkeelle 8. Ei käytössä oleva pistoke
- NL:** 1. Kabel naar back actuator 2. Kabel naar rechts hoogte actuator 3. Kabel naar batterijdoos 4. Kabel naar links hoogte actuator 5. Kabel naar kruisingsdoos 6. Kabel aan de handbediening 7. Kabel naar noodnoodknop 8. Blinde stekker

| DK: Artikel nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sæde med ovalt hul, lukket front:</b> 310800/310800-B, 310802-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Sæde med nøglehulsudskæring:</b> 310801/310801-B, 310803-B                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Max. belastning 150 kg</b></p> <p><b>NB!</b> Må ikke bruges i klorholdige miljøer som f.eks. Svømmehaller. 2 års reklamationsret mod fabriktionsfejl (og rust reklamationsret). 1/2 år på batterier.</p> <p><b>Stelreklamationsret</b></p> <p>Vi yder 5 års reklamationsret imod stelbrud på M2-bade/toiletstole samt rustfri stål badebænke. Reklamationsretten gælder ved fabriktions- eller materialefejl og under forudsætning af normalt brug. Vi gør opmærksom på at almindelig slitage ikke er dækket under garantien.</p>                                                            | <p><b>Rengøring:</b></p> <p>Produktet kan rengøres med almindelige rengøringsmidler uden slibemiddel. Efter rengøringen skal produktet skylles og aftørres. Produktet kan tåle rengøring op til 85° C i 3 minutter.</p> <p></p>                                        |
| EN: Art. nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Standard seat:</b> 310800/310800-B, 310802-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Horseshoe seat:</b> 310801/310801-B, 310803-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Max. Load 150 kg</b></p> <p><b>Attention!</b> Not to be used in chlorine-containing environments as Swimming pools etc. 2 Years complaint rights against manufacturing errors. 1/2 year on batteries.</p> <p><b>Terms of claim for frame</b></p> <p>HMN grants 5 years claim rights against frame break-down for all M2 Shower/commode chairs and stainless steel shower stools. The warranty applies for production and material break downs, and can only be used if the products have been in normal use. Please note that the normal wear and tear is not covered under warranty.</p>    | <p><b>Cleaning:</b></p> <p>The product can be cleaned with regular cleaning without non-abrasive detergent. Wash and dry the product after the cleaning. The product can be washed up to 85° degrees in 3 minutes.</p> <p></p>                                         |
| DE: Artikel nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Standardsitz:</b> 310800/310800-B, 310802-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Intim sitz:</b> 310801/310801-B, 310803-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Maximales Benutzergewicht: 150 Kg.</b></p> <p><b>Achtung!</b> Nicht in chlorierten Umgebungen wie Schwimmbäder nutzen. 2 Jahre Reklamationsrecht über Fabrikations-fehler. 1/2 Jahr über Batterien.</p> <p><b>Reklamationsrecht über Rahmen</b></p> <p>HMN bietet 5 Jahre Reklamationsrecht gegen Rahmenbruch für alle M2 Bade-/Toilettenstühle und Duschhocker aus Edelstahl. Das Reklamationsrecht deckt Produktionsfehler und Materialfehler, jedoch nur wenn das Produkt normal benutzt worden ist. Bitte beachten Sie, das normaler Verschleiss von diesem Recht nicht dedeckt ist.</p> | <p><b>Reinigung:</b></p> <p>Das Produkt kann bei regelmäßiger Reinigung ohne nicht scheuernden Reinigungsmittel gereinigt werden. Waschen und trocknen Sie das Produkt nach der Reinigung. Das Produkt kann bis zu 85 ° Grad 3 Minuten gewaschen werden.</p> <p></p> |
| SV: Artikel nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Standardsits:</b> 310800/310800-B, 310802-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Intimsits:</b> 310801/310801-B, 310803-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Max. belastning 150 kg</b></p> <p><b>OBS!</b> Använd inte i klorerade miljöer såsom simbassänger. 2 års reklamationsrätt mot fabriktionsfel (och rostreklamationsrätt). 1/2 år på batterier.</p> <p><b>Ramreklamationsret</b></p> <p>Vi lämnar 5 års reklamationsrätt mot rambrott på M2-bad/toalettstolar samt rostfria stålbadbänkar. Reklamationsrätten gäller vid fabriktions- eller materialfel och under förutsättning av normalt bruk. Vi gör er uppmärksam på att normalt slitage inte täcks av garantin.</p>                                                                        | <p><b>Rengöring:</b></p> <p>Produkten kann rengöras med vanligt rengöringsmiddel utan slipmedel. Efter rengöringen skal produkten spolas och torkas. Produkten kann motstå rengöring upp till 85° C i 3 minuter.</p> <p></p>                                         |

| NO: Artikkel no.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standard sete: 310800/310800-B, 310802-B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Intim sete: 310801/310801-B, 310803-B</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Maks. laste 150 kg</b></p> <p><b>NB!</b> Må ikke brukes i klorerte miljøer som svømmebassenger.</p> <p>2 års garanti mot fabrikkasjonsfeil (Og rust garanti). 1/2 år på batterier.</p> <p><b>Frame garanti</b></p> <p>Vi gir 5 års garanti mot brudd på M2 dusj / kommode stoler og rustfritt stål bad benker. Garantien gjelder produksjons- eller materialfeil, og forutsatt normal bruk. Vær oppmerksom på at normal slitasje dekkes ikke av garantien.</p>                                                  | <p><b>Rengjøring:</b></p> <p>Produktet kan rengjøres med vanlig såpe uten slipemiddel. Etter rensing, ble produktet skylt og tørket. Produktet kan tåle rensing opp til 85 ° C i 3 minutter.</p> <p><b>CE</b></p>                                                   |
| FI: Tuote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Vakioistuin: 310800/310800-B, 310802-B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Intimi saippua: 310801/310801-B, 310803-B</b>                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Max. kuorma 150 kg</b></p> <p><b>Huom!</b> Älä käytä kloorattua ympäristöissä, kuten uima-altaat.</p> <p>2 vuoden takuu valmistus- vikoja (Ja ruoste takuu). 1/2 vuosi paristoilla.</p> <p><b>Frame takuu</b></p> <p>Tarjoamme 5 vuoden takuu rikkoutumista M2 suihku / lipasto tuolit ja ruostumattomasta teräksestä kylpyjä penkit. Takuu koskee valmistus- tai materiaalin vikoja ja olettaen normaalissa käytössä. Huomaa, että normaali kuluminen ei kuulu takuun piiriin.</p>                             | <p><b>Puhdistus:</b></p> <p>Tuote voidaan puhdistaa hankaamattomalla yleis-puhdistusaineella. Puhdistuksen jälkeen tuote huuhdellaan ja kuivataan. Tuote kestää puhdistuksen jopa 85 ° C: ssa 3 minuutin ajan.</p> <p><b>CE</b></p>                                 |
| NL: Artikel-nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Standaard zitting: 310800/310800-B, 310802-B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Intieme zeep: 310801/310801-B, 310803-B</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Max. laden 150 kg</b></p> <p><b>NB!</b> Niet gebruiken in gechloreerde omgevingen zoals zwembaden.</p> <p>2 jaar garantie op fabricagefouten (En roest garantie). 1/2 jaar op batterijen.</p> <p><b>Frame Garantie</b></p> <p>Wij bieden een garantie van 5 jaar tegen breuk op M2 douche / commode stoelen en roestvrij staal baden bankjes. De garantie geldt voor de productie of materiaalfouten en uitgaande van normaal gebruik. Houd er rekening mee dat de normale slijtage niet onder de garantie.</p> | <p><b>Schoonmaken:</b></p> <p>Het product kan worden gereinigd met voorkomende niet-agressief schoonmaakmiddel. Na de reiniging wordt het product gewassen en gedroogd. Het product kan de reiniging weerstaan tot 85 ° C gedurende 3 minuten.</p> <p><b>CE</b></p> |



**HMN** since 1934

Midtager 22 - 2605 - Brøndby - Danmark

Tlf.: +45 4396 2400 - E-mail: [info@hmn.dk](mailto:info@hmn.dk) - Web: [www.hmn.dk](http://www.hmn.dk)

**HMN a/s**