

The Gecko Nasal Pad may help:

- reduce skin breakdown and facial sores
- improve overall mask comfort
- reduce mask leak.

RESMED


RESMED

Small

Solutions made easy



Recommended replacement frequency is every 30 days



To use:

1. Before each use, wash the Gecko Nasal Pad in warm water using mild soap, then rinse.
2. Place the Gecko Nasal Pad on bridge of nose as shown.
3. Fit your mask as usual.

Intended use

Skin pressure protector device intended for single patient re-use only.

Recommended cleaning

Wash in warm water using a mild soap. Rinse well with drinking quality water and allow to air-dry away from direct sunlight.

Material

Polymer gel composed of USP grade mineral oil. Non-toxic, fully washable, hypoallergenic. Does not contain natural rubber latex; silicone free.

CAUTION

- Do not clean with shampoo
- Do not place in microwave
- Do not place in dishwasher
- Keep product away from open flames
- Keep product away from direct sunlight
- Do not ingest or place in mouth

Suitable for nasal and full face masks

LOT
Batch Code

REF **61912**
Catalogue Number



Temperature limitation
60°C / 140°F
-20°C / -4°F

Humidity limitation
95%


Consult accompanying document

MANUFACTURER
ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive,
Bella Vista NSW 2153 Australia.
Tel: +61 (2) 8884 1000
Email: reception@resmed.com.au

DISTRIBUTED BY
ResMed Corp
9001 Spectrum Center Boulevard,
San Diego, CA 92123 USA.
ResMed (UK) Ltd
[EC REP] 96 Milton Park, Abingdon, Oxfordshire
OX14 4RY UK.

See www.resmed.com for other ResMed locations worldwide. ResMed products are the subject of granted and pending patents and design registrations. © 2011 ResMed Ltd. R619-308/2 2011-06

Comfort is a key factor in successful therapy



Gecko™
NASAL PAD

MADE IN THE USA

Deutsch

Zur Anwendung zusammen mit Nasen- und Vollgesichtsmasken geeignet

Verwendung:

- Waschen Sie das Gecko Nasenpolster vor jedem Gebrauch in einer warmen Seifenlauge und spülen Sie es danach ab.
 - Setzen Sie das Gecko Nasenpolster auf den Nasenrücken (siehe Abbildung).
 - Legen Sie Ihre Maske wie gewohnt an.
- Verwendungszweck**
Schutz vor Hautdruckstellen. Für den wiederholten Gebrauch durch einen einzelnen Patienten vorgesehen.

Reinigungsempfehlung

In warmem Wasser mit einer milden Seife

Français

Pour masques nasaux et faciaux

Mode d'emploi :

- Avant toute utilisation, nettoyez le patch Gecko dans de l'eau tiède à l'aide d'un savon doux et rincez.
- Placez le patch Gecko sur l'arête du nez tel qu'illustré.
- Mettez votre masque comme d'habitude.

Usage prévu

Dispositif de protection de la peau prévu pour une utilisation multiple par un seul patient.

Instructions de nettoyage

Nettoyez dans de l'eau tiède à l'aide d'un savon doux. Rincez soigneusement avec de l'eau potable et laissez sécher à l'air libre à l'abri de la

Italiano

Idonea alle maschere nasali e oro-nasali

Modalità d'uso:

- Prima di ogni utilizzo, lavare la protezione nasale Gecko in acqua calda con un sapone delicato e sciacquare.
 - Posizionare la protezione nasale Gecko sul ponte nasale come illustrato.
 - Indossare la maschera come di solito.
- Indicazioni per l'uso**
Dispositivo riutilizzabile mono-paziente per la protezione del naso durante l'utilizzo della maschera.

Procedura consigliata di pulizia

Lavare in acqua calda con un sapone delicato.

Svenska

Lämplig för näsmasker och helmasker

Användning:

- Innan varje användning ska du tvätta Gecko Näsdyna i varmt vatten med en mild tvål och sedan skölja.

vaschen.
Gründlich mit Leitungswasser abspülen und an der Luft vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt trocknen lassen.

Das Polster sollte alle 30 Tage gewechselt werden.

⚠ VORSICHT

- Nicht mit Shampoo reinigen.
- Nicht in die Mikrowelle geben.
- Nicht spülmaschinengeeignet.
- Von offenen Flammen fernhalten.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Nicht einnehmen oder in den Mund nehmen.

Material

Polymergel aus Mineralöl (USP-Qualität). Schadstofffrei, voll waschbar, hypoallergen.

lumière directe du soleil.

Il est recommandé de remplacer ce patch tous les 30 jours.

⚠ ATTENTION

- Ne pas nettoyer avec du shampoing.
- Ne pas passer au micro-ondes.
- Ne pas passer au lave-vaisselle.
- Conserver à l'abri des flammes nues.
- Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Ne pas ingérer ni mettre dans la bouche.

Matériau

Gel polymère composé d'huile minérale de qualité USP. Non toxique, entièrement nettoyyable, hypoallergénique.

Sciacquare abbondantemente e lasciare asciugare all'aria e al riparo dalla luce solare diretta.

Si consiglia di sostituire la protezione ogni 30 giorni

⚠ PRECAUZIONI

- Non pulire con shampoo.
- Non mettere nel forno a microonde.
- Non mettere in lavastoviglie.
- Tenere il prodotto al riparo da fiamme libere.
- Tenere il prodotto al riparo dalla luce solare diretta.
- Non ingerire o mettere in bocca.

Material

Gel polimerico in olio minerale di grado USP. Non tossico, completamente lavabile, ipoallergenico.

2. Placera Gecko Näsdyna på näsryggen (se bilden).

3. Tillpassa masken som vanligt.

Avsedd användning

Skyddar känslig hud mot tryck. Endast avsedd för skölja.

Svenska (cont)

förgångsbruk av en och samma patient.

Rengöring:

Tvätta i varmt vatten med en mild tvål.
Skölj ordentligt i vanligt vatten och låt den lufttorka.
Utsätt den inte för direkt solljus.

Dynan bör bytas ut var 30:e dag.

⚠ SE UPP!

- Rengör inte med schampo.

Norsk

Egnet for nesemasker og helmasker

Bruk:

- Før hver bruk må du vaske Gecko-neseryggpolstringen i varmt vann med mild såpe og skylle etterpå.
- Plasser Gecko-neseryggpolstringen på neseryggen som vist.
- Ta på masken som vanlig.

Tiltenkt bruk

Beskytter huden mot trykk. Egnet for gjenbruk på samme pasient.

Anbefalt rengjøring

Vask i varmt vann med en mild såpe.

Skyll godt i vann av drikkevannskvalitet og la lufttørke

Suomi

Sopii käytettäväksi nenä- ja kokkosvamoskien kanssa
Käyttöohje:

- Pese Gecko-nenätyyny ennen jokaista käyttöä lämpimällä vedellä ja miedolla saippualla ja huuhto se.
- Aseta Gecko-nenätyyny nenänvarren päälle kuvassa esitetyllä tavalla.
- Asettele maski kasvoillesi tavalliseen tapaan.

Käyttötarkoitus

Nenätyyny suojaa ihoa maskin aiheuttamalta paineelta. Soveltuu potilaskohtaiseen käyttöön.

Suosittelava puhdistustapa

Pese lämpimässä vedessä miedolla pesuaineella. Huuhto hyvin vesijohtovedellä ja anna kuivua suoralta

Dansk

Egnet til næse- og full face-masker

Anvendelse:

- Før hver brug: Vask Gecko Næsestøtten med en mild sæbe i varmt vand, og skyl grundigt.
- Placer Gecko Næsestøtten på næseryggen som vist.
- Tilpas masken, som du plejer.

Tilsigtet anvendelse

Beskytter huden mod pres – er kun beregnet til genanvendelse til en enkelt patient.

Rengøring

Vask i varmt vand med mild sæbe.

Skyl grundigt med rent drikkevand, og lad den

- Placera den inte i mikrovågsugnen.
- Placera den inte i diskmaskinen.
- Håll den borta från öppen låga.
- Får ej utsättas för direkt solljus.
- Produkten får inte placeras i munnen eller förtåras.

Material

Polymergel av medicinsk mineralolja (USP-kvalitet). Hypoallergeniskt, innehåller inga giftiga ämnen och kan tvättas.

uten direkte sollys.

Det anbefales å skifte neseryggpolstringen etter 30 dager

⚠ FORSIKTIG

- Kan ikke rengjøres med sjampo.
- Ikke plasser i mikrobølgeovn.
- Kan ikke vaskes i oppvaskmaskin.
- Hold produktet unna åpen ild.
- Ikke utsett produktet for direkte sollys.
- Ikke svelg produktet eller plasser det i munnen.

Materiale

Polymergel bestående av mineralolje i USP-kvalitet. Ikke-giftig, vaskebar, hypoallergenisk.

auringonvalolta suojattuna.

Nenätyyny on suositeltavaa vaihtaa 30 päivän välein

⚠ HUOMIO

- Älä pese nenätyynyä shampoolla.
- Älä laita nenätyynyä mikroaaltouuniin.
- Älä laita nenätyynyä astianpesukoneeseen.
- Pidä tuote poissa avotulen läheisyydestä.
- Pidä tuote poissa suoraan auringonvalosta.
- Nenätyyny ei sovi syötäväksi eikä sitä saa laittaa suuhun.

Materiaali

Polymeerigeeli, joka on valmistettu USP-laatusesta mineraaliöljystä. Myrkytön, täysin pestävä, allergiatestatu.

lufttørre væk fra direkte sollys.

Anbefalet hyppighed for udskiftning er hver 30. dag

⚠ FORSIGTIG

- Må ikke rengøres med shampoo.
- Må ikke puttes i mikrobølgeovnen.
- Må ikke puttes i opvaskemaskinen.
- Hold produktet væk fra åben ild.
- Hold produktet væk fra direkte sollys.
- Må ikke sluges eller placeres i munden.

Materiale

Polymer-gel bestående af mineralolie i USP-kvalitet. Ikke giftiholdig, fuldt vaskebar, allergivenlig.

Español

Adecuada para mascarillas nasales y faciales

Cómo usar:

- Antes de cada uso, lave la almohadilla nasal Gecko en agua tibia con un jabón suave y luego enjuáguela.
 - Coloque la almohadilla nasal Gecko en el puente de la nariz, como se muestra.
 - Ajuste la mascarilla como de costumbre.
- Uso indicado**
Dispositivo protector para la piel diseñado para que un único paciente pueda usarla en repetidas ocasiones.

Recomendaciones de limpieza

Lávala en agua tibia con un jabón suave. Enjuáguela bien con agua potable y déjala secar al aire, sin exponerla a la luz

Português

Adequado para máscaras nasais e faciais

Para usar:

- Antes de cada utilização, lave o Protector Nasal Gecko em água morna usando um detergente suave e, depois, enxágue.
 - Coloque o Protector Nasal Gecko na cana do nariz, tal como ilustrado.
 - Coloque a máscara da forma habitual.
- Fim a que se destina**
Dispositivo de proteção contra a pressão sobre a pele destinado a reutilização apenas por um paciente.

Limpeza recomendada

Lave em água morna usando um detergente suave.

Nederlands

Geslacht voor neusmaskers en volgelaaitsmaskers:

Het gebruik:

- Was de Gecko-neusbeschermer voor ieder gebruik met een milde zeep in warm water en spoel hem vervolgens af.
 - Plaats de Gecko-neusbeschermer op de neusbrug zoals afgebeeld.
 - Zet uw masker op zoals u dat normaal doet.
- Beoogd gebruik**
Hulpmiddel ter bescherming tegen druk op de huid dat uitsluitend is bedoeld voor herhaald gebruik door één patiënt.
- Aanbevolen reiniging**
In warm water met een milde zeep reinigen. Goed afspoelen met leidingwater en uit de buurt van direct zonlicht aan de lucht

solar directa.

Se recomienda cambiarla cada 30 días.

⚠ PRECAUCIÓN

- No utilice champú.
- No coloque la mascarilla en el homo de microondas.
- No coloque la mascarilla en el lavavajillas.
- Mantenga el producto alejado de las llamas expuestas.
- Mantenga el producto alejado de la luz solar directa.
- No ingiera el producto ni lo lleve a la boca.

Material

Gel de polímero compuesto de aceite mineral grado USP. No tóxico, completamente lavable e hipoalergénico.

Enxágue bem com água potável e deixe secar afastado da luz solar directa.

A frequência de substituição recomendada é a cada 30 dias

⚠ PRECAUÇÃO

- Não lave com champô.
- Não coloque no microondas.
- Não coloque na máquina de lavar loiça.
- Mantenha o produto afastado de chamas.
- Mantenha o produto afastado da luz solar directa.
- Não ingira nem coloque na boca.

Material

Gel de polímero composto por óleo mineral de grau USP. Não tóxico, totalmente lavável, hipoalergénico.

laten drogen.

De aanbevolen vervangings-frequentie is om de 30 dagen.

⚠ VOORZICHTIG

- Niet met shampoo reinigen.
- Niet in magnetron stoppen.
- Niet in vaatwasser stoppen.
- Het product uit de buurt van open vuur houden.
- Het product uit de buurt van direct zonlicht houden.
- Niet innemen of in de mond stoppen.

Materiaal

Polymeregel samengesteld uit minerale olie van USP-klasse. Niet-toxisch, volledig wasbaar, hypoallergeen.