

D-Lite

**TRANSPORT-ROLLSTUHL – TRANSPORT WHEELCHAIR –
TRANSPORT ROLSTOEL**

mit 12,5" Räder – with 12,5" wheels – met 12,5" achterwiel

mit 24" Räder – with 24" wheels – met 24" achterwiel

CE



Gebrauchsanweisung – Operating instructions – Gebruikershandleiding

Teile des Rollstuhls

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1 Schiebegriff | 6 Hinterrad |
| 2 Rückenbezug | 7 Steckachse |
| 3 Höhenverstellung der Schiebegriffe | 8 Feststellbremse |
| 4 Abklappmechanismus | 9 Vorderrad |
| 5 Armlehne | 10 Beinstütze |
| | 11 Ankipphilfe |

Einführung

Bei der Entwicklung des Transport-Rollstuhls D-Lite haben wir unser besonderes Augenmerk auf Eleganz und Qualität gerichtet.

Dieser Transport-Rollstuhl ist sowohl zur gelegentlichen als auch zur häufigen Verwendung geeignet – im Freien wie in Innenräumen.

Er verfügt über einen leichten und robusten Aluminiumrahmen. Und er ist für einen einzelnen Benutzer von bis zu 125 kg Gewicht konzipiert.

Er ist mit 12,5" oder 24"-Rädern ausgestattet, mit denen entweder der Fahrer oder eine Begleitperson ihn betreiben kann.

Die Transport-Rollstühle D-Lite werden mit höchstem Qualitätsanspruch hergestellt und sind CE-konform.

Drive Medical ist ein nach DIN EN ISO 13485: 2012 zertifizierter Medizinproduktehersteller.

Indikation

Gehunfähigkeit bzw. stark eingeschränkte Gehfähigkeit im Rahmen des Grundbedürfnisses sich in der eigenen Wohnung zu bewegen und die Wohnung zu verlassen, um bei einem kurzen Spaziergang an die frische Luft zu kommen oder um die üblicherweise im Nahbereich der Wohnung liegenden Stellen zu erreichen, an denen Alltagsgeschäfte zu erledigen sind.

Die Versorgung mit Transport-Rollstühlen ist dann angezeigt, wenn Behinderte ihren Rollstuhl selbst, ohne fremde Hilfe, z.B. in einem PKW, unterbringen müssen, oder wenn Begleitpersonen nicht in der Lage sind, einen Standardrollstuhl, ggf. auch mit abnehmbaren Rädern, aufgrund seines höheren Gewichtes zu transportieren.

Der Transport-Rollstuhl dient ausschließlich gehunfähigen und gehbehinderten Menschen zum individuellen Gebrauch bei Selbstbeförderung und Fremdbeförderung im alltäglichen Gebrauch, im Innen- und im Außenbereich auf ebenem und festem Untergrund.

Die Verwendung des Transport-Rollstuhles ist ungeeignet bei:

- Wahrnehmungsstörungen
- Starken Gleichgewichtsstörungen
- Gliedmaßenverlust an beiden Armen
- Gelenkkontrakturen / Gelenkschäden an beiden Armen
- Sitzunfähigkeit

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor dem Gebrauch des Transport-Rollstuhls die nachstehenden Sicherheitshinweise:

- Fahren oder schieben Sie bei Gefälle nur mit niedriger Geschwindigkeit. Überschreiten Sie das angegebene maximale Gefälle nicht.
- Der Transport-Rollstuhl ist nur für eine Einzelperson gedacht.

- Ist der Transport-Rollstuhl in Bewegung, müssen die Füße auf den Fußplatten ruhen. Stehen Sie nicht auf der Fußplatten.
- Verwenden Sie keine Rolltreppen.
- Fahren Sie bei Gefälle nicht rückwärts nach unten.
- Bewahren Sie jederzeit das Gleichgewicht. Der Schwerpunkt des Rollstuhlfahrers sollte stets innerhalb des Sitzbereiches sein.
- Greifen Sie nicht nach Dingen, die sich außerhalb der Reichweite Ihres Armes befinden.
- Seien Sie sich möglicher Gefahren in Ihrer Umgebung bewusst, wie z.B. enge Türdurchgänge, Treppen, Haushaltsgeräte, Kinderspielzeug usw.
- Für Ratschläge zum Umsetzen in den Transport-Rollstuhl und aus dem Transport-Rollstuhl empfehlen wir Ihnen, sich an medizinisches Fachpersonal zu wenden. Die Feststellbremsen müssen beim Umsetzen stets betätigt werden.
- Die Transport-Rollstuhlbremsen und Feststellbremsen eignen sich nicht zum Abbremsen des Rollstuhls.


Verstellung der Armlehnen

Der Winkel und die vordere Höhe der Armlehnen können an den Benutzer angepasst werden. Zur Änderung des Winkels drücken Sie wie im Foto gezeigt den Knopf und bewegen gleichzeitig das vordere Ende der Armlehne nach oben oder unten. Ist der gewünschte Winkel erreicht, lassen Sie zum Arretieren den Knopf los.



Verstellung der Beinstützen

Die Länge der Beinstützen kann angepasst werden. Dazu lösen Sie zunächst die Inbusschraube an der Beinstütze mit dem beiliegenden Inbusschlüssel. Dann schwenken Sie die Fußplatte nach innen oder außen, bis die gewünschte Position erreicht ist. Zum Schluss ziehen Sie die Inbusschraube wieder fest.



Rückenlehne mit Abklappmechanismus

Der Transport-Rollstuhl verfügt über einen Mechanismus zum Herunterklappen der oberen Rückenlehnenhälfte, sodass der Transport-Rollstuhl dank einer verringerten Höhe platzsparend verstaut werden kann.

Achtung:

Nicht am schwarzen Hebel ziehen, da dies zu Schäden und/oder Verletzungen führen kann.



Höhenverstellung der Schiebegriffe

Die Schiebegriffe des D-Lite sind stufenlos in der Höhe verstellbar. Mit Hilfe des Knebelgriffs kann die gewünschte Höhe eingestellt werden. Lösen Sie den Knebelgriff und ziehen Sie den Griff auf die gewünschte Höhe. Dann den Knebelgriff wieder verriegeln.



Zerlegen und Zusammenklappen

Zur Verringerung von Tragegewicht und Stauraum können Beinstützen, Hinterräder und Kissen mühelos und ohne Werkzeug abgenommen werden.

Montage der Beinstütze

Die Beinstützen sind nach innen und außen schwenkbar und können nach Belieben abgenommen werden.

Lösen Sie zum Entriegeln der Beinstütze den Hebel (siehe Pfeil) und schwenken Sie die Beinstütze dann nach Bedarf nach innen oder außen.

Zum Abnehmen der Beinstütze schwenken Sie diese um etwa 45° nach außen und ziehen sie nach oben ab

Zum Wiederaufladen der Beinstütze setzen Sie diese in einem Winkel von etwa 45° ein und schwenken Sie dann nach innen, bis sie einrastet.

Achtung:

Achten Sie stets darauf, dass die Beinstütze vor dem Gebrauch korrekt eingesetzt und eingerastet ist.



Montage und Demontage der 24"-Hinterräder

Die 24"-Hinterräder des Transport-Rollstuhls können für Transport oder Aufbewahrung mühelos abgenommen werden.

Dazu halten Sie mit einer Hand den Transport-Rollstuhlrahmen, die andere Hand fasst die Mitte des Rades. Drücken Sie den Stift in der Mitte nach innen und ziehen Sie mit der gleichen Bewegung die Radnabe vom Rad weg.

Zum Wiederaufladen der Räder führen Sie diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.

Die 12,5"-Räder sind nur mit Werkzeug abnehmbar.

Achtung:

Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob das Rad sicher befestigt ist, indem Sie an dem Rad ziehen und sicherstellen, dass es sich nicht seitlich bewegt.



Zusammenklappen des Transport-Rollstuhls

Der Transport-Rollstuhl wurde mit einem einfachen Klappmechanismus entwickelt.

Achten Sie beim Zusammenklappen des Rollstuhls darauf, dass die Beinstützen entfernt oder die Fußplatten hochgeklappt sind.

Entfernen Sie Sitz- und Rückenkissen und bei Bedarf auch die Hinterräder.

Fassen Sie Vorder- und Hinterkante der Sitzfläche mittig und ziehen Sie sie nach oben.

Der Rollstuhl klappt sich von selbst zusammen.

Hinweise zur Nutzung

Entweder der Rollstuhlfahrer oder eine Begleitperson können den Transport-Rollstuhl manuell antreiben.

Der Fahrer sollte zum Antreiben des Transport-Rollstuhls die an den Hinterrädern angebrachten Greifreifen verwenden. Durch Druck auf die Greifreifen mit den Händen kann der Fahrer den Transport-Rollstuhl verlangsamen.

In Umgebungen, in denen der Fahrer den Rollstuhl nicht schnell und sicher anhalten kann, darf er den Transport-Rollstuhl nicht selbst antreiben.

Die Begleitperson treibt den Transport-Rollstuhl durch Schieben an den Schiebegräften an.

Bremsen

Der Rollstuhl ist mit einer rechten und einer linken Feststellbremse in beiden Varianten ausgestattet.

Zum Betätigen der Bremsen drücken Sie den Bremshebel nach unten (siehe blauer Pfeil).

Zum Lösen der Bremsen ziehen Sie den Bremshebel nach oben (siehe weißer Pfeil).



Bremse für Begleitperson nur bei 12,5" Version.



Verwendung der Ankipp hilfe (Bild A)

Verwenden Sie die Antikipphilfe zum Anheben der Vorderräder (z. B. beim Aufsetzen auf einen Bordstein). Treten Sie hierzu die Antikipphilfe mit dem Fuß nach unten.

Achtung:

Heben Sie die Vorderräder nicht durch Herunterdrücken der Schiebegräften an, da dies Schäden am Rollstuhl verursachen könnte.

Aufsetzen auf einen Bordstein.

Fahren Sie frontal an den Bordstein heran. Die Begleitperson hebt mit Hilfe der Ankipp hilfe die Vorderräder an und senkt diese dann auf dem erhöhten Bordstein ab. Dann schiebt die Begleitperson den Transport-Rollstuhl vorwärts und hebt ihn dabei leicht an, um nach Bedarf auf den Bordstein aufzusetzen.

Herunterschieben von einem Bordstein.

Beide Vorderräder müssen gerade an der Bordstein-kante stehen. Die Begleitperson hebt mit Hilfe der Ankipp hilfe die Vorderräder an, der Rollstuhlfahrer kippt dabei leicht nach hinten. Dann schiebt die Begleitperson den Transport-Rollstuhl mit angehobenen Vorder-rädern langsam auf den Bordstein hinunter.

Achtung:

Heben Sie die Vorderräder nicht durch Herunterdrücken der Schiebegräften an, da dies Schäden am Transport-Rollstuhl verursachen könnte.

Verwendung in einem Fahrzeug

Der Rollstuhlfahrer muss in einen normalen Fahrzeugsitz gesetzt und der Transport-Rollstuhl sicher verstaut werden. Der Transport-Rollstuhl wurde nicht für die Verwendung als Sitz in einem Kraftfahrzeug konzipiert; die Nichteinhaltung der oben genannten Anweisungen kann zu Verletzungen führen.

Reifendruck und Reifenbefüllung

Der Rollstuhl D-Lite ist sowohl an den Vorder- als auch an den Hinterrädern mit Vollgummireifen ausgestattet; eine Überwachung des Reifendrucks ist daher nicht nötig.

Pflege und Wartung

Vor jeder Benutzung des Rollstuhls sind die Bremsen zu überprüfen.

Der Rollstuhl muss in trockener Umgebung und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Der Rollstuhl kann im zusammengeklappten Zustand aufbewahrt werden.

Der Rollstuhl muss sauber und staubfrei gehalten werden. Die Reinigung kann mit einem Staubtuch oder einem feuchten Tuch erfolgen.

Mit dem Rollstuhl wird ein Werkzeugsatz mitgeliefert, mit dessen Hilfe einfache Wartungsmaßnahmen und die gängigsten Änderungen vorgenommen werden können.

Der Rollstuhlfahrer muss die folgenden Punkte routinemäßig überprüfen. Es wird empfohlen, eine jährliche Wartung des Rollstuhls durch einen Drive Medical-Händler durchführen zu lassen, wobei folgende Elemente je nach Bedarf repariert, ersetzt, angepasst und/oder geölt werden sollten.

- Reifenabnutzung
- Radlager
- Vorderräder
- Beinstützen-verriegelung
- Sitzpolster
- Rückenpolster
- Armpolster
- Armlehnen-mechanismen
- Steckachse zur schnellen Montage oder Demontage der Hinterräder
- Einstellung der Antikippvorrichtung
- Abklappmechanismus der Rückenlehne
- Rückenlehnen-gestänge
- Rollstuhl (Klappmechanismus)

Parts of Transport wheelchair

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1 Push handle | 7 Quick Release pin |
| 2 Back canvas | 8 Parking brake |
| 3 Handgrips hight adjustment | 9 Castor wheel |
| 4 Half-fold mechanism | 10 Leg rest |
| 5 Armrest | 11 Anti-tipper |
| 6 Rear wheel | |

Introduction

The transport-wheelchair D-Lite been designed with elegance and quality in mind. It is suitable for occasional or frequent use, and can be used outdoors and indoors.

It's aluminium frame is lightweight and durable. The transport-wheelchair is designed for a single user of up to 125 kg (19 stone).

The transport-wheelchair comes with 12,5" or 24" wheels which allow either the user or an attendant to propel the transport-wheelchair.

All D-Lite transport-wheelchairs are manufactured to the highest quality and are CE compliant.

Drive Medical is an DIN EN ISO 13485: 2012 certified medical device manufacturer.

Indikation

Inability to walk or severely restricted walking ability as part of the basic need to move around in your own home and to leave your home to get some fresh air on a short walk or to reach the places usually in the surrounding area of your home where everyday business can be carried out.

Provision of transportable wheelchairs is advised if disabled persons need to put their wheelchair e.g. in a car themselves unaided or if the accompanying persons of disabled persons are not in the position to transport a standard wheelchair, if applicable including with removable wheels, due to its high weight.

The transportable wheelchair exclusively serves people who are not able to walk and people who have problems with walking with their individual requirements when travelling themselves and travelling with others for everyday use, both inside and outside on even and uneven ground.

The use of the transportable wheelchair is not suitable for:

- Disorders of perception
- Severe loss of balance
- Loss of limbs to both arms
- Joint contractions/joint damage to both arms
- Inability to sit down

Important Safety Information

Before Using the transport-wheelchair read the safety notices below:

- Use slow speeds on gradients. Do not exceed the maximum gradient stated.
- The transport-wheelchair is only suitable for single occupancy.
- Keep your feet on the footplates when moving. Do not stand on the footplates.

- Do not use escalators.
- Do not reverse down a gradient
- Maintain proper balance at all times. Users should not move their centre of gravity out of the seating area.
- Do not reach for items further than your arm will extend.
- Be aware of hazards in your environment, such as narrow doorways, steps, household appliances, children's toys, etc.
- We recommend you consult your healthcare professional for advice about transferring to and from the transport-wheelchair. The parking brakes should always be applied when transferring.
- The transport-wheelchair brakes and parking brakes are not suitable for slowing the transport-wheelchair down.


Adjustment of Armrest

The angle and front height of the armrests can be adjusted to suit each user. To adjust the angle, press the button shown in the photograph whilst pulling up or down on the front of the armrest. When the desired angle is reached, release the button to lock.



Adjustment of Legrest

The length of the leg rests can be adjusted. To adjust the length of the leg rest, first loosen the allen bolt on the legrest using the allen key provided. Then slide the footplate in and out until the desired position is reached. Finally retighten the allen bolt to secure.



Folding back mechanism

The transport-wheelchair has a half fold back mechanism which has been designed so that the transport-wheelchair will fit in to small spaces by reducing the wheelchair height.

To fold the back, push in the black lever using your thumb, whilst pulling the push handle down. Then repeat for the other side.

Warning:

Do not pull on the black lever as this could result in damage and/or injury.



Handgrips height adjustment

The D-Lite is equipped with a sliding handle for stepless height adjustment. Loosen the T-handle knob for adjusting the needed height. After you have reached the needed height, please tighten the T-handle knob again.



Disassembly and folding

The leg rests, rear wheels and cushions are easily removable without tools to facilitate a light carry weight and minimize storage space required.

Assembly of the Legrest

The legrests can swing in / out and are removable for convenience.

Pull the button (arrowed) on to unlock the legrest and then swing the legrest in or out, as required.

To remove the legrest, swing the legrest out approximately 45° and pull up on the leg rest.

To reinstall the leg rest, insert the leg rest at 45° then swing the legrest inwards until it locks in position.

Warning:

Always ensure the legrest is properly reinstalled and locked in position before use.



Assembly/Disassembly of the 24"-rear wheels

The 24"-rear wheels on the transport-wheelchair can be easily removed for transportation or storage.

With one hand holding up the transport-wheelchair frame, the other hand should grip the centre of the wheel, push the centre pin inwards and in the same movement pull the wheel hub away from the wheel.

To put the wheels back the procedure should be reversed.

The 12,5"-wheels are removable only with tools.

Warning:

Check that the wheel is securely fastened before use by pulling the wheel and ensuring there is no sideways movement.



Folding the transport-wheelchair

The transport-wheelchair has been designed with an easy fold mechanism. To fold the chair, ensure that the legrests are removed or the footplates flipped up. Remove the seat and back cushions and remove the rear wheels if required. Pull up in the centre of the front and rear of the seat canvas and the transport-wheelchair will naturally fold up.

How to Use

Either the transport-wheelchair user or an attendant can manually propel the wheelchair.

If the user is propelling the wheelchair, they should use the handrims attached to the rear wheels. The user can slow the wheelchair by applying pressure to the handrim using their hands.

The transport-wheelchair should not be propelled by the user in environments where the user cannot stop the wheelchair promptly and comfortably.

If an attendant is propelling the transport-wheelchair, they should push using the push handles.

Brakes


The transport-wheelchair comes with right and left parking brakes for both variants (12,5" and 24" wheels).

To apply the brakes, push down on the brake handle (shown by blue arrow).

To unlock the brakes, pull up on the brake handle (shown by white arrow).



Brake for attendant only 12.5 "version



Using the tip assist (See picture A)

Use the stepper tube to raise the front castors (when mounting a kerb for example). To use, push down on the stepper tube with a foot.

Warning:

Do not raise the front castors by pushing down on the push handles as this could result in damage to the transport-wheelchair.

To mount a kerb.

Approach the kerb head on. Then the attendant uses the stepper tube to raise the front castors, and lowers

the front castors on the raised kerb. Finally the attendant should push the transport-wheelchair forward, lifting it up slightly to mount the kerb if required.

To go down a kerb.

Line up the front castors with the edge of the kerb. The attendant uses the stepper tube to raise the front castors and tip the user slightly back. Keeping the castors raised, slowly lower the transport-wheelchair down the kerb.

Warning:

Do not Lift the front wheels while pushing down the push handles on, as this may cause damage to the transport-wheelchair.

Use in a vehicle

The transport-wheelchair user should transfer to a normal vehicle seat and the transport-wheelchair should be safely stored away. The transport-wheelchair has not been designed to be used as a seat in a motor vehicle, and failure to follow the above instructions could result in injury.

Tyre pressure and inflation

The D-Lite transport-wheelchair comes with solid tyres on both front and rear wheels, and hence there is no need to monitor tyre pressure.

Care and maintenance

Before each use of the transport-wheelchair, the brakes should be checked.

The transport-wheelchair should be stored in a dry environment, away from direct sunlight. When in storage the transport-wheelchair can be folded up.

The transport-wheelchair should be kept clean and dust free. This can be done with a duster or damp cloth.

The transport-wheelchair comes with a toolkit to perform simple maintenance tasks and most common adjustments.

The user should routinely check the following items. It is recommended that a Drive Medical dealer services the transport-wheelchair annually, where these items should be repaired, replaced, adjusted and/or lubricated if required.

- Tyre wear
- Castors
- Seat upholstery
- Legrest locking mechanism
- Arm pads
- Arm rest mechanisms
- Rear wheel quick release pin
- Anti-tip bar adjustment
- Half folding back mechanism
- Back posts
- Transport-wheelchair (folds up)
- Wheel bearings
- Brakes
- Back upholstery

Onderdelen van de transportrolstoel

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1 Duwgreep | 7 Snelontgrendeling pen |
| 2 Canvas rugleuning | 8 Parkeerrem |
| 3 Middenvouw-mechanisme | 9 Zwenkwiel |
| 4 Handgrepen hoogte verstelbaar | 10 Beensteum |
| 5 Armlegger | 11 Anti-kiep hulp |
| 6 Achterwiel | |

Inleiding

De D-Lite is ontworpen als een elegante transportrolstoel van hoge kwaliteit. De transportrolstoel is geschikt voor incidenteel of intensief gebruik, zowel binnen als buiten. Het aluminium frame is licht van gewicht en duurzaam.

De transportrolstoel is ontworpen voor één gebruiker met een gewicht van maximaal 125 kg. De rolstoel is voorzien van twee wielen van 12,5" en 24" waarmee de gebruiker of een begeleider de rolstoel kan voortbewegen.

Alle D-Lite transportrolstoelen worden gemaakt volgens de hoogste kwaliteitseisen en voldoen aan CE-normen.

Drive Medical is een fabrikant van medische hulpmiddelen met DIN EN ISO 13485: 2012-certificatie.

Indicatie

Doel en gebruik van de rolstoel. Het vergroten van de mobiliteit van de gebruiker binnen en buitenhuis. Om boodschappen of andere activiteiten te ondernemen.

Door het lichte gewicht kan de rolstoel eenvoudiger in een auto worden geladen door de gebruiker of begeleider.

Voor transport kunnen de achterwielen worden verwijderd met de quick release assen.

De rolstoel is gemaakt voor het transporteren van personen in het dagelijks gebruik op een normale ondergrond.

De rolstoel is gemaakt voor het transporteren van 1 persoon en niet van goederen.

De rolstoel mag niet gebruikt worden bij

- waarnemingsstoringen
- sterke evenwichtsstoringen
- amputatie van beide armen
- gewrichtsletsels/gewrichtsschade aan beide armen
- onvermogen om te zitten

Veiligheidsinstructies

Lees de volgende veiligheidsinformatie voordat u de rolstoel gebruikt:

- Rijd langzaam op hellingen. Overschrijd de opgegeven maximumhelling niet.
- De rolstoel is niet geschikt voor meer dan één berijder.
- Houd uw voeten tijdens het rijden op de voetplaten. Sta niet op de voetplaten.
- Ga geen trappen op of af met de rolstoel.
- Rijd niet achteruit van een helling af.

- Zorg dat u altijd uw evenwicht bewaart. Gebruikers mogen hun evenwichtspunt niet naast de zitting plaatsen.
- Reik niet verder naar voorwerpen dan u kunt bereiken met een uitgestrekte arm.
- Wees u bewust van gevaren in uw omgeving, zoals smalle deuropeningen, treden, huishoudelijke apparatuur, kinderspeelgoed, enz.
- Wij raden aan dat u uw zorgverlener vraagt om advies over opstaan of gaan zitten in de rolstoel. Wanneer u opstaat of gaat zitten, moet de parkeerrem altijd zijn geactiveerd.
- De remmen en parkeerremmen van de rolstoel zijn niet geschikt om de rolstoel af te remmen.

Aanpassing van de armleuningen

De hoek en hoogte van de armsteunen kunnen aan de voorzijde aan iedere gebruiker worden aangepast. Als u de hoogte wilt aanpassen, drukt u op de knop zoals op de foto en trekt u de voorzijde van de armsteun omhoog of omlaag. Wanneer de gewenste hoek is bereikt, laat u de knop los om de armsteun te vergrendelen.



Aanpassing van de beensteunen

De lengte van de beensteunen kan worden aangepast. Als u de lengte wilt aanpassen, draait u eerst de inbusbout op de beensteun los met de meegeleverde inbussleutel. Schuif dan de voetplaat in of uit totdat de gewenste stand is bereikt. Draai tot slot de inbusbout vast om de beensteun te vergrendelen.



Opvouwmechanisme

De rolstoel werkt met een opvouwmechanisme in het midden dat zo is ontworpen dat de rolstoel weinig ruimte inneemt doordat de hoogte wordt verminderd.

U vouwt de achterzijde door de zwarte hendel met uw duim in te drukken en de duwgreep omlaag te drukken. Herhaal deze beweging aan de andere kant.

Waarschuwing:

Trek niet aan de zwarte hendel, want dit kan leiden tot schade en/of letsel.



In hoogte verstelbare handgrepen

De handgrepen van de D-Lite zijn traploos in hoogte te verstellen. Door middel van de draaiknop kunt u de handgrepen op de juiste hoogte instellen. Draai de knop los en verstel de handgreep in de juiste hoogte. Draai de knop vast om de handgreep te fixeren.



Demonteren en opvouwen

De beensteunen, achterwielen en kussens zijn gemakkelijk zonder gereedschap te verwijderen zodat de stoel gemakkelijk te dragen is en weinig opbergruimte vergt.

Montage van de beensteun

De beensteunen kunnen naar binnen/buiten draaien en indien nodig worden verwijderd.

Trek de hendel los (zie pijl) om de beensteun te ontgrendelen en draai de beensteun naar keuze naar binnen of buiten.

Als u de beensteun wilt verwijderen, draait u de beensteun ongeveer 45° naar buiten en trekt u deze omhoog.

Als u de beensteun wilt terugplaatsen, brengt u deze aan onder een hoek van 45° en draait u de beensteun naar binnen tot deze wordt vergrendeld.

Waarschuwing:

Zorg altijd dat de beensteun goed is teruggeplaatst en vergrendeld voordat u deze in gebruik neemt.



Montage en demontage van de achterwielen

De achterwielen van de rolstoel kunnen makkelijk worden verwijderd voor transport of opslag.

Houd het frame van de rolstoel met een hand omhoog, grijp met uw andere hand het midden van het wiel, druk de pen in het midden naar binnen en trek tegelijkertijd de naaf weg van het wiel.

Voer deze handelingen in omgekeerde volgorde uit om de wielen terug te plaatsen.

De 12,5" wielen zijn afneembaar alleen met hulpmiddelen

Waarschuwing:

Controleer of het wiel stevig vastzit voordat u het gebruikt, door na te gaan of het wiel niet opzij beweegt wanneer u eraan trekt.



De rolstoel opvouwen

De rolstoel is uitgerust met een mechanisme waarmee deze gemakkelijk wordt opgevouwen. Als u de stoel wilt opvouwen, zorgt u dat de beensteunen zijn verwijderd of de voetplaten zijn opgeklapt. Verwijder de zit- en rugkussens en verwijder zo nodig de achterwielen. Trek het midden van de voor- en achterzijde van de zitting omhoog, zodat de rolstoel automatisch wordt opgevouwen.

Instructies voor gebruik

De rolstoel kan met de hand worden voortbewogen door de gebruiker of een begeleider.

Als de gebruiker de rolstoel voortbeweegt, moeten de hoepels op de achterwielen worden gebruikt. De gebruiker kan de rolstoel afremmen door met de handen druk uit te oefenen op de hoepels. De gebruiker mag de rolstoel niet voortbewegen in omgevingen waar hij/zij de rolstoel niet snel en gemakkelijk tot stilstand kan brengen.

Als een begeleider de rolstoel voortbeweegt, moeten de duwgrepen worden gebruikt.

Remmen

De rolstoel is uitgerust met parkeerremmen links en rechts.

Als u de remmen wilt bedienen, drukt u de remgreep omlaag (zie blauwe pijl).

Als u de remmen wilt ontgrendelen, trekt u de remgreep omhoog (zie witte pijl).



Rem voor begeleider slechts 12,5 "-versie.



Gebruik van de antiekiep hulp (afbeelding A)

Gebruik de stapstang om de zwenkwielden voor op te heffen (bijvoorbeeld wanneer u een stoeprand oprit). U gebruikt de stapstang door er met één voet op te drukken.

Waarschuwing:

Hef de zwenkwielden voor niet op door de duwstangen omlaag te drukken, want hierdoor kunt u de rolstoel beschadigen.

Een stoeprand opritden:

Rijd recht op de stoeprand af. De begeleider gebruikt de stapstang om de zwenkwielden voor op te heffen en laat de zwenkwielden op de stoep zakken. Tot slot duwt de begeleider de rolstoel naar voren en tilt deze indien nodig een klein beetje op om de stoep op te rijden.

Een stoeprand afrijden:

Plaats de zwenkwielden op de stoeprand. De begeleider gebruikt de stapstang om de zwenkwielden voor op te heffen en laat de gebruiker iets naar achteren kantelen. Met opgeheven zwenkwielden wordt de rolstoel langzaam van de stoeprand gereden.

Waarschuwing:

Hef de zwenkwielden voor niet op door de duwstangen omlaag te drukken, want hierdoor kunt u de rolstoel beschadigen.

Gebruik van de rolstoel in een auto

De rolstoelgebruiker moet overstappen naar een normale autostoel en de rolstoel moet veilig worden opgeborgen. De rolstoel is niet ontworpen voor gebruik als stoel in een motorvoertuig. Als de bovenstaande instructies niet in acht worden genomen, kan letsel ontstaan.

Bandenspanning en oppompen

De D-Lite-rolstoel wordt geleverd met massieve banden op de voor- en achterwielen, dus de bandenspanning hoeft niet te worden gecontroleerd.

Verzorging en onderhoud

Voor dat de rolstoel wordt gebruikt, moeten altijd de remmen worden gecontroleerd.

De rolstoel moet worden opgeborgen in een droge omgeving, niet in direct zonlicht. De rolstoel kan in de opgevouwen stand worden opgebborgen.

De rolstoel moet schoon en stofvrij worden gehouden. De stoel kan worden afgenoemt met een stoffer of een vochtige doek.

Bij de rolstoel wordt een pakket hulpmiddelen voor eenvoudig onderhoud en normale afstelling geleverd.

De gebruiker dient routinecontroles van het volgende uit te voeren. Wij bevelen aan dat een Drive Medical-dealer de rolstoel jaarlijks een onderhoudsbeurt geeft, waarbij de volgende items indien nodig worden gerepareerd, vervangen, afgesteld en/of gesmeerd.

- Bandenslijtage
- Zwenkwielden
- Vergrendelmechanisme van beensteun
- Bekleding van zitting
- Bekleding van rugleuning
- Armkussens
- Armsteunmechanismen
- Snelontgrendelingspen van achterwiel
- Afstelling van de anti-kantelstang
- Midden-opvouwmechanisme
- Achterstijlen
- Rolstoel (opvouwen)
- Wiellagers
- Remmen

Garantie – Warranty – Garantie

REINIGUNG/WARTUNG	CLEANING/MAINTENANCE	GARANTIE
Die Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Ausgenommen sind die Laufreifen vorn und hinten.	We issue a warranty of 24 months from date of purchase. Except for the tires at the front and rear.	De garantie bedraagt 24 maanden vanaf de datum van aankoop. De voor en achterwielen zijn uitgesloten van de garantie.
Irrtum und Änderungen aufgrund von technischen Verbesserungen und Designveränderungen vorbehalten.	Subject to technical alterations. Errors and omissions excepted.	Onjuistheden en wijzigingen ten gevolge van technische verbeteringen en veranderingen aan het ontwerp voorbehouden.

Technische Daten – Technical Data – Technische gegevens

TRANSPORT ROLLSTUHL D-LITE MIT 12,5" RÄDER / WITH 12,5" WHEELS / MET 12,5" ACHTERWIEL				
Sitzbreite	Seat width	Zitbreedte	45 cm	50 cm
Bestell Nr.	Order Nr.	Bestelnr.	900 800 100	900 800 200
Gesamtlänge	Length overall	Totale lengte	89 cm	
Gesamtbreite	width overall	Totale breedte	61 cm	66 cm
Gesamthöhe	Height overall	Totale hoogte	92,5 - 98 cm	
Breite gefaltet	width folded	Vouwmaat	28 cm	
Schiebegriffe einstellbar von...bis...	Adjustment of handgrips from...to...	Duwhandgrepen instelbaar van ... tot ...	92,5 - 98 cm	
Sitztiefe	Seat depth	Sitdiepte	39,5 cm	
Sitzhöhe	Seat height	Sithoogte	49 cm	
TRANSPORT ROLLSTUHL D-LITE MIT 24" RÄDER / WITH 24" WHEELS / MET 24" ACHTERWIEL				
Sitzbreite	Seat width	Zitbreedte	45 cm	50 cm
Bestell Nr. mit	Order Nr.	Bestelnr. met trommelrem	900 800 300	900 800 400
Gesamtlänge	Length overall	Totale lengte	101 cm	
Gesamtbreite	width overall	Totale breedte	67 cm	72 cm
Gesamthöhe	Height overall	Totale hoogte	93 - 98,5 cm	
Breite gefaltet	width folded	Vouwmaat	32 cm	
Schiebegriffe einstellbar von...bis...	Adjustment of handgrips from...to...	Duwhandgrepen instelbaar van ... tot ...	93 - 98,5 cm	
Sitztiefe	Seat depth	Sitdiepte	39,5 cm	
Sitzhöhe	Seat height	Sithoogte	49 cm	
ALLGEMEIN MASSEN	GENERAL MASSES	ALGEMEN MAATVOERING		
Max. Belastung	Max. Load	Max. load	125 kg	
Material	Material	Materiaal	Aluminium	

Type label – Typeplaat



- 1 Produktname**
 - 2 Artikelnummer**
 - 3 Serienummer**
 - 4 Produktionsdatum**
 - 5 Gebrauchsanweisung beachten**
 - 1 Product name**
 - 2 Article number**
 - 3 Serial number**
 - 4 Date of manufacturing**
 - 5 Attention: See operating instructions**
 - 1 Productnaam**
 - 2 Artikelnr.**
 - 3 Serienummer**
 - 4 Produktie datum jaar/week**
 - 5 Lees de gebruiksaanwijzing!**

Notizen – Notes – Notities



Ihr Fachhändler – Your specialist Dealer –
Uw vakhandelaar:

Stand - as per: 05 / 2014

www.drivemedical.de