

beurer

FT 85



NL Contactloze thermometer
Gebruiksaanwijzing

CE 0483

Inhoud

1. Verklaring van de symbolen	3	8. Voorhoofdmeting	13
2. Voorgeschreven gebruik	4	9. Objecttemperatuur/kamertemperatuur meten	15
3. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen	4	10. Foutmeldingen	16
3.1 Risico's voor gebruikers	4	11. Batterijen	16
3.2 Risico's voor het apparaat	5	12. Apparaat reinigen	17
3.3 Aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van batterijen ..	6	13. Apparaat bewaren	17
4. Informatie over deze thermometer	6	14. Apparaat verwijderen	18
5. Beschrijving van het apparaat	8	15. Technische gegevens	18
6. Ingebruikname	9	16. Richtlijnen	19
7. Thermometer inschakelen en instellen	10	17. Garantie/service	20



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.

Geachte klant,

We zijn blij dat u voor een product uit ons assortiment hebt gekozen. Onze naam staat voor hoogwaardige en grondig gecontroleerde kwaliteitsproducten op het gebied van warmte, zachte therapie, bloeddruk/diagnose, gewicht, massage en lucht.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem de aanwijzingen in acht.

Met vriendelijke groet,

Uw Beurer-team

Omvang van de levering

Controleer of de buitenkant van de verpakking intact is en of alle onderdelen aanwezig zijn. Alvorens het apparaat te gebruiken, moet worden gecontroleerd of het apparaat en de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn en moet al het verpakkingsmateriaal worden verwijderd. Wij adviseren u het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice.

- Koortsthermometer
- 2 AAA-batterijen van 1,5 V (LR03)
- Gebruiksaanwijzing

1. Verklaring van de symbolen

In deze gebruiksaanwijzing en op het apparaat worden de volgende symbolen gebruikt:

	WAARSCHUWING Waarschuwing voor situaties met verwondingsrisico's of gevaar voor uw gezondheid
	LET OP Waarschuwing voor mogelijke schade aan het apparaat of de toebehoren
	Aanwijzing Verwijzing naar belangrijke informatie
	Gebruiksaanwijzing in acht nemen
	Toegepast deel type BF

Storage/Transport 	Toegestane temperatuur en luchtvochtigheid bij opslag en transport
Operating 	Toegestane temperatuur en luchtvochtigheid bij gebruik
IP 22	Het apparaat is beschermd tegen voorwerpen van $\geq 12,5$ mm en tegen schuin neervallende druppels
	Serienummer
	Belangrijke informatie/tip

	Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Met de CE-markering wordt aangetoond dat het apparaat voldoet aan de fundamentele eisen van de richtlijn 93/42/EEG voor medische hulpmiddelen
	Fabrikant

	Kruisverwijzing naar een andere paragraaf
	Verpakking overeenkomstig de milieu-eisen verwijderen

2. Voorgeschreven gebruik

Deze thermometer is bedoeld voor het contactloos meten van de voorhoofdtemperatuur. Het is ook mogelijk om de object- en kamertemperatuur met deze thermometer te meten. De thermometer is geschikt om thuis te gebruiken. Met het apparaat kan de lichaamstemperatuur snel en eenvoudig worden vastgesteld. De waarden worden automatisch opgeslagen.

3. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen

3.1 Risico's voor gebruikers

- Gebruik het apparaat alleen nadat u deze gebruiksaanwijzing gelezen en begrepen hebt.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing. De gebruiksaanwijzing moet toegankelijk zijn voor alle gebruikers. Alle aanwijzingen moeten worden opgevolgd.
- Leg het apparaat minimaal 30 minuten voor de meting in de ruimte waarin u de meting gaat uitvoeren.
- Wacht na sportieve activiteiten, na het nemen van een bad of nadat u buiten bent geweest ongeveer 30 minuten voordat u een voorhoofdmeting uitvoert.
- De thermometer FT 85 is alleen bestemd voor gebruik op het in de gebruiksaanwijzing aangegeven meetpunt op het menselijk lichaam.
- Om uw normale gemiddelde temperatuur te bepalen, moet u regelmatig uw temperatuur meten. Bij het vermoeden van koorts vergelijkt u nu uw normale gemiddelde temperatuur met de momenteel gemeten temperatuur.

- Stel naar aanleiding van de meetresultaten niet zelf een diagnose en voer geen zelfbehandeling uit zonder uw behandelend arts te raadplegen. Begin vooral niet op eigen initiatief aan nieuwe medicatie en wijzig de soort en/of dosering van bestaande medicatie niet.
- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor het in deze gebruiksaanwijzing aangegeven doel.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door oneigenlijk of verkeerd gebruik.
- Kinderen mogen het apparaat niet gebruiken. Medische hulpmiddelen zijn geen speelgoed.
- Controleer voor elk gebruik of de lens onbeschadigd is. Neem als de lens beschadigd is contact op met uw verkoop- of servicepunt.
- Raak de lens niet met uw vingers aan.
- De waarden die u hebt gemeten, dienen slechts als indicatie – ze vormen geen vervanging van een medisch onderzoek! Raadpleeg uw arts, voordat u medische handelingen verricht.
- Reinig de thermometer na elk gebruik (▷ 12. Apparaat reinigen).
- Mocht u nog vragen hebben over het gebruik van het apparaat, dan kunt u contact opnemen met de verkoper of de klantenservice.

3.2 Risico's voor het apparaat

- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische schokken en laat het apparaat niet vallen.
- Het apparaat kan bij de aanwezigheid van elektromagnetische storingen onder omstandigheden mogelijk slechts beperkt worden gebruikt. Als gevolg daarvan kunnen bijv. foutmeldingen ontstaan of kan het display/apparaat uitvallen.
- Het gebruik van dit apparaat direct naast andere apparaten of met andere apparaten in gestapelde vorm moet worden vermeden, omdat dit een onjuiste werking tot gevolg kan hebben. Als gebruik op de hiervoor beschreven wijze noodzakelijk is, moeten dit apparaat en de andere apparaten in de gaten worden gehouden om er zeker van te zijn dat ze correct werken.
- Het gebruik van andere toebehoren dan de toebehoren die de fabrikant van dit apparaat vastgelegd of beschikbaar gesteld heeft, kan verhoogde elektromagnetische storingen of een verminderde bestandheid tegen storingen tot gevolg hebben, waardoor het apparaat mogelijk niet correct werkt.
- Als deze instructies niet in acht worden genomen, kan dit de prestatiekenmerken van het apparaat negatief beïnvloeden.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, extreme temperaturen of een hoge luchtvochtigheid.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet in aanraking komt met vloeistoffen. Het apparaat is niet waterdicht. Vermijd elk direct contact met water of andere vloeistoffen.
- Open of repareer het apparaat niet zelf. Laat het apparaat alleen repareren door geautoriseerde servicepunten, anders vervalt uw garantie.
- Draagbare en mobiele HF-communicatie-installaties kunnen het apparaat beïnvloeden.

3.3 ⚠️ Aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van batterijen

- Als vloeistof uit een batterijcel in aanraking komt met de huid of de ogen, moet u de betreffende plek met water spoelen en een arts raadplegen.
- ⚠️ **Gevaar voor inslikken!** Kleine kinderen kunnen batterijen inslikken, met verstikking als gevolg. Bewaar batterijen daarom buiten bereik van kleine kinderen!
- Neem de aanduiding van de polariteit (plus (+) en min (-)) in acht.
- Als er een batterij is gaan lekken, moet u veiligheidshandschoenen aantrekken en het batterijvak met een droge doek reinigen.
- Bescherm de batterijen tegen overmatige hitte.
- ⚠️ **Explosiegevaar!** Werp batterijen niet in vuur.
- Batterijen mogen niet worden opgeladen en niet worden kortgesloten.
- Haal de batterijen uit het batterijvak als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Gebruik alleen hetzelfde of een gelijkwaardig type batterij.
- Vervang altijd alle batterijen tegelijk.
- Gebruik geen accu's!
- Haal batterijen niet uit elkaar, open ze niet en hak ze niet in stukken.

4. Informatie over deze thermometer

De gemeten temperatuurwaarde kan variëren, afhankelijk van de plek op het lichaam waar deze wordt gemeten. De afwijking kan bij gezonde mensen bij verschillende plekken op het lichaam 0,2 °C tot 1 °C (0,4 °F tot 1,8 °F) bedragen.

Normaal temperatuurbereik bij verschillende thermometers:

	Meetwaarden	Gebruikte thermometer
Voorhoofdtemperatuur	35,8 °C tot 37,6 °C (96,4 °F tot 99,7 °F)	Voorhoofdthermometer
Oortemperatuur	36,0 °C tot 37,8 °C (96,8 °F tot 100,0 °F)	Oorthermometer
Orale temperatuur	36,0 °C tot 37,4 °C (96,8 °F tot 99,3 °F)	Conventionele thermometer
Rectale temperatuur	36,3 °C tot 37,8 °C (97,3 °F tot 100,0 °F)	Conventionele thermometer



Tip van Beurer

- Vergelijk nooit temperaturen met elkaar die met verschillende thermometers zijn gemeten.
- Geef aan uw arts door met welke thermometer en bij welke plek op het lichaam u de lichaamstemperatuur hebt gemeten. Houd hier ook rekening mee bij de zelfdiagnose.



Wanneer de thermometer voor de meting te lang wordt vastgehouden, wordt het apparaat verwarmd. Dit kan onjuiste meetresultaten tot gevolg hebben.

Invloeden op de lichaamstemperatuur

- Individuele, persoonsafhankelijke stofwisseling
- Leeftijd

De lichaamstemperatuur is bij zuigelingen en kleine kinderen hoger dan bij volwassenen. Bij kinderen komen hogere temperatuurschommelingen sneller en vaker voor. Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt de normale lichaamstemperatuur af.

- Kleding
- Buitentemperatuur
- Moment van de dag
's Ochtends is de lichaamstemperatuur lager. Deze stijgt gedurende de dag.
- Activiteiten
- Lichamelijke activiteiten en in mindere mate ook mentale activiteiten zorgen voor een verhoging van de lichaamstemperatuur.



Tip van Beurer

De meting van de lichaamstemperatuur levert een meetwaarde met de actuele lichaamstemperatuur van een mens op. Raadpleeg uw huisarts als u niet zeker weet hoe u de resultaten moet interpreteren of als er sprake is van abnormale waarden (bijv. koorts). Dat geldt ook in geval van kleine temperatuurveranderingen als er bijkomende ziekteverschijnselen optreden, zoals onrust, sterk zweten, rode huid, hoge hartslag, neiging tot flauwvallen enz.

5. Beschrijving van het apparaat


- 1 Display
- 2 **MODE/MEM**-toets
- 3 **LIGHT/SET**-toets
- 4  **SCAN**-toets
- 5 Meetsensor
- 6 Deksel batterijvak



Toetsen	Functies
MODE/MEM	MODE MEM Instellen van de meetmodus. Weergeven van de opgeslagen meetwaarden.
LIGHT/SET	LIGHT SET Handmatig inschakelen van de verlichting van het display. Instellen van de basisfuncties.
 SCAN	Apparaat inschakelen. Temperatuurmeting starten.

Beschrijving van het display

- 1 Modus "Objecttemperatuur"
- 2 Modus "Kamertemperatuur"
- 3 Modus "Voorhoofdtemperatuur"
- 4 Symbool geluidssignaal
- 5 Jaar
- 6 Geheugenfunctie
- 7 Datum
- 8 Weergave temperatuurwaarde/geheugenplaatsnummer
- 9 Weergave van de batterijstatus
- 10 Meetresultaat $\geq 38,0^{\circ}\text{C}$ ($\geq 100,4^{\circ}\text{F}$) "koorts"
- 11 Meetresultaat $< 37,5^{\circ}\text{C}$ ($< 99,5^{\circ}\text{F}$) "geen koorts"
- 12 Symbool displayverlichting
- 13 Temperatuurmeeleenheid Fahrenheit
- 14 Temperatuurmeeleenheid Celsius
- 15 Weergave jaar/datum/tijd



6. Ingebruikname

Batterij plaatsen

- Verwijder het deksel van het batterijvak.
- Plaats beide batterijen overeenkomstig de aangegeven polariteit in het batterijvak.
- Gebruik uitsluitend merkbatterijen van het type: 2 x 1,5 V micro (alkaline, type LR03). Let goed op dat de batterijen met de juiste polariteit worden geplaatst, zoals aangeduid. Er mogen geen oplaadbare batterijen worden gebruikt.
- Sluit vervolgens het batterijvak door het deksel aan te brengen en vast te klikken.



De thermometer wordt automatisch ingeschakeld en op het display verschijnt het instellingenmenu (▷ 7. Thermometer inschakelen en instellen).


7. Thermometer inschakelen en instellen

Druk kort op de  / **SCAN**-toets om de thermometer in te schakelen.

Na een korte zelftest en twee korte pieptonen is de thermometer gereed voor een voorhoofdmeting. Het apparaat staat na het inschakelen altijd in de modus "Voorhoofdtemperatuur" .

Basisfuncties instellen

In dit menu kunt u achtereenvolgens de volgende functies individueel instellen:




Temperatuurmeeteenheid

Plaats de batterijen in de thermometer of houd de **LIGHT/SET**-toets 3 seconden ingedrukt als de thermometer is ingeschakeld. Op het display knippert de temperatuurmeeteenheid (afb. 1).

U kunt de meetresultaten bekijken in de temperatuurmeeteenheid graden Celsius (°C) of graden Fahrenheit (°F).

- Wilt u de meetresultaten in graden Celsius bekijken, selecteer dan °C met de **MODE/MEM**-toets en bevestig uw keuze met de **LIGHT/SET**-toets.
- Wilt u de meetresultaten in graden Fahrenheit bekijken, selecteer dan °F met de **MODE/MEM**-toets en bevestig uw keuze met de **LIGHT/SET**-toets.




Afb. 1

Tijdweergave

Op het display knippert de tijdweergave (afb. 2).

- Stel met de **MODE/MEM**-toets de gewenste tijdweergave in en bevestig de instelling met de **LIGHT/SET**-toets.



Afb. 2


Op het display knippert het jaartal (afb. 3).

- Stel met de **MODE/MEM**-toets het jaar in en bevestig de instelling met de **LIGHT/SET**-toets.

Op het display knippert de dag/maand (afb. 4).

- Stel met de **MODE/MEM**-toets de dag en de maand in en bevestig de instelling met de **LIGHT/SET**-toets (afb. 5).

- ① Als de uurweergave 12h is ingesteld, worden de dag en de maand andersom weergegeven. Stel de datum en de tijd altijd correct in. Alleen zo kunnen uw meetwaarden met de juiste datum en tijd worden opgeslagen en later weer worden opgevraagd.



Afb. 3



Afb. 4



Afb. 5


Op het display knippert het uur (afb. 6).

- Stel met de **MODE/MEM**-toets het uur in en bevestig de instelling met de **LIGHT/SET**-toets.

Op het display knipperen de minuten (afb. 7).

- Stel met de **MODE/MEM**-toets de minuten in en bevestig de instelling met de **LIGHT/SET**-toets.

- ① In de 12-uursweergave wordt de tijd met AM/PM weergegeven.



Afb. 6




Afb. 7

Op het display knippert het symbool voor de displayverlichting (afb. 8).

U kunt de automatische displayverlichting (die na het meten van de voorhoofdtemperatuur gaat branden) in- of uitschakelen.

- Selecteer **ON** met de **MODE/MEM**-toets en bevestig uw keuze met de **LIGHT/SET**-toets om de automatische displayverlichting in te schakelen.
- Selecteer **OFF** met de **MODE/MEM**-toets en bevestig uw keuze met de **LIGHT/SET**-toets om de automatische displayverlichting uit te schakelen.



Afb. 8


U kunt de displayverlichting ook handmatig inschakelen door de **LIGHT/SET**-toets kort in te drukken. Het display wordt 5 seconden verlicht.

i Tijdens de meting kan de automatische of handmatige displayverlichting niet worden gebruikt.

Op het display knippert het symbool voor het geluidssignaal (afb. 9).

U kunt de geluidssignalen (die klinken bij het inschakelen van het apparaat, tijdens de meting en na afloop van de meting) in- of uitschakelen.

- Selecteer **ON** met de **MODE/MEM**-toets en bevestig uw keuze met de **LIGHT/SET**-toets om de geluidssignalen in te schakelen.
- Selecteer **OFF** met de **MODE/MEM**-toets en bevestig uw keuze met de **LIGHT/SET**-toets om de geluidssignalen uit te schakelen.



Afb. 9

8. Voorhoofdmeting



Tip van Beurer

Houd er rekening mee dat

- lichamelijke inspanning, veel zweet op het voorhoofd, inname van vaatvernauwende medicijnen en huidirritaties tot onjuiste meetresultaten kunnen leiden,
- het voorhoofd en de slapen vrij moeten zijn van zweet en cosmetica.
- Wij adviseren u drie voorhoofdmetingen uit te voeren. Als de drie meetresultaten van elkaar verschillen, neemt u de hoogste meetwaarde.
- Als het voorhoofd bedekt is met haar, zweet of vuil, moet u het voorhoofd wassen en daarna 10 minuten wachten om ervoor te zorgen dat de meting nauwkeurig is.
- Het is belangrijk dat u de thermometer tijdens de meting stil houdt. Als u de thermometer tijdens het meten beweegt, kan de meting hierdoor onnauwkeurig zijn.

- Druk kort op de  / **SCAN**-toets om de thermometer in te schakelen. Na een korte zelftest en twee korte pieptonen is het apparaat gereed voor een voorhoofdmeting. Het apparaat bevindt zich in de modus "Voorhoofdtemperatuur". Dit ziet u aan het symbool  op het display.



Afb. 10

- Houd de thermometer 2 tot 3 cm van de meetplek op het voorhoofd vandaan (afb. 11). Druk op de  / **SCAN**-toets.



Afb. 11

- ❗ Als het meetresultaat lager is dan 37,5 °C (99,5 °F), wordt "Smiley" op het display 😊 weergegeven om aan te geven dat er geen sprake is van koorts en dat de lichaamstemperatuur binnen het normale bereik ligt.



Afb. 12

Als het meetresultaat hoger is dan 38 °C (100,4 °F), wordt "Smiley" op het display ☹ weergegeven om aan te geven dat de lichaamstemperatuur boven het normale bereik ligt.



Afb. 13

De meetwaarde wordt automatisch samen met de datum/tijd en de classificatie "koorts" ☹ / "geen koorts" 😊 opgeslagen. De thermometer geeft door middel van twee korte pieptonen en een niet meer knipperend voorhoofdsymbool "👤" aan dat het apparaat klaar is voor een volgende meting.

Het apparaat wordt na ca. 60 seconden automatisch uitgeschakeld. U kunt het apparaat ook uitschakelen door de ⏻ / **SCAN**-toets 5 seconden ingedrukt te houden.

Opgeslagen meetwaarden weergeven

Het apparaat slaat uitsluitend meetwaarden op in de modus "Voorhoofdtemperatuur" "👤". Het apparaat slaat automatisch de meetwaarden van de laatste 60 metingen op.

Als de 60 geheugenplaatsen vol zijn en er een nieuwe waarde moet worden opgeslagen, wordt de oudste waarde gewist.

- Het geheugen kan als volgt worden opgevraagd:
- Houd de **MODE/MEM**-toets 3 seconden ingedrukt als de thermometer is ingeschakeld.

De laatste meetwaarde wordt weergegeven.

- Elke volgende keer dat u op de **MODE/MEM**-toets drukt, wordt de meetwaarde weergegeven.
- In de bovenste regel worden afwisselend de tijd en de datum weergegeven.

9. Objecttemperatuur/kamertemperatuur meten

Als u met deze thermometer de objecttemperatuur wilt meten, dan moet u de modus "Objecttemperatuur" openen.

- Druk daarvoor kort op de **MODE/MEM**-toets als de thermometer is ingeschakeld. Het apparaat schakelt naar de modus "Objecttemperatuur" (afb. 14).
- Houd de thermometer 2 tot 3 cm van de gewenste meetplek vandaan. Druk kort op de **SCAN**-toets en lees de temperatuur van het display af (afb. 15).

Het apparaat wordt na ca. 60 seconden automatisch uitgeschakeld. U kunt het apparaat ook uitschakelen door de **SCAN**-toets 5 seconden ingedrukt te houden.

Meetwaarden in de modus "Objecttemperatuur" worden niet opgeslagen.



Afb. 14



Afb. 15

Als u de thermometer wilt gebruiken om de kamertemperatuur te meten, dan moet u de modus "Kamertemperatuur" openen.

- Druk daarvoor twee keer kort op de **MODE/MEM**-toets als de thermometer is ingeschakeld. De thermometer schakelt naar de modus "Kamertemperatuur" (afb. 16).

- De kamertemperatuur wordt direct weergegeven (afb. 16).

Het apparaat wordt na ca. 60 seconden automatisch uitgeschakeld. U kunt het apparaat ook uitschakelen door de **SCAN**-toets 5 seconden ingedrukt te houden.

Meetwaarden in de modus "Kamertemperatuur" worden niet opgeslagen.



Afb. 16

10. Foutmeldingen

Fout-melding	Probleem	Oplossing
Er 1	Meting tijdens de zelftest, apparaat nog niet gereed voor de meting.	Wacht tot het voorhoofdsymbool niet meer knippert.
Er 3	Kamertemperatuur onder 15°C of boven 40°C (<59°F, >104°F).	Kamertemperatuur moet tussen 15°C en 40°C liggen (59°F, 104°F).
H	(1) Modus "Voorhoofdtemperatuur": de gemeten temperatuur is hoger dan 42,2 °C (108 °F). (2) Modus "Objecttemperatuur": de gemeten temperatuur is hoger dan 80 °C (176 °F).	Gebruik de thermometer uitsluitend binnen het aangegeven temperatuurbereik. Neem bij herhaaldelijk optredende foutmeldingen contact op met de verkoper of met de klantenservice.
Lo	(1) Modus "Voorhoofdtemperatuur": De gemeten temperatuur is lager dan 34 °C (93,2 °F). (2) Modus "Objecttemperatuur": De gemeten temperatuur is lager dan 0°C (32°F).	Gebruik de thermometer uitsluitend binnen het aangegeven temperatuurbereik. Neem bij herhaaldelijk optredende foutmeldingen contact op met de verkoper of met de klantenservice.
	De batterijen zijn leeg.	Vervang de batterijen.

11. Batterijen

Batterijen vervangen

Voor dit apparaat zijn twee AAA-batterijen (LR03) nodig.

- Open het batterijvak.
Schuif het deksel van het batterijvak daarvoor naar beneden.
- Haal de lege batterijen uit het batterijvak.
- Plaats nieuwe batterijen in het batterijvak.
Let er daarbij op dat u de batterijen met de juiste polariteit plaatst.
- Sluit het batterijvak.



Batterijen verwijderen

- Deponeer de gebruikte, volledig lege batterijen in de daarvoor specifiek bestemde afvalbakken of bied ze bij het afvalverwerkingsstation of de elektriciteitszaak aan als chemisch afval. U bent wettelijk verplicht de batterijen correct te verwijderen.
- Deze tekens kunt u aantreffen op batterijen met schadelijke stoffen:

Pb = batterij bevat lood

Cd = batterij bevat cadmium

Hg = batterij bevat kwik



12. Apparaat reinigen



- De meetsensor is het gevoeligste onderdeel van de thermometer. Ga bij het reinigen van de meetsensor zeer voorzichtig te werk.
 - Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.
 - Neem altijd de veiligheidsrichtlijnen voor de gebruiker en het apparaat in acht.
- ▷ 3. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen

Reinig de meetsensor na elk gebruik. Gebruik daarvoor een zachte doek of een wattenstaafje, eventueel bevochtigd met een desinfecterend middel of 70% alcohol.

Gebruik voor het reinigen van het gehele apparaat een zachte, licht met zeepsop bevochtigde doek. Er mag in geen geval water in het apparaat binnendringen.

Gebruik het apparaat pas weer wanneer het helemaal droog is.

13. ⚠ Apparaat bewaren

Bewaar of gebruik het apparaat niet bij een te hoge of te lage temperatuur of luchtvochtigheid (▷ 15. Technische gegevens), in zonlicht, in combinatie met elektrische stroom of in stoffige ruimten. Dit kan anders leiden tot onnauwkeurige metingen.

Verwijder de batterijen als u het apparaat langere tijd wilt opbergen.

14. Apparaat verwijderen

Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil worden weggegooid. U kunt het apparaat inleveren bij gespecialiseerde verzamelpunten in uw land.

Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).



Neem bij vragen contact op met de verantwoordelijke instantie voor afvalverwijdering in uw gemeente.

15. Technische gegevens

Als het apparaat niet binnen de specificaties wordt gebruikt, kan niet worden gegarandeerd dat het apparaat correct functioneert! De nauwkeurigheid van deze thermometer is zorgvuldig gecontroleerd en het apparaat is ontwikkeld met het oog op een lange levensduur.

Wanneer het apparaat in de geneeskunde wordt gebruikt, moeten meettechnische controles met daarvoor geschikte middelen worden uitgevoerd. Uitgebreide informatie over het controleren van de nauwkeurigheid kan worden aangevraagd via het servicepunt. Technische wijzigingen voor de verbetering en verdere ontwikkeling van het product voorbehouden.

Type	FT 85
Meetmethode	Contactloze infraroodmeting
Basisfuncties	Meting voorhoofdtemperatuur Meting objecttemperatuur Meting kamertemperatuur
Maateenheden	Celsius (°C) of Fahrenheit (°F)
Omstandigheden bij gebruik	15 °C tot 40 °C (59 °F tot 104 °F) bij een relatieve luchtvochtigheid van < 95%
Omstandigheden bij opslag en transport	-20 °C tot 50 °C (-4 °F tot 122 °F) bij een relatieve luchtvochtigheid van < 85%
Meetafstand	2 tot 3 cm afstand tot de meetplek
Meetbereiken en nauwkeurigheid meting voorhoofdtemperatuur	Meting voorhoofdtemperatuur 34 °C tot 42,2 °C (93,2 °F tot 108 °F) Meetnauwkeurigheid 34 °C tot 42,2 °C: ± 0,2 °C (93,2 °F tot 108 °F: ± 0,4 °F)

Klinische herhaalbaarheid	Voorhoofd: Kinderen van 1 tot 5 jaar $\pm 0,07^{\circ}\text{C}$ ($0,13^{\circ}\text{F}$) Volwassenen $\pm 0,08^{\circ}\text{C}$ ($0,14^{\circ}\text{F}$)
Meetbereiken en nauwkeurigheid meting objecttemperatuur	Meting objecttemperatuur 0°C tot 80°C (32°F tot 176°F) Meetnauwkeurigheid $\pm 4\%$ of $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 4^{\circ}\text{F}$)
Geheugenfunctie meting lichaamstemperatuur	Slaat automatisch de laatste 60 meetwaarden op
Geluidssignaal	Klinkt wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, tijdens de meting en na afloop van de meting (instelbaar)
Weergave	LCD-scherm
Energiebesparende functies	Apparaat wordt na 1 minuut automatisch uitgeschakeld
Afmetingen breedte x diepte x hoogte	161 x 42,8 x 36 mm
Gewicht	67 g (zonder batterijen)
2 AAA-batterijen, LR03	Capaciteit voor ca. 2000 metingen De levensduur van de batterij wordt korter wanneer er extra functies zijn ingeschakeld, zoals het geluidssignaal of de displayverlichting

Het serienummer staat op het apparaat of in het batterijvak.

16. Richtlijnen

Het apparaat voldoet aan de EU-richtlijn voor medische hulpmiddelen 93/42/EEC, de Duitse wet inzake medische hulpmiddelen, de norm ASTM E 1965 - 98 en aan de Europese norm EN 60601-1-2 (overeenstemming met CISPR 11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3) en is onderworpen aan bijzondere veiligheidsmaatregelen op het gebied van elektromagnetische compatibiliteit. Het apparaat is geschikt voor gebruik in alle omgevingen die in deze gebruiksaanwijzing worden vermeld, waaronder de thuisomgeving.

17. Garantie/service

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (hierna “Beurer” genoemd) verleent onder de hierna genoemde voorwaarden en in de hierna beschreven omvang garantie voor dit product.

De hierna genoemde garantievoorwaarden laten de wettelijke garantieverplichtingen van de verkoper uit de koopovereenkomst met de koper onverlet.

De garantie geldt bovendien onverminderd de dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen.

Beurer garandeert de probleemloze werking en de volledigheid van dit product.

De wereldwijde garantieperiode bedraagt 5 jaar vanaf het moment van aankoop van het nieuwe, ongebruikte product door de koper.

Deze garantie geldt alleen voor producten die de koper als consument heeft aangeschaft en die de koper uitsluitend voor persoonlijke doeleinden in het kader van thuisgebruik gebruikt.

Het Duitse recht is van toepassing.

Als dit product tijdens de garantieperiode onvolledig of wat betreft de werking gebrekkig overeenkomstig de volgende bepalingen blijkt te zijn, zal Beurer overeenkomstig deze garantievoorwaarden een gratis vervangende levering of reparatie verzorgen.

Als de koper een garantieclaim wil indienen, neemt hij eerst contact op met de lokale verkoper: zie de meegeleverde lijst “Service International” met serviceadressen.

De koper krijgt dan nadere informatie over de afwikkeling van de garantieclaim, bijvoorbeeld over waar hij het product naartoe moet sturen of welke documenten nodig zijn.

Er kan alleen aanspraak op garantie worden gemaakt als de koper

- een kopie van de factuur/aankoopbon en

- het originele product

aan Beurer of een geautoriseerde partner van Beurer kan overleggen.

Uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie zijn

- slijtage die veroorzaakt is door normaal gebruik of verbruik van het product;
- met dit product meegeleverde toebehoren die bij correct gebruik slijten of verbruikt worden (bijvoorbeeld batterijen, accu's, manchetten, afdichtingen, elektroden, lampen, opzetstukken en inhalatortoebehoren);
- producten die oneigenlijk en/of anders dan vermeld in de bepalingen van de gebruiksaanwijzing gebruikt, gereinigd, opgeborgen of onderhouden zijn en producten die door de koper of door een niet door Beurer geautoriseerd servicecenter geopend, gerepareerd of omgebouwd zijn;
- schade die tijdens het transport tussen fabrikant en klant en/of tussen servicecenter en klant ontstaat;
- producten die als B-stockartikelen of als gebruikte artikelen gekocht zijn;
- gevolgschade die op een gebrek van dit product berust (voor dit geval kunnen echter aanspraken uit productaansprakelijkheid of uit andere dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen bestaan).

Reparaties of een complete vervanging verlengen in geen geval de garantieperiode.

