

airmax®



EE

ABIVAHEND NORSKAMISE VASTU JA LAHENDUS NEILE, KELLEL ON PROBLEEME HINGAMISEGA

Airmax kasutamise hõlbustab ninahingamist ja suurendab õhuvoolu läbi nina, mille tulemuseks on:

- Vähem "kinnist" nina
- Paranenud ninakaudu hingamine magades
- Vähem probleeme norskamisega
- Paranenud nina funktsioonid (õhu soojendamise, puhastamine ja niisutamise)
- Õhuvoolu suurendamine, läbi nina, sportimise ajal

Airmax on näidustatud kasutamiseks täiskasvanutel ja lastel alates 12. eluaastast, et soodustada nina kaudu hingamist.

MIKS AIRMAX?

Airmax on ninaspreide valdkonna arendus. Airmaxi on välja töötanud õhuvoolu eksperdid ja Airmaxi efektiivsus on kinnitanud kõrva-nina-kurguarstid. Airmax laiendab ninaõõnt nina kitsamas osas ning on valmistatud pehmest, lõhnatust ja meditsiiniliselt sertifitseeritud plastikust (SEBS), mis muudab Airmaxi kandmise ülimugavaks. Airmax on äärmiselt efektiivne ja on teaduslikult tõestatud, et õhuvool läbi nina paraneb keskmiselt 76,1%.

KASUTUSJUHEND

Puhaastage Airmax enne ja pärast kasutamist veega. Ärge kasutage selleks abrasiivseid ega desinfitseerimisvahendeid. Airmaxi esmakordsel kasutamisel soovime kasutada peeglit. Airmax on paigaldatud õigesti, kui toode on asetatud mõlemasse ninasõõrmesse, "tiivad" laiendavad ninakanalit (laiendavad nina sissepeäsu ninasõõrmete kohal) ja "ühendusildid" toetub tihedalt vastu nina vaheseina. Vt fotot. Airmaxi tuleks kasutada vähemalt 2 nädalat, et nina toote kujuga harjaks. Sport Airmaxil on väikesed "konksud", mis tagavad, et Airmax ei saaks treeningu ajal kergesti välja kukkuda.

AIRMAXI saab kasutada kuni 3 kuud.

Toodet tuleb säilitada kuivana ja hoida kaitstuna otsese UV-valguse eest. Korrektsete säilitustingimuste eiramine võib põhjustada toote omaduste halvenemist, mille tulemuseks on lõhna tekkimine, värvimuutus. Halvenenud omadused ei mõjuta otseselt toote toimet. Kuid võivad muuta toote kasutamise ebamugavamaks.

MILLAL EI SAA AIRMAXI KASUTADA?

Kui teil on raskusi Airmaxi ninakanalisse paigaldamisega, kuna teie nina pole sümmeetriline või kui te pärast Airmaxi kasutamist ei taju hingamise parnemist, soovime teil pöörduda kõrva-nina-kurguarsti poole. Siiani pole täheldatud allergilisi reaktsioone ega muid vastunäidustusi.

TÄHELEPANU!

Airmax on mõeldud ainult ninasse paigaldamiseks. Ei sobi alla 12-aastastele lastele. Hoidke Airmaxi väikelastele kättesaamatus kohas. Võimalike nakuste vältimiseks tohib Airmaxi kasutada vaid üks isik. Kõikidest tootega seotud tõsisest juhtumitest tuleb teavitada tootjat või tootja poolt volitud esindajat. Toote kasutusest kõrvaldamisel kehtivad jäätmekäitluse üldised reeglid.

Soovime teile palju rõõmu, rohkem õhku ja head und!

GB

TOP AID TO BREATHE FREELY THROUGH YOUR NOSE AND TO STOP SNORING

Using the Airmax relieves nasal breathing and improves airflow resulting in:

- Less "blocked" noses
- Better breathing during sleep
- Less trouble with snoring
- Improves the functions of the nose (warming, cleaning, and moisturising the air)
- More airflow through the nose while exercising

Airmax has been developed for every person from the age of 12 to improve breathing through the nose.

WHY THE AIRMAX?

The Airmax is a development in the field of nasal sprays. The shape of the Airmax has been developed by airflow experts and its effect has been tested by ENT doctors. The Airmax widens the nasal passage in the narrowest part of the nose and is made of a soft, odourless, and medically certified plastic (S.E.B.S.) which makes wearing the Airmax extremely comfortable. The Airmax has an extremely effective operation and achieves a scientifically proven average of 76.1% increase in air flow.

INSTRUCTIONS OF USE

Rinse the Airmax before and after use with water. Do not use any abrasives or disinfectants for this. We recommend that you use a mirror the first time you insert the Airmax in the nose to guarantee the correct placement of the Airmax. The Airmax will fit properly when the product is placed in both nostrils, the legs widen the nasal entrance above the nostrils and the "connecting bridge" fits snugly against the nasal septum. See image.

Use the Airmax for at least 2 weeks consecutively to get used to it.

Note that the Sport Airmax has small "hooks" so that the Airmax cannot easily fall out during exercise.

THE AIRMAX CAN BE USED FOR 3 MONTHS.

The product should be stored dry and kept out of direct UV light. Improper storage can lead to degradation, resulting in odour development, colour changes and can have negative effects on the physical properties of this product. The negative physical properties have no effect on the direct action of the device. However, this will make the product less comfortable during use.

WHEN SHOULD YOU NOT USE THE AIRMAX?

If you have difficulties placing the Airmax in the nose because your nose is not symmetrical or if you still cannot breathe better after placing the Airmax in the nose, we recommend that you see an ENT specialist. To date no allergic reactions or other contra-indications have been reported.

ATTENTION!

The Airmax is only suitable for placement in the nose. Not suitable for children under 12 years. Keep the Airmax out of reach of small children. The Airmax may only be used by 1 person to prevent contamination. Any serious incident related to the device must be reported to the manufacturer and the competent authority of the member State where the user is established. When disposing of this product, the general statutory regulations for waste separation apply.

We wish you a lot of fun, more air and a good night's sleep!

DE

DAS MITTEL DER WAHL, UM FREIER DURCH DIE NASE ZU ATMEN UND GEGEN SCHNARCHEN

Die Verwendung des Airmax erleichtert die Nasenatmung und verbessert den Luftstrom, was folgende Wirkung hat:

- Weniger Probleme mit einer „verstopften“ Nase
- Besseres Atmen im Schlaf
- Reduziert störendes Schnarchen
- Verbessert die Funktionen der Nase (Erwärmen, Reinigen und Befeuchten der Luft)
- Mehr Luft durch die Nase beim Sport

Airmax wurde für alle Personen über 12 Jahren entwickelt, um die Nasenatmung zu verbessern.

WARUM AIRMAX?

Der Airmax ist eine Entwicklung auf dem Gebiet der Nasendilatatoren. Die Form des Airmax wurde von Luftströmungsexperten entwickelt und seine Wirkung von HNO-Ärzten getestet. Der Airmax weitet den Nasengang im engsten Teil der Nase. Er besteht aus einem weichen, geruchlos und medizinisch geprüften Kunststoff (S.E.B.S.), der einen hohen Tragekomfort bietet. Der Airmax ist äußerst effektiv und erzielt eine wissenschaftlich

bewiesene Steigerung des Luftstroms von durchschnittlich 76,1%.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Der Airmax vor und nach Gebrauch mit Wasser abspülen. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungs- oder Desinfektionsmittel. Beim erstmaligen Einsetzen des Airmax in die Nase empfehlen wir die Verwendung eines Spiegels, um den Airmax richtig platzieren zu können. Der Airmax sitzt richtig, wenn das Produkt in beide Nasenlöcher eingesetzt wird, die Flügel den Naseneingang über den Nasenlöchern weiten und die "Verbindungsbrücke" genau auf der Nasenscheidewand sitzt. Siehe Abbildung.

Verwenden Sie den Airmax mindestens 2 Wochen ununterbrochen, um sich an ihn zu gewöhnen. Beachten Sie, dass der Airmax Sport kleine „Haken“ hat, damit der Airmax beim Training nicht so schnell herausfallen kann.

DER AIRMAX KANN 3 MONATE VERWENDET WERDEN.

Das Produkt sollte trocken gelagert und vor direktem UV-Licht geschützt werden. Unsachgemäße Lagerung kann zu Qualitätsverlust führen, der Geruchsentwicklung und Farbveränderungen zur Folge hat und negative Auswirkungen auf die physikalischen Eigenschaften dieses Produkts haben kann. Die negativen physikalischen Eigenschaften haben keinen Einfluss auf die direkte Funktion des Gerätes. Sie führen jedoch dazu, dass das Produkt weniger komfortabel im Gebrauch ist.

WANN SOLLTEN SIE DEN AIRMAX NICHT VERWENDEN?

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, den Airmax in die Nase einzuführen, weil Ihre Nase nicht symmetrisch ist, oder wenn sich Ihre Atmung nach dem Einsetzen des Airmax in Ihre Nase immer noch nicht verbessert hat, empfehlen wir Ihnen, einen HNO-Arzt aufzusuchen. Es sind bisher keine allergischen Reaktionen oder andere Kontraindikationen bekannt.

ACHTUNG!

Der Airmax ist nur zum Einsetzen in die Nase geeignet. Nicht geeignet für Kinder unter 12 Jahren. Bewahren Sie den Airmax außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Der Airmax darf nur von 1 Person benutzt werden, um Verunreinigungen zu vermeiden. Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit dem Gerät muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats gemeldet werden, in dem der Benutzer ansässig ist. Bei der Entsorgung dieses Produkts gelten die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen zur Abfalltrennung.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Airmax, mehr Luft und eine gute Nachtruhe!

NL

HÉT MIDDEL OM VRIJER TE ADEMEN DOOR UW NEUS EN TEGEN SNURKEN

Het gebruik van de Airmax verlicht de neusaademhaling en verbetert de luchtstroom met als resultaat:

- Minder problemen bij een 'verstopte' neus
- Beter ademhalings tijdens nachtrust
- Minder last van snurken
- Verbeterd de functies van de neus (opwarmen, reinigen en hydrateren van de lucht)
- Meer lucht door de neus tijdens het sporten

Airmax is ontwikkeld voor ieder persoon vanaf 12 jaar voor een verbetering van ademhaling door de neus.

WAAROM DE AIRMAX?

De Airmax is een ontwikkeling op het gebied van neusspreiders. De vorm van de Airmax is door luchtstroomexperts ontwikkeld en de werking is door KNO-artsen getest. De Airmax verwijdt de neusdoorgang in het smalste gedeelte van de neus en is vervaardigd van een zachte, reukloze en medisch gecertificeerde kunststof (S.E.B.S.) waardoor het dragen van de Airmax uiterst comfortabel is. De Airmax heeft een uiterst effectieve werking en realiseert een wetenschappelijk bewezen toename van de luchtstroom met een gemiddelde van 76,1%.

GEBRUIKSAANWIJZING

De Airmax voor en na gebruik afspelen met water. Gebruik hierbij geen hardnekkige schoonmaakmiddelen of desinfectants. Als u de eerste keer de Airmax in de neus plaatst, adviseren wij het gebruik van een spiegel zodat u de Airmax goed kunt plaatsen. De Airmax zit goed als het product in beide neusgaten is geplaatst, de pootjes de neusgang boven de neusleugels verwijderen en de 'verbindingsbrug' goed aansluit op het neustussenschot. Zie afbeelding. Gebruik de Airmax tenminste 2 weken achter elkaar om eraan te wennen.

Let erop dat de Sport Airmax kleine 'haakjes' heeft zodat de Airmax tijdens het sporten niet makkelijk kan uitvallen.

DE AIRMAX KAN 3 MAANDEN LANG GEBRUIKT WORDEN.

Het product moet droog worden bewaard en buiten direct UV-licht worden gehouden. Onjuiste opslag kan leiden tot degradatie, wat resulteert in geurontwikkeling, kleurveranderingen en kan negatieve effecten hebben op de fysieke eigenschappen van dit product. De negatieve fysieke eigenschappen hebben geen effect op de directe werking van het hulpmiddel. Effect zal het product hierdoor minder comfortabel zijn tijdens het gebruik.

WANNEER MOET U DE AIRMAX NIET GEBRUIKEN?

Als u moeilijkheden heeft bij het plaatsen van de Airmax in de neus, omdat uw neus niet symmetrisch is of als u na het plaatsen van de Airmax in de neus nog steeds niet beter kunt ademen, adviseren wij u naar een KNO-arts te gaan. Tot dusver zijn allergische reacties of andere contra-indicaties niet bekend.

ATTENTIE!

De Airmax is alleen geschikt voor plaatsing in de neus. Niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar. Houd de Airmax uit de buurt van kleine kinderen. De Airmax mag maar door 1 persoon gebruikt worden om besmetting te voorkomen. Elk ernstig voorval in verband met het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker is gevestigd. Bij verwijdering van dit product gelden de algemene wettelijke voorschriften voor afvalscheiding.

Wij wensen u veel gebruiksplezier, meer lucht en een goede nachtrust!

ES

LA SOLUCIÓN PARA RESPIRAR MEJOR POR LA NARIZ Y NO RONCAR

El uso del Airmax aligera la respiración nasal y mejora el flujo de aire consiguiendo:

- Menos problemas si se tiene la nariz "tapada"
- Mejor respiración durante el descanso nocturno
- Reducción de los ronquidos
- Mejora de las funciones nasales (calentamiento, limpieza e hidratación del aire)
- Más entrada de aire por la nariz al practicar deporte

Airmax es adecuado para mejorar la respiración nasal de cualquier persona mayor de 12 años.

¿POR QUÉ ESCOGER AIRMAX?

Airmax es un desarrollo en el ámbito de los expansores nasales. La forma de Airmax ha sido diseñada por expertos en aerodinámica y su funcionamiento ha sido verificado por médicos otorinolaringólogos. El Airmax amplía la apertura nasal en la parte más estrecha de la nariz y está hecho de un plástico suave, inodoro y certificado médicamente (S.E.B.S.) por lo que llevarlo es muy cómodo. Airmax tiene un resultado muy efectivo y consigue un incremento de la entrada de aire, comprobado científicamente, en una media del 76,1 %.

INSTRUCCIONES DE USO

Enjuagar con agua antes y después de usar Airmax. No utilizar ningún limpiador o desinfectante agresivo. La primera vez que se coloca en la nariz, recomendamos usar un espejo para poder colocarlo bien. Airmax estará en su sitio si está colocado en ambas fosas nasales, las patas expanden los orificios por encima de las aletas nasales y el "puente de conexión" está bien fijado sobre el tabique nasal. Ver ilustración. Utilizar Airmax al menos durante 2 semanas seguidas para acostumbrarse. Observe que el Sport Airmax tiene unos pequeños "ganchitos" para que no se caiga fácilmente mientras hace deporte.

AIRMAX SE PUEDE UTILIZAR DURANTE 3 MESES.

El producto ha de estar seco antes de guardarlo y se debe mantener en un lugar protegido de los rayos UV. Si se guarda de forma incorrecta, se puede deteriorar, lo que puede producir olor, cambios de color y tener efectos negativos sobre las propiedades físicas del producto. Las propiedades físicas negativas no influyen en el funcionamiento del accesorio. Sin embargo, el uso del producto será menos cómodo.

¿CUÁNDO NO SE DEBE USAR AIRMAX?

Si se tienen dificultades para colocar el Airmax en la nariz, porque no es simétrica o si después de colocarlo no puede respirar mejor, recomendamos visitar un médico otorinolaringólogo. Hasta la fecha no se han registrado reacciones alérgicas ni otras contraindicaciones.

¡ATENCIÓN!

Airmax solo es adecuado para su uso en la nariz. No es apropiado para niños menores de 12 años. Mantener fuera del alcance de los niños pequeños. El Airmax solo debe utilizarlo 1 persona, para evitar riesgo de contagio. Cualquier accidente serio relacionado con este accesorio ha de ser notificado al fabricante y a la autoridad competente en el país de residencia del usuario. Para la eliminación de este producto se aplican las normas legales generales para la separación de residuos.

Je le deseamos que disfrute de su uso, más aire y un buen descanso nocturno!

IT

LO STRUMENTO CHE TI FARÀ RESPIRARE MEGLIO CON IL NASO ED EVITARE DI RUSSARE

Utilizzare Airmax permette di facilitare la respirazione nasale e di migliorare il flusso dell'aria al suo interno ottenendo i seguenti risultati:

- Diminuiscono i problemi di naso "chiuso"
- Migliora la respirazione durante il sonno
- Diminuisce il russare
- Migliorano le funzioni fisiologiche del naso (riscaldare, filtrare e idratare l'aria)
- Aumenta il flusso dell'aria nel naso durante l'attività fisica

Airmax è stato progettato per essere utilizzato dai 12 anni in su per migliorare la respirazione nasale.

PERCHÉ AIRMAX?

Airmax è l'evoluzione nel campo dei dilatatori nasali. La forma di Airmax è stata progettata da esperti della respirazione, e la sua efficacia è stata testata da medici otorinolaringoiatri. Airmax dilata il condotto nasale nella parte più stretta del naso, ed è realizzato con un materiale di plastica morbida, inodore e certificato per l'utilizzo medico (S.E.B.S.), per questo indossare Airmax è assolutamente confortevole. Airmax ha un effetto estremamente efficace, e produce un aumento scientificamente provato del flusso dell'aria all'interno del naso in media del 76,1%.

ISTRUZIONI PER L'USO

Pulire Airmax con acqua prima e dopo l'uso. Non utilizzare disinfettanti o detersivi aggressivi. Per indossare Airmax sul naso la prima volta, si consiglia di utilizzare uno specchio per posizionarlo in modo corretto. Airmax è indossato correttamente quando il prodotto è posizionato all'interno di entrambe le narici, con le alette che allargano l'ingresso nasale sopra le narici e con il "ponte" che calza perfettamente sul setto nasale. Vedi l'immagine. Utilizzare Airmax almeno 2 settimane consecutive per abituarvi. Si noti che Sport Airmax ha dei piccoli "ganci" che servono a evitare che possa cadere durante gli esercizi.

AIRMAX PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER 3 MESI.

Il prodotto deve essere conservato all'asciutto, e deve rimanere lontano dai raggi UV diretti. Se non viene conservato in modo appropriato possono verificarsi delle alterazioni del prodotto, con conseguente sviluppo di cattivi odori, cambiamenti di colore ed eventuali ripercussioni sulle sue proprietà fisiche. L'alterazione delle proprietà fisiche non influisce sull'azione dello strumento, ma sicuramente lo rende meno comodo durante l'uso.

QUANDO NON SI DEVE USARE AIRMAX?

Se ci sono difficoltà a posizionare l'Airmax all'interno perché il naso non è perfettamente simmetrico o se comunque non si riesce a respirare bene dopo aver posizionato l'Airmax nel naso, consigliamo di consultare uno specialista otorinolaringoiatra. Finora non sono note reazioni allergiche o altre controindicazioni.

ATTENZIONE!

Airmax è adatto unicamente a essere posizionato all'interno del naso. Non è adatto ai bambini di età inferiore ai 12 anni. Tenere Airmax lontano dalla portata di bambini piccoli. Airmax può essere utilizzato solo da 1 persona per prevenire infezioni. Qualsiasi incidente grave in relazione all'uso del dispositivo deve essere segnalato al produttore e alle autorità competenti dello Stato membro in cui risiede l'utente. Per lo smaltimento del prodotto si applicano le norme generali in vigore per la raccolta differenziata.

Vi auguriamo un buon utilizzo del prodotto, respiri profondi e un ottimo riposo notturno!

FR

LA MEILLEURE FAÇON DE RESPIRER PLUS LIBREMENT PAR LE NEZ ET D'ÉVITER DE RONFLER

L'utilisation de l'Airmax soulage votre respiration nasale et améliore le flux d'air, ce qui se traduit

par :

- Moins de problèmes de nez « bouché »
- Une meilleure respiration pendant la nuit.
- Moins d'ennuis dus aux ronflements
- Améliore les fonctions du nez (réchauffement, nettoyage et hydratation de l'air)
- Plus d'air par le nez lors de l'exercice physique

Airmax a été conçu pour des personnes de plus de 12 ans dans le but d'améliorer la respiration par le nez.

POURQUOI L'AIRMAX ?

L'Airmax est une innovation dans le domaine de la dilatation des voies nasales. Sa forme a été conçue par des experts en flux d'air et testée par des spécialistes en ORL. L'Airmax dilate les voies nasales au niveau de la partie la plus étroite du nez. Fabriqué en un plastique souple, inodore et certifié médicalement (S.E.B.S.), cet appareil est extrêmement confortable à porter. L'Airmax a une grande efficacité et permet une augmentation du débit d'air scientifiquement prouvée de 76,1 % en moyenne.

MODE D'EMPLOI

Rincez l'Airmax à l'eau avant et après utilisation. N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de désinfection persistants. Lorsque vous insérez l'Airmax dans le nez pour la première fois, nous vous recommandons d'utiliser un miroir afin de pouvoir positionner l'Airmax correctement. L'Airmax est correctement positionné lorsque le produit est inséré dans les deux narines, les languettes dilatent les voies nasales au-dessus des narines et le « pont de connexion » s'ajustant parfaitement à la cloison nasale. Voir l'image. Pour vous y habituer, utilisez l'Airmax pendant au moins deux semaines d'affilée. Notez que le Sport Airmax est doté de petits « crochets » pour éviter qu'il ne tombe pendant les activités sportives.

AIRMAX PEUT ÊTRE UTILISÉ PENDANT 3 MOIS.

Le produit doit être conservé au sec et à l'abri de la lumière UV directe. Un mauvais stockage peut entraîner une dégradation, qui se traduit par le développement d'odeurs, des changements de couleur pouvant entraîner des effets négatifs sur les propriétés physiques de ce produit. Les propriétés physiques négatives n'affectent pas la fonction directe de l'appareil. Cependant, elles rendront le produit moins confortable lors de son utilisation.

DANS QUELS CAS NE FAUT-IL PAS UTILISER L'AIRMAX ?

Dans le cas où vous éprouvez des difficultés à insérer l'Airmax dans le nez, soit parce que votre nez n'est pas symétrique, soit parce que votre respiration ne s'améliore toujours pas après l'insertion de l'Airmax dans le nez, nous vous recommandons de consulter un spécialiste ORL. À ce jour, aucune réaction allergique ou autre contre-indication n'est connue.

ATTENTION ! L'Airmax ne peut être placé dans le nez. Ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans. Gardez l'Airmax hors de portée des jeunes enfants. Airmax est destiné à être utilisé par une seule personne afin d'éviter toute contamination. Tout incident grave lié au dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouve l'utilisateur. Les dispositions légales générales relatives à la séparation des déchets s'appliquent lors de l'élimination de ce produit.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à l'utilisation, une meilleure oxygénation et une bonne nuit de sommeil !

GR

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΕΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΡΟΧΑΛΗΤΟ

Η χρήση του Air Max ανακουφίζει τη ρινική αναπνοή και βελτιώνει τη ροή του αέρα:

- Λιγότερο «βουλωμένες» μύτες
- Καλύτερη αναπνοή κατά τον ύπνο
- Λιγότερο πρόβλημα με το ροχαλιτό
- Βελτιώνει τις λειτουργίες της μύτης (θέρμανση, καθαρισμός και ενυδάτωση του αέρα)
- Περισσότερη ροή αέρα μέσω της μύτης κατά την άσκηση

Το Air Max έχει αναπτυχθεί για οποιοδήποτε από την ηλικία των 12 ετών για να βελτιώσει την αναπνοή μέσω της μύτης.

ΓΙΑΤΙ ΤΟ AIRMAX;

Το Airmax αποτελεί μια εξέλιξη στον τομέα των ρινικών εκνεφωμάτων. Το σχήμα του Airmax έχει αναπτυχθεί από εμπειρογνώμονες ροής αέρα και το αποτέλεσμα έχει δοκιμαστεί

από γιατρούς ωτορινολαρυγγολογίας. Το Airmax διευρύνει την αναπνευστική οδό στο πιο στενό τμήμα της μύτης και είναι κατασκευασμένο από ένα μαλακό, άσπρο και ιατρικά πιστοποιημένο πλαστικό (S.E.B.S.) που καθιστά τη χρήση του Airmax ιδιαίτερα άνετη. Το Airmax έχει μια εξαιρετικά αποτελεσματική λειτουργία και επιτυγχάνει μια επιστημονικά αποδεδειγμένη μέση αύξηση της ροής του αέρα κατά 76,1%.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ξεπλύνετε το Airmax πριν και μετά τη χρήση με νερό. Μη χρησιμοποιείτε καθόλου λειαντικά ή απολυμαντικά για αυτό. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε έναν καθρέφτη την πρώτη φορά που τοποθετείτε το Airmax στη μύτη για να εγγυηθείτε τη σωστή τοποθέτηση του Airmax. Το Airmax θα ταιριάζει σωστά όταν το προϊόν τοποθετείται και στα δύο ρουθούνια, τα άκρα διευρύνουν τη ρινική είσοδο πάνω από τα ρουθούνια και η "γέφυρα σύνδεσης" ταιριάζει άνετα στο ρινικό διάφραγμα. Δείτε την εικόνα.

Χρησιμοποιήστε το Airmax για τουλάχιστον 2 εβδομάδες συνεχόμενα για να το συνήθισετε. Να θυμάστε ότι το Sport Airmax έχει μικρά "άγκιστρα" έτσι ώστε το Airmax να μην μπορεί να πέσει εύκολα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

ΤΟ AIRMAX ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ.

Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος και μακριά από το άμεσο υπεριώδες φως. Η ακατάλληλη αποθήκευση μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη οσμών, τις αλλοιώσεις χρωμάτων και μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις φυσικές ιδιότητες αυτού του προϊόντος. Οι αρνητικές φυσικές ιδιότητες δεν έχουν καμία επίδραση στην άμεση δράση του σκευάσματος. Ωστόσο, αυτό θα κάνει το προϊόν λιγότερο άνετο κατά τη χρήση.

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ AIRMAX;

Εάν έχετε δυσκολίες στην εφαρμογή του Airmax στη μύτη επειδή η μύτη σας δεν είναι συμμετρική ή εάν εξακολουθείτε να μη μπορείτε να αναπνεύσετε καλύτερα μετά την εφαρμογή του Airmax στη μύτη, σας συνιστούμε να δείτε έναν ειδικό ωτορινολαρυγγολόγο. Μέχρι σήμερα δεν έχουν αναφερθεί αλλεργικές αντιδράσεις ή άλλες αντενδείξεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το Airmax είναι κατάλληλο μόνο για εφαρμογή στη μύτη. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 12 ετών. Κρατήστε το Airmax μακριά από μικρά παιδιά. Το Airmax μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από 1 άτομο για την αποφυγή μόλυνσης. Κάθε σφραγισμένο συμπλήρωμα που σχετίζεται με το σκεύασμα πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο χρήστης. Κατά την απόρριψη αυτού του προϊόντος, ισχύουν οι γενικοί κρατικοί κανονισμοί για το διαχωρισμό των αποβλήτων.

Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση, περισσότερο αέρα και καλό ύπνο τις νύχτες!

