

RHINICUR® NEUSDOUTE

met RHINICUR® NASAAL SPOELZOUT

Medisch hulpmiddel

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing, aandachtig lezen!

RHINICUR® neusdouche

RHINICUR® neusdouche is een medisch hulpmiddel voor het grondig spoelen van de neusholte.

RHINICUR® nasaal spoelzout

RHINICUR® nasaal spoelzout is een hoogwaardig medisch hulpmiddel voor de neusreiniging.

Het bevat:

- Natriumbicarbonaat voor het beter oplossen van taaie, vastzittende secreties
- Kaliumsulfaat voor het ontzwellen van de slijmvliezen en het verbeteren van de doorbloeding
- Natuurlijk bronzout met mineralen en sporenlementen

Met dit aan de natuurlijke neusslijmvlies aangepast anorganisch zoutmengsel in de spoeloplossing, reinigt u op grondige en zorgzame wijze alle verontreinigingen, zoals stof, vuil, ziektekliemen en allergenen uit uw neus.

Samenstelling: Anorganisch zoutmengsel bestaande uit (g/kg): Natuurlijk bronzout 50, natriumbicarbonaat 205, natriumchloride 725, kaliumsulfaat 20.

RHINICUR® nasaal spoelzout bevat geen chemische additieven voor bewaring en verbetering van de vloeibaarheid.

Beoogd doeleind:

Voor het grondig en regelmatig spoelen van de neusholte en dus een intensieve bevochtiging, reiniging en ondersteuning van de functie van het neusslijmvlies. Voor volwassenen en kinderen vanaf 3 jaar.

Toepassingsgebieden:

- bij vaak voorkomende verkoudheden
- voor het voorkomen van verkoudheid
- bij een droge neus en harde korsten
- bij een hoge stof- en vuilbelasting
- bij pollen- en huisstofallergie
- bij ontsteking van de neus en de sinussen nadat dit door een arts is vastgesteld
- na een operatie aan de neus en de sinussen na doktersadvies
- bij het snurken vanwege ontsteking van de bovenste luchtwegen

Contra-indicaties:

De neus mag niet worden gespoeld:

- als door letsel in het bovenste deel van de neus en de wanden van de sinussen, er een directe verbinding bestaat met de vochtruimte van de hersenen
- bij zware neusbloedingen

Bijwerkingen:

In zeer zeldzame gevallen kan het lichte irritatiesymptomen veroorzaken, zoals een tinteling en brandend gevoel in de neus. Als u bijwerkingen opmerkt, moet u contact opnemen met uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter worden vermeld.

De optimale oplossing voor het spoelen van de neus:

Neusspoelingen moeten altijd gebeuren met isotone zoutoplossingen, d.w.z. met zoutoplossingen waarvan de concentratie van de mineralen aan die van het bloed is aangepast. Een te hoge of te lage concentratie kan leiden tot onaangename irritatie en bijwerkingen.

RHINICUR® nasaal spoelzout is hiertoe bijzonder geschikt en is in praktische doseringszakjes van 2,5 g los in de handel verkrijgbaar. Ze zijn speciaal afgestemd op het vulvolume van de RHINICUR® neusdouche. Voor een volledige vulling van de RHINICUR® neusdouche is een zakje RHINICUR® nasaal spoelzout nodig. Met deze neusdouche worden 4 zakjes RHINICUR® nasaal spoelzout meegeleverd. Gebruik de RHINICUR® neusdouche alleen in combinatie met RHINICUR® nasaal spoelzout en niet met andere zoutoplossingen.

Opgelet: Het water dat voor de bereiding van de spoeloplossing wordt gebruikt, mag niet warmer zijn dan 50 °C en moet altijd vers zijn.

Vul vervolgens de neusdouche langs boven met lauw warm water tot aan de "MAX"-markering en zet hem neer. Voeg de inhoud van een zakje RHINICUR® nasaal spoelzout eraan toe. Schroef het deksel er weer op. De neusdouche nu schudden totdat het zout volledig is opgelost.


Dosering + duur van gebruik:

Neusspoelingen kunnen tot 3 keer per dag met telkens 250 ml oplossing worden uitgevoerd.

Het is over het algemeen aanbevolen om 1 neusspoeling per dag uit te voeren. In het kader van een spoelbehandeling op advies van een arts zijn ook

behandelingen elke 2-3 dagen efficiënt gebleken. Neusspoelingen kunnen regelmatig worden uitgevoerd, de spoeloplossing dient altijd in de juiste concentratie bereid.

Het vullen van de RHINICUR® neusdouche:



Voorafgaand aan het eerste gebruik, moet de RHINICUR® neusdouche grondig worden gespoeld met heet water. Voor het vullen het deksel afschroeven en het neusstuk horizontaal naar voor plaatzen zodat het ventiel wordt afgesloten (afbeelding 1).

Opgelet:

De RHINICUR® neusdouche is doelbewust niet volledig dicht gemaakt. RHINICUR® nasaal spoelzout bevat geen conserveringsmiddelen. Spoeloplossingen bereid met RHINICUR® nasaal spoelzout moeten daarom direct na bereiding worden gebruikt en kunnen niet worden bewaard. De RHINICUR® neusdouche mag daarom in geen geval als vulverpakking worden gebruikt. Een microben besmetting van de oplossing brengt een potentieel infectiegevaar met zich mee.

Wat te doen als de spoeloplossing niet in de neus loopt?

Kleine hoeveelheden kunnen altijd in de keel lopen. Deze moeten indien mogelijk worden uitgespuwd. Als grotere hoeveelheden in de keelholte geraken, is ofwel het gehemelte niet gesloten ofwel is de neusholte van het andere neusgat zo erg verstopt dat de spoeloplossing niet terug kan stromen. Denk er eerst en vooral aan dat de mond wijd open moeten zijn en verander eventueel lichtjes de positie van het hoofd boven de gootsteen. Begin in het laatste geval met het spoelen van de andere kant van de neus.

Het spoelen:



De gevulde en klaargemaakte neusdouche met één hand vasthouden, terwijl u het ventiel in het deksel met de wijsvinger afsluit. Plaats met de andere hand het neusstuk naar boven (afbeelding 2).

De neusdouche met het neusstuk op een neusgat aanbrengen zodat dit afgesloten is. Buig nu het hoofd lichtjes over een wastafel en houd daarbij de mond wijd open. Laat nu pas het ventiel in het deksel open door de wijsvinger op te heffen (afbeelding 3).

De neusspoeloplossing stroomt nu automatisch in het onderste deel van de neusholte, omspoelt het neustussenschat en stroomt langs het andere neusgat weer naar buiten. Om het bovenste deel van de neusholte te spoelen, de neusdou-

che voorzichtig zijdelings samendrukken.

De spoeldruk wordt nu verhoogd en de oplossing stroomt door het bovenste gedeelte van de neusholte. Herhaal deze stappen waarbij u de neusdouche op het andere neusgat plaatst.

Na het spoelen:

Als u onmiddellijk na het spoelen de neus wat wilt uitsnuiven, zorg ervoor dat u altijd slechts één neusgat afschuift, zodat de druk in de neusholte niet wordt verhoogd. Deze verhoogde druk kan slijmen in de verbindingskanalen van de neus naar de oren en de sinussen doen terechtkomen. De vloeistof loopt over het algemeen na korte tijd vanzelf weer terug.

Onvoldoende reinigen of drogen kan leiden tot opstapeling van kiemen die ziekten kunnen veroorzaken of verergeren.

Voor intensieve reiniging kan het reservoir en het neusstuk van het basisstuk van de neusdouche worden gescheiden. Het reservoir kan gemakkelijk van het basisstuk van de neusdouche worden afgedraaid. Het neusstuk daarentegen zit relatief stevig vast, zodat enige kracht vereist is om dit te verwijderen. U moet hiervoor het neusstuk naar omlaag draaien en het uit zijn ligplaats trekken. Alzo gedemonterd, kunt u alle onderdelen van de neusdouche in de vaatwasmachine reinigen. Let bij het plaatsen van de afzonderlijke onderdelen in de vaatwasser, dat er zich geen vaatwaswater in kan verzamelen en dat het spoelreservoir zo is geplaatst, dat het niet onder spanning staat. Bovendien kunnen de onderdelen worden gespoeld met kokend water of in een pot met water worden afgekookt.

neusdouche worden gescheiden. Het reservoir kan gemakkelijk van het basisstuk van de neusdouche worden afgedraaid. Het neusstuk daarentegen zit relatief stevig vast, zodat enige kracht vereist is om dit te verwijderen. U moet hiervoor het neusstuk naar omlaag draaien en het uit zijn ligplaats trekken. Alzo gedemonterd, kunt u alle onderdelen van de neusdouche in de vaatwasmachine reinigen. Let bij het plaatsen van de afzonderlijke onderdelen in de vaatwasser, dat er zich geen vaatwaswater in kan verzamelen en dat het spoelreservoir zo is geplaatst, dat het niet onder spanning staat. Bovendien kunnen de onderdelen worden gespoeld met kokend water of in een pot met water worden afgekookt.

Il comprend :

- de l'hydrogénocarbonate de sodium permettant une meilleure dissolution des sécrétions visqueuses et tenaces,
- du sulfate de potassium favorisant le décongestionnement de la muqueuse nasale et l'amélioration de la circulation sanguine,
- du sel de source naturel avec ses minéraux et des oligo-éléments pour reminéraliser et revitaliser la muqueuse nasale.

Avec ce mélange de sels minéraux ou cette solution de rinçage produite à partir de ce mélange, tous deux adaptés à la sécrétion nasale naturelle, vous pouvez débarrasser votre nez en profondeur et en douceur d'impuretés, comme la poussière, les saletés, les agents pathogènes et les allergènes.

Le sel de rinçage nasal RHINICUR®, disponible séparément en sachets pratiques de 2,5 g, convient particulièrement bien. Chacun de ces sachets est spécialement adapté à la contenance de la douche nasale RHINICUR®. Pour le remplissage complet de la douche nasale RHINICUR®, un seul sachet de sel de rinçage nasal RHINICUR® est nécessaire. 4 sachets de sel de rinçage nasal sont fournis avec la douche nasale.

Le sel de rinçage nasal RHINICUR®, unique dans le commerce, ne contient pas d'additifs chimiques destinés à la conservation et l'amélioration des propriétés d'écoulement.

Remplissez à présent la douche nasale par le haut avec de l'eau tiède jusqu'au repère « MAX », puis posez-la. Ajoutez le contenu d'un sachet de sel de rinçage nasal RHINICUR®. Revissez le bouchon. Secouez maintenant la douche nasale jusqu'à ce que le sel soit complètement dissous.

Utiliser une solution de rinçage nasal appropriée :

Les rinçages des fosses nasales doivent toujours être réalisés avec des solutions salines isotonicas, c.-à-d. avec des solutions salines dont la concentration est adaptée à la teneur en minéraux du sang. Des concentrations trop élevées ou trop faibles peuvent en effet entraîner des picotements et des effets indésirables désagréables.

Avec ce mélange de sels minéraux ou cette solution de rinçage produite à partir de ce mélange, tous deux adaptés à la sécrétion nasale naturelle, vous pouvez débarrasser votre nez en profondeur et en douceur d'impuretés, comme la poussière, les saletés, les agents pathogènes et les allergènes.

Le sel de rinçage nasal RHINICUR®, unique dans le commerce, ne contient pas d'additifs chimiques destinés à la conservation et l'amélioration des propriétés d'écoulement.

Remarque : L'eau utilisée pour élaborer la solution de rinçage ne doit pas dépasser 50 °C et doit toujours être propre.

Remplissez la douche nasale d'eau tiède distillée ou préalablement bouillie (1 à 3 minutes d'ébullition, puis laissez revenir à la température corporelle). N'utilisez pas d'eau du robinet (qualité incertaine) pour élaborer la solution de rinçage. N'utilisez jamais d'eau stagnante ni de solution de rinçage résiduelle afin d'éviter toute contamination.

Utilisez toujours de l'eau stérile ou préalablement bouillie chez les patients particulièrement exposés (p. ex. patients atteints de mucoviscidose ou nouveaux patients opérés dans les 3 jours suivant l'OP).

Reiniging:



Voor en na elk gebruik, moet u de neusdouche kort afdroegen met warm water (afbeelding 4). Voor het drogen, het neusstuk naar achteren klappen, het schroefdeksel verwijderen en de neusdouche rechtop open laten staan om het te laten drogen (afbeelding 5).

Contre-indicaties :

Ne pas se rincer le nez :

- en présence de lésions de la voûte nasale et des parois sinusales reliées directement aux compartiments liquidiens cérébraux,
- en cas d'hémorragies nasales sévères.

Effets indésirables :

Dans de très rares cas, l'application peut conduire à des picotements légers dans le nez, comme des démangeaisons et des brûlures. Si vous constatez des effets indésirables, veuillez consulter votre médecin ou pharmacien. Cela s'applique également aux effets secondaires qui ne sont pas mentionnés sur la notice.

Veillez noter :

La douche nasale RHINICUR® a été volontairement conçue pour ne pas être totalement étanche. Le sel de rinçage nasal RHINICUR® ne contient aucun agent de conservation. Les solutions de rinçage, à base de sel de rinçage nasal RHINICUR®, doivent donc être utilisées immédiatement après leur élaboration et ne peuvent pas être conservées. La douche nasale RHINICUR® ne doit donc jamais être utilisée comme réservoir de stockage. Si la solution est contaminée, il existe un risque d'infection.

Le sel de rinçage nasal RHINICUR®, disponible séparément en sachets pratiques de 2,5 g, convient particulièrement bien. Chacun de ces sachets est spécialement adapté à la contenance de la douche nasale RHINICUR®. Pour le remplissage complet de la douche nasale RHINICUR®, un seul sachet de sel de rinçage nasal RHINICUR® est nécessaire. 4 sachets de sel de rinçage nasal sont fournis avec la douche nasale.

Le sel de rinçage nasal RHINICUR®, unique dans le commerce, ne contient pas d'additifs chimiques destinés à la conservation et l'amélioration des propriétés d'écoulement.

Rinçage :

Prenez la douche nasale remplie dans une main et maintenez la valve du bouchon fermée avec l'index. Utilisez l'autre main pour relever l'embout nasal (Fig. 2).

Appliquez l'embout de la douche nasale contre une narine afin de la boucher. Maintenant, penchez légèrement la tête au-dessus d'un lavabo et ouvrez grand la bouche. Seulement maintenant, relevez l'index pour libérer la valve (Fig. 3).

La solution de rinçage nasal s'écoule automatiquement dans la partie inférieure de la cavité nasale, rince la cloison nasale et ressort par l'autre narine. Pour rincer la partie supérieure de la cavité nasale, comprimez légèrement la douche nasale en son centre.

La pression de rinçage est alors plus élevée et la solution s'écoule dans la partie supérieure de la cavité nasale. Répétez l'opération en plaçant la douche nasale sur l'autre narine.

Instructions de dosage + durée d'utilisation :

Le rinçage nasal peut être effectué jusqu'à 3 fois par jour, avec à chaque fois une solution de 250 ml.

Habituellement, la fréquence recommandée est d'1 fois par jour. Dans le cadre de traitements de rinçage de longue durée, selon avis médical, une utilisation tous les 2 à 3 jours a également fait ses preuves. Le rinçage nasal peut être effectué régulièrement, à condition que la concentration de la solution soit toujours correcte.

Après le rinçage :

Si vous devez vous moucher immédiatement après le rinçage, assurez-vous de ne fermer qu'une narine à la fois afin de ne pas augmenter la pression dans la cavité nasale. La pression générée de cette façon peut repousser la solution et les sécrétions dans les passages reliant le nez aux oreilles ou aux sinus. En règle générale, le liquide ressortira tout seul très rapidement.

Que faire si la solution de rinçage ne s'écoule pas dans le nez ?

Si le nez est très bouché ou s'il ne reste qu'une petite quantité de liquide de rinçage dans la douche nasale, la pression de rinçage de la douche nasale RHINICUR® ne suffira pas. Dans ce cas, comprimez légèrement la douche nasale en son centre jusqu'à ce que la pression désirée soit atteinte.

Que faire si du liquide de rinçage s'écoule dans la gorge ?

De petites quantités peuvent s'écouler dans la gorge. Si possible, recrachez-les. Si de plus grandes quantités pénètrent dans la gorge, c'est que le voile du palais n'est pas fermé ou que l'autre fosse nasale est tellement obstruée qu'elle empêche la solution de rinçage de s'écouler. Dans le premier cas, gardez à l'esprit que la bouche doit être grande ouverte et qu'il faut légèrement pencher la tête au-dessus de l'évier. Dans le second cas, commencez l'opération de rinçage de l'autre côté du nez.

Que faire si du liquide de rinçage s'écoule par le nez longtemps après le traitement ?

Ce problème survient chez certains utilisateurs qui ont un nez comprenant beaucoup d'alcôves. Après chaque rinçage, ces derniers doivent faire pivoter leur tête au-dessus de l'évier plusieurs fois de chaque côté pour que le liquide de rinçage s'écoule complètement par le nez.

Nettoyage :

Avant et après chaque usage, rincez la douche nasale à l'eau tiède (Fig. 4). Pour la faire sécher, rabattez l'embout nasal vers l'arrière, déposez le bouchon à visser à côté de la douche et laissez celle-ci à la verticale et ouverte (Fig. 5).

Un nettoyage ou un séchage insuffisant peut entraîner la formation de germes susceptibles de provoquer ou d'aggraver des maladies.

Pour un nettoyage intensif, le réservoir et l'embout nasal peuvent être séparés du socle de la douche nasale. Le réservoir peut être facilement desserré en tournant le socle de la douche nasale. L'embout nasal est quant à lui assez serré et nécessite donc une certaine force. Pour ce faire, tournez l'embout nasal vers le bas et retirez-le de son ancrage. Ainsi

désassemblés, tous les composants de la douche nasale peuvent être passés au lave-vaisselle. Lors de la mise en place des différents composants dans le lave-vaisselle, veillez à ce que l'eau ne puisse pas s'y accumuler et à ce que la cuve de rinçage ne soit pas sous tension. Les éléments peuvent également être rincés à l'eau bouillante ou bouillis dans une casserole remplie d'eau.

Attention :

Veuillez n'utiliser la douche nasale RHINICUR® que pour le rinçage du nez. En particulier, ne remplissez pas la douche nasale RHINICUR® avec des solutions non adaptées au rinçage nasal.

La douche nasale RHINICUR® est un dispositif d'application à la durée de conservation et d'utilisation limitée. Pour des raisons d'hygiène, nous recommandons de ne pas aller au-delà de 100 applications ou de 6 mois d'utilisation.

Veuillez également vous assurer que chaque membre de la famille utilise sa propre douche nasale RHINICUR®, pour des raisons d'hygiène.

Le sel de rinçage nasal RHINICUR® ne doit plus être utilisé après la date de péremption imprimée sur la boîte. Veuillez également à toujours conserver la douche nasale et le sel de rinçage nasal RHINICUR® hors de la portée des enfants.

Présentations

Douche nasale RHINICUR® avec 4 sachets de 2,5 g de sel de rinçage nasal RHINICUR®
Sel de rinçage nasal RHINICUR® avec 20 sachets de 2,5 g

RHINICUR® NASENDUSCHE

mit RHINICUR® NASENSPÜLSALZ

Medizinprodukt

Gebrauchsanweisung

Gebrauchsanweisung, bitte aufmerksam lesen!

RHINICUR® Nasendusche

Die RHINICUR® Nasendusche ist ein Medizinprodukt zur gründlichen Spülung der Nasenhauptöhle. Die RHINICUR® Nasendusche ist ein Medizinprodukt zur gründlichen Spülung der Nasenhauptöhle.

RHINICUR® Nasenspülsalz

Bei RHINICUR® Nasenspülsalz handelt es sich um ein hochwertiges Medizinprodukt zur Reinigung der Nase.

Es enthält:

• Natriumhydrogencarbonat zur besseren Lösung zäher, festsetzender Sekrete

- Kaliumsulfat zur Unterstützung der Schleimhautabschwellung und Verbesserung der Durchblutung
- Natürliches Quellsalz mit Mineralstoffen und Spurenelementen zur Remineralisierung und Revitalisierung der Nasenschleimhaut

Mit dieser auf das natürliche Nasensekret abgestimmten Mineralsalzmischung bzw. der daraus hergestellten Spülösung reinigen Sie Ihre Nase auf gründliche und dabei schonende Weise von Schadstoffen wie Staub, Schmutz, Krankheitserreger und Allergenen.

Zusammensetzung: Mineralsalzmischung bestehend aus (g/kg): Natürlichem Quellsalz 50, Natriumhydrogencarbonat 205, Natriumchlorid 725, Kaliumsulfat 20.
RHINICUR® Nasenspülsalz enthält keine chemischen Zusätze zur Konservierung und Verbesserung der Fließigkeits-eigenschaften.

Zweckbestimmung:

Zur gründlichen und regelmäßigen Spülung der Nasenhauptöhle und damit zur intensiven Befeuchtung, Reinigung und Unterstützung der Funktion der Nasenschleimhaut. Für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren:

Anwendungsbereiche:

- bei häufig auftretendem Schnupfen
- zur Vorbeugung von Erkältungs-krankheiten
- bei trockener Nase und festen Borken
- bei starker Staub- und Schmutzbelastung
- bei Pollen- und Hausstauballergie
- bei Entzündungen der Nase und der Nasennebenhöhlen nach ärztlichem Befund
- nach operativen Eingriffen im Bereich der Nase und Nasennebenhöhlen nach ärztlicher Empfehlung
- bei Schnarchneigung aufgrund katarrhalischer Zustände

Gegenanzeigen:

Die Nase darf nicht gespült werden:

- wenn durch Verletzungen am Nasendach und den Nebenhöhlenwänden direkte Verbindungen zu den Flüssigkeitsräumen des Gehirns bestehen
- bei starkem Nasenbluten

Nebenwirkungen:

In sehr seltenen Fällen kann es zu leichten Reizerscheinungen wie Kribbeln und Brennen in der Nase kommen. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind.

Die richtige Lösung zum Nase spülen:

Nasenspülungen sollten immer mit isotonen Salzlösungen durchgeführt werden, d. h. mit Salzlösungen, die in ihrer Konzentration dem Mineralstoffgehalt des Blutes angepasst sind. Zu hohe oder zu niedrige Konzentrationen können zu unangenehmen Reizerscheinungen und Nebenwirkungen führen.

Besonders geeignet ist RHINICUR® Nasenspülsalz, das in praktischen Dosierbeuteln à 2,5 g separat im Handel erhältlich ist. Diese sind speziell auf die Füllmenge der RHINICUR® Nasendusche abgestimmt. Für die vollständige Befüllung der RHINICUR® Nasendusche wird ein Beutel RHINICUR® Nasenspülsalz benötigt. 4 Beutel Nasenspülsalz liegen dieser Nasendusche bei.

RHINICUR® Nasenspülsalz enthält keine chemischen Zusätze zur Konservierung und Verbesserung der Fließigkeits-eigenschaften.

Der Spülvorgang:

Die fertig befüllte Nasendusche in die eine Hand nehmen und dabei das Ventil im Verschlussdeckel mit dem Zeigefinger verschließen. Mit

der anderen Hand das Nasenansatzstück nach oben stellen (Abb. 2).

Füllen Sie die Nasendusche mit handwarmem destilliertem oder abgekochtem Wasser (1 bis 3 Minuten abkochen und auf Körpertemperatur abkühlen lassen!). Nutzen Sie kein Leitungswasser unklarer Qualität zur Herstellung der Spülösung. Nie abgestandenes Wasser verwenden oder Reste der Spülösung aufzubewahren, da es zu Verkeimungen kommen kann.

Bei besonders exponierten Patienten (z.B. Patienten mit cystischer Fibrose oder Frischoperierte in den ersten 3 Tagen nach der OP) soll in jedem Fall steriles oder abgekochtes Wasser verwendet werden.

Dosierungsanleitung + Anwendungsdauer:

Nasenspülungen können bis zu 3x täglich mit je 250 ml Lösung durchgeführt werden.

In der Regel empfiehlt sich die Durchführung 1x täglich. Im Rahmen langfristiger Spültherapien gemäß ärztlichem Rat haben sich auch Spülbehandlungen alle 2–3 Tage bewährt. Nasenspülungen können regelmäßig durchgeführt werden, vorausgesetzt, die Spülösung wird immer in der richtigen Konzentration hergestellt.

Die Befüllung der RHINICUR® Nasendusche:

Vor der ersten Anwendung sollte die RHINICUR® Nasendusche mit heißem Wasser gründlich ausgespült werden. Zum Befüllen den Verschlussdeckel abschrauben und das Nasenansatzstück waagerecht nach vorne stellen, damit ist das Ventil verschlossen (Abb. 1).

Bitte beachten:

Die RHINICUR® Nasendusche wurde absichtlich nicht völlig dicht konstruiert. RHINICUR® Nasenspülsalz enthält keine Konservierungsstoffe. Spülösungen, hergestellt aus RHINICUR® Nasenspülsalz, sind daher unmittelbar nach Herstellung zu verbrauchen und können nicht aufbewahrt werden. Die RHINICUR® Nasendusche darf daher in keinem Fall als Vorratsgefäß verwendet werden. Eine Verkeimung der Lösung birgt ein mögliches Infektionsrisiko.

Was tun, wenn die Spülflüssigkeit in die Nase läuft?

Wenn die Nase sehr stark verstopft ist oder nur noch ein kleiner Rest Spülflüssigkeit in der Nasendusche ist, reicht der Spüldruck der RHINICUR® Nasendusche nicht aus. In diesem Falle die Nasendusche seitlich vorsichtig zusammendrücken, bis der gewünschte Druck erreicht ist.

Was tun, wenn die Spülflüssigkeit in den Rachen läuft?

Geringe Mengen können immer in den Rachen fließen. Diese sollten möglichst ausgespuckt werden. Wenn größere Mengen in den Rachen gelangen, ist entweder das Gaumensegel nicht geschlossen oder der Nasengang auf der anderen Seite so verstopft, dass die Spülösung nicht zurückfließen kann. Im ersten Fall bitte daran denken, dass der Mund weit geöffnet sein muss und eventuell die Kopfhaltung über dem Waschbecken leicht verändert. Im letzteren Fall Spülung von der anderen Nasenseite beginnen.

Was tun, wenn Spülflüssigkeit noch lange nach der Behandlung aus der Nase läuft?

Dieses Problem tritt bei einigen Anwendern auf, die über eine Nase mit vielen Nischen verfügen. Diese sollten nach jeder Spülbehandlung den Kopf über dem Waschbecken mehrmals zu allen Seiten drehen, damit die Spülflüssigkeit gänzlich aus der Nase läuft.

Packungsgrößen

RHINICUR® Nasendusche mit 4 Beuteln à 2,5 g
RHINICUR® Nasenspülsalz mit 20 Beuteln à 2,5 g

Verklaring van de symbolen/Explication des symboles/Erläuterung der Symbole:

Lot Charge/Lot/Charge

Bruikbaar tot/à utiliser avant/Verwendbar bis

Gebruiksaanwijzing in acht nemen/se reporter à la notice/Bitte Gebrauchsanweisung beachten

De eisen van de Richtlijn Medische Hulpmiddelen worden nageleefd/Les exigences de la directive relative aux dispositifs médicaux sont respectées/Die Anforderungen der Medizinprodukte-Richtlinie werden eingehalten

Fabrikant/Fabricant/Hersteller

Stand van de informatie/Mise à jour de l'information/Stand der Information: 2022-07

Sidroga Gesellschaft für Gesundheitsprodukte mbH, Postfach 1262, DE-56119 Bad Ems

Distribution FR :

ECOMAR SA
130 Boulevard de la Liberté
FR-59000 Lille

Distributie/Distribution BE/NL/LU:
ECOMAR NV/SA
Chemin du Fundus 10
BE-7822 Ghislenghien/Gellingen

CE



MADE IN
GERMANY

280560023 B NL FR

5

3

4

6

