



WASVOORSCHRIFT

Katoenen bedmat

Wij adviseren u de bedmat voor gebruik eerst te wassen. Hierdoor wordt deze soepeler en prettiger in gebruik.

Let op!

1. De bedmat kan gewassen worden op een temperatuur van **maximaal 40 graden**.
2. Het veel of veelvuldig gebruik van wasmiddel en/of wasverzachter heeft negatieve invloed op de gevoeligheid van de bedmat en daarmee het alarmsignaal.
3. De bedmat a.u.b. niet uitwringen en niet strijken!

Mocht u vragen hebben, dan zijn wij tijdens kantooruren natuurlijk te bereiken!

www.urifoon.nl