

ESRI... uw partner in zorg



ESRI *Blue - Line*

Hoogwaardige alternerende systemen



ESRI «Dynamic Air» zitkussen

ESRI «Dynamic Air» zitkussen

Het zitkussen is geschikt voor gebruik in zetel, rolstoel of scooter. Het zitkussen is aan te sluiten op a. de motor van de alternating matras b. op de digitale pomp hieronder beschreven.

De gebruiksvriendelijke, digitale motor wordt gecombineerd met een therapeutisch zitkussen dat een optimale autonomie voor de gebruiker toelaat.

Zitkussen

Hoes uit bi-elastisch polyurethaan, waterdicht, anti-bacterieel en lucht doorlaatbaar.

Wasbaar tot 90°C.

Onderzijde voorzien van anti-sliplaag.

Velcro tas om draagbare pomp aan de rolstoel te bevestigen.

Afmetingen: 50 X 45 X10 cm.

Tot 150 kg lichaamsgewicht.



Pomp unit

Digitale pomp met alternerende of statische functie.

- Autonomie: 24-48 uur, afhankelijk van de instellingen.
- Instelbare wisseltijd 10, 15 of 20 min.
- Instelbare comfortzone: 5 comfort niveaus
- Auditief alarm (batterij zwak).
- Auditief alarm (Leaking).
- Opladen met behulp van bijgeleverde adaptor.
- Volledig opladen duurt ongeveer 4 uur.

Beveiliging voorkomt leeglopen van het zitkussen bij lege batterij.

Garantie bij aankoop: 2 jaar.

Huur eveneens mogelijk. (voorwaarden en huurprijs idem ESRI 200 anti-decubitus systeem).

Eigenschappen

Gebruikersgewicht 40 - 150 kg

Afmetingen 50 x 45 x 10 cm

Instelling: alternerend of statisch

Instelbare wisseltijd 10, 15 of 20 minuten

Instelbare comfortzone: 5 comfort niveaus

Auditief alarm

Autonomie: 24 - 48 uur

Geluidsarme motor < 40 db

Contactgegevens:

European Sleep Research Institute
Research Park Haasrode
Evenementenlaan 8
3001 Heverlee
Tel. (0032) 016/89.81.91 (24/24 – 7/7)
Fax. (0032) 016/89.81.90
info@esri.be
www.esri.be

