

# Welke Type Masker ?

## NEUS

### Aanbevolen als :

- Hoge therapeutische druk
- Geagiteerde slaap

## INTRANASAAL

### Aanbevolen als :



- Lage therapeutische druk
- Rustige slaap
- Lezen of TV kijken in bed
- Snel geïrriteerde huid
- Baard of snor

## NEUS-MOND

### Aanbevolen als :

- Ademen via de mond
- Chronische Bronchitis

# Welke Maat ?



NEUS-MOND MASKER		
MATEN	HOOGTE IN CM	BREEDTE IN CM
SMALL	8,25	7
MEDIUM - STD	9	8,25
LARGE	> 10,75	> 8,25

NEUS MASKER		
MATEN	HOOGTE IN CM	BREEDTE IN CM
PETITE	< ou = 3,75	< ou = 3,75
SMALL	4,5	4,5
MEDIUM-SMALL	5	3,75
MEDIUM - STD	4,5 < H < 5	4,5
MEDIUM - LARGE	4,5	5
LARGE NARROW	6,35	< 3,75
LARGE	> 5,75	> 3,75