


# EcoStar Info (Geavanceerde CPAP)

## Technische informatie

T H E R A P I E



- ▷ Afmetingen in cm: 14 x 20 x 8
- ▷ Gewicht: 750 g
- ▷ Elektrische voeding: 100-240V AC
- ▷ Geluidsniveau (ISO 17510-1:2002): 27dBA
- ▷ Scherm: symbolen
- ▷ Modus: CPAP
- ▷ Druk bereik: 4-20 cm H<sub>2</sub>O
- ▷ Hoogte aanpassing: automatisch
- ▷ Lekkage compensatie: automatisch
- ▷ Verwarmde bevochtigingsmodus: Humid Control
- ▷ Ramp tijd: 0-45 min, intelligent
- ▷ Comfort modus: CC+
- ▷ Drukval compensatie: Specifieke calibratie
- ▷ Handenvrije start (Auto-on): standaard
- ▷ Masker-af (auto-off): standaard
- ▷ Detectie van respiratoire gebeurtenissen
- ▷ Slang: 15 mm, 22 mm, specifiek
- ▷ Data overdracht: mini USB kabel, SD kaart (in OxyLink)
- ▷ Connectiviteit: modem (optioneel)
- ▷ SEFAM Connect: beschikbaar
- ▷ Oximetrie: standaard (optionele Noninoximeter)

### Omgevingsvereisten

**Temperatuur:** + 5°C to + 40° C / + 5°C to + 35°C met bevochtiger

**Vochtigheid:** 10% - 95% relatieve vochtigheid zonder condensatie.

**Opslag:** - 20°C to +60°C, ≤ 95% relatieve vochtigheid zonder condensatie.

**Hoogte:** van zeeniveau tot 2400 meter.

### Elektrische eigenschappen

**Elektrische voeding:** Input spanning 100-240V (50-60 Hz).

**Maximaal elektrisch vermogen:** 25 W (zonder bevochtiger).


**93/42/EC Classificatie:** Klasse IIa.

Sefam

# EcoStar Info (Geavanceerde CPAP)

## Bestelinformatie

<b>EcoStar Info</b>	M-115901	<b>Slangen:</b>	
<b>EcoStar accessoires:</b>		Patiëntslang 1,8m Ø22 mm	M-261000-04
GK H <sub>2</sub> O bevochtiger	M-114600	Patiëntslang 1,8m Ø15 mm	M-261000-00
GK H <sub>2</sub> O waterkamer	M-314600-11	Hybernite verwarmde slang met voeding	ROC2300
<b>Kabels:</b>		Hybernite vervangslang	HBT300
USB / mini USB kabel 2m (10pts)	M-214831-10	Hybernite ON/OFF schakelaar	POWERPAL
RS232 / mini USB kabel 2m	M-214831-11	<b>Filters:</b>	
<b>Voedingen:</b>		EcoStar inlaatfilter (50 stuks)	M-315940-01
GK420 EU voeding	M-413910-00	<b>Modem:</b>	
EcoStar Export voeding	M-415910-03	2G Modem	M-315710-01
<b>Reisaccessoires:</b>		<b>OxyLinkOximetrie:</b>	
EcoStardraagtas	M-214531-01	OxyLink module	M-315810-00
Sigaretkabel 1.5A	M-213930-03	OxyLink Pack (module + Nonin oximeter)	M-315810-03
Batterijkabel 1.5A ring term	M-213930-02	<b>DreamStar Analyze:</b>	
		DreamStar Analyze Software	M-215630-00
		DreamStar Analyze klinische kit	M-215630-01



EcoStar Info

Voor meer informatie, contacteer de klantendienst:

[www.sefam-medical.com](http://www.sefam-medical.com)



### Customer Service

T. +33 (0)3 83 44 77 40  
F. +33 (0)3 83 44 99 87  
[customerservice@sefam-medical.com](mailto:customerservice@sefam-medical.com)

CE 0459

BR0162-01 / 2017



**Fabrikant:** SEFAM - 144 avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine - FRANCE  
**Fabriek:** SEFAM - 10 allée Pelletier Doisy - 54600 Villers-Lès-Nancy - FRANCE

**Sefam**