

Swift™ FX

MASQUE NARINAIRE

Tout simplement

Le Swift FX est si doux, si léger et si facile à utiliser, qu'on le remarque à peine. Un contact restreint avec le visage et un design discret rendent le traitement moins intimidant et plus facile à accepter.

AVANTAGES POUR LES PATIENTS

Confort

- De l'extrémité des coussins narinaux aux housses souples sur les côtés, tout le masque est conçu pour offrir un grand confort.

Stable malgré les mouvements

- Les coussins narinaux à double jupe et la base souple assurent l'étanchéité tout en accompagnant les mouvements.
- Un circuit respiratoire léger et souple atténue l'effet de traction sur le masque, augmentant la stabilité.

Sensation de liberté

- Le champ de vision est complètement dégagé, et facilite l'acceptation du masque par le patient.

Choix de la position de sommeil

- Les utilisateurs du Swift FX peuvent dormir dans la position de leur choix et positionner le circuit selon leurs besoins.

Performance silencieuse pour un sommeil paisible

- Une conception innovante des orifices de ventilation permet d'offrir une performance silencieuse (25 dBA seulement**).

AVANTAGES POUR LES PROFESSIONNELS

Ajustement intuitif quasiment instantané

- Une fois que la bonne taille de coussins narinaux est définie, les ajustements sont réduits voire inutiles.

Très bonne acceptation par les patients

- Le design innovant et discret du Swift FX en fait un masque convivial destiné à faciliter l'acceptation du traitement.

Réduction des stocks – s'adapte à plus de 95 % des patients*

- Une seule référence, livrée avec trois tailles de coussins narinaux permettant ainsi la prise en charge de la plupart des utilisateurs. La taille Extra Small (XS) est disponible en option.

Utilisation facile

- Étant donné son nombre réduit de composants, le Swift FX est facile à nettoyer et à assembler.



*Basé sur les études de marché de ResMed

**Valeurs d'émission sonore à deux chiffres déclarées (avec une incertitude de 3 dBA) en conformité à ISO 4871.



Swift FX
S'adapte à tout
type de coiffure

CODES PRODUIT

Masque narinaire Swift FX

France 61501

Étanchéité en douceur et fiabilité

Des coussins narinaires à double jupe assurent l'étanchéité au contact de la peau et diffusent l'air en douceur



Liberté de mouvements, stabilité et confort

Les coussins narinaires souples accompagnent tous les mouvements

Coude pivotant à 360° sans restriction

Circuit respiratoire léger et souple

Amélioration du confort grâce à des ajustements simplifiés

Précision du déplacement du clip supérieur sur sa crémaillère

Presque sur mesure

Le harnais en silicone souple ne nécessite que des ajustements légers – le réglage par défaut convient à presque tous les utilisateurs

Simplification des ajustements

Sangle arrière basse avec bandes auto-agrippantes



Afin d'en améliorer le confort
le harnais peut être enveloppé d'une fine housse de velours (fournie avec le masque)

Nettoyage et assemblage simples

Le Swift FX est composé de peu de pièces, faciles à nettoyer et à assembler

Nuit paisible

Les orifices de ventilation diffusent le débit d'air en silence, loin du patient et de son conjoint

Distribué par : ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA - **EC/REP** ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY UK - ResMed SAS, Parc Technologique de Lyon, 292 allée Jacques Monod, 69791 Saint Priest Cedex, France. Veuillez consulter le site www.resmed.com pour obtenir les coordonnées d'autres bureaux ResMed dans le monde.

Swift™ FX - Indications : Masque narinaire destiné à acheminer au patient de façon non invasive le débit d'air produit par un appareil de pression positive continue (PPC) ou d'aide inspiratoire avec PEP (pression expiratoire positive). Utilisation par des patients adultes à qui une pression positive a été prescrite. Usage multiple par un seul patient à domicile ou usage multiple par plusieurs patients en milieu hospitalier - **Dispositif médical de classe :** IIa - **Evaluation de la conformité par :** TÜV0123 - **Bon usage :** Lire attentivement le manuel utilisateur fourni avec le dispositif - **Remboursement :** Pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations ; consultez les modalités sur le site www.ameli.fr.

Swift est une marque commerciale de ResMed Ltd déposée auprès de l'Office américain des brevets et des marques commerciales. © 2013 ResMed Ltd. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans notification préalable. 1013525/2 2013 04