

FR. Le masque nasal DreamWisp existe en quatre tailles de coussins (S, M, L et XL). Pour choisir votre taille, mesurez en largeur la distance entre les deux points les plus éloignés de votre nez comme indiqué sur la photo. Le rapport de taille est le suivant :

- Si la distance est inférieure à 3,4 centimètres, votre taille est S (Small).
- Si la distance est inférieure à 4 centimètres, votre taille est M (Medium).
- Si la distance est inférieure à 4,6 centimètres, votre taille est L (Large).
- Si la distance est inférieure à 5,9 centimètres, votre taille est XL (Extra Large).

NL. Het DreamWisp-neusmasker is verkrijgbaar in vier kussenmaten (S, M, L en XL). Om uw maat te kiezen, meet u in de breedte de afstand tussen de twee verste punten van uw neus, zoals aangegeven op de foto. De grootteverhouding is als volgt:

- Als de afstand minder dan 3,4 centimeter is, is uw maat S (Small).
- Als de afstand minder dan 4 centimeter is, is uw maat M (Medium).
- Als de afstand minder dan 4,6 centimeter is, is uw maat L (Large).
- Als de afstand minder dan 5,9 centimeter is, is uw maat XL (Extra Large).

EN. The DreamWisp nasal mask comes in four cushion sizes (S, M, L and XL). To choose your size, measure in width the distance between the two farthest points of your nose, as shown in the drawing. The sizing relationship is as follows:

- If the distance is less than 3.4 centimeters, your size is S (Small).
- If the distance is less than 4 centimeters, your size is M (Medium).
- If the distance is less than 4.6 centimeters, your size is L (Large).
- If the distance is less than 5.9 centimeters, your size is XL (Extra Large).

