

**LÖWENSTEIN**  
medical

**JULIA**



Plus de place pour les rêves.


 With people in mind

## Un vent de liberté

JULIA est un petit masque nasal particulièrement adapté aux personnes qui dorment sur le côté et aux porteurs de lunettes. Il s'adapte à de nombreuses formes de visage et ne nécessite aucune cale frontale. Si vous souhaitez vous détendre lors de votre routine du soir, vous pouvez porter simultanément un masque et des lunettes.

Grâce à son design fin et à la jupe du masque parfaitement ajustée, JULIA repose sur le visage avec une sensation de légèreté et suit chaque mouvement.

Plus de liberté et plus de place pour les rêves.



### Coupe ajustée, design fin

Avec JULIA, la thérapie devient tout à fait naturelle. Son design fin offre une grande liberté dans la routine du soir et pendant le sommeil. Sa forme parfaitement ajustée est inspirée du modèle éprouvé CARA. La jupe du masque épouse parfaitement les contours de votre visage et garantit un confort optimal tout au long de la journée, quelles que soient la forme et la taille de votre visage.

### Champ de vision dégagé pour les porteurs de lunettes et les personnes qui dorment sur le côté

Une nouveauté chez JULIA : un champ de vision dégagé, sans cale frontale. Désormais, vous pouvez lire, regarder la télévision ou consulter votre téléphone portable le soir en portant un masque et des lunettes. Les personnes qui dorment sur le côté sont particulièrement à l'aise sans cale frontale. Dans cette position, il n'y a aucun point de pression ni de glissement.

### Harnais en tissu agréable

Le harnais de JULIA assure un maintien stable du masque et offre, grâce à ses matériaux souples et bien tolérés par la peau, une sensation cutanée agréable.

### Tuyau de masque étroit pour une liberté de mouvement sans limite

Le design épuré du masque comprend un tuyau adapté. Il est nettement plus fin que les tuyaux habituels et particulièrement souple. Lorsque vous bougez pendant la nuit, il s'adapte pour ne pas perturber votre sommeil.

### Fermeture intuitive

La fermeture du masque est facile à utiliser. Le clip s'enclenche facilement dans la coque du masque et se verrouille avec un clic audible. Le matin, il suffit d'appuyer du bout des doigts sur la surface striée située sur le côté pour déverrouiller le dispositif.

## La durabilité

### Fabriqué en respectant les ressources

Nous avons réussi à améliorer durablement le harnais de ce masque, permettant ainsi de réduire considérablement la consommation d'eau, d'énergie et de produits chimiques. Nous sommes désormais en mesure de combiner la production de fibres et le processus de teinture et, par conséquent, de supprimer l'étape supplémentaire de teinture.

### Utilisation de matières premières renouvelables

L'emballage de JULIA est composé à 80 % de matières premières renouvelables issues de cannes à sucre.

### Facile à recycler

Les composants du masque JULIA sont presque exclusivement conçus de manière à permettre un recyclage par type de matériau. Lors de la fabrication, nous évitons d'utiliser des mélanges de matériaux afin de recycler facilement le masque à la fin de son cycle de vie.

Les économies suivantes ont ainsi pu être réalisées<sup>1</sup> :



↓ -90 %

Eau douce



↓ -94 %

Eaux usées



↓ -66 %

Consommation  
énergétique



↓ -70 %

Produits chimiques



<sup>1</sup> Valeurs déterminées par le fabricant

## Pièces de rechange



**Harnais JULIA avec clips pour harnais**  
Standard : LMT 26856  
Large : LMT 26949



**Protège-harnais, 2 unités**  
LMT 17830



**Jupe du masque JULIA**  
Taille S : LMT 26636  
Taille M : LMT 26637  
Taille L : LMT 26638



**Tuyau de masque avec raccords**  
LMT 26713

Plus d'informations concernant nos solutions de traitement, nos accessoires et nos systèmes de masque figurent sur [loewensteinmedical.com](http://loewensteinmedical.com)

## Caractéristiques techniques JULIA

Classe produit selon le règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux	II a	Pression thérapeutique	4 hPa – 30 hPa
Dimensions (l x h x p)		Plage de température	
• Taille S	53 x 61 x 75 mm	• Fonctionnement	de +5 °C à +40 °C
• Taille M	58 x 60 x 76 mm	• Transport et stockage	de -20 °C à +70 °C
• Taille L	62 x 64 x 77 mm	Résistance à l'écoulement	
Poids		• à 50 l/min	0,6 hPa
• Taille S	77 g	• à 100 l/min	2,3 hPa
• Taille M	78 g	Valeur d'émission acoustique à deux chiffres indiquée selon ISO 4871 :	
• Taille L	80 g	• Niveau de pression acoustique	18 dB(A)
Volume mort		• Niveau de puissance acoustique	26 dB(A)
• Taille S	68 ml	• Facteur d'incertitude	3 dB(A)
• Taille M	78 ml	Durée de vie	5 ans
• Taille L	92 ml	Durée d'utilisation	Jusqu'à 12 mois <sup>1</sup>
Raccord conique pour tuyau conforme à EN ISO 5356-1	Ø 22 mm (mâle)	Normes appliquées	EN ISO 17510: 2020

<sup>1</sup> La durée d'utilisation dépend du nettoyage et des produits de nettoyage utilisés, de la durée de port quotidienne, de la pression thérapeutique et du débit sudoral. L'utilisation de la seconde jupe du masque (disponible en option) ne prolonge pas la durée d'utilisation.

Désignation de l'appareil	Taille	Référence
JULIA	S	LMT 26710
JULIA	M	LMT 26720
JULIA	L	LMT 26730
JULIA avec 2e jupe de masque	S	LMT 26710-1000*
JULIA avec 2e jupe de masque	M	LMT 26720-1000*
JULIA avec 2e jupe de masque	L	LMT 26730-1000*

\* 2e jupe de masque de taille identique contenue dans les fournitures et accessoires

**CE 0197**

**Made in Germany**  
Löwenstein Medical Technology  
Kronsaalweg 40  
22525 Hamburg, Allemagne



Imprimé sur du papier 100% recyclable

**Ventes + Service**  
Löwenstein Medical France  
6, Rue de l'Aulnaye-Dracourt  
91300 Massy, France  
T. +33 (0)1 69 35 53 20  
[france@loewensteinmedical.com](mailto:france@loewensteinmedical.com)  
[loewensteinmedical.com](http://loewensteinmedical.com)

**Ventes + Service**  
Löwenstein Medical Schweiz  
Schiffmühlestrasse 7  
5417 Untersiggenthal  
T. +41 56 416 41 11  
[info@loewensteinmedical.ch](mailto:info@loewensteinmedical.ch)  
[loewensteinmedical.com](http://loewensteinmedical.com)

**Maison mère**  
Löwenstein Medical  
Arzbacher Straße 80  
56130 Bad Ems, Allemagne  
T. +49 2603 9600-0  
F. +49 2603 9600-50  
[info@loewensteinmedical.com](mailto:info@loewensteinmedical.com)  
[loewensteinmedical.com](http://loewensteinmedical.com)



**With people in mind**

