




Inhaltsverzeichnis

A

Abdampfpinzette	47
Abrichtste in	41
Acrylic -Polierer	39
Adapterspindel	11, 22
Alphaflex-Polierer	42
Anrührbecher	46
Anker, J-Klammern	3
Arbor Bands	22

B

Baumwollschwabbel	15
Belt Sticks	18
Blitzkleber	44
Bohrer	28
Bohrfutter	21
Brenngutträger Luxor Tray	46
Bürsten	4,5,6,7,8,10,13,14,15

C

Ceragloss-Polierer	41
Cerapol-Poliere r	40
Cerapro-Trimmer	41
Chromopol-Polierer	42
Conal-Muffelringe	3

D

DEL Ruwa Discs	16
Diacera-Polierer	41
Dia-Dome	19
Diamantscheiben	34, 35
Diamantschleifer	32, 33
Diamo Brush	14
Diasynt-Schleifer	41
Distanzlack	9
Dowel-Pins	46

E

Einlagebürsten	6, 7
EXA-Polierer	40

F

Filzpolierer	12
Filzstifte	12
Fingerlinge	11
Flexi-Roll-Film	18
Flexi-Plast-Bögen	16
Flexi-Plast-Discs	16
Flexi-Plast-Rollen	16
Fräser	28, 29, 30, 31

G

Geschiebe	1, 2
Gipsmesser	24
Gusstrichterformer	3

H

Hardliner	9
Heatless-Schleifsteine	19
HM-Spiralbohrer	28
Holz kern-Bürsten	8
HSS-Spiralbohrer	28

Instrumente	24
Interflex-Discs	16

J

K

Kelchbürsten	14
Keramische Schleifer	45
Kera-Sep-Spray	9
Kopfbürsten	12
Kronenhalterzange	47

L

Lipprox	17
Liskoid	17
Lisko-S	17
Lötschutzpaste	9

M

Magnetständer	44
Mandrelle	21
Master-Konus-Schleifr.	23
Matt-Liner	18
Mega-Diapol- Polierer	43
Meister- Finish-Sticks	41
Mikromotor	20, 21
Mini-Bürsten	13, 14, 15,
Mini-Kopfbürsten	14
Modellierinstrument	47

N

NE-Polierer	42
-------------	----

O

Okklusionsspray	9
-----------------	---

P

PD-Lot	9
Pinzel	25, 26
Pinzelbürsten	13, 14
Pinzelhalter	25
Pinzelspitzen	25
Pinzetten	24
Platin-Polierer	40
Polierbürsten	4 - 8,
Polierer	36 - 43
Poliermotor	44
Polierpasten	48
Polierspindel	11
Polifix-Bürsten	14
Präzi-Plast	2
Preci-Horix	2
Preci-Post	1
Preci-Roto	3
Preci-Vertex	2

Q

R

Radial-Disc	17, 44
Ratiopol-Polierer	41
Robinson-Bürsten	13

Rotofex-Polierer	17
Rubynit-Trimmer	19

S

Sandpapier	18
Scheren	24
Schleifbänder	22, 23
Schleiffächer	17
Schleifkappen F	22
Schleifkappen R+S	23
Schleifkappenträger	22
Schleifleinen	18
Schleifscheiben	20
Schleifsteine	45
Schmalbürsten	10
Schmirgelpapier	18
Schwabbel	10, 11
Schwabbel montiert	15
Scotch-Brite	18
Scotch Hardie	18
Sekundenkleber	44
Silipol-Polierer	40
Silipol-Polierer Blue Line	39
Sinter-Diamantschleifer	33
Skalpelle	47
Skalpelle	47
Snap-on-Off-Discs	16
Spannzange	44
Spannzangen-Einsätze	21
Split-Cast	3
Steelprofi-Polierer	42
Stiftpolierer	37
Stumpflack	9
Supermax-Polierer	42

T

Teleskopkronenzange	46
Teleskop-Pinsel	13, 14
Titan-Polierer	38
Trennscheiben	20
Trizact Sanding Bands	22
Tube-Lock-System	1
Typhoon-Spike-Fräser	19

U

V

W

Wachsmesser	24
-------------	----


X

Y

Z

Zangen	24
--------	----

Normalschaft beträgt 2,35mm




Tube-Lock-System

Der Keramikstift verhindert eine Blasenbildung beim Abguß und ermöglicht eine optimale Führung der Patrize.

The ceramic pin avoids formation of flaws during the casting and allows an optimal guide of the punch.

Größe	Schaft Ø	Breite Ø	Länge	Bestell-Nr.
0 Mini	2,0 mm	1,9 mm	5,8 mm	5054
1 klein	2,0 mm	1,9 mm	5,8 mm	5055
2 Standard	2,0 mm	2,3 mm	6,0 mm	5056



Stab-Geschiebe

Länge	Breite	Schaft Ø	Best.-Nr.
5,1 mm	2,0 mm	2,0 mm	5051



Mini Rest - konisch

Länge	Breite	Schaft Ø	Best.-Nr.
6,5 mm	3,0 mm	2,35 mm	5020



T-Geschiebe

Länge	Breite	Schaft Ø	Best.-Nr.
5,1 mm	2,7 mm	2,0 mm	5052 Gr. 1
5,1 mm	3,2 mm	2,0 mm	5053 Gr. 2



Mortice Rest - konisch

Länge	Breite	Schaft Ø	Best.-Nr.
4,7 mm	4,5 mm	2,0 mm	5030



MS Attachment

Länge	Breite	Schaft Ø	Best.-Nr.
7,2 mm	3,8 mm	2,0 mm	5021



PD Attachment - konisch

Länge	Breite	Schaft Ø	Best.-Nr.
7,2 mm	2,6 mm	2,3 mm	5003 S
7,2 mm	3,6 mm	2,3 mm	5002 M



PDC Geschiebe - konisch

Länge	Breite	Schaft Ø	Best.-Nr.
7,0 mm	2,3 mm	2,3 mm	5006



UC Geschiebe

Länge	Breite	Schaft Ø	Best.-Nr.
7,2 mm	2,4 mm	2,3 mm	5005



Betax M3 Ankersystem aus Titan



Preci-Post M Nr. 2001

Rationelles System mit einer Konizität von 2°30' über die gesamte Nutzlänge. Form und Abmessungen nach Dr. Mooser. Für Stiftwurzelkappen mit einer bzw. mehreren Wurzeln. Gelbe und blaue Farbkodierung.

Satz: 1 Erweiterer gelb, 1 Erweiterer blau, je 25 Abdruckstifte gelb und blau opak, je 25 Laborstifte gelb und blau transparent



Preci-Post CC-Satz

Nr. 2050	50 gelbe, 50 rote, 50 blaue, 50 grüne Stifte
Nr. 2060	20 gelbe, 15 rote, 10 blaue, 5 grüne Stifte



Preci-Post M Labor Transparente Laborstifte aus Kunststoff.

Auch bei direkter Methode im Mund zu verwenden.

Nr. 2003GL	50 St.	gelb Ø Spitze 0,80 mm, Konuslänge 10,70 mm, Gesamtlänge 18,60 mm
------------	--------	--

Nr. 2003BL	50 St.	blau Ø Spitze 1,00 mm, Konuslänge 12,30 mm, Gesamtlänge 22,90 mm
------------	--------	--

Nr. 2003L	2 x 50 St.	Kombinationspackung gelb & blau
-----------	------------	---------------------------------



Preci-Post M Praxis

Opake Abdruckstifte aus Kunststoff (mit Retention), zu verwenden in Verbindung mit allen Abformmethoden (auch Versilbern bzw. Kunststoffstümpfe)

Nr. 2002G	50 St.	gelb Ø Spitze 0,80 mm, Gesamtlänge 14,10 mm
-----------	--------	---

Nr. 2002B	50 St.	blau Ø Spitze 1,00 mm, Gesamtlänge 16,70 mm
-----------	--------	---

Nr. 2002	2 x 50 St.	Kombinationspackung gelb & blau
----------	------------	---------------------------------



Preci-Post M Erweiterer

Wurzelkanalerweiterer nach dem Mooser-System.

Ø Spitze gelb 0,8 mm

Ø Spitze blau 1 mm

Konizität 2°30'

Satz: 1 x gelb, 1 x blau

Satz: 2 x gelb

Satz: 2 x blau

Nr. 2004

Nr. 2004G

Nr. 2004B



Preci-Post M Hilfsstift

INOX-Stifte mit flacher Spitze für provisorische Wiederherstellung

Nr. 2500	20 St.	gelb Ø Spitze 0,85 mm, Konuslänge 7,40 mm, Gesamtl. 11 mm
----------	--------	---

Nr. 2501	20 St.	Ø Spitze 0,85 mm, Konuslänge 8,50 mm, Gesamtl. 13 mm
----------	--------	--

Nr. 2501B	20 St.	Ø Spitze 0,85 mm, Konuslänge 10,70 mm, Gesamtl. 15 mm
-----------	--------	---

Nr. 2502	20 St.	blau Ø Spitze 1,05 mm, Konuslänge 10,70 mm, Gesamtl. 16 mm
----------	--------	--

Nr. 2502B	20 St.	Ø Spitze 1,05 mm, Konuslänge 11,80 mm, Gesamtl. 17 mm
-----------	--------	---

Nr. 2503	20 St.	Ø Spitze 1,05 mm, Konuslänge 12,80 mm, Gesamtl. 19 mm
----------	--------	---



Nr.: 999

Micro-Rest

- kleinstes Druckbrecher-Geschiebe

Die Packung enthält 4 Matrizen und 4 Patrizen

Länge der Matrize	3,30 mm
Breite der Matrize	2,03 mm
Dicke der Matrize (oben)	1,27 mm
Dicke der Matrize (unten)	1,02 mm
Dicke der Patrizenplatte	0,38 mm

Koni-Rest

Nr.: 200040



Länge der Matrize	5,00 mm
Breite der Matrize	2,80 mm
Dicke der Matrize (oben)	1,90 mm
Dicke der Matrize (unten)	1,02 mm
Dicke der Patrizenplatte	0,40 mm

Präzi-Plast ROD-Attachments



gelb
orange
schwarz
rot
weiß
gelb

Ø außen 3,2 mm
Ø außen 3,2 mm
Ø außen 3,2 mm
Ø außen 3,2 mm
Ø außen 3,2 mm
Ø außen 3,2 mm

Ø innen 1,8 mm
Ø innen 1,9 mm
Ø innen 1,7 mm
Ø innen 1,6 mm
Ø innen 1,5 mm
Ø innen 1,8 mm

Universalreiter, 6 Stück

Länge 5 mm
Länge 5 mm
Länge 5 mm
Länge 5 mm
Länge 5 mm
Länge 8 mm

Nr. 1822
Nr. 1828
Nr. 1827
Nr. 1825
Nr. 1826
Nr. 1829

Profilstab, 6 Stück



Nr. 1823

Nr. 1830



Preci-Vertex-Geschiebe


Patrize mit Stift als Parallelhalter. Entfernen Sie den Stift nach dem Anbringen mit einem heißen Instrument. Gießen Sie in einer harten Legierung. Runden Sie die Okklusalseite der Patrize nach Verarbeitung ab. Höhe: 5,9 mm (bis zu 3 mm reduzierbar)

Ø 1,8 mm
Nr. 1803 6 St.
Nr. 1803B 50 St.

Präzi-Plast-Set

Nr. 1821

Satz: 6 Geschiebe,
6 gelbe Matrizen,
1 Profilstab



Preci-Vertex

Nr. 1801

Satz: 6 Patrizen mit eingearbeitetem Parallelhalter,
6 gelbe Matrizen,
1 Eindrückstift



Preci-Vertex P

Nr. 1811

Satz: 6 abgeschälte Patrizen für eine optimale Gestaltung von Pfeiler und Gingiva
6 gelbe Matrizen
1 Parallelhalter
1 Eindrückstift



Preci-Vertex Combi

Nr. 1812


Satz: 2 abgeschälte Patrizen für eine optimale Gestaltung von Pfeiler und Gingiva
2 + 2 + 2 Matrizen
2 Kunststoffgehäuse
1 Parallelhalter
1 Eindrückstift



Preci-Vertex-Matrize

Polypropylen
Höhe 5 mm (reduzierbar) - Ø 3,30 mm
Erhältlich in drei Friktionswerten:


normale Friktion		
Nr. 1802	gelb	6 St.
Nr. 1802B	gelb	50 St.
schwache Friktion		
Nr. 1805	weiß	6 St.
Nr. 1805B	weiß	50 St.
starke Friktion		
Nr. 1806	rot	6 St.
Nr. 1806B	rot	50 St.
Kombinationspackung		
Nr. 1807		2 + 2 + 2 St.



Preci-Horix Standard

Nr. 1701

Satz: 2 Kunststoffstege
6 gelbe Reiter
6 Verarbeitungsreiter
1 Eindrückstift



Preci-Horix Plasticwax

Nr. 1731

Satz: 2 Plastikwax-Stege
6 gelbe Reiter
6 Verarbeitungsreiter
1 Eindrückstift



Preci-Horix Combi

Nr. 1741

Satz: 1 Kunststoffstege
6 gelbe Reiter
2 Verarbeitungsreiter
2 Inox-Gehäuse
1 Eindrückstift

Preci-Roto-System


Das Preci-Roto-System erlaubt das indirekte Gießen ohne Metallzylinder, so daß eine freie Expansion der Einbettmasse unter optimalen Bedingungen möglich ist. Der Zylinder kann individuell bis auf die richtige Höhe aufgefüllt werden.

Preci-Roto-Zylinder

Kunststoffzylinder aus 3 Teilen: Gußtrichterformer mit Orientierungspunkt, konischer Zylinder und Ausstoßring.

Beschichten Sie den Zylinder mit ein wenig Vaseline. Entfernen Sie die Einbettmasse aus dem Zylinder, während er noch warm ist.

Höhe 54 mm Ø 48 mm grün	3 Stück mittel	Nr.: 5472
Höhe 54 mm Ø 64 mm grün	3 Stück groß	Nr.: 5473
Höhe 54 mm Ø 80 mm schwarz	2 Stück extra groß	Nr.: 5474



Preci-Roto-Gußring

Die Gußringe aus Kunststoff (mit Ausströmkanal) können leicht auf den Gußtrichterformer gesetzt werden. **Beachten Sie einen sicheren Abstand zwischen den gußobjekten und der Zylinderwand. Setzen Sie die Objekte nicht in das thermische Zentrum des Zylinders.**

Formstabiler / ausbrennbarer Kunststoff. Ø Gußringe 19 mm und 29 mm. Ø Kunststoff 3 mm

100 Stück Ø19 mm Kunststoff	Nr.: 5475
100 Stück Ø29 mm Kunststoff	Nr.: 5476



Gusstrichterformer

Form H, Strapazierfähige, elastische Gummiformen mit Metallboden, auch für die Druckeinbettung geeignet.



Größe 1x	Nr.: 04.1001
Größe 3x	Nr.: 04.1003
Größe 6x	Nr.: 04.1006
Größe 9x	Nr.: 04.1009

Split-Cast-Basisplatte

blau 8cm mit Gummiring
Nr.: 04.5001



Split-Cast-Gummiring

für Basisplatte blau 8cm
Nr.: 04.5003



Conal-Muffelringe, zunderfrei

Kinderleichtes, problemloses Ausbetten (konisch und parallel) ohne Presse oder ähnliche Hilfsmittel. Bei täglicher Benutzung über 2 Jahre Lebensdauer.

Hochhitzebeständiger Spezial-Edelstahl (V4A). 18 Monate Garantie.

Konische Innenform

Höhe 55 mm.



1 er 30 mm Ø
Nr.: 5311

3 er 48 mm Ø
Nr.: 5313

16 er 65 mm Ø
Nr.: 5316

**Edelstahl, zunderfrei
Parallele Muffelringe**



Höhe 55 mm

1 er 30 mm Ø
Nr.: 5351

3 er 48 mm Ø
Nr.: 5353

16 er 65 mm Ø
Nr.: 5356

Anker und J-Klammern

Vorgefertigte Klammerkreuze aus einer mundbeständigen, hochkorrosionsfesten Edelstahllegierung; hergestellt im Stanz- und Kaltverformungsverfahren. Einstückig und ohne Lötverbindungen mit hochglänzender Oberfläche. Optimale Elastizität und Stabilität.


Ø 0,6 mm	Nr. 2048
Ø 0,7 mm	Nr. 2049
Ø 0,8 mm	Nr. 2050
Ø 0,9 mm	Nr. 2051
Ø 1,0 mm	Nr. 2052
Ø 1,2 mm	Nr. 2053




J-Klammern



Ø 0,8 mm	Nr. 1017
Ø 0,9 mm	Nr. 1018
Ø 1,0 mm	Nr. 1019
Ø 1,1 mm	Nr. 1047



Ø 0,8 mm	Nr. 1020
Ø 0,9 mm	Nr. 1021
Ø 1,0 mm	Nr. 1022
Ø 1,1 mm	Nr. 1048



JM
Ø 1,2 mm
Nr. 1023

Auflieger u. Federarm



N BI-FORM
Ø 0,9/1,2 mm
Nr. 1012

Polierbürsten

bevorzugt Kunststoff-Politur auch Stahl/NE/NEM



echte Chunkingborsten
schwarz, weiß
... - S / ... - W



Ziegenhaar
-extra weich
... - Z



aus echtem Rosshaar "Cheval"
-mittlere Härte -verbesserte Bimsaufnahme
-strukturerhaltend -geringere Hitze-Entwicklung
-keine Riefenbildung ... - P

bevorzugt Stahl/NE/NEM Politur


Anzahl der Reihen Kerndurchmesser Bürstendurchmesser



extra harte Chunkingborsten
-erhöhte Standzeit
-effektivere Politur
... - XH

1 / 26 / 45

Kunststoffkern-Polierbürsten



1/16/26

9949-S 9949-W 9949-P 9949-Z



1 / 26 / 45

9950-S 9950-W 9950-P 9950-Z 9950-XH



2 / 26 / 45

9944-S 9944-P



2 / 26 / 50

9951-S 9951-W 9951-P 9951-Z 9951-XH

Kunststoffkern-Polierbürsten



3 / 26 / 55

3 / 40 / 60

9952-S

9952-W

9952-P

9952-Z

9952-XH

9964-S

9964-XH



2 / 35 / 55

2 / 49 / 70

9955-S

9955-P

9955-XH

9961-S

9961-P

9961-XH



3 / 40 / 80

4 / 40 / 80

4 / 40 / 80

9965-S

9965-P

9966-S

9966-P

9919-S

9919-W

"Colibri" Einlagen-Bürste

Kunststoff-Technik-Bürste mit Shirting-Einlage

wahlweise auch mit Alcontura-Einlage, höhere Standzeit, mehr Stabilität.

...-mixed



2 / 26 / 55

9734-S

9734-W

9734-P

9734-Z



3 / 26 / 55

9738-S

9738-P



3 / 26 / 65

9765-S

9765-P



2 / 40 / 80

9729-S

9729-W

9729-P



3 / 40 / 80

9730-S

9730-W

9730-P

9731-S

4 / 40 / 80

9731-W

9731-P

"Chromo-Combi-Brush"

mit Nessel oder Alcontura-Einlage

zum Hochglanzpolieren von NE/NEM Metallen

- bessere Hitzeentwicklung
- höhere Standzeit
- bessere Poliermittelaufnahme
- höherer Abrasivität

mit Alcontura-Einlage / 6100 & 9100

- verbesserte Lebensdauer der Einlage

Robinson

x` hart

2 Reihig

bis zu

3-Facher

Standzeit



9823-G-D



2 / 30 / 50

6000

6100



2 / 40 / 65

9000

9100

9000-XH

"Abrasofti" Einlage-Bürste

mit Scotch-Vlies-Einlage

zum Vorpolieren von Kunststoffen aller Art

- sehr hohe Abrasivität
- schneller Vorpolieren
- Konservierung der Bims/Wasser-Emulsion
- kaum Wärmeentwicklung

Nesseleinlage / ...-N

- etwas mehr Stabilität und Lebensdauer

Rosshaar / ...-P

- höhere Aufnahme der Bims/Wasser-Emulsion



2 / 26 / 45

9245

2 / 30 / 55

9255

8060-N

9255-P

9280

2 / 40 / 80

8080-N

9280-P

Holz kern-Polierbürsten

aus echten Chunkingborsten, schwarz



1 / 26 / 45

2 / 26 / 55

3 / 26 / 55

2 / 40 / 60

2 / 49 / 70

9901

9902

9904


9908

9906

Schmalbürsten mit Kunststoffeinsatz

aus echten Chunkingborsten, schwarz

Ziegenhaar



36mm

42mm

48mm

48mm

60mm

9741-36

9741-42

9744-42

9741-48

9744-48

9742-48

9744-48-D

9741-60

9744-60



Ziegenhaar

Pferdehaar

Nesselstoff

Wildleder

Baumwollgarn

Stahldraht

Messingdraht

10248

9746-48

9759-50

50051

9769

9799-48

9748-48

Stumpflack



Durolan, 25ml
 blau Schichtstärke 5 μ
Bestell-Nr. 5333-B
 rot Schichtstärke 10 μ
Bestell-Nr. 5333-R
 silber Schichtstärke 13 μ
Bestell-Nr. 5333-S
 gold Schichtstärke 15 μ
Bestell-Nr. 5333-G
 klar Schichtstärke 3 - 5 μ
Bestell-Nr. 5333-K



Durolan-Verdünner,
 25ml
Bestell-Nr. 5334



Durolight
 Lichthärtender
 Stumpflack
 10ml

blau **Bestell-Nr. 26001**
 rot **Bestell-Nr. 26001**
 klar **Bestell-Nr. 26001**



Hardliner
 Gipsversiegelung
Bestell-Nr. 55342

Verdünner
Bestell-Nr. 55341



Roter Distanzlack
 Schichtstärke 10 μ
Bestell-Nr. 6055

Verdünner für
 Distanzlack
Bestell-Nr. 6056



Modellierwachs
 elfenbein
 60 g Dose
Bestell-Nr. 84205



Lötschutzpaste
 Lötschutzpaste mit
 Thermofill
 200g
Bestell-Nr. 24030



Orangen-Reiniger
 Beseitigt Silikon,
 Alginat und Zinkoxyd-
 Eugenol-Pasten.
 Zur fleckenfreien Pflege
 von V2A.
 Zum Reinigen von
 Abdruck-Löffeln.
 500 ml

Bestell-Nr. 2750L



Okklusionsspray
 nicht brennbar
 75 ml

grün **Nr. 11140**
 rot **Nr. 11145**
 blau **Nr. 11146**
 weiß **Nr. 11147**
 gold **Nr. 11149**



Kera-Sep Spray
 Silikonfreies Separier-
 Spray
 Keramik gegen Gips
 75 ml

Bestell-Nr. 11141



**Silikon- & Wachs-
 entspanner**
 Zum Entspannen von
 Silikon und Wachsmo-
 dellation.
 500 ml

Bestell-Nr. 25030



Haftspray
 Zur Applikation von
 Wachsfertigteilen im
 Modellgußbereich, in-
 terläßt eine sehr dünne
 Schicht.
 200 ml

Bestell-Nr. 14140

Polier-Schwabbel

Nesselschwabbel


- reine Baumwolle



50 x 8mm 65 x 8mm 80 x 8mm 100 x 8mm
9761/50 9761/65 9761/80 9761/100

Maco-Inlett-Schwabbel

- reine Baumwolle, extra fein




80 x 8mm 100 x 8mm
9795/80 9795/100


"Alcontura" Mikrofaserschwabbel

- reine Baumwolle imprägniert
- bis zu 3-Fache Standzeit
- fasert und fusselt nicht

Weich - Hochglanzpolitur z.b. Prothesenkunststoffe / ...-W
Hart - Vorpolitur z.b. mit Bims-Wasser Emulsion / ...-H



55 x 8mm 100 x 8mm
1001/55/8-W 1001/8-W




55 x 8mm 100 x 8mm
1001/55/8-H 1001/8-H

Flanellschwabbel



80 x 8mm 100 x 8mm
9760/80 9760/100

Wildlederschwabbel



65 x 8mm 90 x 8mm 90 x 8mm
9770/65 9770/90 50090LE

Nesselschwabbel

- silikonisiert, gesteppt



100 x 10mm
9750/100 x 10

weitere Größen:

65 x 8mm

9760/65

80 x 8mm

9770/80

80 x 10mm

9750/80 x 10

Nessel-Plissierschwabbel

- weich, gerafft - Kühleffekt



80 x 10mm 90 x 10mm 100 x 10mm
9776/80 9776/90 9776/100

Nessel-Faltenschwabbel

- hart, gerafft - Kühleffekt



80 x 10mm 90 x 10mm 100 x 10mm
9775/80 9775/90 9775/100

Nessel-Faltenschwabbel

- shirting - weiß



100 x 10mm
9778/100

Flanell-Faltenschwabbel

- sehr weich



100 x 15mm
9777/100

Notiflex-Schwabbel

- verdichtetes Wirrfaservlies
- verbesserter Glanzeffekt




100 x 12mm
9779/100


Polierspindel - Schleifscheibenhalter

verchromt

Angabe von Typ und Art des Poliermotors
notwendig!



Rechtsgewinde Linksgewinde
1790 R 1790 L



Rechtsgewinde Linksgewinde
1791 R 1791 L

Fingerlinge aus Leder



1 - Kleiner Finger

PF 1

2 - Ringfinger

PF 2

3 - Zeigefinger

PF 3

4 - Daumen

PF 4

Spindeladapter

für unmontierte
Polierbürsten




Rechtsgewinde Linksgewinde
ZUB 01 110 ZUB 01 120

Polierfilze



10 x 6 mm
15 x 6 mm
20 x 10 mm
20 x 13 mm
25 x 15 mm
35 x 20 mm
40 x 20 mm
45 x 25 mm
50 x 20 mm

Bestell-Nr.: 9785/1
Bestell-Nr.: 9785/2
Bestell-Nr.: 9785/3
Bestell-Nr.: 9785/4
Bestell-Nr.: 9785/5
Bestell-Nr.: 9785/7
Bestell-Nr.: 9785/8
Bestell-Nr.: 9785/9
Bestell-Nr.: 9785/10



20 x 4 mm
30 x 10 mm
40 x 12 mm
50 x 10 mm
50 x 20 mm
60 x 10 mm
60 x 20 mm
80 x 20 mm
100 x 20 mm

Best.-Nr.: 9735/1 weich - soft
Bestell-Nr.: 9735/2
Bestell-Nr.: 9735/4
Bestell-Nr.: 9735/6
Bestell-Nr.: 9735/7
Bestell-Nr.: 9735/8
Bestell-Nr.: 9735/12
Bestell-Nr.: 9735/15
Bestell-Nr.: 9735/17



montiert
17 x 5 mm
22 x 5 mm
25 x 6 mm

Bestell-Nr.: 9792/1 HP
Bestell-Nr.: 9792/2 HP
Bestell-Nr.: 9792/3 HP

unmontiert
17 x 5 mm
22 x 5 mm
25 x 6 mm

Bestell-Nr.: 9792/1 UM
Bestell-Nr.: 9792/2 UM
Bestell-Nr.: 9792/3 UM



montiert
17 x 5 mm
22 x 5 mm
25 x 5 mm

Bestell-Nr.: 9793/3 HP
Bestell-Nr.: 9793/4 HP
Bestell-Nr.: 9793/5 HP

unmontiert
12 x 3 mm
17 x 5 mm
22 x 5 mm
25 x 5 mm

Bestell-Nr.: 9793/1 UM
Bestell-Nr.: 9793/3 UM
Bestell-Nr.: 9793/4 UM
Bestell-Nr.: 9793/5 UM



Ø	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
4 mm	-	-	9791/4	9788/4	-	-	9790/4	-	-	-
6 mm	-	9787/6	-	9788/6	-	-	9790/6	-	-	9797/6
8 mm	9786/8	9787/8	-	9788/8	-	-	9790/8	-	-	9797/8
9 mm	-	-	-	-	-	-	9790/9	-	-	-
10 mm	9786/10	9787/10	9791/10	9788/10	-	-	-	9795/10	-	9797/10
11 mm	-	-	-	-	-	-	9790/11	-	-	9798/10
12 mm	-	-	-	9788/12	-	-	-	-	9796/12	-
17 mm	-	-	-	-	-	9794/17	-	-	-	-
19 mm	-	-	-	-	-	9794/19	-	-	-	-
21 mm	-	-	-	-	9789/21	9794/21	-	-	-	-
25 mm	-	-	-	-	9789/25	-	-	-	-	-

Filzstifte, unmontiert



	passende Mandrelle
ø 3 x 20mm	ø 3mm
9770 - 3	702-3
ø 4 x 20mm	ø 4mm
9770 - 4	702-4
ø 5 x 20mm	ø 5mm
9770 - 5	702-5

Mega Gold



Naturfilz mit
Diamantimprägung
für Keramik und
Zirkon.
10 Stück mit Mandrell

ø 12 x 3mm
2222

Disco-Papp

Hochglanzpolierscheibe



ø 22mm ø 30mm

5990/22 5990/30

Filzlamellen

Polierer

weich
anschmiegsam



ø 20mm

174 FL 20 x 10 x 1 HP
174 FL 30 x 20 x 4 HP

Kopf-Polierbürsten / Palatinalbürsten



Baumwolle

ø 25mm ø 30mm
144-25 144-30

Ziegenhaar

ø 25mm ø 30mm
142-25 142-30

Chunkingborsten

ø 25mm ø 30mm
145-25 145-30


Robinson-Bürsten, montiert

Nr. 12, Ø 19 mm

Nr. 11, Ø 17 mm

Nr. 9, Ø 15 mm


Pinselfürsten
weich - soft
mit Elastic-Schutz



Minibürsten, schwarz - black - noir




Nr. 9414-10 HP



Ziegenhaar weiß, weich - goat hair white - poil de chèvre blanc



Nr. 9418-10 HP



Zackenbürste

schwarz - black - noir

Ziegenhaar, weiß

goat hair - poil de chèvre blanc

weiß - white - blanc



Borsten weiß, hart - bristle white - Soies blanches



Ø 10 mm Nr. 9410-10 HP

schwarz, x-hart - black, x-hard - noir

Nr. 9417-x 17 HP
Nr. 9417-x 20 HP
Nr. 9417-x 22 HP

Nr. 9417-x 17 UM
Nr. 9417-x 20 UM
Nr. 9417-x 22 UM

Mini Pli

Ziegenleder-
Einlagebürste



22 x 5,0 x 2,35 HP
Nr. 9449

Mini-Vliesbürsten

22 x 5,0 x 2,35 mm, montiert



Nylonbürste

0,25mm Borsten



Nr. 9499 x 17 HP / UM
Nr. 9499 x 19 HP / UM
Nr. 9499 x 22 HP / UM

Tele-Pinselfürsten

schwarz, x-hart
black, hard
mit Elastic-Schutz

Ø 3 mm Nr. 5685-XH
Ø 4 mm Nr. 6685-XH
Ø 5 mm Nr. 9431-XH

Pferdehaar, mittel
horse hair medium
Poil de cheval mi-dure



Minibürsten

Sternbürsten, schwarz – black – noir

Ziegenhaar – goat hair – poil de cheval

weiß – white – blanc



Ø 22 mm montiert Nr. 9496/22 HP
Ø 22 mm unmontiert Nr. 9496/22 UM
Ø 25 mm montiert Nr. 9496/25 HP

Ø 22 mm montiert Nr. 9497/22 HP
Ø 22 mm unmontiert Nr. 9497/22 UM
Ø 25 mm montiert Nr. 9497/25 HP

Ø 22 mm montiert Nr. 9498/22 HP
Ø 22 mm unmontiert Nr. 9498/22 UM
Ø 25 mm montiert Nr. 9498/25 HP


Minibürsten montiert



Silberdraht 0,08 mm
10 mm Nr. 9401/10 HP
12 mm Nr. 9401/HP
15 mm Nr. 9402/HP
17 mm Nr. 9403/HP
20 mm Nr. 9404/HP

Messingdraht 0,08 mm
10 mm Nr. 9405/10 HP
12 mm Nr. 9405/HP
15 mm Nr. 9406/HP
17 mm Nr. 9407/HP
20 mm Nr. 9408/HP

unmontiert



Silberdraht 0,08 mm
12 mm Nr. 9401/UM
15 mm Nr. 9402/UM
17 mm Nr. 9403/UM
20 mm Nr. 9404/UM

Messingdraht 0,08 mm
12 mm Nr. 9405/UM
15 mm Nr. 9406/UM
17 mm Nr. 9407/UM
20 mm Nr. 9408/UM



Edelstahldraht, glatt 0,08 mm
22 mm Nr. 68222 HP



Messingdraht, glatt 0,08 mm
22 mm Nr. 64222 HP

Nylon-Diamantbürste 22 mm



fein K 800 Nr. 9783-F
grob K 400 Nr. 9783-G

Pinselfürsten



weiß Nr. 9430 UM
Ziegenhaar Nr. 9432 UM
schwarz Nr. 9431 UM

Ø 5 mm, montiert



V2A-Draht Nr. 9427 HP
Messingdraht Nr. 9428 HP
Borsten weiß Nr. 9430 HP
Borsten schwarz Nr. 9431 HP
Ziegenhaar Nr. 9432 HP

AO-Polifix-Schleifbürste


beige, für Keramik und Kunststoffe



grob 20 mm Nr. 9452/HP
mittel 20 mm Nr. 9455/HP
mittel 17 mm Nr. 9454/HP
fein 20 mm Nr. 9458/HP

SIC-Polifix-Schleifbürste

grau, für Metalle zum Mattieren



grob 20 mm Nr. 9462/HP
mittel 20 mm Nr. 9465/HP
mittel 17 mm Nr. 9464/HP
fein 20 mm Nr. 9468/HP

Diamo Brush

Diamantbürsten



Rad Nr. 9780 HP
Kelch Nr. 9781 HP
Pinsel Nr. 9782 HP
Pinsel Nr. 9782 UM

Kelchbürsten, Ø 10 mm, montiert



schwarz Nr. 9480 HP
Ziegenhaar weiß Nr. 9481 HP
Messingdraht Nr. 9483 HP
BAE-Draht Nr. 9482 HP
Ziegenh. gefüllt Nr. 9484 HP

Polifix-Teleskop-Pinsel, montiert, mit Elastic-Schutz



AO beige 3 mm grob Nr. 6682-G
fein Nr. 6682-F
SIC grau 3 mm grob Nr. 6680-G
fein Nr. 6680-F
AO beige 4 mm grob Nr. 6683-G
fein Nr. 6683-F
SIC grau 4 mm grob Nr. 6681-G
fein Nr. 6681-F
AO beige 5 mm grob Nr. 9450-G
mittel Nr. 9453-M
fein Nr. 9456-F
SIC grau 5 mm grob Nr. 9460-G
mittel Nr. 9463-M
fein Nr. 9466-F

Minicup



hart Borste
weiß Nr. 2291-R
Nylon
Nr. 2293-R

Ziegenhaar
weiß Nr. 2294-R

Chungking Borsten
für Winkelstück
Ø 2,34 mm

Mini-Kopfbürsten

für Tele-Kronen innen

32 x 10 x 5 mm Ø, Schaft 1,0 mm



Borste hell Nr. 240
Nylon weiß Nr. 253
Schleifbürste weiß K 1000 Nr. 255
V2A Draht Nr. 839
Messing Nr. 840

Halter für Kopfbürste, max. 5000 UpM
Nr. 32009

Teleskop-Pinsel mit Elastic-Schutz



weiß Ø 3 mm Nr. 5684-H
Ø 4 mm Nr. 5684-H
V2A-Draht Ø 3 mm Nr. 5687-H
Ø 4 mm Nr. 5687-H
Ziegenhaar Ø 3 mm Nr. 5686-H
Ø 4 mm Nr. 5686-H
schwarz Ø 3 mm Nr. 5685-H
Ø 4 mm Nr. 5685-H

Endbürsten

mit Elastic-Schutz


Ziegenhaar
Nr. 9432 ES HP

schwarz
Nr. 9431 ES HP




Minibürsten

Ziegenhaar grau, Samson goat hair, grey – poil de chèvre




Ø 17 mm Nr. 9436 HP
Ø 17 mm Nr. 9436 UM
Ø 20 mm Nr. 9437 HP
Ø 20 mm Nr. 9437 UM

Ziegenhaar – goat hair – poil de chèvre



17 x 4 mm Nr. 9420/4 HP
22 x 4 mm Nr. 9422/4 HP
17 x 6 mm Nr. 9420/6 HP
22 x 6 mm Nr. 9423/6 HP
25 x 4 mm Nr. 9425/4 HP
25 x 6 mm Nr. 9425/6 HP

schwarz – black – noir



17 x 6 mm Nr. 9416/6 HP
20 x 4 mm Nr. 9417/4 HP
22 x 6 mm Nr. 9417/6 HP
25 x 6 mm Nr. 9517/6 HP

Nesselschwabbel


muslin disk, disque de mousseline



15 x 3 mm Nr.: 9834/15/3 HP
15 x 6 mm Nr.: 9834/15/6 HP
22 x 3 mm Nr.: 9834/22/3 HP
22 x 6 mm Nr.: 9834/22/6 HP
28 x 3 mm Nr.: 9834/28/3 HP
28 x 6 mm Nr.: 9834/28/6 HP

Macoschwabbel

Inlett maco disk, disques de mako



15 x 3 mm Nr.: 9831/15/3 HP
15 x 6 mm Nr.: 9831/15/6 HP
22 x 3 mm Nr.: 9831/22/3 HP
22 x 6 mm Nr.: 9831/22/6 HP
28 x 6 mm Nr.: 9831/28/6 HP

Lederschwabbel

chamois leather, peau de chamois



15 x 6 mm Nr.: 9773/15/6 HP
22 x 6 mm Nr.: 9773/22/6 HP
28 x 6 mm Nr.: 9773/28/6 HP

Flanellschwabbel

flannel disk, flanelle disque



15 x 3 mm Nr.: 9832/15/3 HP
22 x 3 mm Nr.: 9832/22/3 HP
22 x 6 mm Nr.: 9832/22/6 HP
28 x 6 mm Nr.: 9832/28/6 HP

Filztuchschwabbel

felt disk disques feutre



15 x 6 mm Nr.: 9830/15/ 6 HP
22 x 6 mm Nr.: 9830/22/ 6 HP

Mini-Pli-Bürste

mit Nessel einlage 22 x 4,0 x 2,35 mm



schwarz Nr.: 9445-HP
Ziegenhaar Nr.: 9446-HP
weiß Nr.: 9447-HP

Alcontura-Mini-Pli-Bürste



Ziegenhaar, mont. Nr. 9448/22 HP

Baumwollschwabbel

cloth disk, disques coton, discos



14 x 5 montiert 9752-14 HP
22 x 6 montiert 9752-12 HP
22 x 10 montiert 9752-10 HP
28 x 9 montiert 9752-12 UM
Pinsel montiert 9753 HP
Kelchform montiert 9754 HP
9751/28/9 HP
9755 HP
9756 HP

Nesseltuch mit Steppnaht



Nr. 160 22 x 3 HP extra weich
Nr. 160 25 x 3 HP Nr. 160 25 x 4 UM Soft
Nr. 159 22 x 5 hard

Polierpapier

Politur ohne Paste



20 x 3,0 mm, montiert
30 Micron K 400/oliv Nr. 9720/400
15 Micron K 600/grau Nr.: 9720/600
9 Micron K 1200/blau Nr. 9720/1200
3 Micron K 4000/pink Nr. 9720/4000
2 Micron K 6000/grün Nr. 9720/6000
1 Micron K 8000/gelb Nr. 9720/8000



Neu New
Ø 15 x 15 mm Nr. DTCG 1001/15/15 HP
Ø 18 x 15 mm Nr. DTCG 1001/18/15 HP




Alcontura-Schwabbel

montiert, Feinfaser, zur Politur von Innenringen, fusselfrei und schmiert nicht
Alcontura Brush, do not fluffy, no dust hard Ausführung:

Ø 25 x 6 mm Nr. DTCG 1001/25/6-H HP
Ø 25 x 3 mm Nr. DTCG 1001/25/3-H HP
Ø 22 x 3 mm Nr. DTCG 1001/22/3-H HP
Ø 22 x 6 mm Nr. DTCG 1001/22/6-H HP
Ø 15 x 3 mm Nr. DTCG 1001/15/3-H HP
Ø 15 x 6 mm Nr. DTCG 1001/15/6-H HP
weiche Ausführung:
Ø 25 x 6 mm Nr. DTCG 1001/25/6-W HP
Ø 25 x 3 mm Nr. DTCG 1001/25/3-W HP
Ø 22 x 3 mm Nr. DTCG 1001/22/3-W HP
Ø 22 x 6 mm Nr. DTCG 1001/22/6-W HP
Ø 15 x 3 mm Nr. DTCG 1001/15/3-W HP
Ø 15 x 6 mm Nr. DTCG 1001/15/6-W HP




Snap-on-Off Plastic Discs



Sand	grob/coarse	Nr.: 111 178	111 134	111 158	111 112
für Metall	mittel/medium	Nr.: 111 278	111 234	111 258	111 212
Kunststoff	fein/fine	Nr.: 111 378	111 334	111 358	111 312
	x-fein/x-fine	Nr.: 111 478	111 434	111 458	111 412
Garnet	grob/coarse	Nr.: 112 178	112 134	112 158	112 112
für Metall	mittel/medium	Nr.: 112 278	112 234	112 258	112 212
Kunststoff	fein/fine	Nr.: 112 378	112 334	112 358	112 312
Zement	x-fein/x-fine	Nr.: 112 478	112 434	112 458	112 412

Flexis 20 mm

Flexible Diamantscheiben auf Textilbasis. In 4 Körnungen zur Oberflächenbearbeitung von Edelmetallen und Keramik.



Einführungssortiment (je 3 Stück pro Körnung)
Bestell-Nr.: 5961

Packungen zu 12 Stück

grob – schwarz
mittel – rot
fein – gelb
x'fein – weiß

Bestell-Nr.: 5962 - G
Bestell-Nr.: 5962 - M
Bestell-Nr.: 5962 - F
Bestell-Nr.: 5962 - X



Flexi-Plast-Discs AO

Metall, NEM, Kunststoff

grob/coarse
mittel/medium
fein/fine

Ø 3/4" (19 mm) **Bestell-Nr.: 5939 G**
Ø 7/8" (22 mm) **Bestell-Nr.: 5940 G**
Bestell-Nr.: 5939 M
Bestell-Nr.: 5940 M
Bestell-Nr.: 5939 F
Bestell-Nr.: 5940 F



Interflex-Discs SIC – grau

Keramik, NEM, Titan

Packungseinheit 50 Stück

Ø 3/4" (19 mm) **Bestell-Nr.: 5937 M**
Ø 7/8" (22 mm) **Bestell-Nr.: 5938 M**
Bestell-Nr.: 5937 F
Bestell-Nr.: 5938 F

Snap-on-Off Papier/Paper Discs



Emery SIC grob/coarse
Keramik mittel/medium
Metall/NEM fein/fine
Titan x-fein/x-fine

7/8" (22 mm)
Bestell-Nr.: 126 178
Bestell-Nr.: 126 278
Bestell-Nr.: 126 378
Bestell-Nr.: 126 478



Adalox AO x-grob/x-coarse
Keramik grob/coarse
Metall mittel/medium
fein/fine

7/8" (22 mm) Körnung
Nr.: 123 078 80
Nr.: 123 178 120
Nr.: 123 278 240
Nr.: 123 378 320

DEL Ruwa Pinhole-Plastic-Disc 22 mm




grob **Bestell-Nr.: 5936 G**
mittel **Bestell-Nr.: 5936 M**
fein **Bestell-Nr.: 5936 F**



DEL Ruwa Pinhole-Papier-Disc

22 mm x-grob **Nr.: 5935 X-G** Körnung 80
grob **Nr.: 5935 G** Körnung 120
mittel **Nr.: 5935 M** Körnung 240
fein **Nr.: 5935 F** Körnung 320



Flexi-Diaplast 22 mm.

Die flexible Diamantscheibe auf Kunststoffbasis in 4 Körnungen für das Snap-on-off-Mandrell. Für Edelmetall, Keramik, Titan.

Einführungssortiment (je 1 Stück pro Körnung)
Bestell-Nr.: 6000 + 1 Mandrell

Packungen zu 4 Stück
x-grob – schwarz **Bestell-Nr.: 6000 - XG**
grob – rot **Bestell-Nr.: 6000 - G**

mittel – gelb **Bestell-Nr.: 6000 - M**
fein – weiß **Bestell-Nr.: 6000 - F**



Polydia Disc Ø 19 mm und Ø 22 mm.

Hochflexible diamantdurchsetzte Kunststoffscheibe zum Schleifen von Porzellan, Metall und Mineralien. HP montiert.

Fig. Nr.	Körnung	Farbe	Best.-Nr.:
1120	# 120	grob grün	1120
1200	# 200	mittel braun	1200
1400	# 400	fein gelb	1400
1800	# 800	x-fein rotbraun	1800

Flexi-Plast Bögen 280 x 215 mm

Aluminiumoxyd: ist ein hartes, synthetisches Schleifkorn. Einsatzgebiet: Feinstschleifen von verschiedenen Materialien wie Metalle, Kunststoffe etc.

Abmessungen	Type AO	verfügbare Körnungen in Micron	Bestell-Nr.
216 x 279 x 0,2	nicht selbstklebend	9 - 15 - 30 - 40 - 60	262 L / ...
216 x 279 x 0,3	selbstklebend	9 - 15 - 20 - 30 - 40 - 60 - 80 - 100	268 L / ...
216 x 279 x 0,4	nicht selbstklebend	80 - 100	272 L / ...

Vergleichstabelle

Micron	FEPA Körnungen
100	P 100
80	P 180
60	P 240
50	P 280
45	P 320
40	P 360
30	P 500
20	P 800
15	P 1000
12	P 1200
9	P 1800



Flexi-Plast Rollen

selbstklebend
15 mm x 6,25 m
verfügbare Körnungen in Micron
60 - 40 - 30 - 20 - 15 - 9
Nr. 272L SK- ...



Flexi-Roll-Film 1/4"

K180 **Nr. 101-1140**
K220 **Nr. 101-1145**
K320 **Nr. 101-1150**
K400 **Nr. 101-1155**
K600 **Nr. 101-1160**
K1200 **Nr. 101-1170**



Alu 12 x 16 mm **Nr. 268**
Alu 15 x 15 mm **Nr. 269**
Kunststoff 12 x 16 mm **Nr. 268 K**



Träger mit Fliehkraftschlitzen

Mandrel with centrifugal force slit
1/2" 13 x 13 mm **Nr. 5978/38**
1/4" 6,5 x 13 mm **Nr. 5978/14**




Flexi-Roll-Film 1/2"

K180 **Nr. 101-1175**
K220 **Nr. 101-1180**
K320 **Nr. 101-1185**
K400 **Nr. 101-1190**
K600 **Nr. 101-1195**
K1200 **Nr. 101-1200**

Radial Discs

Politur mit integriertem Schleifmittel ohne Paste von Korngröße 36 - 8000. Max UpM 15.000. Für Metall, NEM, Keramik, Titan, Platin, Weißgold, Acrylic, Silicon, Gold, Silber



Ø 26 mm montiert mit 4 Scheiben

K-36	braun	Nr. 93991-36 HP
K-50	grün	Nr. 93991-50 HP
K-80	gelb	Nr. 93991-80 HP
K-120	weiß	Nr. 93991-120 HP



Ø 26 mm unmontiert, 1 Scheibe

K-36	braun	Nr. 93991-36 UM
K-50	grün	Nr. 93991-50 UM
K-80	gelb	Nr. 93991-80 UM
K-120	weiß	Nr. 93991-120 UM

Soft-Lex Radial Endbürsten




Ø 19 mm montiert mit 6 Scheiben

K-80	gelb - grob	Nr. 93140-80 HP
K-120	weiß - mittelgrob	Nr. 93140-120 HP
K-220	rot - mittel	Nr. 93140-220 HP
K-400	blau - fein	Nr. 93140-400 HP
K-800	pink - x-fein	Nr. 93140-800 HP
Polish I	hellgrün 1 µ	Nr. 93140-1-3000 HP
Polish II	orange 6 µ	Nr. 93140-2-6000 HP



Ø 19 mm unmontiert, 1 Scheibe

K-80	gelb - grob	Nr. 93140-80 UM
K-120	weiß - mittelgrob	Nr. 93140-120 UM
K-220	rot - mittel	Nr. 93140-220 UM
K-400	blau - fein	Nr. 93140-400 UM
K-800	pink - x-fein	Nr. 93140-800 UM
Polish I	hellgrün 1 µ	Nr. 93140-1-3000 UM
Polish II	orange 6 µ	Nr. 93140-2-6000 UM




Grau - Körnung 400
Kopfbürste Nr.: 1751
Mandrell Nr.: 1755 RA



Ø 14 mm montiert mit 6 Scheiben

K-120	weiß - grob	Nr. 93141-120 HP
K-220	rot - mittel	Nr. 93141-220 HP
K-400	blau - fein	Nr. 93141-400 HP
K-800	pink - x-fein	Nr. 93141-800 HP
Polish I	hellgrün 1 µ	Nr. 93141-1-3000 HP
Polish II	orange 6 µ	Nr. 93141-2-6000 HP



Ø 14 mm unmontiert, 1 Scheibe

K-120	weiß - grob	Nr. 93141-120 UM
K-220	rot - mittel	Nr. 93141-220 UM
K-400	blau - fein	Nr. 93141-400 UM
K-800	pink - x-fein	Nr. 93141-800 UM
Polish I	hellgrün 1 µ	Nr. 93141-1-3000 UM
Polish II	orange 6 µ	Nr. 93141-2-6000 UM

Abrisoft

Zum Beschleifen und Konturieren von weichbleibenden Unterfütterungen, Basis-kunststoffen, flexiblen

Schienen und Mund-schützen.


22 x 3 mm
AT-R22
Nr. 122



10 x 20 mm
AT-H332K Nr. 121



Lisko-S 28 x 6 mm
Elastische Polierscheibe
für Acrylic-Soft, Silicon-Soft
Bestell-Nr.: 223 200



Polyvlies SIC

Universal-Schleifvlies für Acrylic-Soft, Silikon-Soft, Kunststoff, Plastic, Gold, Silber

grob	Nr. 5998/G
mittel	Nr. 5998/M
fein	Nr. 5998/F



Schleiffächer

für Metall, NEM, Edelmetall, Holz, Gips, Acrylic, Silicon aus Schleifmitteln, Schaft 2,35 mm

	20 x 5 mm	20 x 10 mm	30 x 5 mm	30 x 10 mm
Korn 100	Nr. 5990/1	Nr. 5990/2	Nr. 5990/3	Nr. 5990/4
Korn 150	Nr. 5991/1	Nr. 5991/2	Nr. 5991/3	Nr. 5991/4
Korn 240	Nr. 5992/1	Nr. 5992/2	Nr. 5992/3	Nr. 5992/4
Korn 320	Nr. 5993/1	Nr. 5993/2	Nr. 5993/3	Nr. 5993/4

Rotofex-Polierer

- Hohe Standzeit - long lasting - für EM- und NE-Metalle, Keramik, Porcelan, Platin, Titan, Glas, Kunststoff



Kegel, montiert			
grob - weiß	fein - grün	x-fein - gelb	
Best.-Nr.: 713/080	Best.-Nr.: 713/180	Best.-Nr.: 713/400	



Zylinder, montiert	Ø	4 x 12	8 x 12	10 x 12	12 x 12	14 x 14	22 x 10	Best.-Nr.
Korn 80 x'grob	weiß	4	8	10	12	14	22	714/.../080
Korn 120 grob	rot	4	8	10	12	14	22	714/.../120
Korn 180 mittel	grün	4	8	10	12	14	22	714/.../180
Korn 240 fein	blau	4	8	10	12	14	22	714/.../240
Korn 400 x-fein	gelb	4	8	10	12	14	22	714/.../400



Liskoid

27 x 2 mm zum Vorpolieren des Interden-talbereichs tiefgezogener Schienen (Faserentfernung)

6 Stück, 1 Mandrell, 4 Stützscheiben, 1 Schleifstreifen Nr. 223205

Rad 20 x 3 mm, unmontiert	
xx-grob	Best.-Nr. 715/046
x-grob	Best.-Nr. 715/080
grob	Best.-Nr. 715/120
mittel	Best.-Nr. 715/180
fein	Best.-Nr. 715/240
x-fein	Best.-Nr. 715/400



① Körnung	Best.-Nr.:
80	200 6 HP
180	210 6 HP
240	220 6 HP
400	230 6 HP
② Körnung	Best.-Nr.:
80	205 17 HP
180	215 17 HP
240	225 17 HP
400	235 17 HP

Scotch Brite Schleifvliesbürstchen – Für Matteffekte und zum Ausarbeiten aller Kunststoffe. Für Acrylic, Silicon, Metall, Gold, Silber, Platin, Acrylic-Soft, Silicon-Soft

groß



28 x 10 mm, mont.
Nr.: 9757/X HP
x'fein / x-fine – weiß
superfein / super fine – grau
sehr fein / very fine – grau
fein / fine – grau
mittel/medium – rot
grob/coarse – braun

mittel



22 x 10 mm, mont.
Nr.: 9754/X HP
Nr.: 9754/SF HP
Nr.: 9754/VF HP
Nr.: 9754/F HP
Nr.: 9754/M HP
Nr.: 9754/G HP

klein



15 x 6 mm, mont.
Nr.: 9755/X HP
Nr.: 9755/F HP
Nr.: 9755/M HP
Nr.: 9755/G HP

unmontiert



28 x 5 mm, unmont.
Nr.: 9756/X UM
Nr.: 9756/F UM
Nr.: 9756/M UM
Nr.: 9756/G UM



Mattliner

Kombi, Schleifvlies – Schleifleinen

30 x 10 x 2,35 mm
K 100 Nr.: 887-100
K 120 Nr.: 887-120
K 150 Nr.: 887-150
K 180 Nr.: 887-180



30 x 5,0 x 2,35 mm
K 150 Nr.: 885-150

max. 3000 RPM

Scotch-Hardie

Form
Größe
fein 5 AF



Flame 3/8" x 3/4" M 2015
Slim Taper 1/4" x 3/4" M 2016
Bullet 5/16" x 5/8" M 2017
Cylinder 3/8" x 5/8" M 2018
Ball 3/8" x DIA M 2019



Flexi-Past Rolle 15 mm

100µ = K 100 = No. 272L100
80µ = K 180 = No. 272L80
60µ = K 240 = No. 272L60
50µ = K 280 = No. 272L50
40µ = K 320 = No. 272L40
30µ = K 500 = No. 272L30
20µ = K 800 = No. 272L20
15µ = K 1200 = No. 272L15
9µ = K 1800 = No. 272L9



Lippox

Schleifvliesbürstchen
22 mm;
hart gebunden für
Acrylic-Soft,
Silicon-Soft, Metall,
Gold, Silber, Platin
grob/coarse
Bestell-Nr.: 9752-G HP
fein/fine
Bestell-Nr.: 9752-F HP



Belt Sticks


Breite 8 mm.
Bewegliche Bandfeilen zum Bearbeiten
und Glätten von schwer zugänglichen
Flächen. Lieferbar in 5 verschiedenen Kör-
nungen, erkennbar durch Farbcodierung.
Leicht auswechselbar, naß und trocken
verwendbar.

Farbe	Körnung	komplett	Ersatzbänder
schwarz	K 060	Nr. 3619	Nr. 3641
rot	K 120	Nr. 3620	Nr. 3631
blau	K 240	Nr. 3622	Nr. 3633
grün	K 320	Nr. 3624	Nr. 3635
gelb	K 400	Nr. 3626	Nr. 3637
schwarz	K 600	Nr. 3630	Nr. 3639
weiß	K 800	Nr. 3632	Nr. 3643



Ersatzbänder Flexi-Plast

Farbe	Körnung	100 µ	Nr.
weiß	K 100	100 µ	Nr. 3688
gelb	K 180	80 µ	Nr. 3684
schwarz	K 240	60 µ	Nr. 3689
blau	K 360	40 µ	Nr. 3691
rot	K 500	30 µ	Nr. 3693
grün	K 800	20 µ	Nr. 3695
gelb	K 1000	15 µ	Nr. 3697
weiß	K 1800	9 µ	Nr. 3699




Schleiffbandhalter

für 6 Rollen
15 mm
Bestell-Nr.: 1560



Schleifleinen

Qual.: Korundkörper
Leinenstreifen in 15 mm breiten Rollen, braun
lieferbar in den Körnungen:
80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 600
Bestell-Nr. 5973 / ...



SIC-Schmirgelpapier

auf Rollen von 50 m, Breite 15 mm
lieferbar in den Körnungen: 150, 180, 220, 240, 280,
320, 400, 600, 800, 1000, 1200
Bestell-Nr. 3161 / ...



Sandpapier

Qual.: Korund braun,
15 mm Rollenbreite, lieferbar in den Körnungen:
60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 600
Bestell-Nr. 5972 / ...




Mattliner - Strich Matt - für Gold, Silber, Platin, Titan, Acrylic, Silicon

Mattliner	30 x 10 mm, mont.		
grob	K 80-120	No. 888	A/M
mittel	K 180-240	No. 888	A/F
fein	K 280-400	No. 888	A/VF
superfein	K 500	No. 888	S/SF
ultrafein	K 800	No. 888	S/UF

Mattliner	30 x 5 mm, mont.		
grob	K 80-120	No. 889	A/M
mittel	K 180-240	No. 889	A/F
fein	K 280-400	No. 889	A/VF
superfein	K 500	No. 889	S/SF
ultrafein	K 800	No. 889	S/UF

Rubynit-Trimmer


Rubinierte Schleifkörper, metallgebunden, für die Bearbeitung von Kunststoff. Keine Hitzeentwicklung. Grob – Matteeffekt. Für Acrylic, Silicon, Nails, Horn, lichthärtender Kunststoff.



Grob Nr.: 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112
Fein Nr.: 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012

Schleifstein weiß

für Nails, Acrylic, Horn, Silicon, lichthärtender Kunststoff



Nr.: Ø 10,0 453/100 Ø 8,0 453/80 Ø 6,0 453/60

Poro-Schleifstein

x-grob, Hohlkugelkorund, blau, keramisch, sterilisierbar bis 180 °C



Nr. 471 473

Buffalo Kunststoff-Trimmer

Silicon - Acrylic - Nails - Horn



Bestell-Nr.: 3120 / ...

Dia-Dome



Diamant-Schleifkappe für Kunststoff, Gips, Acrylic, Silicon, Horn, Nails, lichthärtender Kunststoff

Schleifkappenträger
1/2" 12,7 mm Ø Bestell-Nr.: 2745

Dia-Cup
1/2" 12,7 mm Ø Bestell-Nr.: 2743

Poro-Stein, blau

Spezialschleifkörper für Kunststoff, Horn, Acrylic, Silicon, lichthärtender Kunststoff



Bestell-Nr.:
80 600 019 80 605 019 80 610 019

Instrumenten-Abziehstein

zum Schleifen und Schärfen von Instrumenten (Instrument Sharpener)



Nr.: 05401 05402 05403 05404 05406

Set mit 5 Stück
Best.-Nr.: 05410

Faskut-Schleifspitzen, weiß

für Kunststoff, Acrylic, Silicon, Horn, Nails, lichthärtender Kunststoff



Nr. 2 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8

Bestell-Nr.: 3130 / ...

Typhoon-Spike-Fräser

Carbide Burs

Carbitfräser für Gips, Kunststoffe und Mattfinish

Ideal for use on hard and soft wood, acrylic, die stone, plaster, hard rubber, fiberglas and texturing

Coarse Grit ■ red
Medium Grit ■ blue



Kugel	Zylinder lang	konisch rund	Zylinder	Zylinder rund	Rad	Flamme	Flamme lang
Ball	Long Taper	Taper	Cylinder	Ball Nose	Rotor Saw	Flame	Bud
KB 32314	KB 32118	KB 32914	KB 32518	KB 32718	KB 32812	KB 32912	KB32414
KB 32315	KB 32119	KB 32915	KB 32519	KB 32719	KB 32813	KB 32913	KB32415

Original „Heatless“ Schleifsteine

schwarz = grob weiß = fein



Ø mm	25	25	25	22	22	22	18	18	18	16	16	16	12	12	12
Stärke mm	5	3	2	5	3	2	5	3	2	5	3	2	5	3	2
Größe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Bestell-Nr.:

schwarz	0801	0802	0803	0804	0805	0806	0807	0808	0809	0810	0811	0812	0813	0814	0815
weiß	0831	0832	0833	0834	0835	0836	0837	0838	0839	0840	0841	0842	0843	0844	0845

Trennscheibe für Edelmetall – braun AO –
Besonders für verlustarmes Trennen von Edelmetallen geeignet.
22 x 0,3 mm 200 Stück **Bestell-Nr. 5944**



Razorflex – dunkelgrau SIC – 22 x 0,13 mm
Rasiermesserdünne, flexible Trenn- und Separierscheibe
für Keramik, Titan und alle Legierungen.
25 Stück **Bestell-Nr. 5959/25** 100 Stück **Bestell-Nr. 5960/100**
50 Stück **Bestell-Nr. 5959/50** 200 Stück **Bestell-Nr. 5960/200**



**Econocut-
Trennscheibe
„Lilliput“**



22 x 0,2 mm Nr. 5994/22/02	26 x 0,3 mm Nr. 5994/26/03
22 x 0,3 mm Nr. 5994/22/03	26 x 0,5 mm Nr. 5994/26/05
22 x 0,5 mm Nr. 5994/22/05	40 x 0,5 mm Nr. 5994/40/05



- hohe Standzeit
- kleiner Spanwiderstand, kleine Anwärmung des bearbeiteten Materials
- keine Vibration des Werkzeuges
- niedrige Staubbildung am Arbeitsplatz

– dunkelbraun AO – „Unzerbrechliche“ Trennscheibe.
Sehr stabil, **da glasfaservernetzt**. Besonders starke Schnittleistung
bei extremer Bruchsicherheit. Für alle Metalle

12 Stück	25 x 1,0 mm	Nr. 5950	12 Stück	40 x 1,0 mm	Nr. 5951
50 Stück	25 x 1,0 mm	Nr. 5952	50 Stück	40 x 1,0 mm	Nr. 5953
12 Stück	30 x 1,0 mm	Nr. 5995	12 Stück	25 x 2,5 mm	Nr. 5996
1 Stück	80 x 1,0 x 10 mm	Nr. 5997			

Ceracut Sinter-Keramiktrennscheibe
Die ultradünne verstärkte Trennscheibe
20 x 0,3 mm **Bestell-Nr. 5946/20/03**



Uni Discs – dunkelgrau SIC – Leicht flexible Trenn- und
Separierscheibe für Keramik, Edelmetall, NE-Legierungen.

100 Stück
22 x 0,20 mm **Bestell-Nr. 5954/20**
22 x 0,26 mm **Bestell-Nr. 5954/26**
22 x 0,30 mm **Bestell-Nr. 5954/30**



Doppel-Discs – grau SIC – Graue doppelseitig belegte
Trenn- und Separierscheibe für Edelmetall und Keramik.

100 Stück
19 x 0,60 mm **Bestell-Nr.: 5968/19**
22 x 0,60 mm **Bestell-Nr. 5968/22**



Standard-Trennscheibe – braun AO –
Stabile Trennscheibe für Metall, NEM, Titan, Platin

100 Stück
22 x 0,6 mm **Bestell-Nr. 5969**
25 x 0,6 mm **Bestell-Nr. 5970**
38 x 1,0 mm **Bestell-Nr. 5966**
38 x 0,6 mm **Bestell-Nr. 5965**
30 x 1,6 mm **Bestell-Nr. 5967**



Trennscheibe für Edelmetall und Keramik

– grau SIC – Universell zum Separieren, Trennen
und Schleifen von Edelmetallen und Keramik.
22 x 0,2 mm, 200 Stück, **Bestell-Nr. 5945**



K+K Separierscheiben

– grau SIC – konvex - konkav gewölbte, doppelseitig belegte Separierscheibe
zum Trennen und Schleifen von Kobalt-Chrom,
Edel- und NE-Metallen und Keramik
22 x 0,6 mm, 50 Stück, **Bestell-Nr. 5941**



Super Thin Discs

– grau SIC – Trennscheibe für Keramik
und Metall, 22 x 0,2 mm, 50 Stück,
Bestell-Nr. 5943



Extra Thin Discs

– grau SIC – Trennscheibe zum Separieren
für Keramik und Metall, 22 x 0,34 mm,
50 Stück
Bestell-Nr. 5942/50
100 Stück
Bestell-Nr. 5942/100



Uniflex

– dunkelgrau SIC – leichte flexible universal
Trenn- und Separierscheibe für Keramik,
Edelmetall, Chrom-Kobalt und alle
NE-Legierungen. 100 Stück, 22 x 0,26 mm
Bestell-Nr. 5956



Schleifscheibe

– brau AO – für Metall, NEM,
Titan, Platin 25 Stück
22 x 3,0 mm **Bestell-Nr. 5957**
32 x 3,0 mm **Bestell-Nr. 5958**



Mikromotor

38.000 U/min

Bestell-Nr. K.1070

Ideal für Anwendung mit hohen Drehzahlen bis
38.000 U/min. Das Paket schließt einen Steuerpult,
handstück, variable Geschwindigkeits-Fußsteuer-
ung, Handstück-Aufnahmevorrichtung, Ersatzpaar
Motorbürsten, sowie Ersatzsicherungen und aus-
wechselbarer Spulenkörper mit ein. Das Schlanke
Handstück mit speziellen Konturen für einen besse-
ren Halt zeichnet sich durch einen luftgekühlten Bür-
stenmotor aus für kühlen und erschütterungsfreien
Betrieb. Es wird mit einem 2,35 mm Metallring gelie-
fert. 1/8" und 3 mm Spannzangen separat erhältlich.
Die kompakte Steuerung hat einen Vor- und Rück-
wärtsumdreher sowie einen Hand- oder Fußgeschwindigkeitsregler. Drehknopf zur Regelung der Geschwindigkeit sowie eine Überla-
stungsanzeige. Es gibt auch eine bequemen Wählschalter um 110/120 oder 220/240 Volt Netzspannung einzustellen



Mandrelle



* NI = vernickelt / nickel plated RS = rostfrei / stainless steel



Bohrfutter

aus Stahl

Bestell-Nr.: 2360

Schaft 2,34 mm, mit 3 Einsätzen von 0 - 3 mm spannend. Praktische Ergänzung für Handstücke, mit denen man sonst nur Werkzeuge mit 2,34 mm Schaft spannen kann.

max. Drehzahl 5000 UpM !

Spannzangen-Einsätze

vernickelt (NI*)



Bestell-Nr.: 4032
für Spannzange
Ø 2,35 auf Ø 1,60 mm



Bestell-Nr.: 4033
für Spannzange
Ø 3 auf Ø 2,35 mm

Schleifsystem VARIOstar D50

Handstück

Nr. 752 - 505

Spannzange

serienmäßig Ø 2,35 mm Nr. 804 - 1235

alternativ Ø 3,00 mm Nr. 804 - 1300

Handstückablage

Nr. 560 - 009

Variables Fußpedal

zur stufenlosen Drehzahlregelung




Technische Daten:

Länge: 162 mm Gewicht: 235 g
Nennspannung: AC 230 V Nennfrequenz: 50/60Hz
Drehzahl: 1000-50000 U/min
Spannzangen: Ø 2,35 mm - optional Ø 3,00 mm
Drehmoment: 7,8 Ncm Aufnahmeleistung: max. 270 W
Schutzklasse: I
Tischgerät mit Fußpedal
Rechts-/Linkslauf: Ja

Nr. 804 - 102

Besonderheiten

- hohe Rundlaufgenauigkeit
- Schnellspannung
- keine Kohlebürsten
- stark, leise, leicht und handlich
- selbst nach extremer Belastung immer sofort wieder einsetzbar
- keine Verschmutzung durch geschlossenes System
- lebenslange Garantie auf Anker und Wicklung



Nr. 804-101

Schleifbänder

zum Beschleifen von Silicon - Acrylic - Horn - Holz - Nails - Gips - Kunststoffen - Edelmetall.

	4 x 10	6 x 10	8 x 10	10 x 10	10 x 20	12 x 25	13 x 13	13 x 13
Korn 60	-	-	-	AO	-	-	5974/060	Korn 60 5984/060
Korn 80	5985/080	5986/080	5982/080	5983/080	5987/080	5981/080	5974/080	Korn 80 5984/080
Korn 120	-	-	-	-	-	-	5974/120	Korn 150 5984/150
Korn 150	5985/150	5986/150	5982/150	5983/150	5987/150	5981/150	5974/150	Korn 320 5984/320
Korn 240	5985/240	5986/240	5982/240	5983/240	5987/240	5981/240	5974/240	
Korn 320	-	-	-	5983/320	5987/320	5981/320	5974/320	
Korn 400	-	-	-	-	-	-	-	

Schleifband-Träger

Schaft 2,35 mm



für Schleifbänder

4 x 10	Nr.: 5980/4
6 x 10	Nr.: 5980/6
8 x 10	Nr.: 5980/8
10 x 10	Nr.: 5980/10
10 x 20	Nr.: 5980/11
12 x 25	Nr.: 5980/12
13 x 13	Nr.: 5980/13



Schleifkappenträger mit Fliehkraftschlitzen

GT 7F	7 x 13	Best.-Nr.: 7525/07
GT 10 F	10 x 15	Best.-Nr.: 7525/10

Schleifkappen F= Zylinderform



AO	SK 7F	7 x 13 mm	AO	SK 10 F	10 x 15 mm
----	-------	-----------	----	---------	------------

Korn 80	Nr. 7521/080	Nr. 7522/080
Korn 150	Nr. 7521/150	Nr. 7522/150
Korn 320	Nr. 7521/320	Nr. 7522/320

Arbor Bands Schleifrollen SIC für Gips, Horn, Holz, Nails, Metall, Silicon, Acrylic



8 x 13 mm (1/4")	12 x 13 mm (3/8")	14 x 13 mm (1/2")
------------------	-------------------	-------------------

Korn grob	Nr. 5975/14	Nr. 5975/38	Nr. 5975/12
Korn mittel	Nr. 5976/14	Nr. 5976/38	Nr. 5976/12
Korn fein	Nr. 5977/14	Nr. 5977/38	Nr. 5977/12



Träger mit Fliehkraftschlitzen
(1/4") (3/8") (1/2")
Nr.: 5978/14 Nr.: 5978/38 Nr.: 5978/12



Träger mit Schrauben
6 x 13 mm (1/4") Best.-Nr.: 5979/14
9 x 13 mm (3/8") Best.-Nr.: 5979/38
12 x 13 mm (1/2") Best.-Nr.: 5979/12

Trizact Sanding Bands

Standzeit 5 x länger als andere Bands. Für alle Metalle. Interessantes Finish.



Größe	8 x 13 mm	14 x 13 mm	
1/4" x 1/2"	1/2" x 1/2"		
A 80	Nr. M 2950	Nr. M 2955	grob
A 30	Nr. M 2951	Nr. M 2956	mittel
A 16	Nr. M 2952	Nr. M 2957	fein
A 6	Nr. M 2953	Nr. M 2958	x-fein

Alucolor Adapterspindel



Bezeichnung	für Poliermotoren	Nr.
Spindeladapter HP Grün, AS 450	N.A.P.: PA 012 / 100 / 310 Elma: Polimaster Multifix: M80	314 245
Spindeladapter HP Rot, AS 500	Reitel: Poliret E1 / Polimot / Twin Moderna: B2 N.A.P.: PA Mini / Mini II FARO / SCHÜTZ / GAMBERINI	314 246
Spindeladapter HP Silber, AS 600	KAVO: Polierbox Degussa: PE 5 Schuler: S. U. Duopol Wassermann: WSM-2 Leleux: 1300 / 1302	314 246

* NI = vernickelt / nickel plated
RS = rostfrei / stainless steel



Schleifkappen Walzenrundform

AO



	SK 5 R	SK 7 R	SK 10 R	SK 13 R	SK 16 R
	5 x 11	7 x 13	10 x 15	13 x 19	16 x 26
Korn 060	7510/060	7511/060	7512/060	7513/060	7514/060
Korn 080	7510/080	7511/080	7512/080	7513/080	7514/080
Korn 150	7510/150	7511/150	7512/150	7513/150	7514/150
Korn 320	7510/320	7511/320	7512/320	7513/320	7514/320

Schleifkappen Spitzkopf

AO



	SK 5 S	SK 7 S	SK 10 S	SK 13 S	SK 16 S
	5 x 11	7 x 13	10 x 15	13 x 19	16 x 26
Korn 080	7530/080	7531/080	7532/080	7533/080	7534/080
Korn 150	7530/150	7531/150	7532/150	7533/150	7534/150
Korn 320	7530/320	7531/320	7532/320	7533/320	7534/320

Schleifkappen Walzenrundform

SIC



	SK 5 R	SK 7 R	SK 10 R	SK 13 R	SK 16 R
	5 x 11	7 x 13	10 x 15	13 x 19	16 x 26
Korn 060	7510/060	7511/060	7512/060	7513/060	7514/060
Korn 080	7510/080	7511/080	7512/080	7513/080	7514/080
Korn 150	7510/150	7511/150	7512/150	7513/150	7514/150

Schleifkappen Spitzkopf

SIC



	SK 5 S	SK 7 S	SK 10 S	SK 13 S	SK 16 S
	5 x 11	7 x 13	10 x 15	13 x 19	16 x 26
Korn 060	7530/060	7531/060	7532/060	7533/060	7534/060
Korn 080	7530/080	7531/080	7532/080	7533/080	7534/080
Korn 150	7530/150	7531/150	7532/150	7533/150	7534/150

Schleifkappen WRS

hitzebeständig, lange Standzeit



	SK5WRS	SK7WRS	SK10WRS	SK13WRS
	5 x 11	7 x 13	10 x 15	13 x 19
Korn 60		0713/060	1015/060	1319/060
Korn 80	0511/080	0713/080	1015/080	1319/080
Korn 150	0511/150	0713/150	1015/150	1319/150

Schleifkappenträger R

2,35 mm Schaft



	GT 5 R	GT 7 R	GT 10 R	GT 13 R	GT 16 R
	7515/05	7515/07	7515/10	7515/13	7515/16

Schleifkappenträger S


2,35 mm Schaft



	GT 5 S	GT 7 S	GT 10 S	GT 13 S	GT 16 S
	7535/05	7535/07	7535/10	7535/13	7535/16


Schleifkappen Kegelform

AO



	SK 51	SK 112
Korn 060	7540/060	7541/060
Korn 080	7540/080	7541/080
Korn 150	7540/150	7541/150
Korn 280	7540/280	7541/280

SIC



	SK 51	SK 112
Korn 060	7540/060	7541/060
Korn 080	7540/080	7541/080
Korn 150	7540/150	7541/150

MASTER Konus-Schleifrollen

für alle Metalle, Keramik, und Kunststoffe

max. Umdrehung 8000 - 12000 UpM



	grün fein	gelb grob	rot mittel	Mandrell
	107-1053	107-1055	107-1057	2302
		rot mittel	grün fein	gelb grob
		107-1054	107-1056	107-1058

Schleifkappen-träger K

Kegelform 2,35 mm Schaft



	GT 51	GT 112
	5 x 15 mm	11 x 25 mm
Nr.	7545/051	7545/112

GT 51 GT 112

DiaTex Diamandbands diamantiert, gewickelt

- enorme Leistung bei NE/NEM Metallen



7 x 25mm

Grit	K 800	K 400	K 220	K 120	K 60
Nr.	4001/800	4001/400	4001/220	4001/120	4001/060

Klammerbiege-, Drahtbiege- und Seitenschneider, Scheren



grazil,
max. 0,7 mm hart
115 mm
Bestell-Nr.:
1234

kräftiger als 1234,
max. 0,7 mm hart
120 mm
Bestell-Nr.:
1234A

kräftig,
max. 0,9 mm hart
130 mm
Bestell-Nr.:
1234B

130 mm
Bestell-Nr.:
1339

Schneiden mit
Hartmetalleinlagen
max. 1,0 mm hart,
rotfrei, 130 mm
Bestell-Nr.: 1339



Folienschere gerade
Bestell-Nr.: 210/12



Kronenschere
gerade, 105 mm
Bestell-Nr.: 210/12

Wachs- und Gipsmesser



1463

1464

1435

1436

1442/R2

1442/7R

1445

K + B Instrumente



1194A 1194B 1194C

Greenstein

äußerst feine Instrumente mit Federmessern zum
Verarbeiten von Keramikmassen und Verblend-
kunststoffen



1191SP/1
0,2mm

1191SP/2
0,2mm

1191SP/3
0,2mm

1191SP/4
0,12mm

1191SP/5
0,12mm

1191SP/6
0,12mm

Modellier- instrumente



1192 1193 1196C 1196D

Anrühr- und Gipsspatel Pinzetten



1430

1430/1

1430A

1465

1465 1/2

773/A

773D
diamantiert

1481


Kronen- und Brücken- halteklammern



gerade, 125 mm
Bestell-Nr.: 1892/12.5
gebogen, 125 mm
Bestell-Nr.: 1892A/12.5

gerade, 125 mm
Bestell-Nr.: 1894/12.5
gebogen, 125 mm
Bestell-Nr.: 1894A/12.5

Alu-Pinselhalter, einendig, 12,3 cm lang – Rotmarder-Pinselspitzen naturelle



Reinigungspinsel Clean Brush synthetic, weiß



Kunsthhaar-Flachpinselspitzen synthetic



Gr. 2	weiß	Nr. 5737/2
Gr. 4	weiß	Nr. 5737/4
Gr. 6	weiß	Nr. 5737/6
Gr. 2	rot	Nr. 5736/2
Gr. 4	rot	Nr. 5736/4

Rotmarder naturelle Retouschier-Pinselkopf




Pinselköpfe Katzenschnauze



Alu-Pinselhalter, doppelendig



Kolinsky-Pinselkopf naturelle, mit Goldzwinge



Schablonier-, Glättung- und Reinigungspinsel

Kunsthhaar - synthetic



Iltishaar Flachpinsel



Takanishi Synthetic-Flachpinsel

goldfarbener Toray



Kunsthhaar-Pinselspitzen, Toray orange synthetic



Kunsthhaar-Pinselköpfe, weißes Toray synthetic



Pinselhalter

abgewinkelt
Nr. 5692/1

gerade
Nr. 5692/2



Einmal-Pinselspitzen synthetic



SSP Isolierpinsel

flach Borsten weiß



Takanishi Synthetic-Pinsel goldfarbenes Toray



Rotmarder-Naturhaar-Retouschierpinsel



Takanishi Synthetic Pinsel Goldfarbiges Toray mit anatomischem Griff-Stiel



Synthetic Pinsel weißes Toray



Rotmarder-Kolinsky-Pinsel




Rotmarder-Kolinsky-Pinsel

mit anatomischem Griff-Stiel



Kolinsky-Haar-Pinsel

mit Dreikant-Stiel



Synthetic Flachpinsel

weißes Toray



Rotmarder-Kolinsky-Pinsel

Kleine Metallkugeln im kurzen Griff formen die Spitze jedesmal, wenn der Pinsel ausgeschlagen wird und gewährleisten eine optimale Pinselbalance. Der dickere Haarteil des Pinsels dient dabei als Wasserreservoir, damit die Keramik während des Schichtens nicht austrocknet.



Retouschier-Pinsel



Zur Verwendung für kleinere Keramikkorrekturen
Nr.: 7001

Glasur-Pinsel



Mit Hilfe der stumpfen Kante kann ein Minimum an Glasurmasse in die Oberflächenrauigkeit der gebrannten Keramik mit festem Druck „eingerieben“ werden.
Nr.: 7002

Fissuren-Malfarben-Pinsel



Für präzises Malen auch in den okklusalen Fissuren, sowie für feine Linien im zervikalen und interdentalen Bereich.
Nr.: 7003


RM Taschenpinsel

mit Hülle



Nr.: EB 10

HSS-E und HM-Spiralbohrer



Hartmetall Spiralbohrer 4203S

	4203S	4203S	4230S	4230S	4230S	4230S	4230S	4230S	4230S	4230S
ISO Ø	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016
D1	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60
L1	10,0	10,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

D1 = Arbeitsteildurchmesser

L1 = Arbeitsteillänge

Hartmetall Spiralbohrer HM 205K

	205K	205K	205K	205K
ISO Ø	007	008	009	010
D1	0,70	0,80	0,90	1,00
L1	7,5	7,5	8,0	8,0

D1 = Arbeitsteildurchmesser




L1 = Arbeitsteillänge

Spezial-Instrumente

Stichfräser für Folien



Dia 203 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30



HM-Spiralbohrer-Wachsfräser

parallel rund

103 HP	Ø 2,35 mm	3680...	010	015	023
123 HP	Ø 3,00 mm	3680...	010	015	023



Steidle Wachs - Gips - Kunststoff-Fräser





Hartmetallfräser – Carbide cutters – Fraises au carbure – Fresas de carburo




S-Fräser / TiAlN-Fräser

Hochleistungsschicht mit hoher Härte und geringer Wärmeleitfähigkeit für hohe thermische und mechanische Belastungen.
Kreuzverzahnung normal



Linkshänderfräse for left hand use – fraise pour gaucher



**HM-Fräser
Nachschärf-
Service
ca. Hälfte
vom
Neupreis !**

Diamantierte Schleifinstrumente

rostsicher, sterilisierbar; zum Glätten

Diamond Instruments – stainless steel, sterilizing possible; for smoothing – Instrumentos Diamantados – Instruments Diamantes



Figur	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001G	001G	001G	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	164	161	162	162
Größe	005	007	009	010	012	014	016	018	021	023	025	029	033	042	023	025	033	010	014	016	018	021	025	009	025	037	057					



Figur	014	014	014	014	014	014	014	225	225	225	023	023	023	041	041	041	042	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304
Größe	018	021	025	040	047	060	093	018	023	025	025	057	073	047	061	073	067	018	021	023	025	033	042	063							



Figur	239	109	110	111	111	111	111	113	172	172	172	172	172	172	172G	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173
Größe	021	014	053	014	018	025	033	053	014	018	025	027	040	050	040	012	014	016	018	018	023	025	027	031	035						



Figur	198	198	198	198	198	198	198	198G	198G	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199N	199N	199N	199N	199N	199N	199N	199N	199N	199N	274	274X
Größe	012	018	023	025	027	040	050	025	040	012	014	016	018	023	025	027	031	035	012	014	016	018	023	025	031	060	060				




Figur	165	165	165	166	166	166	166	166F	167	167	247	247	247C	248F	249	249N	249	249	249	249	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250N	250N	250N
Größe	014	016	018	010	014	016	018	014	014	018	012	016	012	012	009	010	012	014	016	021	012	014	016	018	023	025	033	012	014			




Figur	250G	250G	251	251	272N	272F	539F	540F	298	291	292	292	141	141	141	141	141N	141	142	142	143G	068	068	257
Größe	018	025	014	018	018	016	007	008	025	014	020	029	014	018	023	025	025	033	018	025	018	045	065	023

■ super grob – super coarse ■ extra grob – extra coarse ■ grob – coarse ■ mittel – medium ■ fein – fine ■ extra fein – super-fine

Sinter-Diamanten – Sintered Diamond – Diamantes frites – Diamantados Sinterizados



Sinter Diamantscheiben, Handstück – Sintered diamond discs, HP – Discos diamantados sinterizados, PM
Sinter Diaflex **Superrapid**



Diamantscheiben – diamond discs – disques diamantes – discos diamantados.

Doppelseitig – double sided – double face – dos lados



H 101 G ...
Stärke mm



190
0,5



220
0,5

H 340 C ...
H 340 F ...
Stärke mm

240
0,2

300
0,3

450
0,35

450
0,35



H 321 ...
Stärke mm



160
0,3



190
0,3



220
0,3



H 350 ...
Stärke mm
H 353 C ...
Stärke mm
H 353 F ...
Stärke mm



160
0,3



190
0,3



220
0,3



240
0,3



H 332 C ...
Stärke mm

300
0,3

H 333 C ...
Stärke mm

300
0,3

450
0,35



H 361 F ...
Stärke mm
H 355 F ...
Stärke mm
H 355 C ...
Stärke mm
H 355 G ...
Stärke mm



080
0,18




100
0,18



130
0,18



160
0,15



H 355 XF ...
Stärke mm

190
0,12

220
0,12

190
0,15

220
0,15

Gezahnte Diaflex



H 368 ...
Stärke mm
H 635 F ...
Stärke mm



190
0,3



220
0,3



H 805 F 190
0,15



H 805 F 220
0,15



H 806 F 190
0,15



H 805 F 220
0,15



H 807 F 190
0,15



H 807 F 220
0,15



H 365 C ...
Stärke mm
H 365 F ...
Stärke mm



100
0,17



130
0,17



160
0,15



190
0,15



220
0,15



300
0,3



450
0,35

Gezahnte Superdiaflex

H 808 C 160
Stärke 0,3 mm



Körnung
grit/grain
grano
µm

normal	100 - 120
● normal	80
● extra-grob x-coarse x-gros/x-grueso	180
● grob coarse/gros grueso	120 - 135
● fein fine/fin/fino	45
● extra fein x-fine/x-fin/x-fino	35
○ ultrafein u-fine//u-fin u-fino	5 - 15



H 362 F ...
Stärke mm
H 327 ...
Stärke mm
H 345 ...
Stärke mm
H 358 F ...
Stärke mm
H 358 G ...
Stärke mm




080
0,18




100
0,18




130
0,18




190
0,5




220
0,5



220
0,3




220
0,18



220
0,22

Superflex Turbo In Standard Diamantkörnung. die Spirale ermöglicht einen permanenten Abtransport des Schleifgutes.



doppelseitig

19 x 0,12 mm Bestell-Nr. 5901/19 HP
19 x 0,15 mm Bestell-Nr. 5902/19 HP
22 x 0,15 mm Bestell-Nr. 5901/22 HP
22 x 0,20 mm Bestell-Nr. 5902/22 HP

Keraflex Diamant-Trennscheibe

Zum Separieren und Konturieren für Keramik. 5000 - 10000 Upm

sehr flexibel

19 x 0,20 mm, montiert Nr. 5905/HP
19 x 0,20 mm, unmontiert Nr. 5905/UM
22 x 0,20 mm, montiert Nr. 5906/HP
22 x 0,20 mm, unmontiert Nr. 5906/UM
19 x 0,23 mm, montiert Nr. 5907/HP
19 x 0,23 mm, unmontiert Nr. 5907/UM
22 x 0,23 mm, montiert Nr. 5908/HP
22 x 0,23 mm, unmontiert Nr. 5908/UM
19 x 0,25 mm, montiert Nr. 5909/HP
19 x 0,25 mm, unmontiert Nr. 5909/UM
22 x 0,25 mm, montiert Nr. 5910/HP
22 x 0,25 mm, unmontiert Nr. 5910/UM



flexibel

leicht elastisch



doppelseitig

Sinter-Diamant-Scheibe „Diebron“

Trennscheiben, galvanisch durchsetzt, nur montiert, Schaft 2,35 mm



doppelseitig

Ø	L	Sinterung am Rand	
10 mm	0,17 mm	1,0 mm	Nr. 4911/100
14 mm	0,17 mm	1,5 mm	Nr. 4911/140
20 mm	0,17 mm	2,0 mm	Nr. 4911/200
22 mm	0,30 mm	2,5 mm	Nr. 4911/220
30 mm	0,30 mm	2,5 mm	Nr. 4911/300
45 mm	0,30 mm	2,5 mm	Nr. 4911/450

Galvanische Sinterscheibe

Rand volldiamantiert und flexibel
Körnung superfein



Ø mm
Bestell-Nr.

12
181221

20
182021

Flexible Diamantscheiben



Sensoflex

Körnung fein

Ø 22 mm

Dicke 0,17 mm

Bestell-Nr. 662221

Ø 22 mm

Dicke 0,22 mm

Bestell-Nr. 662225



Hydroflex

Körnung ultrafein, beidseitig

Ø 19 mm

Dicke 0,06 mm

Bestell-Nr. 131961

Bestell-Nr. 1319618 (20 Stück)


Ø 19 mm

Dicke 0,07 mm

Bestell-Nr. 131971

Bestell-Nr. 1319718 (20 Stück)

Gipstrennscheiben



Körnung fein
Ø 75 mm
Dicke 0,25 mm
x = 16 mm H7
Bestell-Nr. 1575162

Körnung fein
Ø 75 mm
Dicke 0,25 mm
x = 20 mm H7
Bestell-Nr. 1575202

Übertragungsstern Frästechnik



- Übertragung gegossener Fräsobjekte von Meister- auf Fräsmodell
- Zum Gebrauch im Parallelometer oder Fräsgerät mittels Autopolymerisat oder Klebewachs
- Gleichzeitige Übertragung von bis zu 8 Fräsobjekte
- Sicheres Einfrieren einer gemeinsamen Einschubrichtung auf dem Fräsmodell

Bestell-Nr. 15000



High-Tech

Körnung fein

Ø 35 mm

Dicke 0,26 mm

Bestell-Nr. 153522



Plastro

Körnung fein

Ø 37 mm

Dicke 0,26 mm

Bestell-Nr. 153722



Sintia

Bronze gebunden – durch und durch gesinterte Diamantscheibe, sämtliche Metalle, Keramik und Edelsteine – Körnung mittel

L mm	Ø	Nr.
0,5	080	2113/080
0,3	160	2113/160
0,3	220	2113/220
0,3	240	2113/240
0,3	310	2113/310

2113/220 grob



Flexible Metallscheibe

mit 250 Löcher zur Sicht auf Ihre Arbeit

Durchmesser	Bestell-Nr.
100	H 934-100
140	H 934/140
190	H 934/190
220	H 934/220
190	HG 934/190
220	HG 934/220

Mini-Diamantdiscs

grob, montiert, Dicke 0,2 mm

Kopf-Ø mm


Bestell-Nr.

065


943-65



Megapol-Gummipolierer Hart-flexible Polierer zum Abtragen von zähen Materialien, Chrom-Kobalt und Nichtedelmetallen. Farbe blau, Körnung grob

															
806	805	809	802	801	770	807	803	804	772-10	772-14	910	911	912	917	775-14
3,3 x 7,5	4,3 x 12	5,5 x 13	5 x 16	5,5 x 18	7 x 15	14,5 x 2	14,5 x 2,5	19 x 0,6	10 x 12	14 x 12	22 x 3	22 x 1	22 x 4	7 x 20	14 x 13,5
															x-grob

Standfeste Polierer für NEM, Modellguß und Verschleifen von Edelmetallguß. Farbe grau, Körnung mittel

														
816	815	819	812	811	771	817	813	814	773-10	773-14	920	921	922	927
3,3 x 7,5	4,3 x 12	5,5 x 13	5 x 16	5,5 x 18	7 x 15	14,5 x 2	14,5 x 2,5	19 x 0,6	10 x 12	14 x 12	22 x 3	22 x 1	22 x 4	7 x 20


Verschleißfeste Polierer für matten Glanz auf Metallen, Farbe rotbraun, Körnung fein

																
826	825	829	828	822	821	769	827	823	824	774-10	774-14	930	931	932	937	938
3 x 7,5	4 x 12	5,5 x 13	5,5 x 16	5 x 16	5,5 x 18	7 x 16	14,5 x 2	14,5 x 2,5	19 x 0,6	10 x 12	14 x 12	22 x 3	22 x 1	22 x 4	7 x 20	6 x 22

Hochglanzpolierer für Gold und Nichtedelmetalle, Farbe grün, Körnung x-fein

																	
836	835	839	838	832	831	768	837	833	834	776-10	776-14	940	941	942-22	942-18	947	948
3 x 7,5	4 x 12	5,5 x 13	5,5 x 16	5 x 16	5,5 x 18	7 x 16	14,5 x 2	14,5 x 2,5	19 x 0,6	10 x 12	14 x 12	22 x 3	22 x 1	22 x 4	18 x 3,5	7 x 20	6 x 22

Spiegelglanzpolierer für Edelmetall und NEM-legierungen, Farbe gelb-grün, Körnung ultra-fein

																		
919	904	923	913	905	906	907	915	908	909	924	925	916	901	902	914	918	903	960
3,3 x 7,5	5,5 x 13	5 x 16	7 x 15	5,5 x 18	14,5 x 2	19 x 0,5	22 x 3	14 x 12	22 x 3	10 x 12	22 x 3	22 x 1	22 x 4	18 x 4	7 x 20	6 x 22		
	4,3 x 12	5,5 x 16																

Mega-Stiftpolierer

Mini-Pin für Nichtedelmetalle und Gold, optimal für schwer zugängliche Stellen

																				
703,1	705,1	706,1	707,1	708,1	572,1	702-1	703,2	705,2	706,2	707,2	708,2	572,2	702-2	703,3	705,3	706,3	707,3	708,3	572,3	702-3
1,5 x 15						HP	2 x 20 + 2,5 x 20						HP	3 x 23						HP
x-grob	grob	mittel	fein	x-fein	xx-fein		x-grob	grob	mittel	fein	x-fein	xx-fein		x-grob	grob	mittel	fein	x-fein	xx-fein	
x-hart	hart	mittel	mittel	mittel	mittel		x-hart	hart	mittel	mittel	mittel	mittel		x-hart	hart	mittel	mittel	mittel	mittel	
= Maße							= Körnung							= Bindung						
																				
703,4	705,4	706,4	707,4	708,4	572,4	702-4	703,5	705,5	706,5	707,5	708,5	572,4	702-5	703,6	705,6	706,6	707,6	708,6	702,6	
4 x 26						HP	5 x 28						HP	6 x 22						HP
x-grob	grob	mittel	fein	x-fein	xx-fein		x-grob	grob	mittel	fein	x-fein	xx-fein		x-grob	grob	mittel	fein	x-fein		
x-hart	hart	mittel	mittel	mittel	mittel		x-hart	hart	mittel	mittel	mittel	mittel		x-hart	hart	mittel	mittel	mittel		

Stiftpolierer mit Bohrung zum aufschrauben



3 x 12mm

mittel - x'hart x'grob grob mittel fein x'fein Außengewinde

C 43/12 C 53/12 C 63/12 C 73/12 C 83/12 C 93/12 23060

Silipol-Twin-Polierer



5,6 x 13mm 7 x 19mm 10 x 22mm

111104M 111104F 560104MF 164104MF

Harte Gummipolierer für hartzähe Materialien - Stahl, Titan, Platin, NE- und Edelmetalle

braun xx-grob schwarz x-grob grau grob grün mittelgrob blau mittel rot fein



Rad
22 x 3,0 mm

Nr. 9035 Nr. 9034 Nr. 9033 Nr. 9032 Nr. 9031 Nr. 9030




Linse
22 x 3,0 mm

Nr. 9045 Nr. 9044 Nr. 9042 Nr. 9041 Nr. 9040



Scheibe
22 x 1,0 mm

Nr. 9015 Nr. 9014 Nr. 9013 Nr. 9012 Nr. 9011 Nr. 9010



Walze 6,3 x 24 mm

9055 9054 9053 9052 9051 9050



Imps 5,0 x 16 mm

9025 9024 9023 9022 9021 9020

Polierschleifstift Super Jumbo




7 x 20 12 x 25

grob - rot K 120
grob - rot K 120
Nr. 5221 Nr. 5222

Airflex


Durch Porenstruktur kühler Schliff und effektive Politur von Platin, Titan und Gold



A x 22 22 x 3 grob
A x 22 m 22 x 3 mittel
A x 22 f 22 x 3 fein


Silipol Polierer

Grobes Abtragen von Gold, Platin und anderen Metallen und Entfernen der Gusschaut. weiß – Körnung grob




Silipol Polierer

Glätten von Gold. schwarz – Körnung mittel




Silipol Polierer

Hochglanz auf Gold, hellblau – Körnung fein



Silipol Polierer

Spiegelglanz auf Gold, rosa – Körnung x'fein




Silipol Polierer

Glätten von Gold, weiß – Körnung grob – mittel

Grobes Abtragen von Gold, Platin und anderen Metallen, ... – Körnung grob

Glätten von Gold. schwarz – Körnung mittel




montiert, Hochglanz auf Gold, blau – Körnung fein

montiert, Spiegelglanz auf Gold, rot – Körnung x-fein




PT-Polierer

grau
Körnung mittel
Leistungsstarke Polierer zum Glätten von Platin, Titan und anderen Materialien



PT-Polierer

rosa
Körnung fein
Leistungsstarke Polierer zum Glätten von Platin, Titan und anderen Materialien



EXA Technique HP grün / green / vert

Der Silikonpolierer für Kunststoffe, mit grober Körnung zum Konturieren. Ideal für weichbleibende Kunststoffe.

Silicone polishers for acrylics, as replacement for sandpaper in inaccessible areas. Coarse for contouring, ideally suitable for soft acrylics.

Le polissage en silicone pour les acryliques. Rugueux pour effectuer le contour, idéal pour les acryliques souples.

											
18,0	18,0	21,0	15,5	20,0	24,5	18,0	20,0	22,0	6,5 x 17	8 x 18	3,0
150	150	070	055	070	100	110	110	120	grob		220
0671HP	0672HP	0673HP	0679HP	0677HP	0674HP	0675HP	0676HP	H330K	H340	H320g	BR03UM

EXA Technique HP grau / grey / gris

Der Silikonpolierer für Kunststoffe, mit mittlerer Körnung zum Finieren.

Silicone polishers for acrylics, as replacement for sandpaper in inaccessible areas. Medium for finishing with light shine.

Le polissage en silicone pour les acryliques. Gris/fin pour la finition avec le brillant léger.

											
18,0	18,0	21,0	15,5	20,0	24,5	18,0	20,0	22,0	6,5 x 17	8 x 18	3,0
150	150	070	055	070	100	110	110	120	mittel		220
0661HP	0662HP	0663HP	0669HP	0667HP	0664HP	0665HP	0666HP	H330Km	H340m	H320m	BR02UM

EXA Technique HP gelb / yellow / jaune

Der Silikonpolierer für Kunststoffe, mit feiner Körnung zum Polieren.

Silicone polishers for acrylics, as replacement for sandpaper in inaccessible areas. fine grit for polishing without the use of pumice.

Le polissage en silicone pour les prothétiques. Jaune/tres fin pour la finition.

											
18,0	18,0	21,0	15,5	20,0	24,5	18,0	20,0	22,0	6,5 x 17	8 x 18	3,0
150	150	070	055	070	100	110	110	120	fein		220
0651HP	0652HP	0653HP	0659HP	0657HP	0654HP	0655HP	0656HP	H330Kf	H340f	H320f	BR01UM

Acrylic Polisher HP blau / blue / bleu

Korrekturen an palatinalen und lingualen Stellen können schnell und ohne Einsatz von HM Fräsern durchgeführt werden.

Necessary corrections in palatal and lingual areas of acrylics and be carried out fast and without the use of any TC cutters.

Pour les corrections aux zones palatales et linguales des appareils en acrylique effectuées rapidement sans l'utilisation d'une fraise carbure.

							
18,0	18,0	24,5	20,0	18,0	18,0	24,5	20,0
150	150	100	110	150	150	100	110
0631HP	0632HP	0634HP	0636HP	0641HP	0642HP	0644HP	0646HP

1. vorschleifen / trimming / modelage

2. glätten / smoothing / lissage

Silipol-Soft-Polierer „Blue Line“

Weiche, flexible Polierer für Edelmetalle – matter Glanz auf Metalllegierungen

								
3,0	2,5	4,0	3,5	6,0	7,0	5,5	5,0	14,0
R 220	R 170	L 220	L 180	240	200	150	160	120
790	790-17	792	792-17	796	798	791	793	799

Silipol-Silikonpolierer

hellgrün – grob

										
Ø 17 x 3	22 x 3	22 x 1	11 x 10	15 x 10	15 x 3	18 x 3	22 x 3	6 x 24	7 x 19	9 x 19
Nr. 720-17	720-22	727-22	725-11	725-15	722-15	722-18	722-22	726-6	728-7	728-9

grün „Universal“, unmontiert, für Edelmetalle, Kunststoff, Zement, Amalgan und Zahnschmelz
green „Universal“, unmounted, for precious metals, acrylic, cement, amalgam, and enamel
verde „Universal“, no montado, para metales preciosos, acrilico, cemento, amalgama y esmalte

									
Ø 11 x 9	12 x 7	6 x 28	12 x 2	15 x 2,5	22 x 3	12 x 3	17 x 2	17 x 3	22 x 3
Nr. P 9961	P 9962	P 9963	P 9964	P 9965	P 9966	P 9967	P 9968	P 9969	P 9970

Exa-Dental Universal-Polierer aus Silicon für Edelmetalle, Chrom-Kobalt, Titan

The black universal-polisher, suitable for all alloys, especially on the adjacent metal-ceramic edge, CrCo, titanium
polissoir universel en silicone pour métaux précieux, chrome-cobalt, titane

								
Ø 3,0	3,0	3,0	23,0	21,0	3,0	3,0	16,3	2,5
220	220	170	060	070	220	170	055	150
Nr. 0400UM	0401UM	0402UM	0422UM	0424UM	0410UM	0411UM	0440HP	0442HP


Cerapol Super

für natürlichen Glanz ohne Polierpasten
graugrün – Hochglanzpolitur

	
3,0	3,0
220	220
0321UM	0322UM

Exa-Cerapol

hellgrau - abrasive Vorpolitur

											
Ø 3,0	22,0	3,0	16,3	16,0	15,5	3,0	22,0	3,0	16,3	16,0	15,5
220	60	220	050	055	055	220	60	220	050	055	055
Nr. 0301UM	0315UM	0310UM	0330HP	0351HP	0384HP	0306UM	0320UM	0316UM	0340HP	0361HP	0394HP

Exa-Cerapol

rosa – leicht abrasive Vorpolitur

Cerapol Super

			
16,0	2,5	2,0	15,5
050	150	145	055
0371HP	0373HP	0375HP	0374HP

Platin-Titan-Polierer - Platin Titanium polisher - Polissage du Platin-Titan

Grau - grob: Vorpolierer für alle Platin- Titanmaterialien
Grey/coarse: abrasive, eliminates scratches on the surface
Gris/rugueux: pré-polissage, pour tous les alliages platine, titanes

Blau/fein: Polierer für alle Platin- und Titanmaterialien
Blue/fine: provides a light shine on the surface and prepares it for the final touch
Bleu/fin: polissage, pour tous les alliages platine, titanes

									
3,0	3,0	23,0	22,0	22,0	3,0	3,0	23,0	22,0	22,0
220	220	060	060	030	220	220	060	060	030
1701UM	1702UM	1703UM	1704UM	1171UM	1706UM	1707UM	1708UM	1709UM	1172UM

Diamantimprägnierte Polierer

Diamond-impregnated polishers - Polissoirs imprégnés de diamants

Ceragloss

Grün: Vorpolierer, grobe Reduktion der Substanz, Feinkonturierung

Green: Pre-polisher, rough substance reduction, fine contouring

Vert: Pré-polisseur, gros réduction des substances, contourage fin



Ceragloss

Blau: Zwischenfinierer, feine Reduktion der Substanz, Finieren der Oberfläche

Blue: medium Finisher, fine substance reduction, surface finishing

Bleu: Finisseur moyen, réduction fine des substances, finition des surfaces



Ceragloss

Gelb: Glanzpolierer, Hochglanz-Politur der Oberfläche, ästhetisches Resultat

Yellow: Gloss Polisher, high-gloss final surface polishing, aesthetic appearance

Jaune: Polisseur de haut lustre, lustrage des surfaces, apparence esthétique



Diamantierter Abrichtstein

Bestell-Nr. 4060

Beidseitig belegt, zum Zentrieren und Zurichten von Gumpipolierern und Steinen


Ratio-Pol

Ratio Spezial-träger



Mega Diapol

Longpin 2,35 x 40 mm



Diasynt Diamantschleifer in synthetischer Bindung zum Abtragen und Formen von Keramik und Metall – ohne große Hitzeentwicklung und Riefenbildung

Körnung grob



Körnung mittel



Ratio Metall für Edelmetalle, NE-Metalle und Amalgam




Cerapro

Abrasive Trimmer, groß-flächige Initial-Substanz-abtragung, Vorkonturierung

Abrasive Grinder, gross substance reduction, pre-contouring

Instrumental abrasif réduction initiale des substances, pre-contourage



Meister Finish

Stick Points Aluminium-Fiber Schleifkörper, 50 x Ø 2,35 mm. Aluminiumfaser ist ein Material des Weltraumzeitalters. Es hat eine extrem hohe Dichte, poliert sehr effektiv, bricht, splittet und bröckelt nicht. Stifte werden direkt ins Handstück gesteckt.

braun	Nr. 131.5010-180	K 180
orange	Nr. 131.5010-250	K 250
grau	Nr. 131.5010-280	K 280
d'blau	Nr. 131.5010-360	K 360
hellblau	Nr. 131.5010-400	K 400
grün	Nr. 131.5010-500	K 500
gelb	Nr. 131.5010-700	K 700
pink	Nr. 131.5010-1000	K 1000
rot	Nr. 131.5010-1200	K 1200



Mandrell wird für kurz gewordene Stifte benutzt
Nr. 702 - 2,35 x 2,35 HP

Diacera Hochleistungs-Diamant-polierer zum Glätten von Keramiken, insbesondere für hochfeste Werkstoffe wie Zirkonoxid und Aluminiumoxid

Körnung mittel



Körnung fein



Alphaflex für Gold. Braun = Vorpolutur – For gold. Brown = for pre-polishing – Marron = pour l'or, les composites, et les alliages semi-précieux

3,0	1,0	22,0	16,3	16,0	2,5	2,0	15,5	10,0	6,0	0,6
220	220	060	055	050	150	145	055	060	030	220
0001UM	0005UM	0023UM	0040HP	0041HP	0042HP	0043HP	0044HP	0045HP	0046HP	0047HP

Grün = Hochglanzpolitur – Green = for high-gloss polishing – Vert = Pour le poissage lustré

3,0	1,0	22,0	16,3	16,0	2,5	2,0	15,5	10,0	6,0	0,6
220	220	060	055	050	150	145	055	060	030	220
0101UM	0105UM	0123UM	0140HP	0141HP	0142HP	0143HP	0144HP	0145HP	0146HP	0147HP

Chromopol der Abrasiv-Polierer für Chrom-Kobalt-Legierungen mit langer Standzeit, erhältlich in 3 Korngrößen: fein/mittel/grob
The most abrasive and toughest polisher for chrome-cobalt alloys, available in 3 grits: fine/medium/coarse
Le polissoir abrasif pour les alliages en chrome-cobalt, disponible en trois grains différents: très fin/fin/gros

3,0	1,3	22,0	21,0	24,5
220	220	060	070	100
0201UM	0202UM	0220UM	0223UM	0264HP
	0205UM	0221UM	0224UM	fein/fine/très fine
0203UM		0222UM	0225UM	mittel/medium/fin
				grob/coarse/rugueux

NE-Polierer – NP Polishers – Polissage NP
für unedle Metalle hoch-abrasiv, jedoch auch ideal zur Vorpolutur.
Were especially developed for polishing of non-precious-C & B alloys. Highly abrasive and yet providing a fine pre-polish on the surface, a guarantee for shiny results.
Pour métaux non-précieux céramisable. Très abrasif, mais idéal aussi pour le pré-polissage

3,0	1,3	22,0	21,0	20,0
220	220	060	070	050
1001UM	1005UM	1020UM	1023UM	1030HP

Steelprofi der flexible Chrom-Kobalt-Polierer, schwarz = Standardpolitur, grün = Feinpolitur
The flexible chrome cobalt polisher, black = removes scratches and smoothens the surface, green = produces a light shine and prepares the surface for final touch
Le polissoir flexible pour chrome-cobalt, noir = enlève les éraflures et lisse la surface, vert = produit un léger brillant et prépare la surface pour la touche finale

3,0	1,0	22,0	3,0	1,0	22,0	22 x 3	26 x 1,2	7 x 20
220	220	060	220	220	060	401	425	403
1301UM	1305UM	1323UM	1401UM	1405UM	1423UM			


Chrom-Polierer
Sehr harte, verschleißfeste Polierer für Nichtedelmetalle und Modellguss.
Körnung mittel

Supermax Sinterdiamantschleifer mit organischen Bindemitteln zur präzisen Bearbeitung von Metallen und Keramik, unbedingt drucklos arbeiten. – organically bonded sintered Diamond Grinder for highly efficient grinding of metals and ceramics, pressure-free application imperative. – Instruments abrasifs diamantés par frittage, avec liants organiques, pour l'usinage de précision des métaux et de la céramique, travailler en n'érçant aucune pression. ● grüner Ring = grob ● schwarzer Ring = supergrob



9001.140HP	G9001.140HP	SG9001.140HP	9002.180HP	G9002.180HP	SG9002.180HP	9003.180HP	9004.220HP	9005.060HP	9006.220HP	9007.220HP

Mega-Diapol-Diamantpolierer

Diamantpolierer zum Verschleifen, Glätten und Hochglanzpolieren von Keramik und Metall



Interprox



Mega-Diapol Polierer




3,3 x 7,5 mm
fein
Nr. 605-F

Mega-Diapol Diamantpolierer I-26 26 x 1,0 mm



Rad




Linse




Mega-Diapol Polierer SL-20 20 x 0,2 mm



Mega-Diapol Twist Diamantpolierer DT-H17



Mega-Diapol-Polierer



Mega-Diapol Pin-Polierer



Scotch-Brite Radial Discs

für den Poliermotor, 10 Stück mit Spindelflanschadapter
50 x 1,5 x 10 mm 75 x 1,5 x 10 mm


Farbe	Körnung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
gelb	80	145-1745	145-1780
weiß	120	145-1750	145-1785
rot	220	145-1755	145-1790
blau	400	145-1760	145-1795
pink	Pumice 800	145-1765	145-1700
orange	Polish II	145-1770	145-1705
hellgrün	Polish I	145-1775	145-1710



Spindelflanschadapter
Tapered Spindle Adapter for
Scotch-Brite Radial Bristle Discs
Nr. 4561

BL 2 Poliermotor - Bench Lathe Kits

max. Speed 7000 UpM, 200 Watt, Gewicht 3,4 kg Nr. BL 2
Poliertröge Nr. DCH 1



Schleifscheiben-Adapter

rechts, mit 3 Einsätzen
Collet-Holder right side, with 3 collets
1/4" = 6,0 mm, 1/8" = 3,2 mm, 3/32" = 2,35 mm
Nr. CHA-5

Spannzange rechts

von 0 - 6,2 mm
Chuck Arbor right side, to 0 - 6,2 mm
Nr. JCA-2

Schleif- scheiben- halter

Wheel Mandrels



Nr. WM-5 links - left

Nr. WM-6 rechts - right

Schleifscheiben

Ceramic sanding discs

Korn / Grit

60 Nr. 5692 120 Nr. 5694
80 Nr. 5693 220 Nr. 5695



Schleif- scheiben- halter

Disk Mandrel

Schaft 6,1 mm
Ø 75 mm
Nr. M34



PD Lot in Stäbchenform

mit integriertem Flussmittel für
Stahl - Chrom - Kobalt - Gold und
Silber - 12 Stangen = 1 Packung
goldfarbig Nr. 9385
silberfarbig Nr. 9386

SSP Universal-Blitzkleber Glue

mit patentiertem Dosierverschluß.



Durch die einzigartige Konstruktion
des Verschlusses entfällt der Ärger
mit verklebten Flaschenhälsen.

5 gr Nr. 5294-5 20 gr Nr. 5294-20

Verschlusskappe
Nr. 5294-E

Klebstoff-Entferner 20 ml
Nr. 5294-L



Magnetständer TWIN

Kompakter Magnetständer, auch für nicht-
magnetische Werkzeuge, in dekorativer
Aufmachung. Maße: Ø 55 x 85 mm

hellgrau 3004-0001 weiß 3004-0002 grün 3004-0003


blau 3004-0004 neon-grün 3004-0005 violett 3004-0006

neon-rot
3004-0007



SmartPen Sekundenkleber

Weltneuheit - präzise und vollendet. Mit
dem neuen SmartPen kleben Sie punkt-
genau und mühelos in der richtigen
Dosierung. Anwendung: Kunststoff,
Gummi, Metall, Stoff, Leder, Holz, Kera-
mik usw.
30 g Nr. 5011



Magnetständer

Leiste gerippt
43 Aufnahmen 2,35 mm,
36 Rippen-Magnet,
140 x 76 x 64 mm
Bestell-Nr.
58 - blau,
Nr. 58 - weiß,
Nr. 58 - rot,
Nr. 58 - gelb


Keramische Schleifer

CERA BLUE Steine

Schleifsteine aus Keramik und Aluminiumoxid mit rauher Struktur, überragende Leistung und Lebensdauer, CER BLUE Steine werden vor allem für harte Metalle, einschließlich gehärtetem und leichtem Stahl, Stahlegierungen, Chromkobalt, Titan, Platin und andere Eisenmetalle verwendet. Sie sind auch für Arbeiten an Porzellan und Holz geeignet. CER BLUE Steine behalten ihre Form bei und ihre Fräskanten halten fünf mal länger als viele andere Schleifsteine. Sie sind nicht imprägnierbar und nicht verschmutzbar und entfernen Materialien schneller bei geringer Hitzeentwicklung.



Arkansas-Schleifer weiß, extrafein, K 400, Bindung hart
Für das Feinstschleifen/Polieren von Kunststoff, Keramik, Nails, Metalle



Schleifer blau, K 120, Bindung mittel
aus reinem Aluminiumoxid, für Metalle




Edelkorund-Schleifer Universal rosa, K 120, Bindung hart, zum Beschleifen aller Materialien



Zirconflex – diamantierter Schleifstein
Niedrige Drehzahl – hohe Verschleißfestigkeit




K+B Schleifer braun, K 180, Bindung hart
Spezialschleifer für alle Metalle und NE-Metall




Spezialschleifer weiß, K 150, Bindung hart
Spezialschleifer für alle Metalle und NE-Metall



Spezialschleifer rosa, K 120, Bindung hart
für Metalle



Spezialschleifer für Stahl
braun, K 150, Bindung hart



hellbraun, K 180, Bindung hart



Ausarbeitungssteine
für Kunststoff, Edelmetalle, Stahl





Luxor-Tray Brenngutträger

- Wabenförmiger, leichter Brenngutträger zur individuellen Positionierung von Kronen und Brücken im Keramikofen.
- Geringe Wärmeaufnahme des Brenngutträgers
 - Keine Spannungsübertragung auf Gerüste
 - Haltestifte aus Hochtemperaturbeständiger Speziallegierung
 - Exakte Positionierung der Stifte durch die Wabenstruktur der Grundplatte

Luxor-Tray + 6 Brennstifte (Pos. 1 unten) **Nr.: 5840**



Haftplatte **Nr.: 5243** Magnet **Nr.: 5241** Magnettopf **Nr.: 5242**

Magnete, Magnetöpfe + Haftplatte

für Splitcastsystem Magnet mit Topf und Haftplatte **Nr.: 5240**



Nr.: 1028

Universal-Brenngutträgerstift, **Ø 2,5 mm** Nadel oben **Ø 1,0 mm**, Nadel unten **Ø 1,27 mm**

zusätzliche Brennstifte



Nr.: 5841

5861

5862

5863

5864

5865

5866

Nr.: 1015 Keramikröhrchen **Ø** außen 2,5 mm
Nr.: 1050 Keramikröhrchen **Ø** außen 5,0 mm (für Molaren)



Plastmix Anrührbecher

Auswechselbarer und wiederverwendbarer Plastiknapf zum Anrühren von Silikonen und Prothesen-Kunststoff im Metalluntersetzring.

Plast-Mix I, 20 x 20 mm, (50 Becher) **Nr.: 9500**
Untersetzring extra **Nr.: 9501**

Plast-Mix II, 40 x 35 mm, (50 Becher) **Nr.: 9510**
Untersetzring extra **Nr.: 9511**

EVE Top

Flexibler Silikonbecher zu Anrühren von Kunststoff

Anzahl	3	1	1
Vol. ml	5	25	75
Nr.	9520	9521	9522



Teleskopkronen

diamantiert

Service-Hinweis:
Sämtliche Teleskop-Zangen können bei uns nachdiamantiert werden.



Länge 125 mm
Nr.: 6513/12



Länge 130 mm
Teleskopfix-Zange II Nr.: 6533



mit auswechselbaren, diamantierten Spitzen
Länge 140 mm
Teleskopfix-Zange, kompl. Nr.: 6530
Teleskogrip-Ersatzdiamanten Nr.: 6531



Länge 120 mm
Teleflex Mini Nr.: 6511



Diamantierte Spitze 150 mm Nr. 1335D



Diamantierte Spitze 125 mm Nr. 1334D



Diamantierte Spitze 125 mm Nr. 1334DS
sehr fein



Universal-Teleskopzange mit auswechselbaren graziilen und diamantierten Spitzen

Teleskopzange beweglich/beweglich **Nr.: 3118500**
beweglich/starr **Nr.: 3118501**
starr/starr **Nr.: 3118504**

Ersatz-Diamantspitzen beweglich/beweglich **Nr.: 3118510**
beweglich/starr **Nr.: 3118515**
starr/starr **Nr.: 3118512**
Imbusschlüssel SW 1,5 **Nr.: 3118401**

Dowel-Pins

Packungseinheit 1000 Stück



Gr. 1 22 mm **Nr.: 5261/22**
Gr. 2 18,7 mm **Nr.: 5261/18**
5260/22 17 mm **Nr.: 5261/17**
14 mm **Nr.: 5261/14**



Gr. 1 22 mm **Nr.: 5262/1**
Gr. 2 mit Steckstift



für Pindex-Gerät Rändelung glatt 18,7 mm



Kerbenpins mit Steckstift
22 mm **Nr.: 5263/22**
26 mm **Nr.: 5263/26**
ohne Steckstift
22 mm



Rundpins mit Hülsen
20 mm **Nr.: 5230**
17 mm **Nr.: 5231**
10 mm **Nr.: 5232**



Dowel-Pin für Pinbohrer Nr.: 5280
Hülsen dazu **Nr.: 5281**

Bogenpins in verschiedenen Ausführungen lieferbar (auch mit Kerbe).



spitz **Nr.: 5266**
flach-spitz **Nr.: 5267**
flach **Nr.: 5268**
Verpackungseinheit 100 Stück



Martor Big-Boy

Der sechskantige Alu-Griff verhindert ein Abrollen von der Arbeitsplatte **Nr. 30128**



Scalpell

für starke Beanspruchung – hergestellt aus geschmiedetem Stahl, verchromt **Nr. 23111**



Klingen für Martor Big-Boy
Nr. 28 Nr. 27 Nr. 30

Martor Boy mit Klinge 72 **Nr. 31172**




Nr. 72

Nr. 33



Klingen für Martor Boy



Nr. 11 SC Nr. 10 SC Nr. 10a SC Nr. 13 SC Nr. 12 SC Nr. 15 SC Nr. 14 SC


Abdampfnetz-Pinzette

mit auswechselbaren Netzen Ersatznetze 1 Paar **Nr. 900-2** **Nr. 900-2 E**



Kronenhaltezeange

temperaturbeständig bis 150°C **Nr. 22396**



Skalpell mit auswechselbaren Klingen, 13 cm **Nr. 501**



- alle Klingenformen passen in jeden Griff
- bewährtes Riegelsystem für festen Sitz der Klinge im Griff
- seitliche Einführung der Klinge in den Griff
- sicher in der Handhabung

Klingen aus Kohlenstoffstahl, einzeln verpackt
Sterile Klingen in medizinischer Spezialfolie,
unsterile Klingen in Papierfolie



Nr. 26 21 20 19 18 15 11


Modellierinstrumente mit auswechselbaren Spitzen



Set 1 mit 3 Griffen und 8 Spitzen
Nr. 6856

Griff allein
Nr. 6854

Spitzen einzeln
6851/1-8




1 2 3 4 5 6 7 8



Set 2 mit 3 Griffen und 8 Spitzen
Nr. 6864

Griff allein
Nr. 6854

Spitzen einzeln
6862/11-18



11 12 13 14 15 16 17 18



Dialux Polierpasten Stücke à 150 gr.



Rouge – Hochglanzpaste für Gold und Silber – for gold and silver
Nr. 21482



Vert – Feinschleifpaste für harte Legierungen, Platin, Chrom, Chromkobalt, Spezialstahl – fine grinding of hard alloy, platinum, chrome, kobalt, steel
Nr. 21481



Blanc – Hochglanzpaste für alle Metalle und Kunststoffe for all metals and acrylic
Nr. 21484 (4007)



Bleu – Superfinish für alle Metalle superfinish for all metals
Nr. 21485



Diadent Mit Diamantstaub untersetztes Hochglanz-Polierpulver. Mit Wasser zu Brei anrühren. Für Edelmetalle und Stahl.
45 g Nr.: 5875



opti-pol... eine Polierpaste für alles was glänzen muß

Polierpaste Universal weiß diamantpulverhaltige Polierpaste für alle Metalle, auch Titan 300 gr. Nr. 949

MEGA-DIA-Z-POL

Diamantpolierpaste für Polier-Motore auf Paladium, Stahl, Edelsteine Super Shining Farbe grau netto 40 gr. Nr. 8073 netto 30 gr. Nr. 8076



Poli-Power

Hochglanzpolierpaste für NE-Metalle und Kunststoffe 150 gr. Nr. 7852



MEGA-DIA-Z-POL

Diamantpolierpaste für Handstück-Politur von Keramik, Edelsteinen NEM-Legierungen incl. Platin. Lupenreiner Hochglanz von der Vorpolitur bis zum Superfinish. Schmiert nicht. Farbe grau 10 gr. Nr. 8074 30 gr. Nr. 8075

MEGA-DIA-Z-POL-Cream

Diamantpolierpaste für Handstück-Politur cremiger als Mega-Dia-Z-Pol (8075) bei gleicher Leistung Farbe grau 30 gr. Nr. 8000



MEGA-DIA-POL Rosè


Diamantpolierpaste zum Vorpolieren von Metallen und Keramiken 30 gr. Nr. 8059



Policom-Paste

Top Polierpaste speziell für die Handstück-Politur von Kunststoffen und Edelmetallen. Lupenreiner Hochglanz von der Vorpolitur bis zum Superfinish. Schmiert nicht. Farbe weiß 40 gr. Nr. 8922

Diamantine-Polierpaste



Diamantine - Gelb
Hochglanzpolierpaste (fettig) für alle Kunststoffe
500 gr. Nr. SF100 - gelb
250 gr. Nr. SF50 - gelb

Diamantine - Weiß
Hochglanzpolierpaste (trocken) für alle NE / NEM Metalle
500 gr. Nr. SF100 - weiß
250 gr. Nr. SF50 - weiß



Diamant-Polierpaste Hochglanzpolierpaste aus reiner Diamantfeinkörnung für Keramik und Metalle. 1 gr. - Körnung 2 - 4 µ. Nr. DP1

SSP K-1000 Polierpaste

Die Politur von Prothesenkunststoffen mit Bimsstein-Aufschlammungen ist ein schmutziger und oft auch unhygienischer Arbeitsschritt. Die Polierpaste SSP K-1000 schafft Abhilfe. Vor- und Hochglanzpolieren. Das Ergebnis überzeugt.
Nr. 8078



Poliercreme polishing cream reinigt und poliert alle Metalle, Edelmetalle und Kunststoffe. For all metals and acrylic Inhalt 60 gr. Nr. 4004



Notizen - Bestellübersicht

[illegible]



Schellingstr. 27
D-73431 Aalen / Germany
Telefon +49 (0) 73 61 / 9 38 70
Telefax +49 (0) 73 61 / 3 20 29
e-mail ssp.aalen@t-online.de