

## EINZELTEILE & HILFSTEILE

### PRECİ-SAGIX-PATRIZEP

Kugelförmige Kunststoffpatrize zum Gießen in einer harten Legierung. Nur zur Verwendung im Labor.



# 1321	6 ST.	Mini ø 1,7
# 1321B	50 ST.	
# 1371	6 ST.	Standard ø 2,2
# 1371B	50 ST.	

### PRECİ-SAGIX-PATRIZEM

NOPRAX\* \* -Patrize zum Angießen an NEM-Legierungen. Enthält Ni.



# 1322	2 ST.	Mini ø 1,7
# 1322B	20 ST.	
# 1372	2 ST.	Standard ø 2,2
# 1372B	20 ST.	

### PRECİ-SAGIX-PATRIZEV

Standardpatrize ø 2,2 mm aus NOPRAX\* \* mit M2-Gewinde. Enthält Ni. Innensechskant: 0,9 mm. Verwenden Sie den Schraubenzieher IMP-XS-042.

	# 1373	1 ST.
--	--------	-------

### PRECİ-SAGIX-BASISRING

Zum Angießen - aus IRAX\* (Edelmetalllegierungen) oder aus NOPRAX\* \* (NEM-Legierungen, enthält Ni). M2-Gewinde für die Standardpatrize # 1373



# RA 0063	1 ST.	IRAX*
# RA 0064	1 ST.	NOPRAX* *

### PRECİ-SAGIX 2,2 PATRIZEVCC

TITANAX\*\*\* -Patrize ø 2,2 für CAD/ CAM-Anwendungen. Enthält Ni. Gewinde: M2 x 0,35. Innensechskant: 0,9 mm. Verwenden Sie den Schraubenzieher IMP-XS-042.

	# 1374	1 ST.
--	--------	-------

### PRECİ-SAGIX-GEHÄUSE

Matrizegehäuse aus Cr-Co (Co 65 - Cr 28 - Mo 6) zum Empolymerisieren in den Kunststoff, zum Löten mit CEKA SOL bzw. für die Lasertechnik.



# 1325	2 ST.	Mini ø 1,7: H 4,4 mm B 4,0 mm L 5,2 mm
# 1325B	20 ST.	
# 1375	2 ST.	Standard ø 2,2: H 5,4 mm B 4,9 mm L 5,7 mm
# 1375B	20 ST.	

### PRECİ-SAGIX-PARALLEHALTER FÜR PATRIZEN

Universeller Parallelhalter für PRECI-SAGIX-Patrizen. Nur zur Verwendung im Labor.



# 1300 P	1 ST.	für ø 1,7 und 2,2
----------	-------	-------------------

### PRECİ-SAGIX-SCHRAUBENZIEHER FÜR PATRIZEMIT GEWINDE

Gesamtlänge: 26 mm  
Sechskant: 0,9 mm



# IMP-XS-042	1 ST.
--------------	-------

### PRECİ-SAGIX-EINDRÜCKSTIFT

Universeller Eindrückstift für PRECI-SAGIX-Matrizen



# 1323	1 ST.	für ø 1,7 und 2,2
--------	-------	-------------------

### PRECİ-SAGIX-ANALOG

Modellanalog der Patrize. Nur zur Verwendung im Labor.

	# 1331	2 ST.	für ø 1,7
	# 1381	2 ST.	für ø 2,2

\* IRAX 1400-1460 °C  
Ausschließlich zum Angießen an Edelmetalllegierungen. Au 60 - Pt 24 - Pd 15 - Ir 1  
\*\* NOPRAX 1355-1450 °C  
Ausschließlich zum Angießen an NEM-Legierungen. Ni 72 - Cr 17 - Fe 10 - Mn 1  
\*\*\* TITANAX  
Ausschließlich zum Kleben und zur Verankerung in Kunststoff. Ti 90 - Al 6 - V 4 - Nicht erhitzt

## AXIALE ATTACHMENTS

CEKA AXIAL  
PRECİ-CLIX AXIAL  
PRECİ-CLIX RADIKULÄR  
PRECİ-BALL

## EXTRAKORONALE ATTACHMENTS

CEKA EXTRAKORONAL  
PRECİ-VERTIX  
PRECİ-CLIX EXTRAKORONAL  
PRECİ-SAGIX  
PRECİ-52

## PROFIL ATTACHMENTS

PRECİ-BAR  
PRECİ-HORIX  
PRECİ-CLIP

## DIGITALE BIBLIOTHEKEN

## SPEZIALITÄTEN

PRECİ-PROFILE  
PRECİ-POST  
CEKA SOL  
CEKA SITE  
CEKA BOND  
3C-BOND  
CEKA Multi - CEKA Multi O  
FERMA-FET  
PRECİ-SEP  
PLASTICWAX  
EXPANDO  
MESSINSTRUMENT

## NEBENWIRKUNGEN, WARN- UND VORSICHTSHINWEISE

- Die Attachments sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Die Produkte sind nicht steril.
- Es besteht die Gefahr einer mangelnden Passung, wenn sich der Zustand des Patienten ändert.
- Bakterienadhäsion kann durch Hygienemaßnahmen vermieden werden.
- Unsachgemäße Verwendung oder mangelhafte Herstellung kann zur vorzeitigen Abnutzung der Attachments führen.
- Die Funktionalität der Attachments wird von Traumen wie Zähneknirschen (Bruxismus) negativ beeinflusst.
- Zum Zweck der Rückverfolgbarkeit raten wir Ihnen, die Chargennummer der verwendeten Produkte in die Patientenakte aufzunehmen.
- Titan enthaltende Produkte nicht erhitzen.  
Keine nickelhaltigen Produkte benutzen im Falle einer Nickelallergie.  
Die Hilfsteile FEH 79 und H 35 müssen außerhalb des Mundes verwendet werden.

# CE0197

Prosp. Nr. 287.DE.ed.1  
© Copyright ALPHADENT NV 02/ 2019  
BTW BE 0414.789.321 RFR Kortrijk



SSP Schulz Dental  
Ihr CEKA PRECI-LINE Fachhändler  
Schellingstraße 27 | D-73431 Aalen/Germany  
+49 (0) 7361 - 9 38 7 0 | info@ssp-schulz.de

Ihr Ansprechpartner: Andreas Buchwald  
Telefon +49 (0) 7361 - 9 38 7 17  
Fax +49 (0) 7361 - 9 38 7 18  
ceka-preline@ssp-schulz.de  
Webshop: www.schulzdental.de

# CEKA PRECI-LINE

# EXTRAKORONALE ATTACHMENTS

## PRECİ-SAGIX

DEUTSCH



# CEKA PRECI-LINE



WWW.CKPLEU

ALPHADENT NV  
Mannebeekstraat 33,  
8790 Waregem, Belgium  
T +32 56 629 531  
E info@ckpl.eu