

Z-CAD® HD - Das Bewährte

35% Transluzenz kombiniert mit höchster Festigkeit.
Erfahrung in CAD/CAM. Für sämtliche Arbeiten im
Front- und Seitenzahnbereich.



Seit Jahren bewährt

Z-CAD® HD

Die Vorteile dieses biokompatiblen Hochleistungszirkons mit reduzierter Transluzenz sprechen für sich. Discolorierte Zahnstümpfe, Metallstifte oder andere Zahnaufbauten im Front- und Seitenzahnbereich werden ohne ästhetischen Verlust abgedeckt.

Ein breites Spektrum an Indikationen bietet dem Zahntechniker in allen Lagen die Vollendung schönster Arbeiten. Stegkonstruktionen, Gerüste mit großen Spannweiten, Suprastrukturen, Abutments, Einzelkronen oder 1-16 gliedrige Arbeiten, mit Z-CAD® HD sind Sie immer auf der sicheren Seite.

Primär wird dieses Material als Gerüstmaterial zur Verblendung mit Keramik empfohlen. Zementiert oder geschraubt, Ihre Restaurationen lassen nichts zu wünschen übrig.

Z-CAD® HD

Das Bewährte

Eignet sich hervorragend für Kronen, Brücken, Abutments, Stege und Konstruktionen mit großen Spannweiten. Die Metoxit AG weist jedoch explizit darauf hin, dass die ästhetischere Lösung, eine Morphologie der verkleinerten natürlichen Zahnform ist.

Diese gefräste und ausgearbeitete Struktur mit dem entsprechenden Liquid einfärben und nach dem Sintern mit einer additionalen Schicht Zirkon Verblendkeramik vervollständigen. Entsprechend kann auch mit Zirkon Presskeramik überpresst werden.



Z-CAD® HD ist ein in weiß erhältliches biokompatibles Hochleistungszirkon der Klasse 5 nach ISO 6872:2019.

Eine charakteristische Festigkeit von über 1100 MPa (biaxiale Messung).

Ein Transluzenzwert von 35%. Die bewährte Lösung im Laboralltag.

Für eine Individualisierung der weißen Strukturen empfehlen wir unser Z-CAD® Deepliquid.

Es eignet sich hervorragend für die Tauch- sowie Pinselinfiltration.

Metoxit Z-CAD® HD Zirkonoxid Ronden

Art. Nr.	Produkt HD weiss	Geometrie Ø98,5mm*
405415	Z-CADHD98.5x10mm white	
405499	Z-CADHD98.5x12mm white	
405364	Z-CADHD98.5x14mm white	
405500	Z-CADHD98.5x16mm white	
405366	Z-CADHD98.5x18mm white	
405416	Z-CADHD98.5x20mm white	
405417	Z-CADHD98.5x25mm white	

Vertrieb durch:



Schellingstraße 27 | D-73431 Aalen/Germany
Tel. +49 (0)7361 – 9 38 70
info@ssp-schulz.de
www.schulzdental.de

www.metoxit.com

The Swiss Pioneer of Dental Zirconia
#metoxit

*Weitere Geometrien
(z.B. zylindrisch oder Ø95mm) auf Anfrage.