

Z-CAD® *smile* - Das Ästhetische

49% Transluzenz kombiniert mit optimaler Festigkeit.
Schönheit in CAD/CAM. Im Front- und Seitenzahnbereich.



Ästhetik pur

Z-CAD® *smile*

Geht es um biokompatible Ästhetik mit hoher Transluzenz und Vollkontur-Zirkon, navigieren Sie automatisch auf unser Lächeln zu.

Z-CAD® *smile* ist in solchen Fällen unsere Lösung für Ihre Restauration. Veneers, Inlays, Onlays und Overlays. Teilkronen, Einzelkronen oder Brücken von 1-3 Gliedern im Front und extra zu erwähnen ganzen Seitenzahnbereich.

An unserem Ästheteten kommen Sie nicht vorbei. Zementierte oder geschraubte Restaurationen, es bleiben keine Wünsche offen. Das fertiggestellte Z-CAD® *smile* Material ist für monolithische Situationen indiziert, kann aber durchaus mit einer entsprechenden Zirkon Verblendkeramik noch individueller gestaltet werden.

Z-CAD® smile

Das Ästhetische

Z-CAD® smile ist in weiß, 3 Bleach, sowie in den 16 Vita classical Farben A1-D4* erhältlich. Das biokompatible Hochleistungszirkon entspricht der Klasse 4 nach ISO6872:2019. Eine charakteristische Festigkeit von über 610 MPa (biaxiale Messung). Ein Transluzenzwert von 49%. Die schöne Lösung im Laboralltag. Für die Individualisierung von weißen Einheiten wird Z-CAD® Surface Liquid mit der Tauch- und Pinselinfiltration empfohlen.

VITA
Farbschlüssel



Bleach
Farbschlüssel



Vertrieb durch:

Schellingstraße 27 | D-73431 Aalen/Germany
Tel. +49 (0)7361 – 9 38 70
info@ssp-schulz.de
www.schulzdental.de

www.metoxit.com

The Swiss Pioneer of Dental Zirconia

#metoxit

Metoxit Z-CAD® smile

voreingefärbte Zirkonoxid Ronden

Art. Nr.	Produkt smile Bleach BL1 - BL3	Geometrie Ø98,5mm*
412332	Z-CAD smile 98.5x10mm BL1	
412334	Z-CAD smile 98.5x14mm BL1	
412336	Z-CAD smile 98.5x18mm BL1	
412339	Z-CAD smile 98.5x25mm BL1	
412342	Z-CAD smile 98.5x10mm BL2	
412344	Z-CAD smile 98.5x14mm BL2	
412346	Z-CAD smile 98.5x18mm BL2	
412349	Z-CAD smile 98.5x25mm BL2	
412352	Z-CAD smile 98.5x10mm BL3	
412354	Z-CAD smile 98.5x14mm BL3	
412356	Z-CAD smile 98.5x18mm BL3	
412359	Z-CAD smile 98.5x25mm BL3	

Metoxit Z-CAD® smile

weisse Zirkonoxid Ronden

Art. Nr.	Produkt smile weiss	Geometrie Ø98,5mm*
408655	Z-CAD smile 98.5x10mm white	
408656	Z-CAD smile 98.5x12mm white	
408628	Z-CAD smile 98.5x14mm white	
408657	Z-CAD smile 98.5x16mm white	
408658	Z-CAD smile 98.5x18mm white	
408772	Z-CAD smile 98.5x20mm white	
408773	Z-CAD smile 98.5x25mm white	

*Weitere Geometrien (z.B. zylindrisch oder Ø95mm) auf Anfrage

