

## Z-CAD® *smile* - Das Ästhetische

49% Transluzenz kombiniert mit optimaler Festigkeit.  
Schönheit in CAD/CAM. Im Front- und Seitenzahnbereich.



*Ästhetik pur*

### Z-CAD® *smile*

Geht es um biokompatible Ästhetik mit hoher Transluzenz und Vollkontur-Zirkon, navigieren Sie automatisch auf unser Lächeln zu.

Z-CAD® *smile* ist in solchen Fällen unsere Lösung für Ihre Restauration. Veneers, Inlays, Onlays und Overlays. Teilkronen, Einzelkronen oder Brücken von 1-3 Gliedern im Front und extra zu erwähnen ganzen Seitenzahnbereich.

An unserem Ästheteten kommen Sie nicht vorbei. Zementierte oder geschraubte Restaurationen, es bleiben keine Wünsche offen. Das fertiggestellte Z-CAD® *smile* Material ist für monolithische Situationen indiziert, kann aber durchaus mit einer entsprechenden Zirkon Verblendkeramik noch individueller gestaltet werden.

# Z-CAD® smile

## Das Ästhetische

Z-CAD® smile ist in weiß, 3 Bleach, sowie in den 16 Vita classical Farben A1-D4\* erhältlich. Das biokompatible Hochleistungszirkon entspricht der Klasse 4 nach ISO6872:2019. Eine charakteristische Festigkeit von über 610 MPa (biaxiale Messung). Ein Transluzenzwert von 49%. Die schöne Lösung im Laboralltag. Für die Individualisierung von weißen Einheiten wird Z-CAD® Surface Liquid mit der Tauch- und Pinselinfiltration empfohlen.

VITA  
Farbschlüssel



Bleach  
Farbschlüssel



Vertrieb durch:

Schellingstraße 27 | D-73431 Aalen/Germany  
Tel. +49 (0)7361 – 9 38 70  
info@ssp-schulz.de  
www.schulzdental.de

[www.metoxit.com](http://www.metoxit.com)

The Swiss Pioneer of Dental Zirconia

#metoxit

### Metoxit Z-CAD® smile

voreingefärbte Zirkonoxid Ronden

Art. Nr.	Produkt smile Bleach BL1 - BL3	Geometrie Ø98,5mm*
412334	Z-CAD smile 98.5x14mm BL1	
412336	Z-CAD smile 98.5x18mm BL1	
412339	Z-CAD smile 98.5x25mm BL1	
412344	Z-CAD smile 98.5x14mm BL2	
412346	Z-CAD smile 98.5x18mm BL2	
412349	Z-CAD smile 98.5x25mm BL2	
412354	Z-CAD smile 98.5x14mm BL3	
412356	Z-CAD smile 98.5x18mm BL3	
412359	Z-CAD smile 98.5x25mm BL3	

### Metoxit Z-CAD® smile

weisse Zirkonoxid Ronden

Art. Nr.	Produkt smile weiss	Geometrie Ø98,5mm*
408655	Z-CAD smile 98.5x10mm white	
408656	Z-CAD smile 98.5x12mm white	
408628	Z-CAD smile 98.5x14mm white	
408657	Z-CAD smile 98.5x16mm white	
408658	Z-CAD smile 98.5x18mm white	
408772	Z-CAD smile 98.5x20mm white	
408773	Z-CAD smile 98.5x25mm white	

\*Weitere Geometrien (z.B. zylindrisch oder Ø95mm) auf Anfrage

## Metoxit Z-CAD® smile voreingefärbte Zirkonoxid Ronden

Z-CAD®smile monolithische  
Arbeit eingefärbt mit  
Z-CAD®Surfaceliquid



Nando Aeschlimann, Zürich  
daszahnlabor.ch

Ob nun Winter, Frühling,  
Sommer und  
Herbst oder Kindheit,  
Jugend, Erwachsensein  
und Alter. Mutter Natur  
ist in vielen Dingen  
unser Vorbild.

Art. Nr.	Produkt smile A1 - A4
410350	Z-CADsmile 98.5x10mm A1
410352	Z-CADsmile 98.5x14mm A1
410354	Z-CADsmile 98.5x18mm A1
410356	Z-CADsmile 98.5x25mm A1
410357	Z-CADsmile 98.5x10mm A2
410359	Z-CADsmile 98.5x14mm A2
410361	Z-CADsmile 98.5x18mm A2
410363	Z-CADsmile 98.5x25mm A2
410364	Z-CADsmile 98.5x10mm A3
410366	Z-CADsmile 98.5x14mm A3
410368	Z-CADsmile 98.5x18mm A3
410370	Z-CADsmile 98.5x25mm A3
410371	Z-CADsmile 98.5x10mm A3.5
410373	Z-CADsmile 98.5x14mm A3.5
410375	Z-CADsmile 98.5x18mm A3.5
410377	Z-CADsmile 98.5x25mm A3.5
410378	Z-CADsmile 98.5x10mm A4
410380	Z-CADsmile 98.5x14mm A4
410382	Z-CADsmile 98.5x18mm A4
410384	Z-CADsmile 98.5x25mm A4

Geometrie Ø98,5mm\*

Art. Nr.	Produkt smile C1 - C4
410413	Z-CADsmile 98.5x10mm C1
410415	Z-CADsmile 98.5x14mm C1
410417	Z-CADsmile 98.5x18mm C1
410419	Z-CADsmile 98.5x25mm C1
410420	Z-CADsmile 98.5x10mm C2
410422	Z-CADsmile 98.5x14mm C2
410424	Z-CADsmile 98.5x18mm C2
410426	Z-CADsmile 98.5x25mm C2
410427	Z-CADsmile 98.5x10mm C3
410429	Z-CADsmile 98.5x14mm C3
410431	Z-CADsmile 98.5x18mm C3
410433	Z-CADsmile 98.5x25mm C3
410434	Z-CADsmile 98.5x10mm C4
410436	Z-CADsmile 98.5x14mm C4
410438	Z-CADsmile 98.5x18mm C4
410440	Z-CADsmile 98.5x25mm C4

Geometrie Ø98,5mm\*

Art. Nr.	Produkt smile D2 - D4
410441	Z-CADsmile 98.5x10mm D2
410443	Z-CADsmile 98.5x14mm D2
410445	Z-CADsmile 98.5x18mm D2
410447	Z-CADsmile 98.5x25mm D2
410448	Z-CADsmile 98.5x10mm D3
410450	Z-CADsmile 98.5x14mm D3
410452	Z-CADsmile 98.5x18mm D3
410454	Z-CADsmile 98.5x25mm D3
410455	Z-CADsmile 98.5x10mm D4
410457	Z-CADsmile 98.5x14mm D4
410459	Z-CADsmile 98.5x18mm D4
410461	Z-CADsmile 98.5x25mm D4

Geometrie Ø98,5mm\*

410385	Z-CADsmile 98.5x10mm B1
410387	Z-CADsmile 98.5x14mm B1
410389	Z-CADsmile 98.5x18mm B1
410391	Z-CADsmile 98.5x25mm B1
410392	Z-CADsmile 98.5x10mm B2
410394	Z-CADsmile 98.5x14mm B2
410396	Z-CADsmile 98.5x18mm B2
410398	Z-CADsmile 98.5x25mm B2
410399	Z-CADsmile 98.5x10mm B3
410401	Z-CADsmile 98.5x14mm B3
410403	Z-CADsmile 98.5x18mm B3
410405	Z-CADsmile 98.5x25mm B3
410406	Z-CADsmile 98.5x10mm B4
410408	Z-CADsmile 98.5x14mm B4
410410	Z-CADsmile 98.5x18mm B4
410412	Z-CADsmile 98.5x25mm B4

Geometrie Ø98,5mm\*

Vertrieb durch:



Schellingstraße 27 | D-73431 Aalen/Germany  
Tel. +49 (0)7361 – 9 38 70  
info@ssp-schulz.de  
www.schulzdental.de

\*Weitere Geometrien  
(z.B. zylindrisch oder Ø95mm) auf Anfrage

SWISS MADE

Z-CAD®smile Das Ästhetische  
Biegefestigkeit > 610Mpa  
ISO 6872:2019 Klasse 4