

Z-CAD® HD - Das Bewährte

35% Transluzenz kombiniert mit höchster Festigkeit.
Erfahrung in CAD/CAM. Für sämtliche Arbeiten im
Front- und Seitenzahnbereich.



Seit Jahren bewährt

Z-CAD® HD

Die Vorteile dieses biokompatiblen Hochleistungszirkons mit reduzierter Transluzenz sprechen für sich. Discolorierte Zahnstümpfe, Metallstifte oder andere Zahnaufbauten im Front- und Seitenzahnbereich werden ohne ästhetischen Verlust abgedeckt.

Ein breites Spektrum an Indikationen bietet dem Zahntechniker in allen Lagen die Vollendung schönster Arbeiten. Stegkonstruktionen, Gerüste mit großen Spannweiten, Suprastrukturen, Abutments, Einzelkronen oder 1-16 gliedrige Arbeiten, mit Z-CAD® HD sind Sie immer auf der sicheren Seite.

Primär wird dieses Material als Gerüstmaterial zur Verblendung mit Keramik empfohlen. Zementiert oder geschraubt, Ihre Restaurationen lassen nichts zu wünschen übrig.

Z-CAD® HD

Das Bewährte

Eignet sich hervorragend für Kronen, Brücken, Abutments, Stege und Konstruktionen mit großen Spannweiten. Die Metoxit AG weist jedoch explizit darauf hin, dass die ästhetischere Lösung, eine Morphologie der verkleinerten natürlichen Zahnform ist.

Diese gefräste und ausgearbeitete Struktur mit dem entsprechenden Liquid einfärben und nach dem Sintern mit einer additionalen Schicht Zirkon Verblendkeramik vervollständigen. Entsprechend kann auch mit Zirkon Presskeramik überpresst werden.



Z-CAD® HD ist ein in weiß erhältliches biokompatibles Hochleistungszirkon der Klasse 5 nach ISO 6872:2019.

Eine charakteristische Festigkeit von über 1100 MPa (biaxiale Messung).

Ein Transluzenzwert von 35%. Die bewährte Lösung im Laboralltag.

Für eine Individualisierung der weißen Strukturen empfehlen wir unser Z-CAD® Deepliquid.

Es eignet sich hervorragend für die Tauch- sowie Pinselinfiltration.

Metoxit Z-CAD® HD Zirkonoxid Ronden

Geometrie
Ø98,5mm*

Art. Nr.	Produkt HD weiss
405415	Z-CADHD98.5x10mm white
405499	Z-CADHD98.5x12mm white
405364	Z-CADHD98.5x14mm white
405500	Z-CADHD98.5x16mm white
405366	Z-CADHD98.5x18mm white
405416	Z-CADHD98.5x20mm white
405417	Z-CADHD98.5x25mm white
409084	Z-CADHD98.5x14mm bright
409086	Z-CADHD98.5x18mm bright
409088	Z-CADHD98.5x25mm bright
409091	Z-CADHD98.5x14mm light
409093	Z-CADHD98.5x18mm light
409095	Z-CADHD98.5x25mm light
409098	Z-CADHD98.5x14mm medium
409100	Z-CADHD98.5x18mm medium
409102	Z-CADHD98.5x25mm medium
409105	Z-CADHD98.5x14mm medium plus
409107	Z-CADHD98.5x18mm medium plus
409109	Z-CADHD98.5x25mm medium plus
409112	Z-CADHD98.5x14mm intense
409114	Z-CADHD98.5x18mm intense
409116	Z-CADHD98.5x25mm intense



Vertrieb durch:

Schellingstraße 27 | D-73431 Aalen/Germany
Tel. +49 (0)7361 – 9 38 70
info@ssp-schulz.de
www.schulzdental.de

www.metoxit.com

The Swiss Pioneer of Dental Zirconia
[#metoxit](https://www.instagram.com/metoxit)

*Weitere Geometrien
(z.B. zylindrisch oder Ø95mm) auf Anfrage.