



Kenmerken Ambu UniMan +

- **AED Training**

Door het realistisch getekende torso en gesloten vorm van de romp kan een AED trainer gebruikt worden en het plaatsen van de AED pads tijdens training.

- **Compacte manikin**

De Ambu UniMan+ is compact en licht van gewicht en hierdoor eenvoudig te vervoeren en op te slaan

- **Praktische eigenschappen**

Het bekende Ambu kijk-luister-voel kenmerk geeft de leerling een realistisch gevoel bij beademing. De compressie indicator bevestigt de correcte compressiediepte.

Ambu® Ambu UniMan+

Omschrijving

De Ambu UniMan+ is een voordelige oefenpop met alle bekende en gewilde Ambu Kijk-luister-voel kenmerken. De Ambu UniMan+ biedt dezelfde unieke hygiënische oplossing als de Ambu Man. Met een eigen gelaatsmasker en luchtzakje voor iedere leerling.

De oefenpop kan uitstekend gebruikt worden voor het leren van Basic Life Support en het plaatsen van AED Pads met een AED Trainer.

Openen van de luchtweg

De luchtweg wordt slechts geopend wanneer het hoofd op de juiste wijze achterover gebracht is.

Hygiënisch Systeem

Ambu UniMan+ heeft dezelfde hygiënische oplossing als de Ambu Man met disposable luchtzakjes en wasbare gelaatsmaskers.

Compacte draagtas


Het hoofd van de Ambu UniMan+ kan in de manikin geplaatst worden, alles is verpakt in een kleine draagtas.

ACCESSOIRES

Luchtzakjes (set van 100 stuks)	234 000 702
Gelaatsmaskers (set van 5 stuks)	234 000 703

TECHNISCHE GEGEVENS


Gewicht	2 kg
Lengte	70 cm
Breedte	33cm
Hoogte	20cm
Maximale insufflatie volume	1.8 liter
Maximale compressie diepte	7.5 cm
Opslag temperatuur	-20°C tot +70°C



Compact op te bergen

BESTELINFORMATIE

Ambu UniMan+ met 25 luchtzakjes en één gelaatsmasker, geleverd in een zachte draagtas	A268 003 000
Luchtzakjes, verpakt per 100 stuks	234 000 702
Gelaatsmaskers, verpakt per 5 stuks	234 000 703
Ambu Guedel Gelaatsmasker	234 000 725



Indicator compressie diepte



Plaatsen van de AED pads

Sales Company

Ambu BV

Schiphol Boulevard 127
1118 BG Schiphol Airport
Nederland
T 0182 52 60 60
F 0182 52 70 73
info@ambu.nl
www.ambu.nl

Ambu BV in België / En Belgique

Drukpersstraat 4 / Rue de la Presse 4
1000 Brussel / 1000 Bruxelles
België - Belgique
T (32) 02 227 27 37
F (32) 02 218 31 41
info@ambubel.be
www.ambubel.be

Manufacturer

Ambu A/S

DK-2750 Ballerup
www.ambu.com