


KN95 MONDNEUSMASKER

APRIL 2020

1. Tuv EC + CE Certificering
2. Testresultaten referent aan bovenstaande certificering TuV (vertaald)
3. Testresultaten referent aan bovenstaande certificering TuV (orgineel)



EC Certificate
Directive 93/42/EEC Annex V
Production Quality Assurance
Medical Devices

Registration No.: DD 60136230 0001

Report No.: 16806484 003

Manufacturer: Shandong Kangli Medical Equipment
Technology Co., Ltd.
No. 206 National Road
Shizhong District, Zaozhuang City
277117 Shandong Province
China

Products: Medical Devices

(see attachment for products included)

Replaces Approval, Registration No.: DD 60114021 0001

Expiry Date: 2021-10-25

The Notified Body hereby declares that the requirements of Annex V of the directive 93/42/EEC have been met for the listed products. The above named manufacturer has established and applies a quality assurance system, which is subject to periodic surveillance, defined by Annex V, section 4 of the aforementioned directive. For placing on the market of class IIb and class III devices covered by this certificate an EC type-examination certificate according to Annex III is required.

Effective Date: 2019-11-05

Date: 2019-11-05



TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
TÜV Rheinland LGA Products GmbH is a Notified Body according to Directive 93/42/EEC
concerning medical devices with the identification number 0197.

TÜV Rheinland
LGA Products GmbH
Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

**Attachment to
Certificate**

Registration No.: DD 60136230 0001
Report No.: 16806484 003

Manufacturer: Shandong Kangli Medical Equipment
Technology Co., Ltd.
No. 206 National Road
Shizhong District, Zaozhuang City
277117 Shandong Province
China

Products:

- Hydrocolloid Wound Dressings
- Calcium Alginate Wound Dressings

**Aspects of manufacture concerned with securing and
maintaining sterile conditions:**

- sterile surgical gowns
- sterile surgical caps
- sterile surgical masks
- sterile surgical drapes
- sterile draw sheets
- sterile self-adhesive wound dressings
- sterile gauze bandages
- sterile surgical packs
- disposable transfer sheets

Date: 2019-11-05

Notified Body



Certificate

The Certification Body of
TÜV Rheinland LGA Products GmbH

hereby certifies that the organization

**Shandong Kangli Medical Equipment
Technology Co., Ltd.**
No. 206 National Road
Shizhong District, Zaozhuang City
277117 Shandong Province
China

has established and applies a quality management system for medical devices
for the following scope:

Manufacture and Distribution of Medical Devices

(See attachment for Products included)

Proof has been furnished that the requirements specified in

EN ISO 13485:2016

are fulfilled. The quality management system is subject to yearly surveillance.

Effective Date: 2019-12-23
Certificate Registration No.: SX 60144467 0001
An audit was performed. Report No.: 16806484 005
This Certificate is valid until: 2022-10-25

Certification Body



Date 2019-12-23



TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
Tel.: +49 221 806-1371 Fax: +49 221 806-3935 e-mail: cert-validity@de.tuv.com <http://www.tuv.com/safety>

TÜV Rheinland
LGA Products GmbH
Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

**Attachment to
Certificate**

Registration No.: SX 60144467 0001
Report No.: 16806484 005

Organization: Shandong Kangli Medical Equipment
Technology Co., Ltd.
No. 206 National Road
Shizhong District, Zaozhuang City
277117 Shandong Province
China

Scope:

Products:

- Sterile Surgical Gowns
- Sterile Surgical Caps
- Sterile Surgical Masks
- Sterile Surgical Drapes
- Sterile Draw Sheets
- Sterile Self-adhesive Wound Dressings
- Sterile Gauze Bandages
- Sterile Surgical Packs
- Disposable Transfer Sheets
- Hydrocolloid Wound Dressings
- Calcium Alginate Wound Dressings
- Colostomy Bags

Certification Body



Date: 2019-12-23



Wenxiang Zhang

InspectieDetectie 结果
Testing Resultaten



171021110579 CNAS Mouth 1 Inspectierapport

CNASZ

TESTRAPPORT

STFWT20206696

Productnaam

KN95 Beschermend masker

In opdracht genomen eenheden
Vertrouwenseenheid

Shanghai Zhenpu Medical Set Up Co., Ltd.

Productie-eenheden
Fabrikant

Shanghai Zhenpu Medical Equipment Co., Ltd.


Categorie inspectiedetectie
Steekproefcontrole

in opdracht van testcategorie

生 ???



以下空白



InspectieDetectie 结果 Testing Resultaten

Productnaam Productnaam	KN95 Beschermend masker	Groottemodel Specificatietype	
		Handelsmerk Handelsmerk	
In opdracht genomen eenheden Vertrouwenseenheid	Shanghai Zhenpu Medical Equipment Co., Ltd.	Telefoon Telefoon	
Productie- eenheden Fabrikant	Shanghai Zhenpu Medical Equipment Co., Ltd.	Voorbeeldkwaliteit Voorbeeldcijfer	KN95
Aantal monsters Monster Hoeveelheid	50 只	Verzenddatum Voorbeeld ontvangst Datum	2020-03.26
Testcategorietest Test	In opdracht van steekproefinspectie	Lot / Cargo Nr. Serienummer	
Voorbeeldstatus Monsters Voorwaarden	Voldoen aan de inspectie-eisen		
Basis van testen en bepaling Documenteren en beslissen Overeenkomstig	GB 2626.2006Ademhalingsbescherming Zelf-Primitosphary Filter Anti-Particle Respirator		
Testresultaten Test Conclusie	样品经检验，所检项目符合 GbGB 2626.2 佣 6 标 示准规定的 KN95 级要求。 4-07 签发日期: 2020-0 SignatuurDate		
Opmerking Opmerkingen	Een testitem 件 莪 met de vermelding " geeft aan dat er geen enkele evaluatie of geen individuele evaluatie is De testconclusies van dit rapport zijn alleen voor de geïnspecteerde artikelen en vertegenwoordigen geen niet-geteste items of functies of verzoeken. Dit verslag is alleen verantwoordelijk voor de komst.		

"Hetis nietde

陈敏

eerstekeer dat er

吴亮亮

een vande
KeurartsExaminatorMajortester

熊永伟

InspectieDetectie 结果

Testing Resultaten

Serienummer Seriële	Inspectie- en inspectieartikelen Items testen	Eenheid Eenheid	Technische voorschriften Vereiste	Testresultaten Resultaten			Individuele beoordelingen Individueel oordeel																					
1	Algemene eisen		Materialen: a)Materialen die rechtstreeks in contact komen met het gezicht moeten onschadelijk zijn; b)filtermaterialen moeten onschadelijk zijn voor het menselijk lichaam c)Het gebruikte materiaal moet voldoende sterkte hebben en mag tijdens de normale levensduur niet worden beschadigd of vervormd. Structuur: : a) Structurele schade mag niet gemakkelijk worden veroorzaakt en het ontwerp, de samenstelling en de installatie van onderdelen mogen geen gevaar opleveren voor de gebruiker; b) Het ontwerp van de hoofdband moet verstelbaar zijn, gemakkelijk te dragen en te verwijderen, moet in staat zijn om het masker op het gezicht te zetten en slijtage mag niet duidelijk lijken druk of gevoeligheid fenomeen; c) Zou zo kleine dode holte en een largefield gebied van mening mogelijk moeten hebben; d) De structuur van het afgedankte masker moet strak liggen op het gezicht en mag niet worden vervormd tijdens de gebruiksduur.	Structuur:																								
2	Weergavecontrole		Het monsteroppervlak mag niet beschadigd, vervormd en zichtbaar defect zijn, het materiaal en de structuur van de componenten moeten bestand zijn tegen normale gebruiksomstandigheden en mogelijke temperatuur, vochtigheid en mechanische impact, en de hoofdband moet verstelbaar zijn.	Voldoen aan de eisen			Gekwalificeerde																					
3	Ademhalingsweerstand		De totale zuigweerstand per monster mag niet groter zijn dan 350en de totale uitademingsweerstand mag niet groter zijn dan 250	<table><tr><th colspan="3">Monster</th><th>Gemeten waarde</th></tr><tr><td rowspan="4">Totale zuigweerstand</td><td>Niet vooraf verwerkt</td><td>Aan</td><td>19&2</td></tr><tr><td></td><td>0000000</td><td>187,4</td></tr><tr><td>Voorbehandeling</td><td></td><td>179,4</td></tr><tr><td></td><td></td><td>182.1</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>124.4</td></tr></table>			Monster			Gemeten waarde	Totale zuigweerstand	Niet vooraf verwerkt	Aan	19&2		0000000	187,4	Voorbehandeling		179,4			182.1				124.4	Gekwalificeerde
Monster			Gemeten waarde																									
Totale zuigweerstand	Niet vooraf verwerkt	Aan	19&2																									
		0000000	187,4																									
	Voorbehandeling		179,4																									
			182.1																									
			124.4																									

Inspectie 检测结果
Testing Resultaten

6	Filterefficiëntie /% (NCI 颗粒物)		KN95: 95 ±0	Voorbeeldreeksen . Nee.		Gemeten waarde		Pasvorm 格
				Niet vooraf verwerkt		Eerste	999	
						Laden	99.7	
						Eerste	99.8	
						Laden	99.6	
					Plantaire	Eerste	99.4	
						Laden	992	
					0	Eerste	996	
						Laden	99.4	
						Eerste	999	
						Laden	994	
					Eerste	99.9		
					Laden	99,5		
				Eerste		998		
				Over belasting		994		
				0	Eerste	99.2		
					Laden	99.0		
					Eerste	99,6		
					Laden	993		
				Eerste		999		
				Rivierbelasting		99.7		
				Temperatuur-vochtigheidsbehandeling en 000 Initieel	Eerste	99.7		
					Landbelasting	99.5		
					Eerste	99.8		
					Rivierbelasting	99.1		
					Eerste	99.8		
					Laden	993		
							999	
Laden	994							
Eerste	99,7.7							
Laden	99,2.2							

7	Hoofdband		Elke hoofdband, gesp en andere verstelelementen van het masker mogen niet uitglijden of breken wanneer ze worden opgelopen met 10N pull en 10s. 拉力且持续	Niet voorbewerkt: Elke hoofdband, gesp en andere verstelelementen van het masker glijden of breken niet na 10N pull en continue 10s. Na voorbewerking: Elke hoofdband, gesp en andere verstelelementen van het masker glijden of breken niet na 10N pull en 10s. 拉力且持续	Gekwalificeerde
---	-----------	--	---	---	-----------------

				' Totale uitademingsweerstand	Niet vooraf verwerkt			
					Pre-locatie		119.6	
							122.4	
	120.2							

InspectieDetectie 结果

Testing Resultaten

Serienummer Seriële	Inspectie- en inspectieart ikelen Items testen	Eenh eid Eenh eid	Technische voorschriften Vereiste		Testresultaten Resultaten			Individuele beoordeling en Individuele Arrest
8	??/% (Met het afgedankte masker TO)		Filterniveau	Til zit op TIL basis van til TIL voor elke actie (d.w.z. 10 personen x 5 acties), met ten minste 46 acties in 50 acties	Niet vooraf verwerkt	16	4747-11	Gekwalificeerde
						#	'跳小于 11 47??????	
						17		
			KN95	< 11.	Temperatuur Vochtigheidsbe- andeling	18	47 — 1 的且“小于????	
						19	47 作的'1)-L-11 47 '	
						20	4747-11	
						21	f 桶勺 T 儿小于 11 47????	
						22	47, 哟叭小于 ?? ????????????????????????????????????11	
						23	???首 bf 罐勺 T 儿小于 11	
						24	L 小于 Op die n 47 11	
						25	47"47 "11"	
			Filterniveau	Totaal 个人的 总体 TIL voor ten minste 8 vande 10 onderwe- rpen op basisvan de totale TIL	Niet Verwerking	16	T 儿小于 8 9????	
						]	9'9"8'	
						7		
			KN95	< 8	Temperatuur Vochtigheidsbe- andeling	18	T 儿小于 8 9????	
						19	9'9"8'	
						20	9'9"8'	
						21	9'9"8'	
						22	跳小于 8 9????'	
						23	9'9"8'	
						24	Er zijn 9 individuele gerechten, minder dan 8	
						25	T 化小于 8 9????	
9	Brandbare		Onderdelen die aan vlam zijn blootgesteld, mogen niet worden verbrand nadat ze uit de vlam zijn	Niet voorbewerkt: De onderdelen van het aan de vlam blootgestelde monster worden niet verbrand nadat ze uit de vlam zijn verwijderd. Na voorbewerking: De onderdelen van het aan de vlam blootgestelde monster worden niet verbrand nadat ze uit de vlam zijn verwijderd.				

Inspectie 检测结果

Testing Resultaten

			verwijderd: bij verbranding mag de verbrandingstijd niet hoger zijn dan 5		
10	Onderdelen verbinden en verbinden		Tussen het vervangbare filterelement en het masker mogen alle verbindingen en verbindingen tussen het ademhalingskanaal en het filterelement en het masker niet uitglijden, breken of vervormen wanneer ze worden blootgesteld aan 10N axiale trekkracht en duurt 10s.	Weggegooid masker, beoordeel dit item niet	

STFWT2020

965 页第 5 页样品图片

- inspectie test rapport heeft geen "speciale zegel van inspectie testrapport" " of inspectie inspectie-eenheid officiële zegel is ongeldig.
- kopie inspectie rapport is niet opnieuw gestempeld " inspectie testrapport speciaal hoofdstuk 'of inspectie-eenheid efficiële zegel.
- Het inspectie- en inspectierapport is ongeldig zonder de hoofdinspectie, het onderzoek en de goedkeuring van de handtekening.

Aandachtspunten

- Dit verslag is ongeldig indien zonder "het tekstverslag speciale zegel" of het officiële zegel van het Instituut.
- Dereproductie is ongeldig als dit niet wordt bevestigd door 'The Text Report Special Seal' le 0 ci...Seal 削 ofthe Institute.
- Dit rapport is ongeldig als zonder handtekening vande grote testeren le Examiner d?neApprover.
- Dit rapport isongeldig, elkevorm op enigerlei wijze gewijzigd.

- Inspectie en testen agentschap adres: Taizhou City, Provincie Jiangsu, Gaogang District, Port-facing Economic Park, Port-facing Avenue No. 编号
- Het Instituut Toevoegen: Lingang Road 166,Lingang: 0523 — 86989901 The Institute Complain Tel: 0523 — 检验检测机构业务电话 Economic Park,Gaogang,: 0523 — 86989959 Taizhou.Jiangsu? 检验检测机构监督电话
- Het Instituut Businese Tel:0523(86989959)— 检验检测机构传真:0523:8698 — 39
- Het Instituut Fax:0523(86989939)— 检验检测机构邮编: 225300
- The Institute Post: 2253 (Testing Agency Website: www.jsffzx.com



171021110579



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L7901

检验检测报告

TEST REPORT



STFWT20206696

产品名称

Product Name

KN95 防护口罩

委托单位

Trust Unit

上海振浦医疗设备有限公司

生产单位

Manufacturer

上海振浦医疗设备有限公司

检验检测类别

Test Category

委托送样检验



江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心

JIANGSU QUALITY SUPERVISION AND INSPECTION CENTER FOR SPECIAL SAFETY PROTECTION PRODUCTS

检 验 检 测 报 告

Test Report

STFWT20206696

共 5 页 第 1 页

Page 1 of 5

产品名称 Product Name	KN95 防护口罩	规格型号 Specification Type	—
		商 标 Trademark	—
委托单位 Trust Unit	上海振浦医疗设备有限公司	电 话 Tel	
生产单位 Manufacturer	上海振浦医疗设备有限公司	样品等级 Sample Grade	KN95
样品数量 Sample Quantity	50 只	送样日期 Sample Receiving Date	2020-03-26
检验检测类别 Test Category	委托送样检验	批号/货号 Serial Number	—
样品状态 Samples Conditions	符合检测要求		
检验检测及判定依据 Document and Decide Accordance	GB 2626-2006 《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》		
检验检测结论 Test Conclusion	样品经检验，所检项目符合 GB 2626-2006 标准规定的 KN95 级要求。 签发日期：2020-04-07 Signature/Date		
备 注 Remarks	标记“—”的检测项目表示不予单项评价或不具备单项评价条件。 本报告检验结论仅对所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。 本报告仅对来样负责。		

批 准：
Approver

陈敏

审 核：
Examiner

吴亮亮

主 检：
Major tester

熊永伟

检 验 检 测 结 果

Testing Results

STFWT20206696

共 5 页 第 2 页

Page 2 of 5

Page 2 of 5

序号 Serial	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检验检测结果 Results	单项评价 Individual Judgment																										
1	一般要求	——	材料： a)直接与面部接触的材料应无害； b)滤材应对人体无害； c)所用材料应具有足够的强度，在正常使用寿命中不应出现破损或变形。 结构： a)应不易产生结构性破损，部件的设计、组成和安装不应对使用者构成任何危险； b)头带的设计应可调，便于佩戴和摘除，应能将面罩牢固地固定在脸上，且佩戴时不应出现明显的压迫或压痛现象； c)应尽可能具有较小的死腔和较大的视野； d)随弃式面罩的结构应能保证与面部的密合，且应在使用寿命期内不出现变形。	结构： a)不易产生结构性破损，部件的设计、组成和安装未对使用者构成任何危险； b)头带的设计可调，便于佩戴和摘除，能将面罩牢固地固定在脸上，且佩戴时未出现明显的压迫和压痛现象； c)具有较小的死腔和较大的视野；	——																										
2	外观检查	——	样品表面不应破损、变形和有明显的其它缺陷，部件材料和结构应能够耐受正常使用条件及可能遇到的温度、湿度和机械冲击，头带应可调。	符合要求	合格																										
3	呼吸阻力	Pa	每个样品的总吸气阻力应不大于 350，总呼气阻力应不大于 250	<table><tr><th colspan="2">试样编号</th><th colspan="2">实测值</th></tr><tr><td rowspan="4">总吸气阻力</td><td rowspan="2">未预处理</td><td>21[#]</td><td>198.2</td></tr><tr><td>22[#]</td><td>187.4</td></tr><tr><td rowspan="2">预处理</td><td>25[#]</td><td>179.4</td></tr><tr><td>26[#]</td><td>182.1</td></tr><tr><td rowspan="4">总呼气阻力</td><td rowspan="2">未预处理</td><td>23[#]</td><td>124.4</td></tr><tr><td>24[#]</td><td>119.6</td></tr><tr><td rowspan="2">预处理</td><td>27[#]</td><td>122.4</td></tr><tr><td>28[#]</td><td>120.2</td></tr></table>	试样编号		实测值		总吸气阻力	未预处理	21 [#]	198.2	22 [#]	187.4	预处理	25 [#]	179.4	26 [#]	182.1	总呼气阻力	未预处理	23 [#]	124.4	24 [#]	119.6	预处理	27 [#]	122.4	28 [#]	120.2	合格
试样编号		实测值																													
总吸气阻力	未预处理	21 [#]	198.2																												
		22 [#]	187.4																												
	预处理	25 [#]	179.4																												
		26 [#]	182.1																												
总呼气阻力	未预处理	23 [#]	124.4																												
		24 [#]	119.6																												
	预处理	27 [#]	122.4																												
		28 [#]	120.2																												
4	视野	——	下方视野≥60°	62°	合格																										
5	死腔	——	二氧化碳体积分数应不大于 1%	二氧化碳体积分数为 0.6%	合格																										

检 验 检 测 结 果 Testing Results

STFWT20206696

共 5 页 第 3 页
Page 3 of 5

Page 3 of 5

序号 Serial	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检验检测结果 Results				单项评价 Individual Judgment
6	过滤效率/% (NaCl 颗粒物)	—	KN95: ≥95.0	试样编号		实测值		合 格
				1 [#]	初始	99.9		
					2 [#]	初始	99.8	
				3 [#]		初始	99.4	
					4 [#]	初始	99.6	
				5 [#]		初始	99.9	
					6 [#]	初始	99.9	
				7 [#]		初始	99.8	
					8 [#]	初始	99.2	
				9 [#]		初始	99.6	
					10 [#]	初始	99.9	
				未预 处理		1 [#]	加载	
					2 [#]		加载	
						3 [#]	加载	
					4 [#]		加载	
						5 [#]	加载	
					6 [#]		加载	
						7 [#]	加载	
					8 [#]		加载	
						9 [#]	加载	
					10 [#]		加载	
温度湿 度处理	11 [#]	初始	99.7					
		12 [#]	初始	99.8				
	13 [#]		初始	99.8				
		14 [#]	初始	99.9				
	15 [#]		初始	99.7				
		11 [#]	加载	99.5				
	12 [#]		加载	99.1				
		13 [#]	加载	99.3				
	14 [#]		加载	99.4				
		15 [#]	加载	99.2				
7	头带		—	面罩的每条头带、带扣及其他调节部件在承受 10N 拉力且持续 10s 时, 不应出现滑脱或断裂。	未预处理: 31 [#] 面罩的每条头带、带扣及其他调节部件在承受 10N 拉力且持续 10s 后, 未出现滑脱或断裂。 预处理后: 32 [#] 面罩的每条头带、带扣及其他调节部件在承受 10N 拉力且持续 10s 后, 未出现滑脱或断裂。			

检 验 检 测 结 果

Testing Results

STFWT20206696

共 5 页 第 4 页

Page 4 of 5

Page 4 of 5

序号 Serial	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement		检验检测结果 Results			单项评价 Individual Judgment
8	泄漏性/% (随弃式面罩的 TIL)	——	滤料级别	以每个动作的 TIL 为评价基础时(即 10 人×5 个动作), 50 个动作中至少有 46 个动作的 TIL	未 预 处 理	16 [#]	有 47 个动作的 TIL 小于 11	合 格
			KN95	<11		17 [#]	有 47 个动作的 TIL 小于 11	
						18 [#]	有 47 个动作的 TIL 小于 11	
						19 [#]	有 47 个动作的 TIL 小于 11	
						20 [#]	有 47 个动作的 TIL 小于 11	
					温度 湿度 处 理	21 [#]	有 47 个动作的 TIL 小于 11	
						22 [#]	有 47 个动作的 TIL 小于 11	
						23 [#]	有 47 个动作的 TIL 小于 11	
						24 [#]	有 47 个动作的 TIL 小于 11	
						25 [#]	有 47 个动作的 TIL 小于 11	
			滤料级别	以人的总体 TIL 为评价基础时, 10 个受试者中至少有 8 个人的总体 TIL	未 预 处 理	16 [#]	有 9 个人的 TIL 小于 8	
			KN95	<8		17 [#]	有 9 个人的 TIL 小于 8	
						18 [#]	有 9 个人的 TIL 小于 8	
						19 [#]	有 9 个人的 TIL 小于 8	
						20 [#]	有 9 个人的 TIL 小于 8	
					温度 湿度 处 理	21 [#]	有 9 个人的 TIL 小于 8	
						22 [#]	有 9 个人的 TIL 小于 8	
						23 [#]	有 9 个人的 TIL 小于 8	
						24 [#]	有 9 个人的 TIL 小于 8	
						25 [#]	有 9 个人的 TIL 小于 8	
9	可燃性	——	暴露于火焰的各部件在从火焰移开后, 不应燃烧; 如果燃烧, 续燃时间不应超过 5s。		未预处理: 1 [#] 、2 [#] 试样暴露于火焰的各部件在从火焰移开后, 未燃烧。 预处理后: 3 [#] 、4 [#] 试样暴露于火焰的各部件在从火焰移开后, 未燃烧。			合 格
10	连接和连接部件	——	可更换式过滤元件与面罩之间, 呼吸导管与过滤元件及面罩之间的所有连接和连接部件, 在承受 10N 轴向拉力且持续 10s 时, 不应出现滑脱、断裂或变形。		随弃式面罩, 不考核此项			——

检 验 检 测 结 果
Testing Results

STFWT20206696

共 5 页 第 5 页
Page 5 of 5

样 品 图 片



以下空白

注 意 事 项

- 1、检验检测报告无“检验检测报告专用章”或检验检测单位公章无效。
- 2、复制检验检测报告未重新加盖“检验检测报告专用章”或检验检测单位公章无效。
- 3、检验检测报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、检验检测报告涂改无效。

Points For Attention

1. This Report Is Invalid If Without “The Text Report Special Seal” Or The Official Seal Of The Institute.
2. The Reproduction Is Invalid If Without Being Confirmed By “The Text Report Special Seal” Or The Official Seal Of The Institute.
3. This Report Is Invalid If Without Signature Of The Major Tester And The Examiner And The Approver.
4. This Report Is Invalid If In Any Form By Any Means Altered.

7.11.1

检验检测机构地址：江苏省泰州市高港区临港经济园临港大道166号

The Institute Add: Lingang Road 166, Lingang Economic Park , Gaogang, Taizhou.Jiangsu

检验检测机构监督电话：0523-86989901

The Institute Complain Tel:0523-86989901

检验检测机构业务电话：0523-86989959

The Institute Businese Tel:0523-86989959

检验检测机构传真：0523-86989939

The Institute Fax:0523-86989939

检验检测机构邮编：225300

The Institute Post:225300

检验检测机构网址：www.jstfzx.com

The Institute Web:www.jstfzx.com

检验检测机构邮箱：1735889887@qq.com

The Institute E-mail:1735889887@qq.com