

Rollators



volaris patrol

	patrol	low
Gewicht	8,8 kg	8,4 kg
Maximale belasting	150 kg	150 kg
Breedte	59 cm	59 cm
Lengte	83 cm	83 cm
Zitbreedte	40,5 cm	40,5 cm
Hoogte	82-107 cm	74-88 cm
Zithoogte	51-65 cm	51-55 cm
Vouwmaat	27 cm	27 cm
Wielgrootte (diameter x breedte)	26 x 3,4 cm	26 x 3,4 cm



volaris patrol XL

	patrol XL	low
Gewicht	9.3 kg	9 kg
Maximale belasting	160 kg	160 kg
Breedte	65 cm	65 cm
Lengte	84 cm	84 cm
Zitbreedte	47 cm	47 cm
Hoogte	82-107 cm	74-88 cm
Zithoogte	52-66 cm	52-56 cm
Vouwmaat	29 cm	29 cm
Wielgrootte (diameter x breedte)	26 x 3.4 cm	26 x 3.4 cm



volaris smart

	smart	low
Gewicht	7,5 kg	7,1 kg
Maximale belasting	150 kg	150 kg
Breedte	59 cm	59 cm
Lengte	74 cm	74 cm
Zitbreedte	40,5 cm	40,5 cm
Hoogte	76-102 cm	68-83 cm
Zithoogte	46-60 cm	46-50 cm
Vouwmaat	27 cm	27 cm
Wielgrootte (diameter x breedte)	20 x 3,2 cm	20 x 3,2 cm



volaris s7

	s7	low
Gewicht	7,5 kg	7,3 kg
Maximale belasting	150 kg	150 kg
Breedte	59 cm	59 cm
Lengte	74 cm	74 cm
Zitbreedte	40,5 cm	40,5 cm
Hoogte	76-102 cm	68-85 cm
Zithoogte	46-60 cm	46-50 cm
Vouwmaat	27 cm	47 cm
Wielgrootte (diameter x breedte)	20 x 3,2 cm	27 cm



volaris compact

	compact	low
Gewicht	6,8 kg	6,8 kg
Maximale belasting	125 kg	125 kg
Breedte	53 cm	53 cm
Lengte	62 cm	62 cm
Zitbreedte	36 cm	36 cm
Hoogte	73-88 cm	63-79 cm
Zithoogte	43-57 cm	43-47 cm
Vouwmaat	27 cm	27 cm
Wielgrootte (diameter x breedte)	15 x 3,2 cm	15 x 3,2 cm



volaris shadow

	shadow	low
Gewicht	7,8 kg	7,5 kg
Maximale belasting	150 kg	150 kg
Breedte	59 cm	59 cm
Lengte	74 cm	74 cm
Zitbreedte	41 cm	41 cm
Hoogte	76-102 cm	68-83 cm
Zithoogte	46-60 cm	46-50 cm
Vouwmaat	27 cm	27 cm
Wielgrootte (diameter x breedte)	20 x 3,2 cm	20 x 3,2 cm



volaris discovery

	discovery	low
Gewicht	8,0 kg	7,6 kg
Maximale belasting	150 kg	150 kg
Breedte	60 cm	60 cm
Lengte	74 cm	74 cm
Zitbreedte	40,5 cm	40,5 cm
Hoogte	76-102 cm	68-83 cm
Zithoogte	46-60 cm	46-50 cm
Vouwmaat	28 cm	28 cm
Wielgrootte (diameter x breedte)	20 x 4,2 cm	20 x 4,2 cm



volaris discovery XL

	discovery XL	low
Gewicht	8.6 kg	8.3 kg
Maximale belasting	160 kg	160 kg
Breedte	66 cm	66 cm
Lengte	74 cm	74 cm
Zitbreedte	47 cm	47 cm
Hoogte	76-102 cm	68-83 cm
Zithoogte	46-60 cm	46-50 cm
Vouwmaat	30 cm	30 cm
Wielgrootte (diameter x breedte)	20 x 4.2 cm	20 x 4.2 cm



volaris RA

	RA	low
Gewicht	12 kg	11,9 kg
Maximale belasting	112 kg	112 kg
Breedte	64 cm	64 cm
Lengte	80 cm	80 cm
Zitbreedte	47 cm	47 cm
Hoogte	100-125 cm	88-114 cm
Zithoogte	46-57 cm	46-57 cm
Vouwmaat	29 cm	29 cm
Wielgrootte (diameter x breedte)	20 x 3,2 cm	20 x 3,2 cm



Opties/accessoires

Omschrijving	volaris patrol	volaris patrol XL	volaris smart	volaris s7	volaris compact	volaris shadow	volaris discovery	volaris discovery XL	volaris RA
sleeprem	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
flessenhouder	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
verlichting	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
stokhouder	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
rugsteun	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Soft zit	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
zuurstoffles houder	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
mand met hendel	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
textielmand	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
dienblad	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
tas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
parasol	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐




**MADE IN
SWEDEN**



rugsteun



metaalmand



verlichting




dienblad



tas



flessenhouder



infuushouder



parasol