

Jazz S50

Standaard rolstoel

Jazz S50 is een uitstekende combinatie tussen techniek, comfort en Vermeiren kwaliteit.

Ergonomische duwhandvatten












Regelbare en verwijderbare
armsteunen
Optioneel in hoogte verstelbaar










Afneembare en
wegklapbare voetsteunen

Quickrelease achterwielen



Technische informatie Jazz S50

 totale breedte	 zit breedte	 breedte gevouwen	 zithoek	 hoogte armsteunen	 zit hoogte	 totale hoogte	 totale lengte	 zit diepte	 hoogte rugsteun	 gebruikers gewicht
565	390	290	5°	220	500	935	1120	450	420	130
615	440	290	5°	220	500	935	1120	450	420	130
635	460	290	5°	220	500	935	1120	450	420	130

 gewicht	 max. inclinatie bergop	 max. inclinatie bergaf	 max. hoogte hindernis	 min. draaicirkel	 voor wielen	 achter wielen	 kleur	 C27 blauw
16,6	10°	15°	60	1820	200	24"		

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

De rolstoel moet aan u aangepast worden, niet omgekeerd.

De rolstoel is geëvolueerd naar een modern, individueel aanpasbaar hulpmiddel. Esthetiek en praktisch nut gaan hand in hand. In die evolutie speelt rolstoelenfabrikant Vermeiren een belangrijke rol. Ons basisprincipe is: de rolstoel moet aan u aangepast worden en niet omgekeerd. Vandaar dat onze rolstoelen modulair zijn. Alle rolstoelen kunnen aangepast worden, hebben talrijke toebehoren en alle mogelijkheden zijn onderling verwisselbaar. Dat is het

resultaat van onze doorgedreven research en meer dan 58 jaar ervaring.

Uw garantie op kwaliteit.

Op vlak van kwaliteit voldoen onze producten aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten in de meeste Europese landen.

N.V. Vermeiren N.V.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
België
Tel.: +32 (0) 3 620 20 20
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

B: www.vermeiren.be - info@vermeiren.be
NL: www.vermeiren.co.nl - orders@vermeiren.co.nl



VERMEIREN
Grensverleggend in mobiliteit

Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.

