

## Overzicht modellen



*Model 580 Elevo*



*Model 582 Elevo*



*Model 574 Vario*




*Model 552 Elevo*



*Model 584 Elevo*

## Beschrijving mechanieken en bijbehorende verstelfuncties

### Mechaniek M1 (1-motorig)




- ✓ Elektrisch bedienbare kantelverstelling met uitkomende beensteun en opstalift

### Mechaniek M2 (2-motorig)



- ✓ Elektrisch bedienbare opstalift
- ✓ Elektrische bedienbare kantelverstelling
- ✓ Elektrisch bedienbare beensteun verstelling
- ✓ Mechanische instelbare hoek tussen rug en zitting

### Mechaniek M3 (3-motorig)



- ✓ Elektrisch bedienbare opstalift
- ✓ Elektrische bedienbare kantelverstelling
- ✓ Elektrisch bedienbare beensteun verstelling
- ✓ Elektrisch bedienbare rugverstelling

#### Elektrisch bedienbare opstalift

De opstalift van Fitform is instelbaar in 4 verschillende opstabewegingen van rechtstandig omhoog tot enkel kantelend naar voren.

#### Elektrisch bedienbare kantelverstelling met automatisch uitkomende beensteun

Eerst komt de beensteun uit en daarna kantelen rugleuning en zitting te samen naar achteren.

#### Elektrisch bedienbare kantelverstelling zonder uitkomende beensteun

De rugleuning en de zitting kantelen tezamen naar achteren (de zithoek blijft gelijk). Hierdoor ontstaat bij het 'relaxen' geen afschuifkracht en blijft men de lendensteun behouden.

#### Apart elektrisch bedienbare beensteun

De beensteun komt langzaam uit voor een optimale beenondersteuning. Bij activering van de opstalift terwijl de beensteun uitstaat, wordt deze om ongelukken te voorkomen eerst automatisch ingetrokken.

#### Elektrisch bedienbare rugverstelling

Hiermee kan de juiste hoek tussen rugleuning en zitting individueel worden bepaald. Tevens kan hiermee, na gebruik te hebben gemaakt van de kantelverstelling een lighouding worden verkregen.

#### Mechanisch instelbare hoek tussen rug en zitting

Hiermee kan de gewenste hoek tussen rug en zitting worden ingesteld. De instelling bevindt zich in het verstelmecanisme aan de onderzijde van de fauteuil. Door het verdraaien van de spindel die u daar aantreft, kunt u de gewenste zithoek instellen.

## Bekledingsoverzicht collectie Fitform

De gehele bekledingscollectie van Fitform per **01.01.2020** is weergegeven in onderstaande tabel. Voor de standaard collectie worden van de vermelde stoffen stalenboeken ter beschikking gesteld, met uitzondering van de bekledingen Niroxx en Stamskin; hiervan wordt een stalenkaart ter beschikking gesteld. Van de stof Sarkotex en het leder Softline wordt een stalensetje ter beschikking gesteld.

Mocht u niet beschikken over stalenmateriaal van de standard collectie bekledingen, neemt u dan contact op met uw accountmanager.

Alle stoffen/ledersoorten die niet in de standaard collectie vallen, dienen te worden ingezonden als eigen bekleding

Overige opmerkingen:

- Bij een Fitform-fauteuil met een zachte zitting (latex) kan plooivorming ontstaan bij het stof/leder. Dit is inherent aan de combinatie van beide materialen en wij kunnen derhalve hiertoe geen reclamaties accepteren.
- Herstofferen is mogelijk na prijsopgaaf. U kunt hiertoe een offerte opvragen bij ons Cliënt Support Center.
- Bij bestelling van een combinatie van stoffen of stof met leder op een Fitform-fauteuil, geldt de prijs van de duurste bekleding voor de gehele fauteuil.

### STANDAARD COLLECTIE

Groep	Naam	Samenstelling	Licht- echtheid	Martindale	Verkoopprijs per str. M (incl. BTW)	Rekbaarheid
Stof 1	Divine	100% pe	Goed	100.000	€ 42	Beperkt
Stof 1	Geiranger	100% trevira	Goed	65.000	€ 42	Beperkt
Stof 1	Board	100% pe	Goed	32.000	€ 42	Redelijk
Stof 5	Sarkotex		Goed		€ 81	Goed
Stof 5	Silvertex	voor: vi, achter:pl	Goed	300.000+	€ 81	Goed
Stof 5	Niroxx	100% pl	Goed	70.000	€ 81	Onvoldoende
Stof 5	Stamskin	100% pvc	Goed	120.000+	€ 81	Voldoende
Leder 1	Softline				€ 104 m2	Goed

## Bekleding buiten collectie Fitform

### Informatie m.b.t. gebruik eigen bekleding:

Voor het bestellen van een fauteuil in een door u zelf geleverde stof, betaalt u de prijs van een fauteuil in stofklasse 1, exclusief de door u te bestellen metrage stof. Voor zelf te leveren leder, betaalt u de prijs van een fauteuil in stofklasse 3, exclusief de door u te bestellen metrage leder.

Op de verkoopformulieren per model vindt u naast de prijzen voor de fauteuils, ook de metrages eigen stof/leder die per model benodigd zijn. De opgegeven metrages zijn exclusief de metrage benodigd voor nek- en hoofdkussens (75 cm extra). Helaas kunnen wij niet instaan voor vertragingen die ontstaan door het inzenden van een kleinere metrage stof/leder dan in de prijslijst is aangegeven. Houdt u bij het uitzoeken van stof/leder die niet in de Fitform stoffencollectie vallen, altijd rekening met de onderstaande voorwaarden:

1. Eigen stof smaller dan 1.40 meter kan niet worden verwerkt;
2. Op ingezonden stof/leder wordt geen garantie verleend;
3. De opgegeven metrages zijn excl. rapport;
4. Alvorens u eigen leder instuurt, verzoeken wij u ons een staal hiervan te sturen om te kunnen beoordelen of wij deze kunnen verwerken. Graag met vermelding van de exacte lederdikte;
5. Eigen stof/leder wordt verwerkt na franco toezending.