

## Gemak collectie

*Uw welzijn, onze passie!*









Ontdek wat een relax- en sta-opfauteuil uit de Gemak collectie van Fitform voor u kan betekenen. Al deze fauteuils worden exact voor u op maat gemaakt of ingesteld. Daarmee kunt u iedere dag goed zitten, comfortabel relaxen, heerlijk liggen en gemakkelijk weer opstaan.

“Ik had het 10 jaar eerder moeten doen!” Een veelgehoorde uitspraak van mensen die, na een lange zoektocht, eindelijk in een échte Fitform-fauteuil zitten. Ze kunnen het fijne comfort dat ze dagelijks ervaren, niet meer missen. Kies daarom niet straks, maar nú voor een heerlijke op maat gemaakte stoel van Fitform. De Gemak collectie bestaat uit twee typen: Elevo en Vario.





# Rank en elegant

De Fitform-fauteuils Elevo zijn er in 4 verschillende vormgevingen, met een ranke rugleuning, een rechte rugleuning of een rugleuning met zogenaamde "oren". Afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur en interieur, kiest u zelf het model dat bij u past. De fauteuils zijn, afhankelijk van het type motor, leverbaar met een volledig geïntegreerde beweging en met afzonderlijk bedienbare verstelfuncties.



Model 580



Model 552



Model 584



Model 582

## Standaard bij Elevo:

- Zithoogte op maat
- Zitdiepte op maat
- Armleuninghoogte op maat
- Verstelbare hoofddeun (bij motor M2 + M3)
- Verstelbare lendensteun (bij motor M2 + M3)
- Zitten, relaxen en rusten
- Altijd met sta-opfunctie



# Eigentijds en multifunctioneel

De Fitform-fauteuil 574 Vario is een uiterst comfortabele relax- en sta-opfauteuil die snel en met eenvoudig gereedschap van maat kan worden gewijzigd. De bekleding is afneembaar. Hieronder is de fauteuil afgebeeld met een draaiplateau, waarmee de fauteuil 360 graden kan draaien.



## Standaard bij 574 Vario:

- Zithoogte op maat
- Zitdiepte op maat
- Armleningshoogte op maat
- Verstelbare hoofdsteen
- Verstelbare lendensteun
- Zitten, relaxen en rusten
- Altijd met sta-opfunctie









# Kenmerken, opties en accessoires

## Bekleding

Uw Fitform-fauteuil Elevo of Vario uit de Gemak collectie kan in verschillende fraaie en duurzame bekledingen worden gestoffeerd. U kunt kiezen uit een groot assortiment kleuren, stoffen, kunststoffen en leder. Daarmee past de fauteuil altijd in uw interieur.

## 10 jaar garantie

Terecht stelt u hoge eisen aan de kwaliteit van uw Fitform-fauteuil. Daarom geven wij maar liefst tien jaar garantie volgens het Fitform 10 jaar Garantie Waarborg. Zo kunt u jarenlang onbezorgd genieten.



## Bediening

De meeste Fitform-fauteuils uit de Gemak collectie hebben een handbedieningskastje. Bij een aantal modellen is de bediening anders vormgegeven. Een Elevo stoel met een volledig geïntegreerde relax- en sta-opbeweging (dus niet apart verstelbaar) heeft standaard een knoppenbediening aan de binnenkant van het zijpand. De Elevo-modellen 580, 552 en 582 zijn standaard uitgevoerd met een speciale sta-opschakelaar onder de armleuning. Opstaan wordt hiermee nóg gemakkelijker.



## Opties & accessoires

Om het gebruik van uw Fitform-fauteuil verder te veraangename, bieden wij een groot aantal opties en accessoires.

## Accu

Een accu is ideaal wanneer uw Fitform-fauteuil midden in de kamer staat en het niet wenselijk is dat daar een stroomdraad ligt. Bij normaal gebruik dient de accu om de 14 dagen te worden opgeladen.



## Hoofd- en nekkussens

Voor een optimale individuele ondersteuning zijn er diverse vormen en maten hoofd- en nekkussens. Ze zijn leverbaar met voorgevormde vulling of met een losse vulling.

## Andere zittingen

Standaard is de zitting van een Fitform-fauteuil uitgevoerd in vormschuim. Deze schuimkwaliteit zorgt voor een goede vormvastheid en duurzaamheid en voelt comfortabel en stevig aan. Het is mogelijk om te kiezen voor andere materialen, zoals een zachtere zitting met latex of een zitting met traagschuim die zich vormt naar uw lichaam. Voor mensen die heel langdurig zitten, raden wij een gelzitting in ruitstructuur aan, met een optimale drukverdeling.



### Verwarming

Heerlijk als het wat kouder wordt: verwarming van de zitting en de rugleuning. In verschillende graden instelbaar, goed voor spieren en gewrichten. De verwarming wordt bediend met een apart handbedieningskastje.

### Memory functie

Voor mensen die graag snel hun lievelingsstand willen opzoeken, is de memory functie een uitkomst. Twee posities kunnen worden voorgeprogrammeerd.

### Elektrisch bedienbare lendensteun

De lendensteun van Fitform is een in hoogte verstelbaar en opblaasbaar lendenkussentje in de rugleuning. Hiermee kan precies de juiste ondersteuning voor de lage rug worden gecreëerd. Voor mensen die deze steun graag regelmatig variëren, kan het zinvol zijn om deze elektrisch te bedienen.



### Elektrisch bedienbare 'topswing' hoofdsteun

Fitform-fauteuils uit de Gemak collectie beschikken over een scharnier in de rugleuning, waarmee het hoofddeel van de rugleuning handmatig naar voren kan worden versteld. Deze 'topswing' verstelling kan desgewenst ook met een motor worden aangestuurd.

### Topline uitvoering

Diverse luxe opties combineren, biedt voor u een interessant prijsvoordeel. Kiest u voor verwarming, de memory functie, de elektrisch bedienbare topswing hoofdsteun en de elektrisch bedienbare lendensteun, dan kunnen wij dit voordeliger produceren. Dit pakket noemen wij de Topline uitvoering.



### Draaiplateau

Hiermee tovert u uw Fitform-fauteuil met stoelpoten om tot een draaifauteuil. Het draaiplateau kan in elke positie draaien, behalve wanneer de stoel in de sta-opstand is gezet. Dit in verband met veiligheid.



### Extra verlengde beensteun

Wanneer een Fitform-fauteuil voor u op maat is, is de beensteun precies zo lang dat uw hakken net over het uiteinde heen liggen. Dit voorkomt overstrekking van de benen. Is er een reden dat de beensteun toch langer moet zijn (bijvoorbeeld wanneer iemand wat zwaardere aangepaste schoenen draagt), dan is een extra verlengde beensteun mogelijk.

### Verrijdbare, verstelbare tafel

Met behulp van deze los verrijdbare tafel kun je in de Fitform-fauteuil lezen, werken, eten, enzovoorts. De tafel is in hoogte verstelbaar en daarmee geheel aanpasbaar aan de stoel. Het grote tafelblad is ook instelbaar in een schuine stand, voor een optimale werkpositie. Het kleine blad blijft dan horizontaal. Ideaal voor bijvoorbeeld een kopje koffie!

De tafelhoogte kan variëren van 70-91 centimeter en de breedte is instelbaar tussen 72-122 centimeter. De tafel kan maximaal 15 kilo dragen.



### Incomat

Dit is een handige, uitwasbare inlegmat voor op de zitting, die van pas komt bij het risico op een ongelukje. De bovenzijde is uitgevoerd in de bekledingstof van de stoel, een tussenlaag bestaat uit absorberend badstof en de onderzijde is gemaakt van materiaal dat geen vocht doorlaat.



|                                        | Elevo                                    |                                          |                                          |                                          | Vario                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Fitform-fauteuil                       | 580                                      | 552                                      | 582                                      | 584                                      | 574                                    |
| <b>Kenmerken</b>                       |                                          |                                          |                                          |                                          |                                        |
| Elektrisch bedienbaar                  | ja                                       | ja                                       | ja                                       | ja                                       | ja                                     |
| Fitform kantelverstelling aanwezig     | ja                                       | ja                                       | ja                                       | ja                                       | ja                                     |
| Uitkomende beensteun aanwezig          | ja                                       | ja                                       | ja                                       | ja                                       | ja                                     |
| Verstelbare rugleuning mogelijk        | ja                                       | ja                                       | ja                                       | ja                                       | ja                                     |
| Sta-opfunctie aanwezig                 | ja                                       | ja                                       | ja                                       | ja                                       | ja                                     |
| Standaard bediening bij motor M1       | knoppenbediening zijpand                 | knoppenbediening zijpand                 | knoppenbediening zijpand                 | knoppenbediening zijpand                 | nvt                                    |
| Standaard bediening bij motor M2 en M3 | handbedieningskastje                     | handbedieningskastje                     | handbedieningskastje                     | handbedieningskastje                     | handbedieningskastje                   |
| Opstaschakelaar onder armlegger        | ja                                       | ja                                       | ja                                       | nee                                      | optioneel                              |
| Opbergetui aanwezig                    | standaard bij M2 en M3, optioneel bij M1 | standaard bij M2 en M3, optioneel bij M1 | standaard bij M2 en M3, optioneel bij M1 | standaard bij M2 en M3, optioneel bij M1 | ja                                     |
| Beensteun en zitting gedeeld           | optioneel                                | optioneel                                | standaard                                | standaard                                | standaard                              |
| Beensteun en zitting doorgestoffeerd   | standaard                                | standaard                                | optioneel                                | optioneel                                | optioneel                              |
| Topswing hoofdsteun aanwezig           | standaard bij M2 en M3, optioneel bij M1 | standaard bij M2 en M3, optioneel bij M1 | standaard bij M2 en M3, optioneel bij M1 | standaard bij M2 en M3, optioneel bij M1 | ja                                     |
| Verstelbare lendensteun aanwezig       | standaard bij M2 en M3, optioneel bij M1 | standaard bij M2 en M3, optioneel bij M1 | standaard bij M2 en M3, optioneel bij M1 | standaard bij M2 en M3, optioneel bij M1 | ja                                     |
| Onderstel / poten                      | hout bruin of zwart                      | hout bruin of zwart                      | hout bruin of zwart                      | hout bruin of zwart                      | zwarte metalen sloffen                 |
| Armleuningen                           | gestoffeerd                              | gestoffeerd                              | hout bruin of zwart                      | gestoffeerd                              | armleggerstanders                      |
| <b>Afmetingen</b>                      |                                          |                                          |                                          |                                          |                                        |
| Zithoogte op maat                      | 40-53 cm (optioneel 38-39 cm)            | 40-53 cm (optioneel 38-39 cm)            | 40-53 cm (optioneel 38-39 cm)            | 40-53 cm (optioneel 38-39 cm)            | 40-60 cm (optioneel 38-39 cm)          |
| Zitdiepte op maat                      | 43-45-47-49-51-53 cm                     | 43-45-47-49-51-53 cm                     | 43-45-47-49-51-53 cm                     | 43-45-47-49-51-53 cm                     | 43-45-47-49-51-53 cm (optioneel 56 cm) |
| Armleggerhoogte op maat                | 19-27 cm                                 | 19-27 cm                                 | 19-27 cm                                 | 19-27 cm                                 | 19-27 cm                               |
| Zitbreedte                             | 51 cm (opt. 45 cm bij rughoogte 77 cm)   | 51 cm (opt. 45 cm bij rughoogte 77 cm)   | 51 cm (opt. 45 cm bij rughoogte 77 cm)   | 51 cm (opt. 45 cm bij rughoogte 77 cm)   | 51 cm (opt. 45 cm, 57 cm, 63 cm)       |
| Rugleuninghoogte                       | 82 cm                                    | 82 cm                                    | 82 cm                                    | 82 cm                                    | 84 cm (opt. 72 cm)                     |
| Gemiddelde hoogte (afh. van zithoogte) | 122 cm                                   | 122 cm                                   | 122 cm                                   | 122 cm                                   | 120 cm                                 |
| Totale diepte fauteuil                 | 80 cm                                    | 80 cm                                    | 80 cm                                    | 80 cm                                    | 78 cm                                  |
| Totale breedte fauteuil                | 70 cm                                    | 70 cm                                    | 70 cm                                    | 70 cm                                    | 68 cm                                  |
| Gemiddelde lengte in uiterste relax    | 163 cm                                   | 163 cm                                   | 163 cm                                   | 163 cm                                   | 165 cm                                 |
| <b>Opties zitting</b>                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                        |
| Zitting vormschuim                     | •                                        | •                                        | •                                        | •                                        | •                                      |
| Zitting vormschuim met zachte toplaag  | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                      |
| Zitting zacht                          | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                      |
| Zitting Fitcomfort (traagschuim)       | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                      |
| Zitting Intelli-Gel                    | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                      |
| <b>Hoofd-nekkussens</b>                |                                          |                                          |                                          |                                          |                                        |
| Hoofdkussen 1 (luxe voorgevormd)       | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                      |
| Hoofdkussen 3 (nekrol losse vulling)   | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                      |
| Hoofdkussen 5 (druppelvorm)            | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                      |
| Hoofdkussen 6 (luxe, losse vulling)    | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                      |
| <b>Overige opties / accessoires</b>    |                                          |                                          |                                          |                                          |                                        |
| Accu (geen snoer in kamer)             | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                      |
| Draaiplateau                           | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                      |
| Elektrisch bedienbare lendensteun      | ✓ (M3)                                   | ✓ (M3)                                   | ✓ (M3)                                   | ✓ (M3)                                   | ✓ (M3)                                 |
| Elektrisch bedienbare hoofdsteun       | ✓ (M3)                                   | ✓ (M3)                                   | ✓ (M3)                                   | ✓ (M3)                                   | ✓ (M3)                                 |
| Extra set losse armleggerhoezen        | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                      |
| Extra verlengde beensteun              | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                      |
| fitMotion bewegend zitten              | ✓ (M3)                                   | ✓ (M3)                                   | ✓ (M3)                                   | ✓ (M3)                                   | ✓ (M3)                                 |
| houten armlegger                       | -                                        | -                                        | -                                        | •                                        | -                                      |
| houten sierlijsten op zijpand          | ✓                                        | -                                        | ✓                                        | -                                        | -                                      |
| incomat                                | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                      |
| Memory functie                         | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                      |
| RCPM zitsysteem tegen rugklachten      | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                      |
| Topline uitvoering                     | ✓ (M3)                                   | ✓ (M3)                                   | ✓ (M3)                                   | ✓ (M3)                                   | ✓ (M3)                                 |
| Verwarming in zitting en rugleuning    | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                        | ✓                                      |
| Wielsysteem zelfremmend                | -                                        | -                                        | -                                        | -                                        | ✓                                      |

Het aanbrengen van een optie en/of accessoire bij een Fitform-fauteuil kan een geringe invloed hebben op het uiterlijk van de fauteuil.

Uitleg symbolen bij opties:

• standaard aanwezig    ✓ optioneel mogelijk    - niet mogelijk



Uw Fitform-dealer

