

OVERZICHT MODELLEN WELLNESS



Model 212



Model 228/238



Model 232



Model 239/249



Model 243/253



Model 247/257



Model 250/260



Model 267/277



Model 286/296

OVERZICHT MODELLEN WELLNESS PREMIUM



Model 610



Model 612








Model 614




Model 620

Overzicht mechanieken & verstelfuncties Fitform

<p>Mechaniek M1 (2-motorig)</p>  <ul style="list-style-type: none"> ✓ Elektrisch bedienbare kantelverstelling met uitkomende beensteun en opstalift 	<p>Mechaniek M2 (2-motorig)</p>  <ul style="list-style-type: none"> ✓ Elektrisch bedienbare opstalift ✓ Elektrische bedienbare kantelverstelling ✓ Elektrisch bedienbare beensteun verstelling ✓ Mechanisch instelbare hoek tussen rug en zitting 	<p>Mechaniek M3 (3-motorig)</p>  <ul style="list-style-type: none"> ✓ Elektrisch bedienbare opstalift ✓ Elektrische bedienbare kantelverstelling ✓ Elektrisch bedienbare beensteun verstelling ✓ Elektrisch bedienbare rugverstelling
<p>Mechaniek M4 (2-motorig)</p>  <ul style="list-style-type: none"> ✓ Elektrische bedienbare kantelverstelling ✓ Elektrisch bedienbare beensteun verstelling ✓ Mechanische instelbare hoek tussen rug en zitting 	<p>Mechaniek M5 (3-motorig)</p>  <ul style="list-style-type: none"> ✓ Elektrische bedienbare kantelverstelling ✓ Elektrisch bedienbare beensteun verstelling ✓ Elektrisch bedienbare rugverstelling 	

Elektrisch bedienbare opstalift

De opstalift van Fitform is instelbaar in 4 verschillende opstabewegingen van rechtstandig omhoog tot enkel kantelend naar voren.



Elektrisch bedienbare kantelverstelling met automatisch uitkomende beensteun

Eerst komt de beensteun uit en daarna kantelen rugleuning en zitting tezamen naar achteren.

Elektrisch bedienbare kantelverstelling zonder uitkomende beensteun

De rugleuning en de zitting kantelen tezamen naar achteren (de zithoek blijft gelijk). Hierdoor ontstaat bij het 'relaxen' geen afschuifkracht en blijft men de lendenondersteuning behouden.

Apart elektrisch bedienbare beensteun

De beensteun komt langzaam uit voor een optimale beenondersteuning. Bij activering van de opstalift terwijl de beensteun uitstaat, wordt deze eerst automatisch ingetrokken om ongelukken te voorkomen.

Elektrisch bedienbare rugverstelling

Hiermee kan de juiste hoek tussen rugleuning en zitting individueel worden bepaald. Tevens kan hiermee, na gebruik te hebben gemaakt van de kantelverstelling een lighouding worden verkregen.

Mechanisch instelbare hoek tussen rug en zitting

Hiermee kan de gewenste hoek tussen rug en zitting worden ingesteld. De instelling bevindt zich in het verstelmechaniek aan de onderzijde van de fauteuil. Door het verdraaien van de spindel die u daar aantreft, kunt u de gewenste zithoek instellen.

Bekledingsoverzicht collectie Fitform

De gehele bekledingscollectie van Fitform per **01.01.2020** is weergegeven in onderstaande tabellen. Voor de standaard collectie worden van de vermelde stoffen stalenboeken ter beschikking gesteld, met uitzondering van de bekledingen Niroxx, Stamskin en Comfort; hiervan wordt een stalenkaart ter beschikking gesteld. Van het leder Softline, Hawaii en Trento worden stalenboeken ter beschikking gesteld.

Mocht u niet beschikken over stalenmateriaal van de **standaard collectie** bekledingen, neemt u dan contact op met uw accountmanager.

Alle stoffen/ledersoorten die niet in de standaard collectie vallen, dienen te worden ingezonden als eigen bekleding, met uitzondering van de speciale stoffencollectie van onze leverancier Keymer (zie onderstaand overzicht).

Overige opmerkingen:

- Bij een Fitform-fauteuil met een zachte zitting (latex) kan plooivorming ontstaan bij het stof/leder. Dit is inherent aan de combinatie van beide materialen en wij kunnen derhalve hiertoe geen reclamaties accepteren.
- Herstofferen is mogelijk na prijsopgaaf. U kunt hiertoe een offerte opvragen bij ons Cliënt Support Center.
- Bij bestelling van een combinatie van stoffen of stof met leder op een Fitform-fauteuil, geldt de prijs van de duurste bekleding voor de gehele fauteuil.

STANDAARD COLLECTIE

Groep	Naam	Samenstelling	Licht- echtheid	Martindale	Verkoopprijs per str. M (incl. BTW)	Rekbaarheid
Stof 1	Divine	100% pe	Goed	100.000	€ 42	Beperkt
Stof 1	Geiranger	100% trevira	Goed	65.000	€ 42	Beperkt
Stof 1	Board	100% pe	Goed	32.000	€ 42	Redelijk
Stof 1	Evoque	100% pes	Goed	55.000	€ 42	Beperkt
Stof 1	Bloq	85% pes, 15% ny	Goed	25.000	€ 42	Beperkt
Stof 5	Silvertex	voor: vi, achter:pl	Goed	300.000+	€ 81	Goed
Stof 5	Niroxx	100% pl	Goed	70.000	€ 81	Onvoldoende
Stof 5	Stamskin	100% pvc	Goed	120.000+	€ 81	Voldoende
Stof 7	Comfort	88% pe - 12% pu	Goed	100.000	€ 135	Goed
Leder 1	Softline				€ 104 m2	Goed
Leder 3	Hawaii				€ 142 m2	Goed
Leder 4	Trento				€ 156 m2	Goed

SPECIALE COLLECTIE

Aan het ontvangen van stalenmateriaal van deze stoffen zijn voorwaarden verbonden. Informeer hiernaar bij uw accountmanager.

Groep	Naam	Samenstelling	Licht- echtheid	Martindale	Verkoopprijs per str. M (incl. BTW)
2	Moss	100% pl	Goed	100.000	€ 50
2	Drops	100% pl	Goed	30.000	€ 50
2	Lakes	100% pl	Goed	30.000	€ 50
2	New Harmony	100% pl	Zeer goed	100.000	€ 50
2	Tasman	72% pl, 28% pc	Goed	35.000	€ 50
2	Hobart	41% vi, 39% pl, 20% li	Goed	25.000	€ 50
3	Renew	76% pp, 10% pl, 8% ma, 6% co	Zeer goed	35.000	€ 62
3	Chico	97% pl, 3% co	Zeer goed	38.000	€ 62
4	Comeback	86% pl, 9% co, 5% ma	Zeer goed	200.000	€ 73
4	Parker	52% pl, 24% vi, 24% pc	Goed	25.000	€ 73
4	Thames	59% pl, 24% vi, 17% pc	Goed	23.000	€ 73
4	Auckland	52% pl, 24% vi, 24% pc	Goed	32.000	€ 73

Bekleding buiten collectie Fitform

Informatie m.b.t. gebruik eigen bekleding:

Voor het bestellen van een fauteuil in een door u zelf geleverde stof, betaalt u de prijs van een fauteuil in stofklasse 1, exclusief de door u te bestellen metrage stof. Voor zelf te leveren leder, betaalt u de prijs van een fauteuil in stofklasse 3, exclusief de door u te bestellen metrage leder.

Op de verkoopformulieren per model vindt u naast de prijzen voor de fauteuils, ook de metrages eigen stof/leder die per model benodigd zijn. De opgegeven metrages zijn exclusief de metrage benodigd voor nek- en hoofdkussens (75 cm extra). Helaas kunnen wij niet instaan voor vertragingen die ontstaan door het inzenden van een kleinere metrage stof/leder dan in de prijslijst is aangegeven.

Houdt u bij het uitzoeken van stof/leder die niet in de Fitform stoffencollectie vallen, altijd rekening met de onderstaande voorwaarden:

1. Eigen stof smaller dan 1.40 meter kan niet worden verwerkt;
2. Op ingezonden stof/leder wordt geen garantie verleend;
3. De opgegeven metrages zijn excl. rapport;
4. Alvorens u eigen leder instuurt, verzoeken wij u ons een staal hiervan te sturen om te kunnen beoordelen of wij deze kunnen verwerken. Graag met vermelding van de exacte lederdikte;
5. Eigen stof/leder wordt verwerkt na franco toezending.

Model	Pool & Mohair stoffen	Grote patronen	Streepstoffen
212	Geschikt	Geschikt	Geschikt
228 - 238	Geschikt	Geschikt	Geschikt
232	Geschikt	Minder geschikt	Minder geschikt
239 - 249	Geschikt	Minder geschikt	Geschikt
243 - 253	Geschikt	Minder geschikt	Geschikt
247 - 257	Geschikt	Minder geschikt	Minder geschikt
250 - 260	Geschikt	Geschikt	Geschikt
267 - 277	Geschikt	Minder geschikt	Geschikt
286 - 296	Geschikt	Minder geschikt	Geschikt
610 - 612 - 614	Minder geschikt	Geschikt	Geschikt
620	Geschikt	Minder geschikt	Geschikt