



## Scootmobiel Trophy 6 DeLuxe

### Omschrijving

Voor veel scootmobiel gebruikers is comfort pure noodzaak. En dat is precies wat de Trophy 6 Scootmobiel biedt: 'medisch comfort'. De Trophy 6 combineert een uniek veersysteem met ergonomische en zeer lichte bediening. Door de uitgebreide instelmogelijkheden kan deze Trophy 6 Scootmobiel leverbaar in 3- en 4-wieluitvoering bovendien volledig op de specifieke wensen van de gebruiker worden afgestemd.

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>Snelheid:</b>                   | 17 km per uur        |
| <b>Actieradius:</b>                | +/- 45 km opt: 60/70 |
| <b>Totale lengte:</b>              | 140 cm               |
| <b>Totale breedte:</b>             | 60 cm                |
| <b>Verlichting:</b>                | N.A.                 |
| <b>Maximaal gebruikersgewicht:</b> | 166 kg               |



**De Deel 12**  
**8302 EJ Emmeloord**

☎ 0527 - 860086  
✉ [info@max-vitaal.nl](mailto:info@max-vitaal.nl)  
🌐 [www.max-vitaal.nl](http://www.max-vitaal.nl)