



## Tips voor set meenemen van de Brio vouwscoot in de auto

**Tip 1: Lukt set niet alleen? Vraag dan of iemand kan helpen!**

**Tip 2: Verlaag set tilgewicht**

- Haal de accu eruit (-2,5 kg)
- Haal indien mogelijk de stoel met armleuningen eraf (- 5 kg)




**Tip 3: Monteer de optionele handgreep voor meer grip**



**Tip 4: Laat de auto de helft van de Brio tillen**

Bij een auto met vlakke laadvloer is het mogelijk om de staande Brio vouwscooter in de kofferbak te kantelen en deze verder op de achterwielen erin te laten rollen. U hoeft nu zelf nog maar 50% te tillen.



**Tip 5: Gebruik antikras mat ter bescherming van uw auto en hulpmiddel**



## Tip 6: Til de Brio middels de Smart Up lift

Voor meer informatie: <https://www.mega-mobility.be/smart-up-lift.html>



## Tip 7: Voorzie de auto van een tilarm

Sommige zelfstandige senioren laten zelfs een dure en autospecifieke tilarm monteren.

