

Product Catalogus

2023


Swann-Morton®

# Inhoudsopgave

## Standaard Chirurgische Heften

Fitting nr. 3

Fitting nr.4

  
Klik om te navigeren

## Niet Medisch Heften

### Standaard Chirurgische Messen

Niet Steriel

Niet Steriel - individueel verpakt

Steriel

Steriel - RVS

### Stitch Cutters

### Disposable scalpels

Standaard scalpels

Uitschuifbare scalpels

Standaard met beschermhoes

Duim scalpels met beschermhoes

### Assortiment Fijn

Chirurgische Heften Fijn

Scalpelmesjes Fijn

### Specialistisch Assortiment

Myringotomie mesje

Podologie

### Hystopathologie & Autopsie

PM40 type Post Mortem heften & mesjes

PM60 type Post Mortem heften & mesjes

Disposable scalpels Post Mortem

Cervicale biopsie

Groot (Major) heavy duty heften

Ergonomisch heft

### Brandwonden & Reconstructie

Dermatoom; Braithwaite, Cobbett en Watson

Silvers dermatoom

Mesjes SG3 en SGD fitting nr. 3 en disposable

Mesjes t.b.v. elektrische dermatoom

### Mes verwijderaars

### Veilig scalpel gebruik

Kleen Mes Management Systeem (MMS)

### Orthopedisch

Cygnetic© assortiment

3

3

5

6

7

7

8

9

10

11

12

12

13

16

17

18

18

20

21

21

21

22

22

23

23

24

24

25

26

26

27

28

28

29


30

32

33

33


## Standaard Chirurgische Heften - Fitting Nr. 3

Afbeelding	Heft Nr.	Product Ref.
	3	0933

Standaard roestvrijstalen heft nr. 3. Voorzien van schaalverdeling op de achterzijde t.b.v. markering van de juiste operatieplaats en/of onderzoek naar traumaletsel.

Voor mes nr. 6, 9, 10, 10A, 10R, E/11, 11, 11P, 12, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15T, 16, 40 en SG3.

Per stuk verpakt.

Afbeelding	Heft Nr.	Product Ref.
	3L	0913

Het roestvrijstalen heft nr. 3L is een langere versie van heft nr. 3.

Voor mes nr. 6, 9, 10, 10A, 10R, E/11, 11, 11P, 12, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15T, 16, 40 en SG3.

Per stuk verpakt.

Afbeelding	Heft Nr.	Product Ref.
	5	0905

Bolvormige roestvrijstalen heft nr. 5.

Voor mes nr. 6, 9, 10, 10A, 10R, 11, E/11, 11P, 12, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, D/15, 15T, 16, 40 en SG3.

Per stuk verpakt.

Afbeelding	Heft Nr.	Product Ref.
	7	0907

Slank, langwerpig roestvrijstalen heft nr. 7.

Voor mes nr. 6, 9, 10, 10A, 10R, E/11, 11, 11P, 12, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15T, 16, 40 en SG3.

Per tien stuks verpakt.



## Standaard Chirurgische Heften - Fitting Nr. 3

### Afbeelding

### Heft Nr.

### Product Ref.



9

0909

Kort, slank en langwerpig roestvrijstalen heft nr. 9.

Voor mes nr. 6, 9, 10, 10A, 10R, E/11, 11, 11P, 12, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15T, 16, 40 en SG3.

Per tien stuks verpakt.

### Afbeelding

### Heft Nr.

### Product Ref.



B3

0923

Ergonomisch ontworpen, het roestvrijstalen B3 heft, ook wel het "Barron" heft genoemd (J.N. Barron, Salisbury). Met zijn gladde, taps toelopende achthoekige vorm, biedt dit heft nauwkeurige vingertopcontrole.

Voor mes nr. 6, 9, 10, 10A, 10R, 11, 11P, E/11, 12, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, D/15, 15T, 16, 40 en SG3.

Per stuk verpakt.



## Standaard Chirurgische Heften - Fitting Nr. 4

Afbeelding

Heft Nr.

Product Ref.



4

0934

Roestvrijstalen heft nr. 4 met een schaalverdeling op de achterkant om te helpen bij training, markering van de juiste operatieplaats en onderzoek naar traumaletsel.

Voor mes nr. 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 26, 27 en 36.

Per stuk verpakt.

Afbeelding

Heft Nr.

Product Ref.



4L

0914

Het roestvrijstalen heft nr. 4L is een langere versie van het heft nr. 4.

Voor mes nr. 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 26, 27 en 36

Per stuk verpakt.

Afbeelding

Heft Nr.

Product Ref.



6

0906

Bolvormige roestvrijstalen heft nr. 6.

Voor mes nr. 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 26, 27 en 36

Per stuk verpakt.



## Niet Medische Heften - Fitting Nr. 3 en Nr. 4

Afbeelding

Heft Nr.

Product Ref.



3

1033

Roestvrijstalen heft nr. 3 met een schaalverdeling op de achterzijde.

Voor mes nr. 6, 9, 10, 10A, 10R, E/11, 11, 11P, 12, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15T, 16, 40 en SG3.

Per tien stuks verpakt.

Afbeelding

Heft Nr.

Product Ref.



4

1034

Roestvrijstalen heft nr. 4 met een maat of schaalverdeling op de achterzijde.

Voor mes nr. 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 26, 27 en 36.

Per tien stuks verpakt.



# Standaard Chirurgische Scalpelmessen - Niet Steriel

## 100 mesjes per doosje (20 x 5)



### Eigenschappen

- Niet steriel
- Carbon staal
- 100 mesjes verpakt in 20 pakjes van 5 mesjes
- Corrosie- en vochtbestendig verpakt in aluminiumfolie

### Past op heft nr. 3, 3L, 5, 7, 9 en B3

Afbeelding	Mes Nr.	Product Ref.
	6	0116
	9	0117
	10	0101
	10A	0102
	11	0103
	11P	0191
	12	0104
	14	0119
	15	0105
	15A	0120
	15C	0121
	15T	0192
	16	0122
	12D	0118
	E/11	0125
	Sabre E/11	0183
	Sabre D/15	0185

### Past op heft nr. 4, 4L, 6

Afbeelding	Mes Nr.	Product Ref.
	18	0123
	19	0124
	20	0106
	21	0107
	22	0108
	22A	0109
	23	0110
	24	0111
	25	0112
	25A	0115
	26	0113
	27	0114
	Sabre B/23	0190



## Standaard Chirurgische Scalpelmessen - Niet Steriel

100 mesjes per doosje, individueel verpakt







### Eigenschappen

- Niet steriel
- Carbon staal
- 100 mesjes individueel verpakt
- Corrosie- en vochtbestendig verpakt in aluminiumfolie

### Past op heft nr. 3, 3L, 5, 7, 9 en B3

Afbeelding	Mes Nr.	Product Ref.
	10	3001
	10A	3002
	11	3003
	11P	3091
	15	3005

### Past op heft nr. 4, 4L, 6

Afbeelding	Mes Nr.	Product Ref.
	21	3007
	22	3008
	23	3010
	24	3011





# Standaard Chirurgische Scalpelmessen - Steriel

## 100 mesjes per doosje, individueel verpakt



### Eigenschappen

- Steriel
- Carbon staal
- 100 mesjes individueel verpakt
- Corrosie- en vochtbestendig verpakt in aluminiumfolie

### Past op heft nr. 3, 3L, 5, 7, 9 en B3

Afbeelding	Mes Nr.	Product Ref.
	6	0216
	9	0217
	10	0201
	10A	0202
	11	0203
	11P	0291
	12	0204
	13	0239
	14	0219
	15	0205
	15A	0220
	15C	0221
	15T	0292
	16	0222
	40	0240
	E/11	0225
	Sabre E/11	0263
	12D	0285
	Sabre D/15	0265

### Past op heft nr. 4, 4L en 6

Afbeelding	Mes Nr.	Product Ref.
	18	0223
	19	0224
	20	0206
	21	0207
	22	0208
	22A	0209
	23	0210
	24	0211
	25	0212
	25A	0215
	26	0213
	27	0214
	36	0236



## Standaard Chirurgische Scalpelmessen - Steriel

100 mesjes per doosje, individueel verpakt



### Eigenschappen

- Steriel
- RVS
- 100 mesjes individueel verpakt
- Verpakt in aluminiumfolie

### Past op heft nr. 3, 3L, 5, 7, 9 en B3

Afbeelding	Mes Nr.	Product Ref.
	6	0316
	9	0317
	10	0301
	10A	0302
	11	0303
	11P	0391
	12	0304
	13	0339
	14	0319
	15	0305
	15A	0320
	15C	0321
	15T	0392
	16	0322
	10R	0390
	12D	0318
	E/11	0325
	Stitch Cutter	0326

### Past op heft nr. 4, 4L, 6

Afbeelding	Mes Nr.	Product Ref.
	18	0323
	19	0324
	20	0306
	21	0307
	22	0308
	22A	0309
	23	0310
	24	0311
	25	0312
	25A	0315
	26	0313
	27	0314



## Stitch Cutters - Steriel

100 mesjes per doosje, individueel verpakt

### Eigenschappen

- Steriel
- RVS
- 100 stitch cutters individueel verpakt
- Corrosie- en vochtbestendig verpakt in aluminiumfolie



Afbeelding	Omschrijving	Product Ref.
	Short	0420
	Medium	0422
	Long	0421
	Voor heften met fitting nr 3	0326

## Disposable Stitch Cutters - Steriel

Verkrijgbaar in verpakkingen van 10 / 25 of 500 stuks

### Eigenschappen

- Steriel met uitzondering van product ref. 4026
- RVS chirurgisch mesje
- Individueel verpakt met uitzondering van product ref. 4026



Afbeelding	Omschrijving	Product Ref.
	Niet uitschuifbaar, 10 stuks	0526
	Uitschuifbaar, 10 stuks	4926
	Uitschuifbaar, 25 stuks	3926
	Uitschuifbaar, 500 stuks	4026



# Disposable Scalpel - Steriel

## 10 mesjes met heft per doosje, individueel verpakt



### Eigenschappen

- Steriel
- RVS chirurgisch mesje
- 10 disposable scalpels individueel verpakt
- Heft van polystyreen

Afbeelding	Mes Nr.	Product Ref.	Afbeelding	Mes Nr.	Product Ref.
	6	0516		18	0523
	9	0517		19	0524
	10	0501		20	0506
	10A	0502		21	0507
	11	0503		22	0508
	11P	0591		22A	0509
	12	0504		23	0510
	13	0539		24	0511
	14	0519		25	0512
	15	0505		25A	0515
	15A	0520		26	0513
	15C	0521		27	0514
	15T	0592		Sabre E/11	0563
	16	0522		Sabre D/15	0565
	12D	0518		Sabre B/23	0570
	E/11	0525		Stitch Cutter	0526
				SGD	0527












## Uitschuifbaar Disposable Scalpel - Steriel







### 10 mesjes met heft per doosje, individueel verpakt

#### Eigenschappen

- Steriel
- RVS chirurgisch mesje
- 10 uitschuifbare disposable scalpels individueel verpakt
- Heft van kunststof



Afbeelding	Mes Nr.	Product Ref.
	10	4901
	10A	4902
	10R	4990
	11P	4991
	12	4904
	14	4919
	15	4905
	15C	4921
	Stitch Cutter	4926

Afbeelding	Mes Nr.	Product Ref.
	20	4906
	21	4907
	22	4908
	23	4910
	24	4911
	25A	4915














## Uitschuifbaar Disposable Scalpel - Steriel 25 mesjes met heft per doosje, individueel verpakt



### Eigenschappen

- Steriel
- RVS chirurgisch mesje
- 25 uitschuifbare disposable scalpels individueel verpakt
- Heft van kunststof

Afbeelding	Mes Nr.	Product Ref.	Afbeelding	Mes Nr.	Product Ref.
	10	3901		20	3906
	10A	3902		21	3907
	10R	3990		22	3908
	11P	3991		23	3910
	12	3904		24	3911
	14	3919		25A	3915
	15	3905			
	15C	3921			
	Stitch Cutter	3926			
















## Uitschuifbaar Disposable Scalpel - Steriel 500 mesjes met heft in bulk verpakking

### Eigenschappen

- Niet steriel
- RVS chirurgisch mesje
- 500 stuks in bulk verpakking
- Heft van kunststof



Afbeelding	Mes Nr.	Product Ref.
	10	4001
	10A	4002
	12	4004
	14	4019
	15	4005
	15C	4021
	Stitch Cutter	4026

Afbeelding	Mes Nr.	Product Ref.
	20	4006
	21	4007
	22	4008
	23	4010
	24	4011
	25A	4015






## Disposable Scalpel met Beschermhoes - Steriel 10 mesjes met heft per doosje, individueel verpakt



### Eigenschappen

- Steriel
- RVS chirurgisch mesje
- 10 disposable scalpels met beschermhoes individueel verpakt
- Heft van polystyreen en met polyethyleen beschermhoes

Afbeelding	Mes Nr.	Product Ref.	Afbeelding	Mes Nr.	Product Ref.
	10	6601		20	6606
	10R	6690		21	6607
	11	6603		22	6608
	15	6605		23	6610
				24	6611

## Disposable Scalpel met Beschermhoes - Steriel Verpakt in bulkverpakking van 1000 stuks



### Eigenschappen

- Niet steriel
- RVS
- 1000 disposable scalpels met beschermhoes individueel verpakt
- Heft van polystyreen en met polyethyleen beschermhoes

Afbeelding	Mes Nr.	Product Ref.	Afbeelding	Mes Nr.	Product Ref.
	10	2331		20	2336
	10A	2332		21	2341
	11	2333		22	2342
	11P	2391		23	2337
	12	2334		24	2339
	15	2335		25A	2338
	19	2352		26	2346





## Minor Disposable Scalpel met Beschermhoes - Niet Steriel 10 mesjes met heft per verpakking, individueel verpakt



### Eigenschappen

- Niet steriel
- RVS
- 10 disposable scalpels met beschermhoes individueel verpakt
- Heft van polystyreen en met polyethyleen beschermhoes


Afbeelding	Mes Nr.	Product Ref.
	10	2381
	10A	2382
	11P	2383
	15	2385
	15A	2386

## Minor Disposable Scalpel met Beschermhoes - Niet Steriel Verpakt in bulkverpakking van 100 stuks



### Eigenschappen


- Niet steriel
- RVS
- 100 disposable scalpels met beschermhoes individueel verpakt
- Heft van polystyreen en met polyethyleen beschermhoes

Afbeelding	Mes Nr.	Product Ref.
	10	2371
	10A	2372
	11P	2373
	15	2375
	15A	2376



## Chirurgische Heften Fijn

### Afbeelding



Heft Nr.

Product Ref.

SF1

6051

Fitting Fijn. Tweedelig roestvrijstalen heft.

Voor mes nr. SM61, SM61(SB), SM62, SM62(SB), SM63, SM64, SM65, SM65A, SM67, SM68, SM69, SP90, SP91 and Myringotomy blade.

Per stuk verpakt.

### Afbeelding



Heft Nr.

Product Ref.

SF2

6052

Fitting Fijn. Tweedelig roestvrijstalen heft.

Voor mes nr. SM61, SM61(SB), SM62, SM62(SB), SM63, SM64, SM65, SM65A, SM67, SM68, SM69, SP90, SP91 and Myringotomy blade.

Per stuk verpakt.

### Afbeelding



Heft Nr.

Product Ref.

SF3

6053

Fitting Fijn. Tweedelig roestvrijstalen heft.

Voor mes nr. SM61, SM61(SB), SM62, SM62(SB), SM63, SM64, SM65, SM65A, SM67, SM68, SM69, SP90, SP91 and Myringotomy blade.

Per stuk verpakt.

### Afbeelding



Heft Nr.

Product Ref.

SF4

6054

Fitting Fijn. Tweedelig roestvrijstalen heft.

Voor mes nr. SM61, SM61(SB), SM62, SM62(SB), SM63, SM64, SM65, SM65A, SM67, SM68, SM69, SP90, SP91 and Myringotomy blade.

Per stuk verpakt.



## Chirurgische Heften Fijn

Afbeelding

Heft Nr.

Product Ref.



SF13

6061

Fitting Fijn. Driedelig roestvrijstalen heft.

Voor mes nr. SM61, SM61(SB), SM62, SM62(SB), SM63, SM64, SM65, SM65A, SM67, SM68, SM69, SP90, SP91 and Myringotomy blade.

Per stuk verpakt.

Afbeelding

Heft Nr.

Product Ref.



SF23

6062

Fitting Fijn. Driedelig roestvrijstalen heft.

Voor mes nr. SM61, SM61(SB), SM62, SM62(SB), SM63, SM64, SM65, SM65A, SM67, SM68, SM69, SP90, SP91 and Myringotomy blade.

Per stuk verpakt.



## Scalpelmesjes Fijn - Steriel

25 mesjes per doosje, individueel verpakt



### Eigenschappen

- Steriel
- RVS
- Individueel verpakt
- Verpakt in aluminiumfolie

### Past op heft nr. SF1, SF2, SF3, SF4, SF13 en SF23

Afbeelding	Mes Nr.	Product Ref.
	SM61	5901
	SM62	5902
	SM63	5903
	SM64	5904
	SM65	5905
	SM65A	5906
	SM67	5907
	SM68	5908
	SM69	5909
	SM61(SB)	5911
	SM62(SB)	5912
	SP90	5921
	SP91	5922



## Specialistisch Myringotomie Mesje - Steriel

### 10 mesjes per doosje, individueel verpakt



Afbeelding	Mes Nr.	Product Ref.
	SF13	6061

Het steriele roestvrijstalen myringotomie mes wordt gebruikt bij de behandeling van oorontsteking of lijmoor en wordt gebruikt om een incisie te maken in het trommelvlies. Het mes heeft een dubbele snede, zodat snijbewegingen in beide richtingen mogelijk zijn.

Past op heften SF1, SF2, SF3, SF4, SF13 en SF23. Wordt doorgaans aanbevolen in combinatie met heft nr. SF1 of SF13.

## Specialistisch Podologie Heft - Niet Steriel

Afbeelding	Heft Nr.	Product Ref.
	PD	5810

Podologie PD heft. Een slank roestvrijstalen heft met een onafhankelijk geschroefd bovengedeelte voor het eenvoudig wisselen van het mes en reinigen van het heft.

Voor mes nr. PD81 en PD82

Per stuk verpakt.

## Specialistische Podologie Mesjes

### Te gebruiken met specialistisch podologie heft PD



Afbeelding	Omschrijving	Product Ref.
	PD81, RVS, Niet steriel, 5 stuks	5801
	PD82, RVS, Niet steriel, 5 stuks	5802
	PD81, RVS, Steriel, 25 stuks, individueel verpakt	5821
	PD82, RVS, Steriel, 25 stuks, individueel verpakt	5822



## PM40 type Post Mortem Heften & Mesjes - Niet Steriel

Afbeelding

Heft Nr.

Product Ref.



PM40SS

2650

Heavy-duty roestvrijstalen heft. Het traditionele PM40-heft met zijn stevige schroeffitting kan worden gebruikt met een PM40- of PM40B mes.

Per stuk verpakt.

Afbeelding

Heft Nr.

Product Ref.



PM40H

2652

Heavy-duty heft met opvallende blauwe coating. Het traditionele PM40-heft met zijn stevige schroeffitting kan worden gebruikt met een PM40- of PM40B.

Per stuk verpakt.

Afbeelding

Heft Nr.

Product Ref.



PM40P

2653

Heavy-duty zink verguld heft. Het traditionele PM40-heft met zijn stevige schroeffitting kan worden gebruikt met een PM40- of PM40B.

Per stuk verpakt.

Afbeelding

Omschrijving

Product Ref.



PM40, Standaard, 10 stuks, individueel verpakt

2551



PM40B, Stompe neus, 10 stuks, individueel verpakt

2552

Afbeelding

Omschrijving

Product Ref.




22B, Stompe neus, 100 stuks individueel verpakt in folie

2590

Te gerbuiken met fitting nr. 4 heften.




## PM60 type Post Mortem Heft & Mesjes - Niet Steriel





Afbeelding	Heft Nr.	Product Ref.
	PM8	2609

Roestvrijstalen heft van hoge kwaliteit dat licht en toch sterk is. *Houd er rekening mee dat deze fitting niet compatibel is met chirurgische mesjes uit de fitting nr. 3 en fitting nr. 4 reeks.* Dit is het heft bij uitstek voor begrafenisondernemers en pathologen. Wordt gebruikt met het hieronderstaande PM60 of PM60B mes.

Per stuk verpakt.

Afbeelding	Omschrijving	Product Ref.
	PM60, Standaard, 50 stuks, individueel verpakt	2560
	PM60B, Stompe neus, 50 stuks, individueel verpakt	2561


## Disposable Scalpel Post Mortem - Niet Steriel

Afbeelding	Omschrijving	Product Ref.
	PM40, standaard, 5 stuks, individueel verpakt	2580
	PM40B, stompe neus, 5 stuks, individueel verpakt	2581
	PM40, standaard, 100 stuks, individueel verpakt	2582
	PM40B, stompe neus, 100 stuks, individueel verpakt	2583

### Hoe de beschermhoes veilig te verwijderen van de disposable scalpel post mortem




1) Plaats de disposable scalpel bij voorkeur op een vlakke ondergrond.



3) De beschermhoes en het disposable scalpel zijn nu los van elkaar.



2) Met uw duim in de verwijderhoes geplaatst, drukt u met uw duim omlaag en de hoes zal met een hoorbare klik loslaten.



4) Het mesje is nu volledig blootgelegd en de scalpel is klaar voor gebruik.




## Cervicale Biopsie - Steriel

10 mesjes per doosje, individueel verpakt



### Voor gebruik met Groot (Major) heft standaard en Lang

Afbeelding	Omschrijving	Product Ref.
	Cervicale Biopsie	2001

## Major Heavy Duty Heften - Niet Steriel

10 heften per doosje, individueel verpakt

Afbeelding	Heft Nr.	Product Ref.
	S15	0639

Het Heavy-duty "standaard" / "korte" Swann-Major roestvrijstalen heft past op het cervicale biopsieblad.

Afbeelding	Heft Nr.	Product Ref.
	L15	0640

Het Heavy Duty "Long" Swann-Major roestvrijstalen heft biedt extra bereik en diepte. Het past op het cervicale biospieblad.





## Ergonomisch Heft - Niet Steriel

10 heften per doosje, individueel verpakt

Afbeelding	Heft Nr.	Product Ref.
------------	----------	--------------



5	1003
---	------

Ergonomisch heft zwart, **compatibel met alle mesvormen in de Nr.3 fitting reeks, zoals de nr. 10 en nr. 15 mesjes**. Deze reeks heften heeft een getextureerde oppervlakteafwerking voor een gemakkelijke en comfortabele grip. Deze ergonomisch ontworpen heften worden gebruikt in histologie, pathologie / autopsie en laboratoriumomgevingen.

Autoclaveerbaar om kruisbesmetting van monsters te voorkomen.

Afbeelding	Heft Nr.	Product Ref.
------------	----------	--------------




6	1004
---	------

Ergonomisch heft maroon, **compatibel met alle mesvormen in de Nr.4 fitting reeks, zoals de nr. 22 en nr. 24 mesjes**. Deze reeks heften heeft een getextureerde oppervlakteafwerking voor een gemakkelijke en comfortabele grip. Deze ergonomisch ontworpen heften worden gebruikt in histologie, pathologie / autopsie en laboratoriumomgevingen.

Autoclaveerbaar om kruisbesmetting van monsters te voorkomen.

Afbeelding	Heft Nr.	Product Ref.
------------	----------	--------------



8	2618
---	------


Ergonomische heft grijs is **compatibel met de pathologiebladen PM60 en PM60 bull-neus mesjes**. Deze reeks heften heeft een getextureerde oppervlakteafwerking voor een gemakkelijke en comfortabele grip. Deze ergonomisch ontworpen heften worden gebruikt in histologie, pathologie / autopsie en laboratoriumomgevingen.

Autoclaveerbaar om kruisbesmetting van monsters te voorkomen.



## Dermatoommes Braithwaite, Cobbett en Watson

Afbeelding



Heft Nr.


Product Ref.

Braithwaite heft 9901

Ook verkrijgbaar als set van één heft en 20 steriele Major 158mm messen

Braithwaite set 9904

Afbeelding



Heft Nr.


Product Ref.

Cobbett heft 9902

Ook verkrijgbaar als set van één heft en 20 steriele Major 158mm messen

Cobbett set 9905

Afbeelding



Heft Nr.

Product Ref.

Watson heft 9903

Ook verkrijgbaar als set van één heft en 20 steriele Major 158mm messen

Watson set 9906

Afbeelding



Mes Nr.

Product Ref.


Major 158mm 9940

Mes voor gebruik met Braithwaite, Cobbett, Watson. Steriel, 10 stuks, individueel verpakt



## Silvers Dermatoommes Ontworpen om kleine en ingewikkelde huidenten te nemen

Afbeelding




Heft Nr.

Product Ref.

Blauw heft

9911

Afbeelding




Heft Nr.

Product Ref.

RVS heft

9912

Afbeelding



Mes Nr.

Product Ref.

Silvers mes

9942

Voor gebruik met Silvers heften blauw en RVS. Steriel, 10 stuks, individueel verpakt



## Dermtoommesjes - Steriel SG3 en SGD

Afbeelding	Omschrijving	Product Ref.
	Voor heften fitting nr.3, 20 stuks, individueel verpakt	2201
	Voor heften fitting nr.3, 20 stuks, individueel verpakt	2203
	Wegwerp SGD scalpel, 10 stuks, individueel verpakt	0527

## Dermtoommesjes Gestandaardiseerd - Steriel Ten behoeve van elektrische dermatoom

Afbeelding	Omschrijving	Product Ref.
	25mm, enkel segment, 10 stuks, individueel verpakt	9943
	50mm, twee segmenten, 10 stuks, individueel verpakt	9944
	75mm, drie segmenten 10 stuks, individueel verpakt	9945

De roestvrijstalen steriele mesjes zijn individueel verpakt in folieverpakkingen en worden geleverd in doosjes van tien stuks.

De mesjes zijn compatibel met toonaangevende merken elektrische dermatomen.



## Mes verwijderaar - Steriel 50 stuks individueel verpakt

### Eigenschappen

- Steriel
- Plastic, eenmalig gebruik
- Individueel verpakt
- 50 stuks mes verwijderaars

### Voor gebruik met nr. 3. en nr. 4 heften

Afbeelding

Product Ref.



5502

## Mes verwijderaar - Niet Steriel 500 stuks bulkverpakking

### Eigenschappen

- Niet Steriel
- Plastic, eenmalig gebruik
- 500 stuks mes verwijderaars

### Voor gebruik met nr. 3 en nr. 4 heften

Afbeelding

Product Ref.



5503

## Mes verwijderaar - Niet Steriel 100 stuks bulkverpakking

### Eigenschappen

- Niet Steriel
- Plastic, eenmalig gebruik
- 100 stuks mes verwijderaars

### Voor gebruik met nr. 3 en nr. 4 heften

Afbeelding

Product Ref.



5505

## Blade Removal Unit - Niet Steriel 10 stuks per verpakking, kan tot 100 mesjes vasthouden

### Eigenschappen

- Niet Steriel
- Plastic, 100 keer te gebruiken
- 10 stuks mescontainers per verpakking

### Voor gebruik met nr. 3 en nr. 4 heften

Afbeelding

Product Ref.



5525




# Een stap voorwaarts in de evolutie van veilig scalpel gebruik


Het KLEEN Mes Management Systeem (MMS) vormt een aanvulling op het bestaande assortiment veiligheidsproducten van Swann-Morton. Swann-Morton vergroot daarmee hun inspanningen om te voldoen aan bestaand beleid en initiatieven betreffende veiligheid op de werkvloer zoals betere preventie van scherpe letsels in de ziekenhuis- en gezondheidssector.

Het systeem met een hoogwaardig chirurgisch mes van Swann-Morton is ontworpen om te gebruiken met de meeste nr 3 en nr 4 standaard chirurgische handgrepen die al in circulatie zijn binnen het ziekenhuis, hierdoor kunnen de mesjes gemakkelijk en zonder aanvullende kosten in gebruik worden genomen.

Het systeem bestaat uit twee onderdelen die een standaard chirurgisch mes inkapselen. Het systeem beschermt chirurgisch personeel tegen scherpe verwondingen tijdens het bevestigen of verwijderen van het chirurgische mes uit een heft.



Het MMS in normaal chirurgisch gebruik




Schede stevig vergrendeld om steekincisies mogelijk te maken

- Het MMS zorgt voor een moeiteloze en veilige bevestiging van standaard chirurgische mesjes
- Voorzien van een beschermende beschermhoes die het chirurgisch mes volledig bedekt, voor veilig hanteren zonder gevaar voor ongelukken
- De beschermkap stelt het chirurgische mes volledig bloot tijdens gebruik met de intuïtieve vergrendeling, die voorwaartse beweging van de beschermkap tegengaat
- Eenvoudig los te koppelen MMS met daarin het mes voor veilige verwijdering

### Het MMS bevestigen


Het MMS wordt aan het handvat B bevestigd door het handvat in de achterkant van de schede A te steken en in de gleuf in het mes C te klikken, zoals de huidige normale praktijk is. Zoals bij alle standaard messen en handgrepen moet een zekere mate van zorg worden besteed om ervoor te zorgen dat de montage correct wordt uitgevoerd; in dit geval is de gebruiker echter volledig beschermd tegen de snijkant van het mes tijdens het proces.



Er is een klik te horen wanneer het mes correct is geplaatst. De plaatsing kan voor gebruik ook visueel worden gecontroleerd.


### Het mes blootleggen

Om het mes C zichtbaar te maken, kan huls A worden teruggetrokken door borgpen D los te laten en door simpelweg druk uit te oefenen en de schede naar achteren te schuiven.




Een volgende hoorbare 'klik' bevestigt dat de schede A volledig ingetrokken is.

In deze open positie kan nu geopereerd worden op de normale manier. Tijdens procedures waarbij de chirurg iets meer langsdruk moet toepassen dan normaal zoals bij het maken van een steekincisie, kan de schede stevig open worden vergrendeld door licht op de plaats F te drukken op het onderste zijgedeelte van de schede.



### Het sluiten van de schede en het bedekken van het mes

Om het mes veilig te bedekken, kan de schede A worden terug gezet naar de gesloten positie door de borgpen D los te laten op dezelfde manier als voorheen en de schede naar voren te sluiten.




Zoals eerder zal een hoorbare 'klik' bevestigen dat de schede volledig is gesloten. Dit kan herhaaldelijk worden gedaan tijdens de procedure om het scalpel op een veilige manier uit te wisselen met leden van het chirurgisch team.

### Het MMS loskoppelen

Zodra de huls is gesloten en aan het einde van de procedure kan het MMS veilig worden verwijderd van het scalpel. Houdt daarbij het scalpel in de rechterhand met het mes naar beneden en de scherpe zijde naar rechts. Houdt het scalpel weg van uw lichaam. Duw met uw duim op de schedeclip D en met uw wijsvinger op de mes extractie hendel E, druk daarbij E tegelijkertijd naar beneden en naar voren.



9 Met stevige druk wordt het MMS van het handvat verwijderd door het weg te schuiven, hierna kan het veilig worden weggegooid in daarvoorgeschikte container.



Close-up detail van: "Het mes blootleggen"

## KLEEN Mes Management System - Steriel 50 mesjes per doosje, individueel verpakt



### Eigenschappen

- Steriel
- RVS
- 50 mesjes individueel verpakt in papierenfilm verpakking

### Past op heft nr. 3

Afbeelding	Mes Nr.	Product Ref.
	10	5701
	11	5703
	11P	5791
	15	5705
	15T	5792

### Past op heft nr. 4

Afbeelding	Mes Nr.	Product Ref.
	18	5723
	20	5706
	21	5707
	22	5708
	23	5710
	24	5711

## KLEEN Mes Management System - Niet Steriel Bulkverpakking - 500 mesjes per doos






### Eigenschappen

- Niet Steriel
- RVS
- Bulkverpakking van 500 per doos, onderverdeeld in 10 zakken van 50 stuks

### Past op heft nr. 3

Afbeelding	Mes Nr.	Product Ref.
	10	5601
	10A	5602
	11	5603
	11P	5691
	15	5605
	15T	5692

### Past op heft nr. 4





Afbeelding	Mes Nr.	Product Ref.
	20	5606
	21	5607
	22	5608
	23	5610
	24	5611
	26	5613





**Eigenschappen (mesjes)**

- Steriel
- RVS
- Individueel verpakt
- Verpakt in aluminiumfolie
- 50 stuks per doosje

Afbeelding	Mes Nr.	Product Ref.
	10	5301
	11	5303
	15	5305
	20	5306

**Eigenschappen (heft)**

- Niet-Steriel
- RVS
- Per stuk verpakt


Afbeelding	Product Ref.
	5398

**Makkelijk te bevestigen**

Om het mes te laden, beweegt u de hendel naar de verticale positie totdat u een 'klik' hoort terwijl de body terugschuift om ruimte te maken voor het mes.



Met het mes in plaats, schuif de hendel terug, luister hierbij naar het 'klik' geluid dat plaats vindt terwijl de body terugschuift en daarbij het mes in positie vergrendelt.




**Makkelijk los te maken**

Herhaal simpelweg de vorige actie in omgekeerde volgorde en gooi het mes weg op een veilige manier. Het is niet nodig om het gebruikte mes aan te raken.

Bekijk de website:  
[www.swann-morton.com](http://www.swann-morton.com) voor schoonmaak instructies en verwerkingsmethoden. Een online video van deze procedure vindt u op [www.swann-morton.com/cygnetic](http://www.swann-morton.com/cygnetic)

**Makkelijk schoon te maken**

Met het mes verwijderd, zet u de hendel weer in de verticale positie. Pak de handgreep stevig vast aan het kant waar het mes bevestigd is en duw tegelijkertijd de hendel naar voren en naar beneden, weg van het lichaam. Het handvat zal nu open 'springen' waarbij de open positie met een 'klik' geluid bevestigd wordt. U beschikt nu over 3 afzonderlijke onderdelen die kunnen worden schoon-gemaakt op de aanbevolen wijze.



Om weer te monteren, plaats de hendel in de 'halve maan' inkeping op het onderste deel, te herkennen aan de Cygnetic© markering. De hendel moet in de voorwaartse positie staan. Pak het bovenste gedeelte en schuif het in de voorste geleiders van het onderste gedeelte terwijl u de hendel terug naar de verticale positie beweegt, druk daarbij tegelijkertijd lichte druk uit op het Swann-Morton logo. U hoort de 3 delen in elkaar klikken. Ga door met de hendel terug bewegen naar de body van het handvat om de onderdelen op hun plaats te bevestigen. Het handvat is nu weer klaar om te gebruiken.



### De kwaliteit snede

Swann-Morton is wereldleider in de productie van chirurgische mesjes, scalpels en handvatten. De productie vindt plaats vanuit de thuisbasis in Sheffield, Engeland. Vanwege de kwaliteit, precisie, consistentie en betrouwbaarheid van de producten is Swann-Morton de eerste keuze van professionals in verschillende disciplines binnen de gezondheidszorg.

De Chirurgische technieken worden steeds verfijnder waardoor de gestelde eisen aan een scalpel steeds hoger worden. Dit zorgt ervoor dat Swann-Morton de eerste keus is van chirurgen, podotherapeuten, dierenartsen en tandartsen indien zij een gebruik willen maken van een hoogwaardig precisie instrument.

Een gevarieerd assortiment, bestaande uit meer dan 70 afzonderlijke mesjes en 30 handles, voldoet in de behoefte en uitdagingen die de doorlopende ontwikkelingen van chirurgische technieken en wet- en regelgeving met zich meebrengen (o.a. de EU Richtlijn inzake preventie van letsels door scherpe voorwerpen in de ziekenhuis- en gezondheidsbranche).

De strengst mogelijke kwaliteitscontroles worden toegepast binnen elke productiefase (van grondstoffen tot het afgewerkte product). Elk mesje wordt tevens onderworpen aan een 200% visuele inspectie voordat het goedgekeurd wordt voor verkoop.



Swann-Morton®

Sheffield - England

Owlerton Green, Sheffield S6 2BJ

*The home of quality surgical blades*

