

| Leverancier     | Rolstoel         | Zitbreedtes       | Zithoogte voor | Voetplaat                                                                    | Remmen                   | Overig                                                                                                             |
|-----------------|------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INVACARE        | Action 3 NG      | 40,5 t/m 48 cm    | 48,5 & 51 cm   | GB                                                                           | GB                       |                                                                                                                    |
| INVACARE        | Action 4 NG      | 38 t/m 48 cm      | 46, 48,5 51 cm | GB                                                                           | GB                       |                                                                                                                    |
| INVACARE        | Kuschall Advance | 36 t/m 46 cm      | 47 t/m 51 cm   |                                                                              |                          | Er wordt een extern framedeel geplaatst, waarop de bracket verplaatst wordt (Externe framedeel niet verwijderbaar) |
| INVACARE        | XLT              | 38 t/m 48 cm      | 46 t/m 52 cm   | GB                                                                           | Alleen met std. remmen   |                                                                                                                    |
| INVACARE        | Compact          | 40 t/m 50 cm      | 44 t/m 51 cm   | 70 of 90° beensteunhoek<br>Voetplaat/Voetplaten<br>achterwaarts gemonteerd.  |                          | Bij zitbreedtes onder 40 cm, 90 graden beensteunen                                                                 |
| INVACARE        | Compact Attract  | 38 t/m 50 cm      | 45 t/m 52 cm   | 80 of 90° beensteunhoek.<br>Voetplaat/voetplaten<br>achterwaarts gemonteerd. | GB                       |                                                                                                                    |
| INVACARE        | K-series         | 38 40 t/m 48 cm   | 47 t/m 52 cm   | Voetplaat/voetplaten<br>achterwaarts gemonteerd.                             | Niet i.c.m. schaarremmen | Niet mogelijk bij Carbon frame.                                                                                    |
| INVACARE        | K-series Attract | 40 t/m 48 cm      | 47 t/m 52 cm   | Voetplaat/voetplaten<br>achterwaarts gemonteerd.                             | Niet i.c.m. schaarremmen |                                                                                                                    |
| INVACARE        | Ultra Light      | 40 t/m 50 cm      | 44 t/m 51 cm   | GB                                                                           | GB                       |                                                                                                                    |
| PANTHERA        | S3/U3            | 36, 39, 42, 45 cm | 48 cm          |                                                                              |                          | In overleg met Invacare                                                                                            |
| RGK             | Tiga Sub 4       | 36 t/m 44 cm      | 46 t/m 52 cm   | XB010, XB030,XB070, XB080,<br>XB110 XB120, XB150 mogelijk                    |                          | Er wordt een extern framedeel geplaatst, waarop de bracket verplaatst wordt (Externe framedeel niet verwijderbaar) |
| RGK             | Tiga             | 36 t/m 48 cm      | 45 t/m 52 cm   | XB010, XB030,XB050, XB070,<br>XB080, XB150 mogelijk                          |                          | Er wordt een extern framedeel geplaatst, waarop de bracket verplaatst wordt (Externe framedeel niet verwijderbaar) |
| SUNRISE MEDICAL | Quickie Argon 2  | 36 t/m 50 cm      | 46 t/m 52 cm   | GB                                                                           | GB                       |                                                                                                                    |
| SUNRISE MEDICAL | Quickie Helium   | 38 t/m 46 cm      | 45 t/m 52 cm   | GB                                                                           | Alleen met lichtgewicht  |                                                                                                                    |

|                        |                        |                                    |                                      |                                         |               |                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                        |                                    |                                      |                                         | compactremmen |                                                                                                                    |
| <b>SUNRISE MEDICAL</b> | Quickie Neon 2         | 36 t/m 50 cm                       | 46 t/m 53 cm                         | Alleen mogelijk met gedeelde voetplaten | GB            | Vanaf zitdiepte 42                                                                                                 |
| <b>SUNRISE MEDICAL</b> | Quickie Xenon 2 SA     | 38 t/m 50 cm                       | 46 t/m 51 cm                         | GB                                      | GB            | Niet met opklapvergrendeling                                                                                       |
| <b>SUNRISE MEDICAL</b> | Quickie Xenon 2 VV     | 36 t/m 50 cm                       | 46 t/m 50 cm                         | GB                                      | GB            | Niet met opklapvergrendeling                                                                                       |
| <b>SUNRISE MEDICAL</b> | Quickie Xenon 2 Hybrid | 36 t/m 50 cm                       | 46 t/m 51 cm                         | Alleen bij gedeelde voetplaten          | GB            |                                                                                                                    |
| <b>SUNRISE MEDICAL</b> | Quickie Life (SA)      | 36 t/m 48 cm                       | 46 t/m 53 cm                         | GB                                      | GB            | Niet met opklapvergrendeling                                                                                       |
| <b>SUNRISE MEDICAL</b> | Quickie Life R         | 34 t/m 48 cm                       | 45 t/m 50 cm                         | GB                                      | GB            |                                                                                                                    |
| <b>TILITE</b>          | TR3                    | 40,5 t/m 51,5 cm                   | 46 t/m 49,5 cm                       | GB                                      | GB            | Carbon frame niet mogelijk                                                                                         |
| <b>TILITE</b>          | Aero R                 | 16 t/m 20 inch<br>40,5 t/m 50,8 cm | 17,5 t/m 19 inch<br>44,5 t/m 48,3 cm | GB                                      | GB            | Zitdiepte<br>16 t/m 20 inch<br>40,6 t/m 50,8 cm                                                                    |
| <b>TILITE</b>          | ZR                     | 14 t/m 20 inch<br>35,5 t/m 50,5 cm | 17,5 t/m 19 inch<br>44,5 t/m 48,3 cm | 80, 90 of 95 graden frame               | GB            |                                                                                                                    |
| <b>Wolturnus</b>       | W5                     | 36 t/m 48 cm                       | 46 t/m 52 cm                         |                                         |               | Er wordt een extern framedeel geplaatst, waarop de bracket verplaatst wordt (Externe framedeel niet verwijderbaar) |