

wheelzalert



‘Met de WheelzAlert heb ik altijd een alarm bij de hand. Een veilig gevoel.’




Druk op de knop



Ontvangst bericht en positie

Hulp



NIEUW!
Rollator
alarm



wheelz ahead®
LET'S GET MOVING

Mede mogelijk gemaakt door:



Illustrations designed by Freepik and created by

wheelzalert

Voelt u zich onveilig, onwel of bent u bijvoorbeeld gevallen?

Met één druk op de WheelzAlert alarmeert u een contact en die weet direct waar u zich bevindt.



Specificaties:

Afmeting: 9 x 6 x 3 cm

Gewicht: 220 gram

Bevestiging: Middels schroefbare klemband

Informatie

Wheelzahead

Biezenkamp 27 a-1

6691 EJ Gendt, Nederland

+31 (0)481-450110

www.wheelzahead.com

office@wheelzahead.com

Geen abonnement nodig

WheelzAlert maakt gebruik van het LoRa netwerk, een netwerk met een ruime dekking, zelfs in kleinere plaatsen. Op Lora.nl kunt u makkelijk zien hoe dekking in uw omgeving is.

Mocht u wensen om altijd over een volledige dekking te beschikken dan kunt u eenvoudig de standaard in de WheelzAlert aanwezige sim-kaart met bijpassend abonnement activeren.

1 jaar batterijduur

De batterij van de WheelzAlert gaat 1 jaar mee zonder opladen. Indien u wenst op te laten is dat eenvoudig mogelijk middels de meegeleverde draadloze oplader. Plaats uw rollator naast de oplader en de accu wordt bijgevuld.

Handige App

Speciaal voor de WheelzAlert is een handige App ontwikkeld. Hierop ontvangt u de alarm-meldingen, met aanduiding op de kaart, kunt u het alarm uitschakelen en ontvangt u meldingen over bijvoorbeeld de batterijduur. Makkelijk en efficiënt.

Mede mogelijk gemaakt door:



wheelzahead®
LET'S GET MOVING

wheelzalert



„Mit WheelzAlert
verfügen Sie immer
über einen Alarm.
Ein sicheres Gefühl.“



Auf den Knopf drücken



Bericht und Standort empfangen

Hilfe



NEU!

**Rollator
alarm**



wheelz ahead®
LET'S GET MOVING

Mitunter
realisiert durch:




Illustrations designed
by Freepik and created by

wheelzalert

Fühlen Sie sich unsicher, unwohl oder sind Sie zum Beispiel gefallen?

Mit einem Knopfdruck auf den WheelzAlert wird eine Kontaktperson alarmiert und diese weiß direkt, wo Sie sind.



Kein Abonnement nötig

WheelzAlert verwendet das LoRa-Netzwerk, ein Netzwerk mit einer großflächigen Abdeckung, selbst in kleineren Ortschaften. Auf Lora.nl können Sie sich einfach ansehen, wie die Abdeckung in Ihrer Umgebung ist.

Wenn Sie immer über eine vollständige Abdeckung verfügen möchten, dann können Sie einfach die standardmäßig im WheelzAlert vorhandene Sim-Karte mit dem zugehörigen Abonnement aktivieren.

1 Jahr Batterielebensdauer

Die Batterie des WheelzAlert hat eine Lebensdauer von 1 Jahr ohne Aufladen. Wenn Sie sie aufladen möchten, ist dies ganz einfach über das mitgelieferte drahtlose Ladegerät möglich. Stellen Sie Ihren Rollator in die Nähe des Ladegeräts und Ihr Akku wird aufgeladen.

Praktische App

Speziell für den WheelzAlert wurde eine praktische App entwickelt. Auf dieser empfangen Sie Alarmmeldungen, mit Standortangabe auf der Karte, Sie können den Alarm ausschalten und erhalten Meldungen z. B. über die Batterielebensdauer. Einfach und effizient.

Technische Daten:

Maße: 9 x 6 x 3 cm

Gewicht: 220 Gramm

Befestigung: Mittels eines anschraubbaren Klemmbands

Kontaktangaben

Wheelzahead

Biezenkamp 27 a-1

6691 EJ Gendt, Niederlande

+31 (0)481-450110

www.wheelzahead.com

office@wheelzahead.com

Mitunter
realisiert durch:



wheelzahead®
LET'S GET MOVING

wheelzalert



“Thanks to the
WheelzAlert I always
have an alarm at hand.
A safe feeling”




Press the button



Notifications and position

Assistance



NEW!
Walker
alarm



wheelz ahead®
LET'S GET MOVING

Partly made possible by:



Illustrations designed by Freepik and created by...

wheelzalert

Do you feel unsafe, unwell or have
you had a fall?

With one push on the WheelzAlert you
can alert a contact and they'll know
exactly where you are.



Specifications:

Dimension: 9 x 6 x 3 cm

Weight: 220 grams


Attachment: With adjustable strap


Information

Wheelzahead

Biezenkamp 27 a-1

6691 EJ Gendt, The Netherlands

 +31 (0)481-450110

 www.wheelzahead.com

 office@wheelzahead.com

No subscription required

WheelzAlert uses the LoRa network, a network with ample coverage, even in smaller locations. On Lora.nl you can easily see what coverage in your area is like.

If you wish to always have full coverage, you can easily activate the standard sim card with a corresponding subscription in the WheelzAlert.

1 year battery life

The WheelzAlert battery will last for 1 year without charging. If you wish to charge it, this is easy with the included wireless charger. Place your rollator next to the charger and the battery will be charged.

Handy App

A handy app has been developed especially for the WheelzAlert. You receive alarm notifications through the app, with a marker on the map, you can switch off the alarm and stop notifications about, for example, the battery life. Easy and efficient.

Partly made
possible by:



wheelz ahead[®]
LET'S GET MOVING