



## Technische fiche ESRI Alternierend zitkussen

Referentie:	ESRI-ZTK
Beoogd gebruik:	Preventief en curatief voor decubitus tot en met stadium 4
Brandveiligheid:	CRIB7 (hoes), CRIB5 (matras)
Gebruikersgewicht:	40-150kg

### Pomp

Referentie:	P.ESRI-ZTK
Celcyclus	1 op 2
Cyclustijd:	10, 15 of 20 minuten
Therapiemodus:	Dynamisch of statisch
Netvoeding:	100-220V
Voedingsfrequentie:	50-60Hz
Afmetingen:	21cm x 10,5cm x 6cm
Gewicht:	0,7kg
Materiaal behuizing:	ABS plastic
Elektrische stroom:	0,4A (adaptor)
Batterij:	12V Lithium 2200mAh
Beschermingsklasse bij elektrische schok:	Klasse II, dubbel geïsoleerd, type BF met aarding
Beschermingsklasse binnendringen vloeistoffen:	IPX0

### Matras

Referentie:	M.ESRI-ZTK
Materiaal:	Visco-elastisch schuim
Celmateriaal:	Polyurethaan
Aantal cellen:	6, individueel vervangbaar
Afmetingen:	L: 45cm - B: 50cm – H: 10cm
Gewicht:	1,8kg

## Hoes

Referentie:	SP.COVZTK
Brandveiligheid:	CRIB 7
Materiaal:	Polyurethaan
	Bi-elastisch (ISO 5402 1:2003)
	Dampdoorlaatbaar
	Vochtwerend
	Bacteriostatisch, antimicrobieel

## Gebruikte symbolen:



Voldoet aan de Europese regelgeving



Fabrikant




Datum van productie




Handleiding raadplegen voor gebruik



Serienummer



Authorized European Representative



Elektrische veiligheidsklasse: klasse II dubbel geïsoleerd



Beschermingsklasse elektrische schok: type BF met aarding



WEE richtlijn: recycleren van elektronica



Geldigheidssticker garantie