

# PRODUCT PROFIEL

SANICOLLECTION

## SaniPREP



### WAT IS HET:

- Een tijdelijke vochtonttrekker en dieptereiniger voor de natuurlijke nagel.
- Hoog geconcentreerd met intensieve werking.

### WAT DOET HET:

- Verwijdert tijdelijk overtollig vocht en olie uit de natuurlijke nagel.
- Geeft een dieptereiniging in alle nagellagen.

### WAAR HEB JE HET VOOR NODIG:

- Hygiënische voorbereiding van natuurlijke nagels voor het plaatsen van kunstnagelproduct.
- Optimaliseert de hechtingsmogelijkheid van elk kunstnagelproduct en nagellak.
- Vermindert 'lifting' bij kunstnagels en nagellak bij klanten met een hoog vochtgehalte in hun nagels en huid.

### VOORDELEN EN EIGENSCHAPPEN:

#### **Isopropyl Alcohol;**

Isopropanol oftewel isopropylalcohol is een secundaire alcohol die voor reiniging en ontsmetting wordt gebruikt. Door het snelle verdampen en het goede oplossen van vettigheid heeft het een breed scala aan toepassingen o.a. als ontsmettingsmiddel in de gezondheidszorg.

#### **Ethyl Acetate;**

Dit betreft een kleurloze vloeistof, ruikt gelijk aan lijm of nagellak. Lost natuurlijke vetten snel op, zeer snel drogend.

#### **Isobutyl Acetate;**

Wordt toegevoegd als algemene oplosser.

### INGREDIËNTEN LIJST:

Isopropyl Alcohol, Ethyl Acetate, Isobutyl Acetate

### BESCHIKBARE INHOUDSMATEN:

8ml/0.27fl.oz  
15ml/0.53fl.oz

### GEBRUIKSAANWIJZING:

- Breng SaniPREP aan op een voorbereide nagel tot aan de nagelriem.
- Veeg het kwastje van de nageldesinfectans/SaniPREP langs de rand van het flesje af. Trek de laterale nagelvouwen aan de kant en 'lak' de nagels met de nageldesinfectans vochtig.
- Lak alle nagels vochtig en herhaal deze handeling nog een keer.
- De nagels zijn nu ontvet en gereinigd, de behandeling kan vervolgd worden.