

## **Zitronensäure / Reinigung von Silber / Silbermünzen**

Zur Reinigung von Silber / Silbermünzen. Nicht geeignet für Kupfer, Bronze und Zink.

Verwenden Sie Standard 1 Teil Körner auf 5 Teilen destilliertem (oder wenn nicht vorhanden demineralisiertem) Wasser. Bei leichter Verschmutzung stellen Sie das Verhältnis nach unten ein. Bei dicker Kruste das Verhältnis nach oben korrigieren.

Legen Sie die Münzen für einige Stunden bis zu einem Tag in das Zitronensäurebad, abhängig von der Schmutzmenge und der Dicke der Oxidationskruste. Durch das Setzen von Eisennägeln auf den Boden wird der Prozess beschleunigt. Achten Sie darauf, dass die Nägel die Münzen nicht berühren! Anschließend mit einer weichen Bürste (abgeschnittene Zahnbürste) abreiben. Bei Bedarf mit Kreide oder Natron reiben und dann 1 bis 2 Tage in entmineralisiertem Wasser neutralisieren und trocknen lassen.

Durch den Kontakt mit dem Schwefel in der Luft oxidiert die Silbermünze wieder und die Münze wird nach einiger Zeit wieder schwarz. Um dies zu verhindern, können Sie die Münze in einem Münzbehälter aufbewahren oder in einer Münzkapsel in Ihrer Vitrine platzieren.

Inhalt: 125 Gramm

Arbeiten Sie bei der Reinigung und Konservierung von Bodenfunden immer sicher. Tragen Sie Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz.

Warnung:

Zitronensäure kann zu Hautreizungen und schweren Augenschäden führen. BEI AUGEN: Einige Minuten lang sorgfältig mit Wasser spülen, Kontaktlinsen entfernen, wenn möglich, weiterspülen.