



PICREATOR ENTERPRISES LTD
Materials for Professional Restoration and Conservation
Manufacturers of RENAISSANCE Wax



62902 Renaissance Metal De-Corroder

Für die Entfernung von Rostflecken auf:

Eisen, Bronze, Kupfer und Kupferlegierungen, Messing, Stahl, Zink und galvanisierte Materialien sowie zur Entfernung von rostigen Wasserflecken.

Nach der Behandlung mit Renaissance Metal-De Corroder kann der Rost mit einem Tuch abgewischt oder mit einem Pinsel abgebürstet werden. Das Abspülen mit klarem Wasser stoppt den Entrostungsvorgang.

Lose Rostpartikel sollten vor der Behandlung mit Renaissance Metal-De Corroder entfernt werden. Fettige Oberflächen müssen vor der Behandlung entfettet werden.

Ideale Anwendungstemperatur des Renaissance Metal De-Corroders ist zwischen 10°C und 20°C. Kältere Lösungen verlangsamen die Entrostungszeit.

Nach dem Entrosten mit Renaissance Metal De-Corroder bleibt die behandelte Fläche ca. 14 Tage rostunanfällig. Eine Nachbehandlung mit Renaissance Polierwachs ist als Schutz empfehlenswert.

Renaissance Metal De-Corroder kann mehrfach verwendet werden. Die gebrauchte Lösung evtl. filtern, in einen sauberen Behälter füllen und gelegentlich mit frischem Renaissance Metal De-Corroder auffüllen. Das Produkt hält sich über Wochen.

Lagerung:

Im Originalgebinde oder in Gebinden aus Stahl, Porzellan, Gummi, Plastik, wie z.B. Polyethylen.